

## 1 Installation

### 1.1 System requirements

- Windows Vista SP2 (or higher)
- 32-bit processor (or higher), clock frequency 1 GHz (2 GHz recommended)
- USB 2.0 interface (or higher)
- 1 GB RAM
- 500 MB of free hard disk space

### 1.2 Installing the software

1. Insert the USB storage medium into a USB interface.
2. Open the directory and start the **setup.exe** program.  
The installation wizard starts.
3. Select the installation language and confirm with *OK*.  
The installation wizard is prepared.
4. Click on *Next* to continue.
5. Enter the user information and confirm with *Next*.
6. Select *Complete Installation* and confirm with *Next*.
7. Select *Install*.  
The software is installed.
8. Wait until the installation is complete and confirm with *Finish*.  
TrackIT has been installed and can be started.

### 1.3 Starting the software and setting up the reader

1. Start the software.
2. Select *Admin* as the login name.
3. Enter *admin* as the password.
4. Confirm with *Log in*.
5. Connect the reader to a USB interface.
6. In the *Configuration* menu, select the *Adjust reader* submenu.
7. In the *Configuration* window, select the serial port (ComPort) and confirm with *Close*.
8. In the *Configuration* menu, select the *Connect reader* submenu.  
The status display on the main screen shows: *Reader active*.
9. Select another ComPort if the reader remains inactive.

## 1 Installation

### 1.1 Systemvoraussetzungen

- Windows Vista SP2 (oder höher)
- 32 Bit Prozessor (oder höher), Taktfrequenz 1 GHz (empfohlen 2 GHz)
- USB 2.0 Schnittstelle (oder höher)
- 1 GB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicherplatz

### 1.2 Software installieren

1. USB-Speichermedium in eine USB-Schnittstelle stecken.
2. Verzeichnis öffnen und das Programm **setup.exe** starten.  
Der Installationsassistent wird gestartet.
3. Installationssprache wählen und mit *OK* bestätigen.  
Der Installationsassistent wird vorbereitet.
4. *Weiter* anklicken, um fortzufahren.
5. Benutzerinformationen eintragen und mit *Weiter* bestätigen.
6. *Vollständige Installation* wählen und mit *Weiter* bestätigen.
7. *Installieren* wählen.  
Software wird installiert.
8. Warten, bis die Installation abgeschlossen ist und mit *Fertig stellen* bestätigen.  
TrackIT ist installiert und kann gestartet werden.

### 1.3 Software starten und Lesegerät einrichten

1. Software starten.
2. Anmeldenamen *Admin* wählen.
3. Passwort *admin* eingeben.
4. Mit *Anmelden* bestätigen.
5. Lesegerät an eine USB-Schnittstelle anschließen.
6. Im Menü *Konfiguration* das Untermenü *Lesegerät einstellen* wählen.
7. Im Fenster *Konfiguration* den seriellen Anschluss (ComPort) wählen und mit *Schließen* bestätigen.
8. Im Menü *Konfiguration* das Untermenü *Lesegerät verbinden* wählen.  
Die Statusanzeige im Hauptbildschirm zeigt: *Lesegerät aktiv*.
9. Einen anderen ComPort wählen, wenn das Lesegerät inaktiv bleibt.