

期間限定
2009年
7月1日～
12月22日

バイオフィォトメータープラス キャンペーン

The easy, rapid and reliable BioPhotometer plus analysis system


- バイオフィォトメータープラス ⇒ **¥398,000**
- バイオフィォトメータープラス プリンターセット ⇒ **¥420,000**
(本体1台、プリンター1台)
- バイオフィォトメーター TrayCell セット ⇒ **¥798,000**
(本体1台、プリンター1台、TrayCell 1個)

BioPhotometer plus campaign

キャンペーン期間

2009年7月1日～2009年12月22日

- わずか A4 サイズのコンパクトさとシンプルな操作性!
- 核酸、タンパク質濃度測定はもちろん、蛍光色素や酵素活性測定も対応!
- ウォームアップ時間不要。電源投入後、すぐに測定可能!
- 微量測定用キュベット“TrayCell”に対応。わずか 0.7μl から測定可能!



テクニカルデータ: バイオフィトメータープラス

光源:	キセノンフラッシュランプ
Light beam height:	8.5 mm
Spectral range:	220–750 nm
測定波長:	230, 260, 280, 340, 405, 490, 550, 595, 650 nm
バンド幅:	5 nm: 230–340 nm; 7 nm: 405–650 nm
吸光度測定範囲:	0–3 A (2A at 340nm); Dye methods: 2A at 550nm/650nm
精度 (inaccuracy):	± 1% at 1 A
精度 (imprecision):	≤0.002 A at 0 A; ≤0.005 A at 1 A
メモリー:	100 データ (吸光度、吸光度率、サンプル No.、濃度、日付、時間)
電源 / 電力:	100 V; 50–60 Hz / 操作時 20W、待機時 10W
大きさ (W x D x H):	20 x 32 x 10 cm
重さ:	約 3 kg
Cuvettes:	UVette, HellmaTrayCell ^{*1} and common rectangular cuvettes of suitable glass or plastic materials

Technical specifications subject to change.

注文案内

品名・形式	商品 No.	注文コード	単位	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
バイオフィトメータープラス	6132 000.016	95042	1 台	¥460,000	¥398,000	
バイオフィトメータープラスプリンターセット	6132 000.016	95043	1 セット	¥517,700	¥420,000	
バイオフィトメーター TrayCell セット 1.0mm	6132 000.016T1	95348	//	¥998,000	¥798,000	*2
バイオフィトメーター TrayCell セット 0.2mm	6132 000.016T2	95349	//	¥998,000	¥798,000	*2
バイオフィトメーター用プリンター	6131 010.000	92901	//	¥57,700		

*1 For further information on the Hellma® TrayCell, please visit www.hellma-worldwide.com or contact your local Eppendorf representative.

*2 TrayCell セットへのプリンター添付は、キャンペーン期間のみです。

* 希望小売価格に消費税は含まれておりません。

* 製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

eppendorf
Japan

エッペンドルフ株式会社

101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5

東京 Tel: 03-5825-2361, Fax: 03-5825-2365

大阪 Tel: 06-6990-4821, Fax: 06-6990-4824

e-mail: info@eppendorf.jp, HP: <http://www.eppendorf.com/jp>

Your distributor: