

Mimoriadna ponuka – 30 % zľava



na novú hot-start polymerázu:

PerfectTaq Plus DNA Polymerase a PerfectTaq DNA Plus MasterMix

na kity pre purifikáciu PCR produktov:

Agarose GelExtract Mini Kit a PCRExtract Mini Kit

Cenová ponuka:

	Kat. číslo	Názov	Veľkosť balenia	Cena v EUR po 30% zľave vrátane DPH
<input type="checkbox"/>	2200065	PerfectTaq DNA Plus Polymerase – 250U	250 U = 200 reakcií *	61,33
<input type="checkbox"/>	2200095	PerfectTaq DNA Plus MasterMix	200 reakcií *	83,01
<input type="checkbox"/>	2300510	Agarose GelExtract Mini Kit - 200	200 reakcií	187,11
<input type="checkbox"/>	2300610	PCRExtract Mini Kit - 200	200 reakcií	189,42

*1reakcia = 50 ml

PerfectTaq DNA Plus Polymerase a PerfectTaq DNA Plus MasterMix – jednoduché používanie hot-start enzýmu a master mixu pre dobre fungujúce a stabilné end-point PCR aplikácie bez nutnosti optimalizácie

Agarose GelExtract Mini Kit a PCRExtract Mini Kit - purifikácia PCR produktov z agarózového gélu (na kolónkach), purifikácia PCR produktov z reakčnej zmesi (na kolónkach)

Kat. číslo	Názov	Objem	Balenie	Zloženie kitu
2200065	PerfectTaq DNA Plus Polymerase – 250U	50ul	250 U = 200 reakcií (1reakcia=50ul)	PerfectTaq DNA Plus Polymerase (5U/μl) 10x PerfectTaq Plus PCR Buffer 10x PerfectLoad Dye Concentrate 5x 5P-Solution 25 mM Mg ²⁺ Solution
2200095	PerfectTaq DNA Plus MasterMix	3 x 1,7ml	200 reakcií (1reakcia=50ul)	PerfectTaq DNA Plus MasterMix (MasterMix obsahuje: PerfectTaq DNA Plus Polymerase (2,5U/μl) PerfectTaq Plus PCR Buffer s 3mM MgCl ₂ a 400μM každého dNTPs)
2300510	Agarose GelExtract Mini Kit - 200		200 reakcií	Buffer BL, Buffer PS, Buffer PW, Buffer PEB PCRExtract Mini Columns CB2 2 ml Collection Tubes
2300610	PCRExtract Mini Kit - 200		200 reakcií	Buffer BL, Buffer PD, Buffer PW, Buffer PEB PCRExtract Mini Columns CB2 2 ml Collection Tubes

Platnosť ponuky: 1.september – 15.december 2010
4Q2010EPP

Kód na objednávke:

Objednávky (s označeným výberom) môžete poslať na našu e-mailovú adresu:
eppendorf@eppendorf.sk alebo FAX: 323 605 454

Bližšie informácie nájdete na www.5PRIME.com alebo nám napíšte.