

在庫限り

25% OFF!



# New Brunswick Innova 44 & 44R

インキュベーターシェーカークリアランスキャンペーン

長年、世界中のユーザー様にご愛顧いただいたインキュベーターシェーカー Innova 44/44Rをこの度、国内在庫限りで販売を終了します。これに伴い、同モデルを在庫終了まで**特別価格**にてご提供いたします！

## Innova 44/44Rの特長

- > 5L三角フラスコ6本収容
- > 本体を最大3段積可能
- > 本体保証期間3年

希望小売価格の**25% OFF**にてご提供：

- > Innova 44 ¥1,545,000-
- > Innova 44R ¥1,830,000-



## New Brunswick Innova 44/44R クリアランスキャンペーン



### 低振動・低騒音

シェーカーの心臓部であるドライブユニット。  
エッペンドルフのInnovaシェーカーは独自に開発したユニットを採用し、  
運転時に懸念される振動と騒音を極限まで低減することに成功しています。



### 大容量・多彩なレイアウト

76 cm x 46 cmの大型プラットフォームと豊富なアクセサリーを組み合わせる  
ことで、三角フラスコだけでなくコニカルチューブや試験管やメディウム瓶など、  
様々な容器を自由に配置することができます。

#### テクニカルデータ

外寸 (W × D × H)	135 × 87.3 × 66 cm
外部高さ (ドアオープン時)	119.3 cm
アクセサリーなしの重量	257 kg
タイマー	0.01 – 99.59 h、連続
温度範囲	44 : 周囲温度+5 °C ~ 80 °C 44R : 周囲温度-20 °C ~ 80 °C (最低4 °C)
温度の均一性	37 °C ± 0.25 °C
軌道	2.5 or 5.1 cm (1 or 2インチ)
プラットフォームサイズ	76 × 46 cm
速度範囲 <sup>1)</sup>	25 ~ 400 rpm (2.5 cmの軌道)、 25 ~ 300 rpm (5.1 cmの軌道) または2台積み重ね時、 25 ~ 250 rpm (3台積み重ね時)
保証期間	3年

1) バッフル付きフラスコでは最大速度が減少します。

#### ユニバーサルプラットフォームのフラスコ収容本数

10 mL 三角フラスコ	187
25 mL 三角フラスコ	93
50 mL 三角フラスコ	91
125 mL 三角フラスコ	39
250 mL 三角フラスコ	30
500 mL 三角フラスコ	24
1 L 三角フラスコ	14
2 L 三角フラスコ	8
2.8 L フェルンバッハフラスコ	6
3 L 三角フラスコ	6
4 L 三角フラスコ	6
5 L 三角フラスコ	6
6 L 三角フラスコ	—

#### 注文案内

品名	Order no.	希望小売価格	クリアランス特別価格
New Brunswick™ Innova® 44, 軌道直径2.5 cm (1インチ)	M1282-0003	¥ 2,060,000	¥ 1,545,000
New Brunswick™ Innova® 44R, 軌道直径2.5 cm (1インチ)	M1282-0007	2,440,000	1,830,000
New Brunswick™ Innova® 44R, 軌道直径5.1 cm (2インチ)	M1282-0017	2,440,000	1,830,000

別途据付調整費を申し受けます。詳しくはお問い合わせください。  
製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびクリアランス特別価格に消費税は含まれておりません。早期完売の際はご容赦ください。

### 新製品先行情報 Coming soon!

#### インキュベーターシェーカー Innova S44i

Innova 44/44Rの後継機種にあたる Innova S44i。

高い制振性・静音性はそのままに、従来のシェーカーにはなかった  
新機能を搭載した、次世代の培養を担う新しいシェーカーです。

