



Limited Offer

エッペンドルフ リキッドハンドリング製品キャンペーン

Eppendorfリキッドハンドリング製品は、最先端のテクノロジーと優れたエルゴノミクスを備え持ち、その精度と信頼性は世界中で多くのユーザーからの支持を得ています。製品だけでなく、修理・検定サービス、ピペットセミナーなど、製品を使い続ける上でのサポートにも力を注いでいます。

本キャンペーンではマニュアルピペット、連続分注器、電動ピペットなどを **期間限定の30%OFF** でご提供します。この機会にぜひお求めください！

対象製品

- > リサーチプラス 3本パック
- > リファレンス2 3本パック
- > 電動ピペット Xplorer, Xplorer plus
- > 電動連続分注器 Multipipette E3, E3x
- > ピペットスタンド
- > ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2



Eppendorf リキッドハンドリング製品キャンペーン

リファレンス2 / リサーチプラス 3本パック

30% OFF!



リファレンス2、リサーチプラスの人気容量が3本セットになったお得なパックを、さらに30% OFFでご提供します。3本パックには、人気のピペット型ボールペン1本も付属します！

ピペットパック内容: リファレンス2パック, リサーチプラスパックには各機種の本体3本およびepT.I.P.S. Box (チップ96本、オートクレーバブルボックス1個) またはチップサンプルが含まれます。詳細は以下をご参照ください。

パック 1: マイクロピペット 0.5-10, 10-100, 100-1,000 μ L 各1本, epT.I.P.S. Box 0.1-20, 2-200, 50-1,000 μ L 各1箱, ボールペン1本

パック 2: マイクロピペット 2-20 μ , 20-200, 100-1,000 μ L 各1本, epT.I.P.S. Box 2-200 μ L x 2箱, 50-1,000 μ L x 1箱, ボールペン1本

パック 3: マイクロピペット 100-1,000 μ L, 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本, epT.I.P.S. Box 50-1,000 μ L 1箱, 5 mL, 10 mLチップサンプル, ボールペン1本

ピペットスタンド

30% OFF!

回転式の6本架けのピペットスタンドは、リサーチプラス、リファレンス2を実験台で保管するのに最適です。

アダプターは交換可能で、例えばリサーチプラス用スタンドを購入した後アダプター1個をリファレンス2用や、Multipette M4用に交換することも可能です。

リサーチプラス用スタンド (アダプター) はリサーチシリーズ、リファレンスシリーズにも対応しており、お使いの各種ピペットを整頓してご使用いただけます。



ピペットスタンド6本架
(リサーチプラス用)



ピペットスタンド6本架
(Reference2用)

マイクロピペット出荷前検定のご案内

各種の法規やISO、GLP、GMPに基づいた品質管理や、厳密なピペッティング精度が求められる方々のために、Eppendorfでは出荷前検定を承っています。詳細はカタログ (右のQRコード) をご参照下さい。弊社ホームページからもご覧いただけます。

ピペット1本当たりの料金:

出荷前検定 ¥3,500

出荷前JCSS校正 ¥10,200

ご注文時にご依頼ください。

※検定およびJCSS校正に用いる基準器の校正証明書やトレーサビリティ体系図が必要な場合は、¥3,000を別途申し受けます。
(JCSS校正証明書には、トレーサビリティ体系図が付属します。)

※価格はいずれも税別です。



カタログはこちら

Eppendorf リキッドハンドリング製品キャンペーン


電動ピペット Xplorer / Xplorer plus

30% OFF !



Eppendorf Xplorer / Xplorer plus は、シンプルな操作方法、日本語ディスプレイが好評の電動ピペットです。吸引・排出の速度を一定にするため、再現性を向上させる他（下図参照）、長時間作業時の疲労低減にもつながります。

Xplorerは、分注、連続分注（例:1 回の吸引で100 μ Lを10回分注）など基本的な操作を行います。Xplorer plusは、Xplorer の機能に加え、シークエンシャル連続分注（例:1 回の吸引で50 μ L, 100 μ L, 150 μ Lを分注）や、自分だけの分注プログラムを作成できる高機能モデルです。

手動ピペットと電動ピペットの再現性比較例（10-100 μ L容量）**Xplorer**

Ads: 自動連続分注

Dis: 連続分注

Pip: 分注

P/M: 分注 + Mix
(分注とミキシング)

Man: マニュアルピペッティング

Xplorer plus (Xplorerの機能に追加)

Spc: スペシャル機能

- 連続吸引
- 希釈
- Seq.連続分注
(シークエンシャル連続分注)
- Seq.分注(シークエンシャル分注)
- リバース分注

Prg: プログラム

Fix: 固定容量

Xplorer, Multipette用充電スタンド

30% OFF !



Xplorer用充電スタンド4本架

マルチピペットチャージャーシェルで
電動のMultipetteシリーズに対応

Eppendorf Xplorer / Xplorer plus, Multipette E3 / E3xに対応した充電スタンドです。充電したままスタンドに架けておけるため、充電された状態ですぐに使い始めることができます。

- > Xplorer / Xplorer plusに対応
- > マルチピペットチャージャーシェルに付け替えることで
Multipette E3 / E3x / stream / Xstreamに対応
- > スタンドに架けたまま保管しておけます

Eppendorf リキッドハンドリング製品キャンペーン

電動連続分注器 Multipette E3 / E3x

30% OFF !

Multipette E3 / E3xは、世界初のポジティブディスプレイメント式ピペットMultipetteシリーズの第3世代の電動連続分注器です。

ハードウェア、ソフトウェア双方でより洗練されたユーザーインターフェースと、信頼できる分注結果を提供する、最高の1本です。あなたも新世代の連続分注器の性能と快適さを実感してください。

Multipette E3 / E3x 製品特長

- > ルーチン作業にかかる時間を大幅に短縮する連続分注機能
- > マニュアルタイプと比較して、より柔軟な容量設定
- > 1 μ Lから50 mLまで、最大100回の分注が可能
- > ポジティブディスプレイメント方式により、粘性・揮発性の高い液体、界面活性剤を含む液体も精度よく分注可能
- > 連続分注だけでなく、1 μ Lから50 mLの精度の高いピペッティングにも使用可能
- > **NEW!** 日本語表示可能な大きなカラーディスプレイで、より使いやすく
- > **NEW!** 各モード、各チップ容量につき5件の設定を保存可能
- > **NEW!** 吸引+連続分注モード



プレートや多数のチューブに繰り返しの分注を行う際の作業効率を大幅に向上します



1本で100 μ L~50 mLまでの9種類のコンビチップアドバンスに対応します

一目でわかるMultipette E3 / E3x

	Multipette E3	Multipette E3x
1 μ L ~ 50 mLの容量範囲	■	■
リチウムイオンバッテリー：100枚以上の96ウェルプレートを連続して分注操作可能	■	■
バックライト付きディスプレイ	■	■
NEW! 各モード、各チップ容量につき5件の設定を保存でき、ルーチン作業のためのプログラミング時間を削減	■	■
NEW! スリープモードにより非使用時のバッテリーを節約	■	■
連続分注：1度に最大100ステップまでの連続分注	■	■
自動連続分注：0.1~10秒の一定の間隔で連続分注	■	■
ピペッティング：最大50 mLの正確なピペッティング	■	■
シークエンシャル連続分注：最大16ステップの個別容量設定をした連続分注		■
連続吸引：上清の回収		■
滴定：液体を慎重に排出し、容量を表示		■
NEW! 吸引+連続分注：容量が不明な液体を吸引して容量を測定し、そのまま設定した容量での連続分注		■

Eppendorf リキッドハンドリング製品キャンペーン

新製品 ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2 / 2x

30% OFF !



ボトルトップディスペンサーは、酸、アルカリ溶液の取り扱いや、大きな試薬ボトルから溶液を取り出す際など、幅広い用途に対して使用されるため、高い品質を要求されます。

新しいボトルトップディスペンサー、バリスペンサー 2とバリスペンサー 2xは、高い薬品耐性と耐久性を持ち、最大100 mL容量で使用可能です。加えて、バリスペンサー 2xは試薬のロスを防ぐための循環バルブを備えています。

バリスペンサー 2 / 2x 製品特長

- > 内部にフッ素樹脂を使用しているため、高い薬品耐性と耐久性があります
- > 全体をオートクレーブ可能
- > バリスペンサー 2xは試薬のロスを防ぐための循環バルブを備えています
- > **NEW!** セーフティーボールの付いた排出バルブにより、液だれを防ぎます
- > **NEW!** 標準付属のアダプターおよびオプションのアダプターにより、ほぼ全ての瓶のネジに適合します
- > **NEW!** ネジ付きのエアVENTキャップにより、湿度やCO₂に弱い試薬を保護するためのドライチューブ（オプション）を付けることができます
- > **NEW!** 楕円形のボディーで安全な持ち運びや調整ができます

Eppendorf マイクロピペットセミナーのご案内

ピペッティングの精度に問題を抱えていませんか？ 粘性のある溶液の取り扱い、メンテナンス方法に困っていませんか？ Eppendorf マイクロピペットセミナーは、ピペットの正しい使い方、ピペットのメンテナンスに関する知識を学んでいただける、実践的なセミナーです。皆様のご参加をお待ちしています。

開催場所： 東京本社ショールーム（東京都千代田区東神田2-4-5） 定員12名
大阪営業所ショールーム（大阪市中央区本町2-1-6） 定員7名

所要時間： 約2時間半

費用： 無料



申込書および
日程はこちら



リキッドハンドリング製品キャンペーン

2018年2月1日～5月31日

注文案内	品名・型式	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格	
ピペット3本パック 2ページ	リファレンス 2 パック 1	4920 000.903	¥104,000	¥72,800	
	リファレンス 2 パック 2	4920 000.911	¥104,000	¥72,800	
	リファレンス 2 パック 3	4920 000.920	¥104,000	¥72,800	
	リサーチプラス パック 1	3120 000.909	¥95,000	¥66,500	
	リサーチプラス パック 2	3120 000.917	¥95,000	¥66,500	
	リサーチプラス パック 3	3120 000.925	¥95,000	¥66,500	
電動ピペット 3ページ	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 0.5-10 µL	4861 000.015	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 5-100 µL	4861 000.023	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 15-300 µL	4861 000.031	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 50-1000 µL	4861 000.040	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 0.2-5 mL	4861 000.058	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer シングルチャンネル 0.5-10 mL	4861 000.066	¥73,300	¥51,310	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 0.5-10 µL	4861 000.708	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 5-100 µL	4861 000.716	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 15-300 µL	4861 000.724	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 50-1000 µL	4861 000.732	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 0.2-5 mL	4861 000.740	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer plus シングルチャンネル 0.5-10 mL	4861 000.759	¥83,600	¥58,520	
	Eppendorf Xplorer 8- チャンネル 0.5-10 µL	4861 000.104	¥128,200	¥89,740	
	Eppendorf Xplorer 8- チャンネル 5-100 µL	4861 000.120	¥128,200	¥89,740	
	Eppendorf Xplorer 8- チャンネル 15-300 µL	4861 000.147	¥128,200	¥89,740	
	Eppendorf Xplorer 8- チャンネル 50-1200 µL	4861 000.163	¥128,200	¥89,740	
	Eppendorf Xplorer plus 8- チャンネル 0.5-10 µL	4861 000.767	¥144,100	¥100,870	
	Eppendorf Xplorer plus 8- チャンネル 5-100 µL	4861 000.783	¥144,100	¥100,870	
	Eppendorf Xplorer plus 8- チャンネル 15-300 µL	4861 000.805	¥144,100	¥100,870	
	Eppendorf Xplorer plus 8- チャンネル 50-1200 µL	4861 000.821	¥144,100	¥100,870	
	Eppendorf Xplorer 12- チャンネル 0.5-10 µL	4861 000.112	¥153,500	¥107,450	
	Eppendorf Xplorer 12- チャンネル 5-100 µL	4861 000.139	¥153,500	¥107,450	
	Eppendorf Xplorer 12- チャンネル 15-300 µL	4861 000.155	¥153,500	¥107,450	
	Eppendorf Xplorer 12- チャンネル 50-1200 µL	4861 000.171	¥153,500	¥107,450	
	Eppendorf Xplorer plus 12- チャンネル 0.5-10 µL	4861 000.775	¥169,200	¥118,440	
	Eppendorf Xplorer plus 12- チャンネル 5-100 µL	4861 000.791	¥169,200	¥118,440	
	Eppendorf Xplorer plus 12- チャンネル 15-300 µL	4861 000.813	¥169,200	¥118,440	
	Eppendorf Xplorer plus 12- チャンネル 50-1200 µL	4861 000.830	¥169,200	¥118,440	
	電動連続分注器 4ページ	Multipette E3 1 µL-50 mL	4987 000.010	¥84,300	¥59,010
		Multipette E3, 充電スタンド付き 1 µL-50 mL	4987 000.371	¥96,400	¥67,480
		Multipette E3x 1 µL-50 mL	4987 000.029	¥99,400	¥69,580
		Multipette E3x, 充電スタンド付き 1 µL-50 mL	4987 000.380	¥109,600	¥76,720
スタンド 2・3ページ	ピペットスタンド 6本架	3115 000.003	¥18,800	¥13,160	
	ピペットスタンド (リファレンス2用) 6本架	4923 000.009	¥18,800	¥13,160	
	Eppendorf Xplorer用充電スタンド 1本架	4880 000.000	¥29,500	¥20,650	
	Eppendorf Xplorer用充電スタンド 4本架	4880 000.026	¥54,000	¥37,800	
ボトルトップディスペンサー 5ページ	パリスペンサー 2, 0.2 - 2 mL	4966 000.010	¥35,000	¥24,500	
	パリスペンサー 2, 0.5 - 5 mL	4966 000.029	¥35,000	¥24,500	
	パリスペンサー 2, 1 - 10 mL	4966 000.037	¥35,000	¥24,500	
	パリスペンサー 2, 2.5 - 25 mL	4966 000.045	¥46,000	¥32,200	
	パリスペンサー 2, 5 - 50 mL	4966 000.053	¥51,000	¥35,700	
	パリスペンサー 2, 10 - 100 mL	4966 000.061	¥67,000	¥46,900	
	パリスペンサー 2x, 0.2 - 2 mL	4967 000.014	¥41,000	¥28,700	
	パリスペンサー 2x, 0.5 - 5 mL	4967 000.022	¥41,000	¥28,700	
	パリスペンサー 2x, 1 - 10 mL	4967 000.030	¥41,000	¥28,700	
	パリスペンサー 2x, 2.5 - 25 mL	4967 000.049	¥55,000	¥38,500	
	パリスペンサー 2x, 5 - 50 mL	4967 000.057	¥59,000	¥41,300	
	パリスペンサー 2x, 10 - 100 mL	4967 000.065	¥74,000	¥51,800	

希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Xplorer®, Multipette®, Combitips advanced®, Biopur® and Varispenser® are registered trademarks of Eppendorf AG. Eppendorf Quality™ is a trademark of Eppendorf AG. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2018 by Eppendorf AG. 55C0118P Printed in Japan.