

コニカルチューブ 25 mL 発売記念キャンペーン

期間：2019年8月19日～11月29日



サンプル配布中*

The Next Level

エッペンドルフ コニカルチューブ 25 mL 発売記念キャンペーン

丁度良いサイズで扱いやすい、これまでに無かった新しい容量のチューブが登場!

- ✓ ピペットを介した汚染リスクを低減。ペレットの再懸濁も容易。
- ✓ 50 mL チューブより保管スペースを節約可能。
- ✓ 片手で簡単に開閉できるスナップキャップタイプと、より安心して扱えるスクリューキャップタイプの2種類をラインアップ。
- ✓ 一般的な50 mL コニカルチューブと同じ太さで、既存の機器を利用可能。遠心機用アダプターもご用意。

本キャンペーンでは、遠心機用アダプターとシングルチューブスタンドがセットになった、お得な**スターターパック**を **40% OFF** にてご提供いたします!

* サンプルのご請求はこちら：info@eppendorf.jp / 03-5825-2361




コニカルチューブ 25 mL 発売記念キャンペーン

最大 40% OFF

製品特長：

- ✓ 50 mL コニカルチューブよりも短く、15 mL コニカルチューブよりも太いため、取り扱いが容易です。
 - > マイクロピペットがチューブ内壁に触れるミスによる、汚染リスクを低減できます。
 - > 15 mL チューブよりも短時間でペレットを再懸濁できます。
- ✓ 50 mL コニカルチューブより保管に場所を取りません。
- ✓ 片手で簡単に開閉できるスナップキャップタイプと、より安心して扱えるスクリューキャップタイプの 2 種類をラインアップしています。
- ✓ 一般的な 50 mL コニカルチューブと同じ直径のため、既存の機器をそのまま利用できます。



テクニカルデータ

	スナップキャップ	スクリューキャップ
材質	ポリプロピレン	チューブ：ポリプロピレン キャップ：高密度ポリエチレン
オートクレーブ耐性	有 (121° C、20 分)	無
使用温度範囲	-86 ~ 100°C ¹	-86 ~ 100°C
耐遠心力	17,000 x g ²	17,000 x g ²

*1 ミキシング時は最高温度が制限されます。詳しくはショートインストラクションをご参照ください。
*2 45° のアングルローターの場合。遠心耐性試験条件はショートインストラクションをご参照ください。

注文案内

品名	販売単位	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ				
Eppendorf Quality	200 本 (50 本×4 袋)	0030 118 405	¥7,400	---
PCR clean ^{*1}	200 本 (50 本×4 袋)	0030 118 413	¥7,900	---
Sterile ^{*2}	150 本 (25 本×6 袋)	0030 118 421	¥6,500	---
スターターパック ^{*1}	1 セット ^{*3}	0030 118 502	¥13,000	¥7,800
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ				
Eppendorf Quality	200 本 (50 本×4 袋)	0030 122 410	¥7,200	---
PCR clean ^{*1}	200 本 (50 本×4 袋)	0030 122 429	¥7,700	---
Sterile ^{*2}	200 本 (25 本×8 袋)	0030 122 437	¥8,200	---
スターターパック ^{*1}	1 セット ^{*3}	0030 122.500	¥12,300	¥7,380
シングルチューブスタンド、25 mL および 50 mL コニカルチューブ用	4 個	0030 119.860	¥2,700	---
遠心機用アダプター、25 mL コニカルチューブスナップキャップ用	6 個	5820 733.004	¥4,000	---
遠心機用アダプター、25 mL コニカルチューブスクリューキャップ用	6 個	5820 734.000	¥4,000	---
チューブラック 5.0/15/25/50 mL ^{*4}	2 個	0030 119.835	¥5,800	---

*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

*2 滅菌済み, Human and bacterial DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-free

*3 セット内容：チューブ 200 本、シングルチューブスタンド 4 個、遠心機用アダプター 6 個

*4 12 本用 (5.0/15 mL × 6 本、25/50 mL × 6 本)

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2019 by Eppendorf AG. 4D0819P Printed in Japan



スターターパックのセット内容：

- (左) スリット入りで液量が分かりやすいチューブスタンド
(右) 50 mL コニカルチューブ遠心機用のアダプター