

遠心機キャンペーン

期間：2019年9月2日～12月25日



Endless Possibilities

エッペンドルフ遠心機キャンペーン

世界中の研究室でご愛顧いただいている、世界標準のエッペンドルフ遠心機。
本キャンペーンでは、以下の遠心機各機種を**最大 34% OFF の特別価格**にてご提供いたします！

- ✓ 手乗りサイズの極めてコンパクトな、パーソナル遠心機 **ミニスピンのミニスピンプラス**
- ✓ 世界のスタンダード、微量冷却遠心機 **5424 R** & スピнкаラムの遠心に最適な **Kit ローター**
- ✓ 小型ながら卓越した汎用性を誇る、冷却遠心機 **5430 R** & **プレート用ローター**
- ✓ バケット交換なしでチューブもプレートも架けられる、4 L 冷却遠心機 **5910 R** & **ローター**、15/50 mL コニカルチューブ・プレート用 **アダプター**、1 L **遠沈管**

遠心機キャンペーン

最大 34% OFF



手乗りサイズの極めてコンパクトなパーソナル遠心機 ミニスピンのミニスピンプラス

- ✓ 1.5/2.0 mL チューブ 12 本架け
- ✓ ミニスピンは最大遠心力12,000 x g (13,400 rpm)
- ✓ ミニスピンプラスは最大遠心力14,100 x g (14,500 rpm)



詳しくはこちら：
遠心機カタログ PDF



世界のスタンダード微量冷却遠心機 5424 R & スピнкаラム用ローター、マイクロチューブ用ローター

- ✓ 1.5/2.0 mL チューブ 24 本架け
- ✓ 最大遠心力21,130 x g (15,000 rpm)
- ✓ Kit ローターは周縁が高くなっているため、チューブの蓋を開けたままでもスピнкаラムを安全に遠心できます。



チューブの蓋を事前に切り取るなどの、余計な手間が不要になります。



小型ながら卓越した汎用性を誇る冷却遠心機 5430 R & プレート用スイングローター、マイクロチューブ用ローター

- ✓ マイクロチューブ 48 本架け、50 mL コニカルチューブ 6本架け、マイクロプレート 2 枚架け
- ✓ 最大遠心力30,130 x g (17,500 rpm)
- ✓ 15/50 mL コニカルチューブ用ローターやスピнкаラム用ローターなど、12 種類のローターで様々な実験に対応します。



PCR プレート、マイクロプレート、高さ 29 mm までのディープウェルプレート
を架けられます。



バケット交換の手間と費用を削減できる 4 L 冷却遠心機 5910 R & ローター、アダプター、遠沈管

- ✓ 50 mL コニカルチューブ 36本架け、マイクロプレート 2 枚架け、1 L 遠沈管 4 本架け
- ✓ 最大遠心力22,132 x g (14,000 rpm)
- ✓ Universal ローターは、アダプターの交換だけで様々な容器を遠心できます。チューブ用とプレート用に別々のバケットを買い揃える必要はありません。



15/50 mLコニカルチューブおよび
プレート用アダプターや、1 L 遠沈管が
セットでお買い得です。

注文案内

品名	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格	セット内容
遠心機ミニスピン	5452 000.034	¥ 121,000	¥ 90,000	アングルローター F-45-12-11
遠心機ミニスピンプラス	5453 000.038	¥ 157,000	¥ 117,800	//
冷却遠心機 5424 R バンドルセット ^{*1}	2232 001.004	¥ 619,800 ^{*2}	¥ 410,000	アングルローター F-45-18-11-Kit、FA-45-24-11
冷却遠心機 5430 R バンドルセット ^{*1}	2230 000.027	¥ 1,006,000 ^{*2}	¥ 674,000	スイングローター A-2-MTP、アングルローター FA-45-30-11
冷却遠心機 5910 R バンドルセット ^{*1}	2232 001.008	¥ 1,842,800 ^{*2}	¥ 1,230,000 ^{*3}	*4

*1 本キャンペーン期間限定のセットです。

*2 セット内容の希望小売価格を合計した参考価格です。

*3 別途据付調整費を申し受けます。

*4 スイングローター S-4xUniversal rotor 1 個、ユニバーサルバケット 4 個、5/15 mL コニカルチューブ・プレート用アダプター 4 個、50 mL コニカルチューブ・プレート用アダプター 4 個、1 L 用アダプター 4 個、1 L 遠沈管 4 個

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2019 by Eppendorf AG. 3D0919P Printed in Japan