

新製品 CryoCube F740hi ディープフリーザー

遂に上陸 世界で実績と歴史あるエッペンドルフのフリーザー



740 L 容量

100 V 電源

ハイドロカーボン
冷媒



安定した温度維持に加えて、高い操作性・データ管理機能を搭載しています。


Certificate of Quality

Eppendorf Ultra-Low Temperature Freezer

Eppendorf Ultra-Low Temperature Freezers are manufactured in a controlled area and each individual freezer is tested after production. Tests (e.g. pull-down time, condenser, and cabinet temperature) are performed in a separate area.




The equipment referenced above has been manufactured, tested and inspected in accordance with Eppendorf quality standards.



基本仕様

- ✓ 740 L 容量
- ✓ 100 V 電源
- ✓ タッチパネル式ディスプレイ
- ✓ アクセスコードによる扉ロック
- ✓ ハイドロカーボン冷媒
(ノンフロン)
- ✓ 庫内 3 室
- ✓ 左ハンドル
- ✓ 空冷式

ステンレススチールラックのテクニカルデータ


ラックの種類 (外寸: W 140 mm x D 563 mm)	ドロワー高さ またはルーム高さ	ラック高さ	フリーザー内の 最大ラック数	ラック内の 最大ボックス数	フリーザー内の 最大ボックス数	Order no.
ドロワーラック 	53 mm	449 mm	18	32	576	6001 072.210
	64 mm	412 mm	18	24	432	6001 072.910
	76 mm	414 mm	18	20	360	6001 072.310
	102 mm	431 mm	18	16	288	6001 072.410
	127 mm	414 mm	18	12	216	6001 072.510
サイドアクセスラック 	53 mm	444 mm	18	32	576	6001 071.210
	64 mm	406 mm	18	24	432	6001 071.910
	76 mm	412 mm	18	20	360	6001 071.310
	102 mm	444 mm	18	16	288	6001 071.410
	127 mm	414 mm	18	12	216	6001 071.510
	DWP (53 mm)	444 mm	18	48	864	6001 071.110

保管用ボックス



ストレージボックス

- > オートクレーブ可能 (120°C, 20 分)
- > ポリプロピレン製
- > ウェル番号をレーザー刻印済
- > ウェル数は 10 x 10 から 3 x 3 まで幅広くご用意



カードボードボックス

- > 耐水性コート済
- > フットプリント 133 mm x 133 mm
- > 高さは 51 mm, 76 mm, 102 mm の 3 種
- > 別売のディバイダーと組み合わせて使用 (右図)

ディバイダー

- > ウェル数は 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10 の 4 種

※カードボードボックスとディバイダーは別売です。カードボードボックスの高さ、ディバイダーのウェル数をそれぞれお選び下さい。

注文案内

Order no.	品名	単位	希望小売価格
F740020016	CryoCube F740hi, 3 室, 左ハンドル, 空冷, 100 V	1 台	¥1,930,000 ^{*1}
F652999001	チャートレコーダー, タイプ 2, 100 V	1 個	¥132,000
F652999004	交換インク, タイプ 2 用	1 個	¥7,100
F652999003	交換用紙, タイプ 2 用	50 個	¥10,800
F652999005	CO ₂ バックアップシステム, 100 V	1 個	¥197,000 ^{*2}
F652999006	N ₂ バックアップシステム, 100 V	1 個	¥197,000 ^{*2}
6001 072.210	ドロワーラック, ドロワー高 53 mm	1 個	¥26,600
6001 072.910	ドロワーラック, ドロワー高 64 mm	1 個	¥21,400
6001 072.310	ドロワーラック, ドロワー高 76 mm	1 個	¥20,800
6001 072.410	ドロワーラック, ドロワー高 102 mm	1 個	¥23,800
6001 072.510	ドロワーラック, ドロワー高 127 mm	1 個	¥19,300
6001 071.210	サイドアクセスラック, ルーム高 53 mm	1 個	¥23,500
6001 071.910	サイドアクセスラック, ルーム高 64 mm	1 個	¥20,400
6001 071.310	サイドアクセスラック, ルーム高 76 mm	1 個	¥20,000
6001 071.410	サイドアクセスラック, ルーム高 102 mm	1 個	¥20,700
6001 071.510	サイドアクセスラック, ルーム高 127 mm	1 個	¥15,500
6001 071.110	サイドアクセスラック, ルーム高 DWP (53 mm)	1 個	¥27,700
0030 140.508	ストレージボックス 10 x 10, インナーキャップクライオチューブ用	3 個	¥3,400
0030 140.516	ストレージボックス 9 x 9, 1 ~ 2 mL クライオチューブ用	3 個	¥3,500
0030 140.540	ストレージボックス 9 x 9, 3 mL クライオチューブ用	2 個	¥2,400
0030 140.567	ストレージボックス 9 x 9, 4 ~ 5 mL クライオチューブ用	2 個	¥2,500
0030 140.524	ストレージボックス 8 x 8, 1 ~ 2 mL マイクロチューブ用	3 個	¥3,500
0030 140.532	ストレージボックス 5 x 5, 5 mL チューブ用	4 個	¥4,900
0030 140.613	ストレージボックス 5 x 5, 5 mL スクリューキャップチューブ用	2 個	¥2,500
0030 140.583	ストレージボックス 5 x 5, 15 mL コニカルチューブ用	2 個	¥2,500
0030 140.729	ストレージボックス 3 x 3, 25 mL コニカルチューブ用	2 個	¥2,600
0030 140.591	ストレージボックス 3 x 3, 50 mL コニカルチューブ用	2 個	¥2,500
B50-SQ	カードボードボックス, 高さ 51 mm	1 個	¥530
B75-SQ	カードボードボックス, 高さ 76 mm	1 個	¥630
B95-SQ	カードボードボックス, 高さ 102 mm	1 個	¥630
D49	ディバイダー, チューブ直径最大 17.4 mm, 7 x 7 本	1 個	¥530
D64	ディバイダー, チューブ直径最大 15.0 mm, 8 x 8 本	1 個	¥530
D81	ディバイダー, チューブ直径最大 13.0 mm, 9 x 9 本	1 個	¥530
D100	ディバイダー, チューブ直径最大 11.8 mm, 10 x 10 本	1 個	¥530

*1 別途据付調整費を申し受けます。

*2 CO₂・N₂ 供給源は含まれません。

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2019 年 8 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。