

フィルターチップ SealMax キャンペーン

2019年6月3日～ 12月25日



Ultimate Protection

フィルターチップ SealMax キャンペーン

ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax は液体を完全にブロックする機能を備えています。誤って液体を吸引しすぎても、ピペット内部に流入することなく貴重なサンプルを回収し、再び実験に使用できます。

どんなサンプルでも安心してピペッティングできる、ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax を **25% OFF の特別価格** でご提供いたします！
さらに、3箱以上同時にご購入いただくと **1箱プレゼント!**

この機会をお見逃しなく!



追加特典専用ご注文用紙

ご購入をご希望の個数とお客様情報をご記入の上、弊社業務部（03-6657-5046）までFAXをお送りいただくか、ご注文の代理店にお渡しください。追加特典として、下記キャンペーン対象製品を合計 3 箱以上*ご注文いただいたお客様全員に **ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax を 1 箱差し上げます!**

* 製品の組み合わせは自由です。合計 3 箱以上になるようにご記入のうえ、お申し込みください。

お客様情報ご記入欄

お名前	ご勤務先/学校名
ご所属	お電話番号
メールアドレス	代理店名

※ ご記入いただきましたお客様の個人情報は法令に従い、Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社の業務遂行またはサービスのためにのみ利用し管理しています。Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社から、製品やサービスに関する新しい情報などをお届けすることがあります。お客様がこうしたお知らせのためのDM、メールリストから外れることを希望される場合、その旨のご連絡をいただければ、リストから削除させていただきます。

注文案内

	Order no.	販売単位	希望小売価格	キャンペーン価格	ご購入数	追加特典希望 ✓
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.1-10 µL, S	0030 077.806	960 本	¥25,900	¥19,425		
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.5-20 µL, L	0030 077.814	960 本	¥24,800	¥18,600		
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-100 µL	0030 077.822	960 本	¥24,800	¥18,600		
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-200 µL	0030 077.830	960 本	¥25,700	¥19,275		
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 20-300 µL	0030 077.849	960 本	¥24,800	¥18,600		
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 50-1000 µL	0030 077.857	960 本	¥26,800	¥20,100		


希望小売価格は2019年6月現在の価格で、消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax は、エアロゾルと生物分子からサンプルとピペットを確実に守る、2層フィルターのチップです。液体を完全にブロックし、さらに貴重なサンプルの回収も可能になります。オーバーピPETTINGによるサンプルロスやピペット内への混入を絶対に防ぎたいという方に特におすすめです。

- ✓ スリップ剤、殺生物剤や可塑剤を一切使用していません
- ✓ HEPA クラス E12 (EN1822)
- ✓ PCR inhibitor フリーのため、フィルターにサンプルが触れてもPCRが阻害されません (参照: Application Note 327)。






滅菌済み、PCR clean 純度
(Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free) をロットごとに試験しています。証明書はホームページからダウンロードできます。



バイオレット層
液体をブロックして高効率なバリアを形成し、エアロゾルを結合させます

ホワイト層
水滴や飛沫、エアロゾルを防ぐ疎水性設計です





エアのみ

Dualfilter のバイオレットのフィルターが、フィルターの上に液体を通過させません。バイオレットとホワイトのフィルター層が、エアロゾルと生物分子をブロックします。

■ 液体
■ エア + エアロゾル + 生物分子