

電動ピペット3本パックキャンペーン

2020年10月1日～12月25日



# Chance to Explore

## 電動ピペット3本パックキャンペーン

### 電動ピペット3本パック 30% OFF

電動ピペットは操作が難しそう・重そう・・・などの不安はございませんか? エッペンドルフの電動ピペットならこれらの不安も解消でき、安心してご使用いただけます。

3本パックなら1本ずつご購入いただくより30%お得に!

### さらにepPoints 4倍

キャンペーン期間中、電動ピペット1本あたり通常50ポイント付与されるepPointsが200ポイントに!

### セット対象製品

パック1: Xplorerシングル3本 (10 / 100 / 1000  $\mu$ L)

パック2: Xplorerシングル2本 (20 / 200  $\mu$ L)

+ マルチ8ch1本 (1200  $\mu$ L)

パック3: Xplorer plusシングル3本 (10 / 100 / 1000  $\mu$ L)

パック4: Xplorer plusシングル2本 (20 / 200  $\mu$ L)

+ マルチ8ch1本 (1200  $\mu$ L)



## 電動ピペット Xplorer/Xplorer plus 30% OFF + epPoints 4倍!



シンプルな操作方法、日本語ディスプレイが大好評。  
吸引・排出の速度を一定にできるため、再現性を向上させられます。長時間作業時の疲労を低減できます。



- > ダイヤルにより簡単に機能切り替え
- > 大きなディスプレイにより操作が容易
- > 軽量で最適化された重量バランスにより、身体への負担を低減

### Xplorerの分注モード

Ads: [自動連続分注](#)

Dis: 連続分注\*

Pip: 分注

P/M: 分注+Mix  
(分注とミキシング)

Man: マニュアルピペッティング

\* (例 1回の吸引で100μLを10回分注)

### Xplorer plusの分注モード (Xplorerに追加)

Spc: スペシャル機能

- [連続吸引](#)

- 希釈

- Seq. 連続分注 (シークエンシャル連続分注)

- [Seq. 分注 \(シークエンシャル分注\)](#)

- [リバース分注](#)

Prg: プログラミング

Fix: 固定容量

キャンペーン期間中30%OFFになるだけでなく、通常50ポイント付与されるepPointsが200ポイントに\*!

\*キャンペーン期間中にご登録された場合のみ200ポイント付与されます

[製品カタログはこちら](#)



### 注文案内

品名	Order no.	バック内容	希望小売価格	キャンペーン価格
Xplorer®3本パック、オプション1	4861 000.946	Xplorer シングルチャンネル 0.5-10 μL	¥76,700	¥161,070 +epPoints 600ポイント
		" 5-100 μL	¥76,700	
		" 50-1000 μL	¥76,700	
		3本合計	¥230,100	
Xplorer®3本パック、オプション2	4861 000.947	Xplorer シングルチャンネル 1-20 μL	¥76,700	¥201,180 +epPoints 600ポイント
		" 10-200 μL	¥76,700	
		Xplorer 8-チャンネル 50-1200 μL	¥134,000	
		3本合計	¥287,400	
Xplorer® plus 3本パック、オプション3	4861 000.948	Xplorer plus シングルチャンネル 0.5-10 μL	¥94,700	¥198,870 +epPoints 600ポイント
		" 5-100 μL	¥94,700	
		" 50-1000 μL	¥94,700	
		3本合計	¥284,100	
Xplorer® plus 3本パック、オプション4	4861 000.949	Xplorer plus シングルチャンネル 1-20 μL	¥94,700	¥247,380 +epPoints 600ポイント
		" 10-200 μL	¥94,700	
		Xplorer plus 8-チャンネル 50-1200 μL	¥164,000	
		3本合計	¥353,400	

希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

## epPointsのご紹介



エッペンドルフ製品についてくるepPointsは、チップやチューブ等の製品だけでなく、オリジナルグッズ等たくさん豪華景品と交換できます。

epPointsのご登録は[こちら](#)から  
ポイントを集め、景品を獲得してください!



ep Dualfilter  
T.I.P.S.®



Eppiコレクションカップ  
「Time to Party」



リファレンス型  
ペンセット(3本)

**New:** [エッペンドルフ アプリ](#)なら  
epPoints®のQRコードでポイントを  
集めることができます!



### myEppendorf

epPointsをためるには[myEppendorf](#)への登録が必要  
です。ご登録されますとepPointsでの景品交換の  
他、キャンペーン・新製品・イベント情報などが配信され  
るニュースレターの購読もできます。

### Eppendorf News

ニュースレター配信のご希望だけでも可能です!  
ご希望の方は[こちら](#)

