

遠心機クリアランスキャンペーン

在庫限り 30% OFF



# Last Call

## 遠心機クリアランスキャンペーン

世界中の研究室でご愛顧いただいていた、信頼と実績のエッペンドルフ遠心機を特別価格でご提供いたします！

### 対象製品例：



#### 微量遠心機5424

1.5mLチューブ24本架け  
最大遠心力：20,238 x g  
最高回転数：14,680 rpm

- > ローター蓋無しでも静かな構造
- > スピнкаラム用ローターやPCRチューブ用ローターもご用意



#### 多目的冷却遠心機5810 R

最大容量3 L (4 x 750 mL)  
最大遠心力：20,913 x g  
最高回転数：14,000 rpm

- > 50 mLコニカルチューブ28本、マイクロプレート16枚を遠心可能
- > 専用キャビネットはローターやアダプターなどを収納できる引き出し付き

## 遠心機クリアランスキャンペーン

在庫限り 30% OFF

### 微量遠心機テクニカルデータ

| 製品名         | 遠心機5418         | 遠心機5424         |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 最大容量        | 18 × 1.5/2.0 mL | 24 × 1.5/2.0 mL |
| 最大遠心力       | 16,873 × g      | 20,238 × g      |
| 最高回転数       | 14,000 rpm      | 14,680 rpm      |
| 大きさ (W×D×H) | 21 × 30 × 21 cm | 24 × 32 × 23 cm |



### スピнкаラム用ローター

周縁が高くなっているため、チューブの蓋を開けたままでもスピнкаラムを安全に遠心できます。チューブの蓋を事前に切り取るなどの、余計な手間が不要になります。



詳しくはこちら：  
遠心機カタログ  
PDF

### 多目的遠心機テクニカルデータ

| 製品名             | 冷却遠心機5804 R      | 冷却遠心機5804 R<br>専用キャビネット付        | 遠心機5810<br>専用キャビネット付            | 冷却遠心機5810 R      | 冷却遠心機5810 R<br>専用キャビネット付        |
|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 最大容量            | 4 × 250 mL       |                                 |                                 | 4 × 750 mL       |                                 |
| - 15 mLコニカルチューブ | 40               |                                 |                                 | 56               |                                 |
| - 50 mLコニカルチューブ | 16               |                                 |                                 | 28               |                                 |
| - マイクロプレート      | 10               |                                 |                                 | 16               |                                 |
| - ディープウェルプレート   | 4                |                                 |                                 | 4                |                                 |
| 最大遠心力           | 20,913 × g       |                                 |                                 | 20,913 × g       |                                 |
| 最高回転数           | 14,000 rpm       |                                 |                                 | 14,000 rpm       |                                 |
| 温度設定範囲          | -9 °C~40 °C      |                                 | -                               | -9 °C~40 °C      |                                 |
| 大きさ (W×D×H)     | 64 × 55 × 34 cm  | 70 × 61.5 × 79 cm <sup>*1</sup> | 70 × 61.5 × 80 cm <sup>*1</sup> | 70 × 61 × 35 cm  | 70 × 61.5 × 80 cm <sup>*1</sup> |
| 電源              | 単相200 V/50-60 Hz | 100 V/50-60 Hz                  | 100 V/50-60 Hz                  | 単相200 V/50-60 Hz | 100 V/50-60 Hz                  |

\*1 専用キャビネット込みの大きさです。

### 注文案内

| 品名・型式                                    | Order no.    | 希望小売価格                   | キャンペーン価格               |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|
| 遠心機5418, FA-45-18-11 (1.5/2.0 mL×18本架) 付 | 5418 000.033 | ¥230,000                 | ¥161,000               |
| 遠心機5424, FA-45-24-11 (1.5/2.0 mL×24本架) 付 | 5424 000.436 | ¥296,000                 | ¥207,200               |
| 遠心機5424, ローターなし                          | 5424 000.630 | ¥235,000                 | ¥164,500               |
| 冷却遠心機5804 R, 200 V                       | 5805 000.114 | ¥826,000 <sup>*3</sup>   | ¥578,200 <sup>*3</sup> |
| 冷却遠心機5804 R, 100 V (専用キャビネット付き)          | 2232 000.008 | ¥999,000 <sup>*3</sup>   | ¥699,300 <sup>*3</sup> |
| 遠心機5810, 100 V (専用キャビネット付き)              | 2232 000.007 | ¥899,000 <sup>*3</sup>   | ¥629,300 <sup>*3</sup> |
| 冷却遠心機5810 R, 200 V                       | 5811 000.207 | ¥977,000 <sup>*3</sup>   | ¥683,900 <sup>*3</sup> |
| 冷却遠心機5810 R, 100 V (専用キャビネット付き)          | 2232 000.009 | ¥1,133,000 <sup>*3</sup> | ¥793,100 <sup>*3</sup> |

\*3 別途据付調整費を申し受けます。

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。早期完売の際はご容赦ください。

### 後継製品のご案内



#### 微量遠心機5425

1.5mLチューブ24本架け  
最大遠心力：21,330 × g  
最高回転数：15,060 rpm  
 > 2~5 mLのサンプルの取り扱いに便利な5.0 mLチューブ用ローターもご用意  
 > ローターの蓋の開閉が簡単  
 > 加減速速度は10段階



#### 多目的冷却遠心機5910 R

最大容量3 L (4 x 750 mL)  
最大遠心力：22,132 × g  
最高回転数：14,000 rpm  
 > 50 mLコニカルチューブ36本、マイクロプレート20枚を遠心可能  
 > チューブ用とプレート用に別々のバケットを揃えなくても、アダプター交換のみで様々な容器を遠心できる  
 Universalローターをご用意