


qPCR/PCR 작업을 개선하세요.

epMotion® 5070 PCR Solution 자동분주기



qPCR/PCR 셋업 자동화로 결과와 생산성을 향상시키세요!

Automated pipetting with epMotion

epMotion 5070 PCR Solution은 96개 샘플 qPCR/PCR 셋업을 위한 컴팩트한 자동분주기입니다.

epMotion 5070 PCR Solution 포함아이템

- > epMotion 5070 liquid handling system
- > Calibrated single-channel dispensing tool (TS50)
- > PCR Accessories: Reservoir Rack, Reservoir Rack Module PCR, Thermoblock
- > EasyCon touchscreen tablet or MutiCon PC with epBlue™ software

epMotion 사용시 기대 효과

- > **Better results:** 정밀 피펫팅으로 결과의 재현성을 향상시키고 휴먼 에러와 매뉴얼 피펫팅으로 인한 피로도 최소화
- > **Increase productivity:** 워크플로우 간소화 샘플 처리량 증가
- > **Great flexibility:** 데일리 PCR 요구조건에 맞게 개방형 플랫폼 및 사용하기 쉬운 소프트웨어
- > **Highly versatile:** 대부분 브랜드 PCR 소모품 사용 가능
- > **Enhanced safety:** Frejet 디스펜싱 및 완전밀폐형 하우징 시스템으로 교차오염 최소화
- > **Save money:** 작업의 중복을 피하고 Tip을 재사용하여 시약 및 소모품 비용 절약
- > **Gain more time:** 최소한의 사용자 개입으로 시간 절약

데모 신청하시고 PCR 작업을 개선하세요.

www.eppendorf.com/epMotion5070

epMotion® 5070 PCR Solution




All dispensing tools on deck:
Equipped with a calibrated single-channel dispensing tool for precise pipetting from 1 µL to 50 µL

No more tip box exchange:
Reservoir Rack Module PCR allows you to load the tips you need for user convenience

All reagents and consumables in one place:
Reservoir Rack Module PCR holds reagents, tubes and PCR strips together in one deck position

Optimal space usage:
Reservoir Rack frees up deck space for PCR and sample plates

Temperature control on deck:
Thermoblock to support 96-well or 384-well plate formats and 0.2 mL tubes



Ordering Information

Description	Order Number
epMotion® 5070 MultiCon PCR Solution , includes MultiCon PC, dispensing tool (TS 50), PCR specific accessories, 100 – 240 V ± 10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 0.2 µL – 1 mL	5070000948

epMotion과 함께 사용 추천드리는 PCR 소모품과 장비

- > **epT.I.P.S.® Motion as Reload System, with filter**, PCR clear, 50 µL and 300 µL, 2,304 tips (24 trays x 96 tips)
- > **TipHolder**, for epT.I.P.S. Motion Reloads
- > **30 mL reservoir**, for use with reservoir rack, 5 x 10 large volume reservoirs, PCR clean
- > **Waste bags**, for epMotion 5070/5073/5075 waste position, up to 7 L volume, ideal for disposing of non-hazardous waste, autoclavable PP material, thickness 50 µM, transparent, 50 bags
- > **Eppendorf twin.tec® PCR Plates, 96**, semi-skirted, 250 µL, PCR clean, colorless, 25 plates
- > **Eppendorf twin.tec PCR Plates, 384**, skirted, 40 µL, PCR clean, colorless, 25 plates
- > **Mastercycler® X50s**, 100–240 V/50–60 Hz, silver block, 96-well plate or 0.1/0.2 mL tubes, with touch screen interface

www.eppendorf.kr T:1577-4395 cs@eppendorf.kr