



제품 시리얼 번호 찾는 방법

- > 기기의 옆면 또는 뒷면에 부착된 기기 명판에 기재
- 빨간 테두리 표시된 부분이 해당 기기의 시리얼번호

구형 모델	현재 모델
5자리 이하 숫자표기	12자리 숫자영문혼합표기
 <p>Eppendorf AG 22331 Hamburg</p> <p>5424 no. 0011239 Baujahr: 07 Year of manuf.: 07</p> <p>230 V 1.9 A Max. Drehzahl: 14680 min⁻¹ Max. speed</p> <p>50 - 60 Hz Kinetische Energie: 3900 Nm Kinetic energy:</p> <p>250 W Max. Dichte des Füllgutes: 1.2 kg/dm³ Max. density of liquid:</p> <p>CE Made in Germany</p>	 <p>Eppendorf AG 22331 Hamburg</p> <p>5428 Seriennr.: 5428EG620864 Serial no.:</p> <p>230 V 6 A Max. Drehzahl: 17500 min⁻¹ Max. speed:</p> <p>50 - 60 Hz Kinetische Energie: 10000 Nm Kinetic energy:</p> <p>1050 W Max. Dichte des Füllgutes: 1,2 kg/dm³ Max. density of liquid:</p> <p>CE Made in Germany</p>
시리얼번호 : 11239	시리얼번호 : 5428EG620864