

NEU: Bis 31.12.2015 gratis
Pipettenkugelschreiber!



On-site Pipettenkalibration


Holen Sie sich zu jeder "on-site" kalibrierten Pipette einen Pipettenkugelschreiber

Wussten Sie, dass Pipettierfehler immer noch zu den häufigsten Ursachen für misslungene Experimente und falsche Ergebnisse gehören?

Regelmäßige Kalibration ist essentiell für Präzision und Richtigkeit - testen Sie deshalb unsere On-Site Pipettenkalibration. Unser Pipettenservice kommt zu Ihnen und führt das Service vor Ort durch.

Neuigkeiten:

- > Gratis Eppendorf Kugelschreiber zu jeder On-site Pipettenkalibration
- > 6 Monate zusätzliche Garantie auf Eppendorf Research plus, Reference 2 und Multipipette M4
- > Sehr günstige Austauschpipetten



On-site Pipettenkalibration

> On-site Pipettenkalibration

Um Ihnen die Kalibrierung und Wartung Ihrer Pipetten zu erleichtern, wurde die On-site Pipettenkalibration - ein Vorort Pipettenservice - ins Leben gerufen. Dabei kommt unser fachkundiges Serviceteam zu Ihnen ins Labor oder Büro und kalibriert Pipetten mit Volumina ab 20 µl, sofern ein nach ISO 8655* geeigneter Raum bei Ihnen vorhanden ist.

*Forderungen der Norm an den Raum: Zugfreier und erschütterungsfreier Arbeitsplatz; relative Luftfeuchte > 50 %; konstante Temperatur und die zu prüfenden Pipetten sowie die Prüflüssigkeit müssen mindestens zwei Stunden vor der Prüfung im Prüfraum sein. Für Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Aktion

Bis zum 31. Dezember 2015 erhalten Sie zu jeder "on-site" kalibrierten Pipette einen *Eppendorf Pipettenkugelschreiber* *kostenlos* dazu.

> Bis zu 8 Jahre Herstellergarantie

Für Ihre manuellen Pipetten Eppendorf Research plus und Eppendorf Reference 2 sowie Ihre Handdispenser Multipette M4 verlängern wir die Garantie mit jeder Wartung um weitere 6 Monate, sofern Sie diese zweimal jährlich warten lassen. Wir bieten dieses Service für Pipetten bis zu einem maximalen Alter von 7,5 Jahren an. Dies bedeutet bis zu 8 Jahre höchste Sicherheit und Präzision.

> Eppendorf Pipettenaustausch

Wir bieten all unseren Kunden eine günstige Möglichkeit Ihre alten Eppendorf und/oder Fremd pipetten gegen eine neue Eppendorf Research plus auszutauschen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Sprechen Sie uns an und holen Sie sich noch heute Ihr Angebot unter der Telefonnummer +43 1 890 13 64-0 oder per E-Mail unter office@eppeppendorf.at

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10 • 1210 Wien • Austria
Tel: +43 1 890 13 64-0 • Fax: +43 1 890 13 64-20
E-mail: office@eppeppendorf.at • www.eppeppendorf.at



Spa & Wellness for
Pipettes (Video)