



Approfittate della versatilità

Manca una seconda temperatura per il vostro Eppendorf ThermoMixer®?

Eppendorf SmartExtender™ offre un comodo strumento di incubazione che può essere facilmente utilizzato come aggiunta agli SmartBlock esistenti, al ThermoMixer C/ Fx e al ThermoStat™ C di Eppendorf.

- > Fino a 12 provette (1,5 mL) per una maggiore produttività e flessibilità
- > Funzione di riscaldamento indipendente per la seconda temperatura
- > Utilizzo parallelo di SmartBlock e SmartExtender



Vantaggi

- > Il controllo della temperatura è indipendente da Eppendorf SmartBlock (seconda temperatura) per la seconda applicazione
- > SmartExtender può riscaldare attivamente da 3 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a 110 °C per coprire tutte le applicazioni comuni
- > Tutte le dimensioni di SmartBlock sono utilizzabili in parallelo allo SmartExtender per la loro piena funzionalità (riscaldamento, raffreddamento, miscelazione) per un'elevata flessibilità

Condizioni

- > Si adatta a Eppendorf ThermoMixer C, ThermoStat C e ThermoMixer Fx un utilizzo flessibile
- > Aggiornamento firmware dello strumento per l'unità installata, disponibile su www.eppendorf.com/thermomixer
- > Sfruttate i connettori di alimentazione Eppendorf ThermoTop® esistenti (SmartExtender o ThermoTop)



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Eppendorf ThermoMixer® C, apparecchio di base senza Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V	5382 000.015
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 1,5 mL, incl. Transfer Rack, 220 V–240 V	5384 000.012
Eppendorf ThermoMixer® FP, con Eppendorf SmartBlock™ per micropiastre e Deepwell Plates, coperchio compreso, 220 V–240 V	5385 000.016
Eppendorf ThermoMixer® F0.5, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 0,5 mL, incl. Transfer Rack, 220 V–240 V	5386 000.010
Eppendorf ThermoMixer® F2.0, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 2,0 mL, incl. Transfer Rack, 220 V–240 V	5387 000.013
Eppendorf ThermoStat™ C, apparecchio di base senza Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V	5383 000.019
Eppendorf ThermoTop®, con tecnologia condens.protect®	5308 000.003
Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, blocco termico per 24 provette da 0,5 mL, incl. Transfer Rack	5361 000.031
Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, blocco termico per 24 provette da 1,5 mL, incl. Transfer Rack	5360 000.038
Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL, blocco termico per 24 provette da 2,0 mL, incl. Transfer Rack	5362 000.035
Eppendorf SmartBlock™ 5,0 mL, blocco termico per 8 Eppendorf Tubes® 5.0mL	5309 000.007
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, blocco termico per 8 provette coniche da 15 mL	5366 000.021
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, blocco termico per 4 provette coniche da 50 mL	5365 000.028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, blocco termico per 24 provette, diametro massimo di 12 mm	5364 000.024
Eppendorf SmartBlock™ cryo, blocco termico per 24 provette cryo, 1,5–2,0 mL, base con tutte le forme	5367 000.025
Eppendorf SmartBlock™ plates, blocco termico per micropiastre e Deepwell Plates, incl. coperchio	5363 000.039
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, blocco termico per piastre PCR 96, incl. coperchio	5306 000.006
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, blocco termico per piastre PCR 384, incl. coperchio	5307 000.000
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, blocco termico per Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, incl. coperchio*	5316 000.004
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1.000, blocco termico per Eppendorf Deepwell Plates 96/1.000 µL, incl. coperchio*	5310 000.002
Eppendorf SmartExtender™, per 12x 1.5 mL provette	5322 000.008

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf s.r.l · Via Zante 14 · 22331 · 20138 Milano
 eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com/thermomixer