

NEW



Well within Reach

新製品 エッペンドルフ ピペットスタンド -2



Pipette Stand 2 and Charger Stand 2



汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
安定したデザインのスタンドで、マニュアルピペットと電動ピペットをしっかりと固定します。
充電スタンド-2は、Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus または Multipette E3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
ピペットスタンド-2は、今までにない新しい製品で Multipette M4 を架けられます。
さらに、ホルダーの交換により Research Plus や Reference 2 にも対応します。



Perfection Down to The Smallest Detail

回転可能なスタンドで現行のマニュアルピペットはもちろん、従来のピペットも収納できます。

ピペットホルダーに製品のイラストが描かれているため、どの製品に対応しているかが一目でわかります。

工具を使用せずに、素早くピペットホルダーの交換が可能です。



ホルダーは Eppendorf Research と Reference にも互換性があります。

太いハンドルが持ちやすく、移動も簡単です。

底面にゴム足がついているため、実験台に液体がこぼれてもスタンドが汚れません。



Pipette Holder 2 and Charger Shell 2

エッペンドルフのほぼ全てのピペット用のホルダーをご用意しました。壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。

さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2に取り付け可能です。充電スタンド用の充電ホルダーもご用意しています。

長年に渡る使用に耐える頑丈なデザイン。

V字型の充電口は、充電器と電動ピペットの安定した電源供給を可能にします。

機能性の高いコードラップは、余分なコードを収納でき、実験台をすっきりと整理します。



設置面の直径は 18.5 cm と小さく、限られた作業スペースにも理想的な形状です。

回転充電スタンド-2は、最大6本のEppendorf Xplorerや電動マルチペットを架けることができ、それぞれの充電状況に目を配って充電を行います。

マグネット式の電源アダプターは素早く外れるため、ピペットの落下を防ぎます。

Pipette Carousel 2 and Charger Carousel 2

全てのピペットやマルチピペットを手の届く範囲に配置できます。

回転ピペットスタンド-2 はマニュアルピペット用、回転充電スタンド-2 は電動ピペット用で、従来製品よりも大容量でどんな場面にも対応します。

回転ピペットスタンド-2 は、ピペットやマルチチャンネルピペットを最大 6 本まで架けられます。

ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。

回転充電スタンド-2 は、以前のモデルより 50% も容量が増え、Eppendorf Xplorer や Eppendorf Xplorer plus を 6 本架けられます。充電ホルダーを交換すると Eppendorf Multipipette E3/E3x や Multipipette stream/Xstream を 6 本架けられます。

さらに、回転充電スタンド-2 にマニュアルピペット用ホルダーを交換すると、マニュアルピペットと一緒に架けることができます。

More flexibility

- > 回転ピペットスタンドは全てのピペットとマルチピペットを収納可能
- > 1つのホルダーで全てのマニュアルピペットに対応可能



More capacity

- > 回転充電スタンド-2 は電動ピペットを 6 本まで収納可能
- > ホルダーの交換によりマニュアル、電動ピペットどちらにも対応可能

More convenience

- > 工具なしでホルダーの交換が可能
- > 余分なコードはコードラップに収納可能

More user safety

- > 素早く簡単に接続できるマグネット式電源アダプター
- > 底にゴム足がついているため、実験台に液体がこぼれても安心



> Additional information available at:
www.eppendorf.com/pipetteholder

注文案内

品名・形式	Order No.	希望小売価格
回転ピペットスタンド-2 (6本架) リサーチ/リサーチプラス, リファレンス/リファレンス2用	3116 000.015	¥18,800
回転充電スタンド-2 (6本架) Xplorer/plus用, 電源アダプター付属	3116 000.023	¥59,900
充電スタンド-2 (1本架) Xplorer/plus用 ^{*1}	3116 000.031	¥31,600
充電スタンド-2 (1本架) 電動Multipette用 ^{*1}	3116 000.040	¥31,600
ピペットスタンド-2 (1本架) Multipette M4用	3116 000.058	¥14,700
ピペットホルダー-2 リサーチ/リサーチプラス, リファレンス/リファレンス2用 ^{*2}	3116 000.112	¥3,900
ピペットホルダー-2 Xplorer/plus用 ^{*3}	3116 000.120	¥5,100
ピペットホルダー-2 電動Multipette用 ^{*3}	3116 000.139	¥5,100
ピペットホルダー-2 Multipette M4用 ^{*2}	3116 000.147	¥5,100
充電ホルダー-2 Xplorer/plus用 ^{*4}	3116 602.007	¥6,600
充電ホルダー-2 電動Multipette用 ^{*4}	3116 603.003	¥6,600
電源アダプター 回転充電スタンド-2 (6本架) 用	3116 607.009	¥5,900

*1 Xplorer/plus, 電動Multipette付属の電源アダプターを使用します。

*2 回転ピペットスタンド-2 (6本架)、回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)、ピペットスタンド-2 (1本架)に取り付け可能。壁架用テープ付。

*3 回転ピペットスタンド-2 (6本架)、回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)、ピペットスタンド-2 (1本架)に取り付け可能。壁架用テープ付。充電機能はありません。

*4 回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)用。充電機能あり。

希望小売価格は2018年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

Learn more about the new Pipette Holder System

新しいピペットホルダーシステムは、フレキシブルな組み合わせが可能で、現行のマイクロピペットおよび連続分注器のほか、多くの旧製品にも対応しています。

> www.eppendorf.com/pipetteholder

