

New! デモキャンペーン開催中!

エッペンドルフのピペットに新しい仲間が加わりました!! 新しい機能を搭載した新ピペット『リサーチ 3 neo』



小さい手でも扱いやすい短い
プッシュボタン



片手で簡単に設定できる
容量ロック



ユニークなプッシュボタン

1つのボタンで容量設定とピペッティングが可能です。ボタンの長さが短く、小さな手でも快適に使用できます。

安心して作業できる容量ロック

いつの間にか容量設定が変わっていることが無いよう、ダイヤルにロックをかけることができます。

2種類の容量調整モード

- > **fast モード**：少ないボタン回転数で素早く容量が変わり、最大40 %時間短縮が可能。
- > **easy モード**：ダイヤル調整にかかる力が軽くなり、片手でも簡単に微調整が可能。



マイピペットがわかりやすく
校正日などラベリングしやすい
カラータグ ピペットマーキング
リング (近日発売予定)



製品カタログ PDF は
こちら



製品ページはこちら
(弊社ホームページ)

New リサーチ 3 neo ファミリー



リサーチ 3 neo ラインナップ

容量範囲	カラーコード
0.1 – 2.5 µL	■ ダークグレー
0.5 – 10 µL	■ ミディアムグレー
1 – 20 µL ^{*1}	■ ライトグレー
1 – 20 µL ^{*2}	■ イエロー
5 – 100 µL	■ イエロー
10 – 200 µL	■ イエロー
15 – 300 µL	■ オレンジ
50 – 1,000 µL	■ ブルー
0.1 – 2 mL	■ 赤色
0.25 – 5 mL	■ 紫色
0.5 – 10 mL	■ ライトブルー

^{*1} 使用チップ 0.5 – 20 µL (ライトグレー)

^{*2} 使用チップ 2 – 200 µL (イエロー)

Eppendorf オリジナルノベルティプレゼント！ リサーチ 3 neo デモキャンペーン開催中

新発売のリサーチ 3 neoにいち早く会ってみませんか？


リサーチ 3 neoをお試しいただけるデモキャンペーン開催中！

新しい機能の数々を、ぜひあなたの手にとって確かめてください。

お試しいただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼントいたします！

> エッペンドルフといえばこれ！**大人気のボールペン**

> **便利すぎる！折り畳み傘用Eppendorfロゴ入り傘カバー**



大人気のピペットボールペン1本プレゼント
(色・種類はランダムです)



ファスナーも開閉しやすい！
超便利な傘カバー



バッグに必携！濡れた折り畳み傘
もサッとしまえます

さらに！デモキャンペーンご参加後にお買い上げの方に

カラータグ ピペットマーキングリング (2個) をプレゼント！！

ピペットにあなただけの目印を付けてください！

(ご購入1本ごとに適合サイズを2個プレゼント。色はランダムです)



カラータグ ピペットマーキングリング

デモキャンペーンご参加ご希望の方は、右のQRコードからお申し込みください。

> お申込みを弊社にて確認後、担当者からご連絡させていただきます。

> デモキャンペーン期間は2025年12月末お申し込み分までとさせていただきます。

> ご購入後のプレゼントは右のQRコードからお申し込みください。お申し込みにはご購入いただいたリサーチ 3 neoのシリアル番号及びご購入先等のご入力が必要となります。

> プレゼントのお申し込みは、2026年1月末までとさせていただきます。

> ご不明点はinfo@eppendorf.jpまでお問い合わせください。




リサーチ 3 neo
デモキャンペーン
お申込はこちら！



ご購入後プレゼント
お申込はこちら！
(※シリアル番号が必要です)

ラボから始まるサステナビリティー epT.I.P.S. BioBased シリーズ



epT.I.P.S. BioBasedシリーズのポリプロピレンは、100%植物由来の原料から製造されています。化石原料由来の消耗品から置き換えることで、プラスチックごみを大幅に減らすことができます。



製品ページはこちら



epT.I.P.S. BioBased Sterile リロード (滅菌済)

> 廃棄物を削減 – 使い捨てラックと比較して最大30 % 廃棄物容量を減らすことができます

> 使用する原料を削減 – 使い捨てラックと比較して最大54 % 原料を減らすことによってCO₂を削減できます

> リサーチ 3 neo製品に付属しています。(0.5 – 10 µLから50 – 1,000 µL容量のみ。チップ96本入り)

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 0120-024-125 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE.