



# Identify Value

SafeCode シリーズ：バーコード付きマイクロチューブ

# »Keep it Scanned, Keep it Safe.«

マイクロチューブは、ラボのワークフローに欠かせない存在です。サンプルや試薬には信頼できる容器が必須です。しかし、それは単なる容器としての使いやすさだけでなく、日々の作業や長期保存に耐えうる必要があります。

SafeCode のバーコード付きマイクロチューブは、小さな問題が大きな問題に変わるのを防ぐための解決策です。

**高価値のサンプルを安全に識別するためには、スマートなラベリングが重要であり、それが最終的には信頼のおける結果につながります。**



## 読みにくいサンプルラベルに悩んでいませんか？

- > すぐに使用できるラベル付きの消耗品
- > 簡単に記録できるように、関連実験データを保存
- > 安全なサンプルIDのための信頼性の高い長期ラベル




## デジタル化による高い信頼性と安全性

- > エッペンドルフは数十年にわたりサンプルチューブを製造してきました。そして、あなたのお気に入りのチューブがさらに進化しました。
- > エッペンドルフの信頼性に、デジタル化によるさらなる安全性が加わりました。



## ドキュメンテーションのニーズに応えるシステム

- > 適切な容器、アプリ、ソフトウェア、ストレージソリューションで時間と労力を節約
- > あなたの貴重な時間を、論文や製造により振り分けることができます。



2次元データマトリックスコードは、最大25%の損傷があっても読み取ることができます

さらに高いサンプルの安全性を確保するために、二重コード化されています

正確な成型により、遠心機のローター、ミキサー、シェーカーとの最大限の互換性を実現します

ポリプロピレン印刷用に最適化されたインクにより、過酷な条件でも耐えられる高い化学的および物理的耐性を備えています

1.5、2.0、5.0 mLのスナップキャップチューブをご用意しています

# Clearly Coded

## エッペンドルフの SafeCode システム

「容器にはラベルを貼るもの」—これは、多くの方がこれまで当然のこととして考えてきました。しかし、現実には、ラベルが貼られていない容器や、読みづらいラベルが貼られた容器がラボにあることがよくあります。全ての人が簡単かつ確実に読み取れるように、明確なラベル付けが推奨されます。

容器に印刷されたラベルは、明瞭な文字で記載されていることが、信頼性の高い読み取りのための最低限の要件です。バーコードや 2D データマトリックスコードを使用することで、迅速で安全なサンプル識別への一歩を踏み出すことができます。

- > 異なるフォーマットで 2 段階コード化されたバーコード付きのマイクロチューブは、プロセスの改善に役立ちます。
- > エッペンドルフのデジタルシステムを活用しましょう：Eppendorf DataPort を使用して、証明書、図面、ロット番号、注文番号など、チューブに関連するすべての ID 特有のドキュメントをダウンロードできます。
- > サンプル管理ソフトウェアを使用して、バーコード化されたサンプルを管理しましょう。

高価値のサンプルのスマートラベリングは、安全のために非常に重要です。



## 注文案内

品名・型式	注文番号
セイフロックチューブ 1.5 mL, PCR clean*1, SafeCode, 500 本入り	0030113403
セイフロックチューブ 2.0 mL, PCR clean*1, SafeCode, 500 本入り	0030113446
エペンドルフチューブ 5.0 mL, PCR clean*1, SafeCode, 200 本入り	0030113462
エペンドルフチューブ 5.0 mL, スクリューキャップ, 滅菌済み, SafeCode, 200 本入り	0030113500
エペンドルフコニカルチューブ 15 mL, 滅菌済み, SafeCode, 500 本入り	0030113489
エペンドルフコニカルチューブ 50 mL, 滅菌済み, SafeCode, 500 本入り	0030113497
クライオストレージバイアル, SafeCode ファミリー	お問い合わせください
ディープウェルプレート 96/2000, PCR clean*1, SafeCode, 20 枚 (5 袋 x 4 枚)	0030113527
ディープウェルプレート 96/1000, PCR clean*1, SafeCode, 20 枚 (5 袋 x 4 枚)	0030113535
ディープウェルプレート 96/500, PCR clean*1, SafeCode, 40 枚 (5 袋 x 8 枚)	0030113543
ディープウェルプレート 384/200, PCR clean*1, SafeCode, 40 枚 (5 袋 x 8 枚)	0030113551
ツインテック PCR プレート 96 スカート, PCR clean*1, SafeCode, 25 枚 (5 袋 x 5 枚)	0030113560
ツインテック PCR プレート 384 スカート, PCR clean*1, SafeCode, 25 枚 (5 袋 x 5 枚)	0030113578
マイクロプレート MTP 96, Vボトム, PCR clean*1, SafeCode, 80 枚 (5 袋 x 16 枚)	0030113586

\*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free



クライオストレージバイアルやラックスキャン、SafeCode バーコード付きチューブといった SafeCode システムの詳細はこちら

[www.eppendorf.com/SafeCode](http://www.eppendorf.com/SafeCode)



## エペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル3F 代表電話番号：0120-024-125 Email: [info@eppendorf.jp](mailto:info@eppendorf.jp)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)