



## 5 Years of Centrifuge Excellence with Eppendorf!

### エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ創立5周年記念キャンペーン


遠心分離に関するあらゆるニーズに応えるため、製品ポートフォリオを拡充し、エッペンドルフの一員として遠心分離の専門組織としてスタートしたエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズは、2025年7月に創立5周年を迎えます。これを記念いたしましてふたつの特別なオファーを用意しました。

> **Centrifuge 5425 R購入でもれなく人気のピペット3本パックをプレゼント！**

(2025年5月時点、キャンペーン価格110,400円相当)。

> **Centrifuge 5418 Rを特別価格で提供！**

研究者の皆様を応援する特別オファーです。この貴重なチャンスを是非お見逃しなく！



Centrifuge 5425 Rを購入でピペット3本パックをプレゼント



35%  
OFF

Centrifuge 5418 Rを特別価格で提供

## Centrifuge 5425 R購入で人気のピペット3本パックをプレゼント!



### 手の負担を最小限に抑える超軽量ピペット

エッペンドルフの手動マイクロピペット、リサーチプラスは60年以上にわたる液体ハンドリング技術の革新を引き継いでおり、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。リサーチプラスは、Eppendorf PhysioCare Concept® に基づいた人間工学的なデザインで、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を軽減し、お客様の毎日の実験室作業における健康を守ります。

### リサーチプラス 3本パック

シングルチャンネル、0.5 – 10 µL、10 – 100 µL、  
100 – 1,000 µL 可変容量

epT.I.P.S.® Box 2.0 (チップ96本入り) × 3個および  
ボールペン付き



※Centrifuge 5418Rはプレゼント対象ではありません。



## Centrifuge 5425 R

冷却付き

- > 静かな運転音を実現
- > 設定温度に迅速に到達できる  
FastTemp 機能付き
- > エアロゾル密閉性の  
Eppendorf QuickLock®カバーを  
付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL  
最高回転速度：15,060 rpm  
最大遠心加速度：21,300 × g  
本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

ローター FA-24×2 付  
注文番号：5406000437  
希望小売価格：687,000円



製品ページ

### 付属ローター

#### ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度：21,300 × g  
(15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ



適用機種：5425 R

### 特徴



- 利便性が向上
- > ショートスピニング機能
- > 遠心終了後の経過時間を表示



- 革新的なローターカバー開閉メカニズム
- > Eppendorf QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム
- > 1/4回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首の負担が軽減



- オプションで多彩なローターを用意
- > スナップキャップとスクリーキャップ両方の 5.0 mL チューブに対応した 10 本架けアングルローター
- > 分割可能な PCR プレートを遠心できるスイングバケットローター

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



## Centrifuge 5418 R

冷却付き

- > マイクロチューブの遠心に特化した冷却付きスタンダードモデル
- > エアロゾル密閉性の  
Eppendorf QuickLock®カバー付き



ローター FA-45-18-11

最大容量：18 × 1.5 / 2.0 mL チューブ  
最大遠心加速度：16,873 × g (14,000 rpm)  
本体寸法 (W×D×H)：300 × 460 × 250 mm

ローター FA-45-18-11付  
注文番号：5401000030  
希望小売価格：609,000円  
**キャンペーン特別価格：395,850円**



製品ページ

※本カタログに掲載していないアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

東京セールスオフィス 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F

お客様相談センター  
0120-024125

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)

**安全上のご注意**  
機器を正しく安全にご使用いただくため、  
製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2025年6月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.  
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.  
U.S. Design Patent listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

EHTD-CP015A | 2025.06