

2026年キックオフ! キャンペーン

期間：2026年1月19日～3月31日



Kick off 2026 with Top Picks!

2026年の幕開けは、人気アイテムとともにスタート!

2026年が始まりました! 新しい年は、エッペンドルフの人気製品と一緒にキックオフしませんか?

実験を効率化する **5mL・25mLチューブ**、コンタミネーションを防ぐ **フィルターチップ**、サンプル回収率を向上させる **LoBind チューブ**、384 ウェルプレートへの分注時間を短縮する **16 / 24 チャンネルピペット用チップ**。

さらに、コンパクトサイズで大活躍の人気シリーズも対象です! エントリーモデルの遠心機 **ミニスピンの / ミニスピンプラス** と卓上コンパクト遠心機の大人気モデル **5425**。ボルテックス機能も付いたサンプルミキシングのお供 **ミックスメイト** もお得になっています。

あなたのラボにぴったりのアイテムが見つかります。
ぜひこの機会にご覧ください!

キャンペーン内容

- > 5.0 / 15 / 25 / 50 mL チューブ
- > DNA LoBind チューブ
- > フィルターチップ
- > epT.I.P.S. 384シリーズ
- > 遠心機 ミニスピン / ミニスピンプラス
- > 遠心機 5425
- > 5425 用ローター *
- > ミックスメイト

*5425 と同時購入

20% OFF
20% OFF
20% OFF
30% OFF
20% OFF
30% OFF
30% OFF
30% OFF

実験の効率UPをサポート

PCR mastermixの調製・ストックに エッペンドルフチューブ 5.0 mL



20%OFF!

3 mL程度の PCR マスターミックスの調製やストックに、15 mL の遠沈管を使っていませんか？
最適な容量のチューブを使うことで**チューブ内の液体を確実に回収**でき、さらに、**保存スペースの大幅な節約**ができます。また、ピペット本体がチューブの開口部に触れずに作業でき、**クロスコンタミネーションのリスクを回避**できます！

最大遠心耐性：25,000 x g



スナップキャップ スクリューキャップ




マイクロピペットが汚れにくく、反応液の調製や
サンプル保存にもちょうどいいサイズ



お客様の声

◆ 帝京大学 K 様
タンパク質の定量、抗体の混合時に使用しています。15mL遠沈管は長く、底の試料を分注する際に内壁に触れないか不安があります。



お客様の声

◆ 日本医科大学 I 様
組織分解時の酵素処理で使用しています。15mLだとピンセットでのアプローチが難しく、液量はそこまで求めないため5mLが便利です。



お客様の声

* ACTラベルはラボ製品の環境への影響を非営利団体My Green Labが検証し、明示したラベルです。ラボ製品の製造、エネルギーや水の使用、包装、製品寿命に関する情報を提供しており、より持続可能な製品を選択しやすくなるための目安となります。

チューブラック 5/15 mL用、5/15/25/50 mL用

20%OFF!



- > 前列よりも後列が高くなっているため、チューブ内の状態が視認しやすくなっています。
- > オートクレーブ（121°C /20分）可能なため、無菌状態を必要とするワークフローにも適しています。
- > シリコン製の滑り止めがついているため、安全に作業することができます。



サンプルの回収率をUP!

DNA LoBind チューブ



20%OFF!


核酸、特に低濃度のサンプルを扱う場合、容器の内壁への吸着を無視することはできません。

DNA LoBind チューブは、核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。

サンプルへの影響を最小限に抑えるため、**全てのエッペンドルフ LoBind チューブは表面コーティング（例：シリコンなど）を施していません。**



DNA LoBind のアプリケーションノート



各種チューブ内でインキュベーションした後のサンプルリカバリーレート

密閉性の高い遠沈管

エッペンドルフコニカルチューブ 15/50 mL



20%OFF!




製品特長

- > 密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン
- > 回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ
- > 最大 19,500 x g の遠心耐性



安心してサンプルを扱える性能を備えるだけでなく、扱いやすいキャップで作業ストレスも低減します。

不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。



高い密閉性

エッペンドルフ製と他社製の 50 mL チューブに 96% エタノールを入れ、-86°C で 24 時間保存後の重量変化を比較した結果、エッペンドルフコニカルチューブの密閉性が優れていることが示されました。



密閉性に関する詳細はこちら

コンタミネーションリスクを低減できるチューブ

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL



20%OFF!

5.0 mL チューブと同じコンセプトで開発された 25 mL チューブは、50 mL 遠沈管がそのまま短くなったようなデザインです。15 mL 遠沈管よりも開口部が広がっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。

最大遠心耐性：17,000 x g



片手で開閉できるスナップキャップ



少ないサンプル量でも安心して回収

◆ T 大学 M 様

土壌やキノコ、昆虫のサンプリングに使用しています。密閉性が高く冷凍保存しても割れることなく解凍できました。小さくて持ち運びが容易です。土壌内 DNA 等へのダメージを考慮して遮光タイプも使っています。

お客様の声

エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50

20% OFF !



片手で簡単開閉、作業の効率化に

- > キャップの取り違えが起こらず汚染リスクを低減
- > 従来の 50 mL コニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット
- > -86°C ~ 100°C で使用可能
- > 公称容量：45 mL
- > オートクレーブ（121°C / 20 分）可能
- > 最大遠心耐性：17,000 x g

◆ 化粧品メーカー O 様

このチューブを選んだ理由は、コンタミネーションを防ぐためです。蓋を卓上に置くというステップが無いため使いやすいです。

お客様の声

コンタミネーションリスクを低減できるチップ


ep Dualfilter T.I.P.S.



20% OFF!

ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax

20% OFF!



ep Dualfilter T.I.P.S. はエアロゾルによるコンタミネーションを防ぐ二層のフィルターを持つフィルターチップです。ほぼ 100% のエアロゾルと生体分子をブロックします。

認証を受けた第三者機関による EN1822 に基づいたテストでは 99.5% の NaCl エアロゾル (0.05 - 0.5 μm) をブロックできる効果が確認されました。

保証書は以下のURLから入手できます。

www.eppendorf.com/certificates


微生物を扱うアプリケーションにおいて、エアロゾルの拡散やクロスコンタミネーションを防ぎます。

Dualfilter のテクノロジーをさらに高めた ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax は液体を完全にブロックする機能を備えています。

製品はすべて滅菌済みで PCR clean* の純度レベルを有しています。

* Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

Dualfilter チップでバイオエアロゾルからピペットとサンプルを保護



エアロゾル

- > サンプル混合後に発生
- > あらゆるサンプルにて発生
- > 以下のサンプルを含有
 - DNA
 - ウイルス
 - 活性マイコプラズマ
 - 活性バクテリア

- > ピペット内部を汚染
- > ep Dualfilter T.I.P.S. により効率的にブロック!



詳しくは Application Note No.490
No Trespassing for Bio-Aerosols!
をご参照ください

384 ウェルプレートへの分注を1分で終わらせるピペットチップ

16 /24 チャンネルピペット用 epT.I.P.S. 384



30% OFF!



ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィットを可能にします。

epT.I.P.S. 384の SOFTattach テクノロジー

- > スムーズで均一なチップ着脱により、負担を軽減します
- > 高いチップフィットと密閉性
- > 同一線上に並んだ完璧なチップの配列
- > 極めて優れたチップの成型により384 ウェルに完全にマッチします

16 /24 チャンネルピペット



16-, 24- チャンネルピペットと epT.I.P.S.® 384 によって、384 ウェルプレートでの作業がより早く、身体への負担も軽減できます。自動分注システムの不具合時のためのバックアップ、96 から 384 ウェルへのスループット向上にも最適です。

手動・電動タイプがあります

- > 左: リサーチプラス, 手動ピペット
- > 右: Xplorer plus, 電動ピペット

チャンネル表記

- > 両端のチャンネル番号のラベリング
- > ピペットを常に同じ向きで使用可能

SOFTject チップエジェクション


ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。チップが伸縮し、装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィットを可能にします。

- > 連続したチップエジェクションもスムーズ
- > チップエジェクションに必要な力を50%削減
- > 身体に優しく安全な作業のためのスプリング式ノーズコーン

コンパクト・静か・パーソナルに使える卓上遠心機

遠心機 ミニスピン / ミニスピンプラス

20% OFF!



吸盤状の足で振動を吸収

直感的な操作が可能なディスプレイ

- > 小型ながらパワフル
ミニスピン：最大 12,100 × g (13,400 rpm)
ミニスピンプラス：最大 14,100 × g (14,500 rpm)
- > 非常にコンパクトな設置面積
本体寸法 (W×D×H)：22.5 × 23 × 13 cm
- > ローター F-45-12-11付き
12本×1.5 / 2.0 mLチューブ
- > タイマー
ミニスピン：15秒 - 30分
ミニスピンプラス：15秒 - 99分、連続運転
- > 遠心終了後自動でリッドが開くことで、サンプルの温度上昇を防ぎます


遠心機 5425 & ローターも本体と同時購入で

30% OFF!



Centrifuge 5425 冷却なし

- > 加減速を各10段階で設定可能
- > 静かな運転音
- > 6種類のローターに対応
- > ローター FA-24×2 付 (1.5 / 2.0 mLチューブ×24本)
エアゾール密閉性の Eppendorf QuickLock® カバー付き
- > 最高回転速度：15,060 rpm
- > 最大遠心加速度：21,300 × g
- > 本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm



ローター FA-10x5
10本×Eppendorf Tubes® 5.0 mL



ローター FA-24x2-PTFE
24本×1.5 / 2.0 mLチューブ
耐薬品性を向上させるPTFEコーティング



ローター FA-18x2-Kit
スピナラム18本用ローター



ローター S-96x0.2-PCR
> 12本の8-PCR ストリップ (0.1 / 0.2 mL)
> 4枚の× 1/4 twin.tec PCRプレート96,
スカートなし、分割可能
> 容量 0.2 mLの 96 × PCR チューブ用

※本カタログに掲載していないアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。
遠心機とローターの注文先はエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社となります。

ミキシング作業をより簡便に・確実に・コンパクトに

ボルテックス機能付きミキサー ミックスメイト


30% OFF!



ミックスメイト & チューブラック 1.5/2.0 mL



片手で脱着可能な 5 種類の チューブラック



液体にに渦ができる 2D mix-Control



ボルテックス機能標準装備

ミックスメイト はコンパクトなサンプルミキサーです。
ホルダー各種を用いることでチューブ・プレート等多くの容器
を使用でき、ボルテックス機能も搭載。容器のサイズに合わ
せて溶液が確実に混ざる回転速度をワンタッチで呼び出せる
ボタン付き。確実にミキシングを行うことができます。

特長

- > 回転速度範囲：300 - 3,000 rpm
- > 最適な回転速度をプリセット済
液体に渦ができる回転速度を最適化 (左下図)
- > B5サイズの小さな設置面積
W × D × H = 17 × 23 × 13 cm
- > 設定時間範囲：15秒 - 99.5 時間、連続
- > 連続ボルテックス時、容器を離しても一定時間ミキシングが
継続します
加速・減速の時間を省くことができます

注文案内

注文番号	品名・形式		単位	希望小売価格	キャンペーン価格
0030119401	エッペンドルフチューブ 5.0 mL	Eppendorf Quality	200本	¥7,700	¥6,160
0030119460	エッペンドルフチューブ 5.0 mL	PCR clean	200本	¥8,600	¥6,880
0030119479	エッペンドルフチューブ 5.0 mL	Biopur	50本	¥9,400	¥7,520
0030119606	エッペンドルフチューブ 5.0 mL	Forensic DNA Grade	200本	¥9,800	¥7,840
0030122305	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリュューキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥9,700	¥7,760
0030122313	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリュューキャップ	PCR clean	200本	¥11,100	¥8,880
0030122402	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリュューキャップ	Forensic DNA Grade	200本	¥12,700	¥10,160
0030119835	チューブラック 5.0/15/25/50 mL	オートクレーブ可, 12本用 (5.0/15 mL×6本、25/50 mL×6本)	2個	¥8,800	¥7,040
0030119827	チューブラック 5.0/15 mL	オートクレーブ可, 12本用	2個	¥8,800	¥7,040
0030108310	DNA LoBind チューブ 5.0 mL	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥10,300	¥8,240
0030122348	DNA LoBind チューブ 5.0 mL スクリュューキャップ	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥12,400	¥9,920
0030122208	DNA LoBind エッペンドルフ コニカルチューブ 15 mL	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥13,500	¥10,800
0030108523	DNA LoBind 25 mL スナップキャップ	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥13,300	¥10,640
0030122275	DNA LoBind 25 mL スクリューキャップ	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥12,600	¥10,080
0030122232	DNA LoBind エッペンドルフ コニカルチューブ 50 mL	PCR clean, 核酸低吸着タイプ	200本	¥16,200	¥12,960
0030122160	エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL	ラック入, 滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	500本	¥30,200	¥24,160
0030122259	エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL	Forensic DNA Grade	100本	¥13,600	¥10,880
0030122186	エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL	ラック入, 滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	300本	¥26,000	¥20,800
0030122267	エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL	Forensic DNA Grade	48本	¥7,800	¥6,240
0030118405	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥11,000	¥8,800
0030118413	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ	PCR clean	200本	¥11,900	¥9,520
0030122410	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリュューキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥10,900	¥8,720
0030122429	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリュューキャップ	PCR clean	200本	¥11,700	¥9,360
0030118650	エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50	Eppendorf Quality	240本	¥16,900	¥13,520
0030118669	エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50	PCR clean	240本	¥17,400	¥13,920
0030078500	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-10 µL S	ダークグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥37,800	¥30,240
0030078519	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-10 µL M	ミディアムグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥37,800	¥30,240
0030078527	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.5-20 µL L	ライトグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥36,200	¥28,960
0030078535	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-20 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥36,200	¥28,960
0030078543	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-100 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥36,200	¥28,960
0030078551	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥36,200	¥28,960
0030078560	ep Dualfilter T.I.P.S. 20-300 µL	オレンジ, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥36,200	¥28,960
0030078578	ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥39,200	¥31,360
0030078594	ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1,250 µL L	深緑, 96本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean	480本	¥20,100	¥16,080
0030078586	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-2.5 mL	赤, 48本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean	240本	¥10,000	¥8,000
0030078616	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-5 mL	紫, 24本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean	120本	¥19,800	¥15,840
0030078624	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.2-5 mL L	紫, 24本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean	120本	¥19,600	¥15,680
0030077598	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.5-10 mL L	ライトブルー, 個別包装, 滅菌済, PCR clean	100本	¥16,300	¥13,040

注文番号	品名・形式		単位	希望小売価格	キャンペーン価格
0030078691	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.1-10 µL S	ダークグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥39,300	¥31,440
0030078705	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.5-20 µL L	ライトグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥37,500	¥30,000
0030078713	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-100 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥37,500	¥30,000
0030078721	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥38,900	¥31,120
0030078730	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 20-300 µL	オレンジ, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥37,500	¥30,000
0030078748	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean	960本	¥40,700	¥32,560
0030078810	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 0.1-10 µL M	ミディアムグレー, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥42,600	¥34,080
0030078829	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 2-20 µL	黄, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥41,100	¥32,880
0030078837	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥41,100	¥32,880
0030078845	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥43,200	¥34,560
0030076001	epT.I.P.S. リロード384 PCR clean 0.1-20 µL	ライトピンク, 384本 / トレイ×10, PCR clean	3840本	¥89,700	¥62,790
0030076010	epT.I.P.S. リロード384 PCR clean 5-100 µL	ライトイエロー, 384本 / トレイ×10, PCR clean	3840本	¥89,700	¥62,790
0030076036	epT.I.P.S. セット384 5-100 µL	在庫限り, ライトイエロー, 384本 / トレイ×5+オートクレーブ可能ボックス	1920本	¥48,400	¥33,880
0030076281	epT.I.P.S. セット384 5-100 µL	ライトイエロー, 384本 / トレイ×5+オートクレーブ可能ボックス	1920本	¥48,400	¥33,880
0030076044	epT.I.P.S. リロード384 0.1-20 µL	ライトピンク, 384本 / トレイ×10	3840本	¥82,000	¥57,400
0030076052	epT.I.P.S. リロード384 5-100 µL	ライトイエロー, 384本 / トレイ×10	3840本	¥82,000	¥57,400
0030076273	epT.I.P.S. セット384 0.1-20 µL	ライトピンク, 384本 / トレイ×5+オートクレーブ可能ボックス	1920本	¥48,400	¥33,880
0030078853	ep Dualfilter T.I.P.S. 384 0.1-20 µL	ライトピンク, 384本 / トレイ×10, 滅菌済, PCR clean	3840本	¥155,000	¥108,500
0030078861	ep Dualfilter T.I.P.S. 384 5-100 µL	ライトイエロー, 384本 / トレイ×10, 滅菌済, PCR clean	3840本	¥155,000	¥108,500
5452000034	*1 MiniSpin, 卓上微量遠心機	ローター F-45-12-11付き	1台	¥151,000	¥120,800
5453000038	*1 MiniSpin plus, 卓上微量遠心機	ローター F-45-12-11付き	1台	¥196,000	¥156,800
5405000433	*1 Centrifuge 5425, (FA-24x2付), 卓上微量遠心機	1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ	1台	¥376,000	¥263,200
5495503005	*1 アングルローター FA-24x2-PTFE, 5425用*2	1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ, 耐薬品性	1個	¥141,000	¥98,700
5495505008	*1 アングルローター FA-10x5, 5425用*2	5.0 mLチューブ×10本, シールドタイプ	1個	¥141,000	¥98,700
5495508007	*1 アングルローター FA-18x2-Kit, 5425用*2	1.5/2.0 mLチューブ×18本, スピнкаラム用	1個	¥88,100	¥61,670
5495510001	*1 アングルローター F-32x0.2-PCR, 5425用*2	0.1/0.2 mL PCR チューブ×32本	1個	¥80,800	¥56,560
5495512004	*1 スイングローター S-96x0.2-PCR, 5425用*2	8 PCRストリップ× 12本	1個	¥111,000	¥77,700
5353000529	ミックスメイト, ホルダーなし		1台	¥301,000	¥210,700

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

*1 注文先はエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社となります

*2 遠心機 5425 と同時購入時にキャンペーン価格適用

マイクロピペット下取りのご案内 - ご不要のピペットを有効活用しませんか？

お手持ちのピペットを下取りに出すと、最新のエッペンドルフピペットを通常価格の **30% OFF** でお得にご購入いただけます (対象のメーカー及び機種に限ります)。

下取り品と同じ機種に限らず、**新製品の リサーチ 3 neo や連続分注器、Move It** もご購入いただけます！

必要なもの

- ・下取りに出すピペット
- ・デコンタミネーション証明書

この2点をエッペンドルフ販売店様にお渡しいただき、下取りで購入されるピペットをご注文ください



下取りに関するご注意事項

- > 下取りのご利用には、マイクロピペットのご提出が必要です
- > 著しく破損したものや、原型をとどめていないものは下取り不可とさせていただきます
- > 資産登録が抹消されたものや「廃棄品」とされたピペットも対象外とさせていただきます
- > 下取り品は返却できませんので、予めご了承ください

詳しい内容や対象製品については弊社営業担当者または
info@eppendorf.jp
にお問い合わせください



ラボから始まるサステナビリティ epT.I.P.S. BioBased



BioBased ポリマー

epT.I.P.S. BioBased シリーズのポリプロピレンは100% 植物由来の原料から製造されています。化石原料由来の消耗品から置き換えることで、プラスチックごみを大幅に減らすことができます。

最終的なポリマーは、世界的な認証制度である「ISCC PLUS」による認証を取得しています。



ピペット修理・校正サービスおよび機器アフターセールスサポートのご案内

epServices
for premium performance



ピペット修理・校正サービス

エッペンドルフの検定・校正サービスは全メニュー ISO8655 準拠です。GLP/GMP 等の品質管理、臨床検査 (ISO15189) 等の各種 ISO 運用時にもご利用いただけます。

JCSS 校正や他社ピペットの検定・校正サービスも実施中！



機器アフターセールスサポート

都度修理の他にも、

保守契約・IQ/OQ (GxPに準拠)・保証期間延長・予防メンテナンスを各種ご用意しております。

本サービスの資料請求・お問い合わせ：info@eppendorf.jp