

便利すぎる！消耗品キャンペーン

2025年5月19日～ 9月30日



Research-Boosting Essentials

便利すぎる！消耗品キャンペーン

エッペンドルフの「便利すぎる！」消耗品の数々をご存知ですか？

実験を効率化する5mLと25mLチューブ、コンタミネーションを防ぐフィルターチップ、そしてサンプル回収率を向上させるLoBindチューブは、いずれも実験に欠かせない便利な消耗品です。

一貫した結果が期待できるこれらの消耗品があれば、実験をスムーズに進め、貴重なサンプルを安心して扱えます。

あなたの実験を支える、便利でスマートな消耗品のラインナップをぜひご覧ください。

キャンペーン内容

- > 5.0 / 15 / 25 / 50 mL チューブ
- > DNA / Protein LoBind チューブ
- > フィルターチップ

20% OFF
20% OFF
20% OFF




実験の効率UPをサポート

PCR mastermixの調製・ストックに エッペンドルフチューブ 5.0 mL



20%OFF!



スナップキャップ

スクリューキャップ



紹介動画はこちら

◆ 帝京大学 K 様

タンパク質の定量、抗体の混合時に使用しています。2mlよりも多く15mlも必要がないときに便利です。15ml遠沈管は長く、底の試料を分注する際に内壁に触れないか不安があります。



お客様の声

◆ 日本医科大学 I 様

組織分解時の酵素処理で使用しています。15mLだとピンセットでのアプローチが難しく、液量はそこまで求めないため5mLが便利です。



お客様の声

3 mL程度のPCR マスターミックスの調製やストックに、15 mLの遠沈管を使っていますか？

最適な容量のチューブを使うことで、**チューブ内の液体を確実に回収**でき、さらに、**保存スペースの大幅な節約**ができます。

また、ピペット本体がチューブの開口部に触れずに作業でき、**クロスコンタミネーションのリスクを回避**できます！

最大遠心耐性：25,000 x g



マイクロピペットが汚れにくく、反応液の調製やサンプル保存にもちょうどいいサイズ



ユニバーサルアダプター®を用いることで15 mL遠沈管用の遠心機ローターに対応

* ACTラベルは ラボ製品の環境への影響を非営利団体My Green Labが検証し、明示したラベルです。ラボ製品の製造、エネルギーや水の使用、包装、製品寿命に関する情報を提供しており、より持続可能な製品を選択しやすくなるための目安となります。

※ユニバーサルアダプターはスターターパックに含まれています

チューブラック 5/15 mL用、5/15/25/50 mL用

20%OFF!



- > 前列よりも後列が高くなっているため、チューブ内の状態が視認しやすくなっています。
- > オートクレーブ（121°C / 20分）可能なため、無菌状態を必要とするワークフローにも適しています。
- > シリコン製の滑り止めがついているため、安全に作業することができます。



関連製品のご紹介



PCR 作業により高い再現性と信頼性を マスターサイクラー X50 シリーズ

- > 温度制御精度：±0.15°C、加熱速度：10°C / 秒（X50s）
- > タッチパネル画面で直感的な操作が可能
- > 384 ウェルモデルもご用意



チューブ・プレートの温度コントロール & ミキシング サーモミキサー C & スマートブロック各種

- > 酵素反応や小容量の培養などに最適
- > 水を介さないため衛生的
- > 工具不要、片手で交換可能な 13 種類のブロック

サンプルの回収率をUP! / 密閉性の高い遠沈管

DNA/Protein LoBind チューブ





20%OFF!

核酸やタンパク質、特にこれらが低濃度のサンプルを扱う場合、容器の内壁への吸着を無視することはできません。

DNA または Protein LoBind チューブは、核酸またはタンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。

サンプルへの影響を最小限に抑えるため、**全てのエッペンドルフ LoBind チューブは表面コーティング（例：シリコンなど）を施していません。**



DNA LoBind の
アプリケーションノートはこちら



Protein LoBind の
アプリケーションノートはこちら

エッペンドルフコニカルチューブ 15/50 mL



20%OFF!



製品特長

- > 密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン
- > 回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ
- > 最大 19,500 x g の遠心耐性



安心してサンプルを扱える性能を備えるだけでなく、扱いやすいキャップで作業ストレスも低減します。


不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。

高い密閉性

エッペンドルフ製と他社製の 50 mL チューブに 96%エタノールを入れ、-86°C で24時間保存後の重量変化を比較した結果、エッペンドルフコニカルチューブの密閉性が優れていることが示されました。



密閉性に関する
詳細はこちら



関連製品のご紹介



詳細はこちら

シンプルズベストな設計でコンタミレスな培養を CO₂ インキュベーター CellXpert C170i

- > ファン・UVを無くし、汚染源の隠れ場所を排除
- > 1 分で取り外せる庫内アクセサリ
- > 180°C 高温滅菌機能付き



詳細はこちら

微量卓上～大容量床置遠心機まで豊富なラインアップ

- > 15/50 mL遠沈管はもちろん、マイクロ/ディープウェルプレートも豊富なローターやアダプターで遠心分離可能
- > デリケートな培養細胞の分離に適したスイングタイプも

コンタミネーションリスクを低減できるチューブ

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL



20%OFF!

5.0 mL チューブと同じコンセプトで開発された 25 mL チューブは、50 mL 遠沈管がそのまま短くなったようなデザインです。**15 mL 遠沈管よりも開口部が広がっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。**

最大遠心耐性：17,000 x g



紹介動画はこちら



◆ T 大学 M 様

土壌やキノコ、昆虫のサンプリングに使用しています。密閉性が高く冷凍保存しても割れることなく解凍できました。50mlだと大きく、この25mlだと小型で持ち運びが容易です。土壌内DNA等へのダメージを考慮して遮光タイプも使っています。

お客様の声



片手で開閉できるスナップキャップ



少ないサンプル量でも安心して回収



遠心機用アダプター*を用いることで50 mL 遠沈管用遠心機ローターに対応



スリットで底までチューブ内が見え、1本から25 / 50mL チューブを立てられるスタンド*

※遠心機用アダプター及びチューブスタンド（スリット付き）はスターターパックに含まれています

エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50

20% OFF !

片手で簡単開閉、作業の効率化に

- > キャップの取り違えが起こらず汚染リスクを低減。
- > 従来の 50 mL コニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット。
- > -86°C ~ 100°C で使用可能。
- > 公称容量: 45 mL
- > オートクレーブ (121°C / 20分) 可能
- > 最大遠心耐性：17,000 x g



製品カタログはこちら

◆ 化粧品メーカー O 様


このチューブを選んだ理由は、コンタミネーションを防ぐためです。蓋を卓上に置くというステップが無いので使いやすいです。

お客様の声



コンタミネーションリスクを低減できるチップ

ep Dualfilter T.I.P.S.



20%OFF!


ep Dualfilter T.I.P.S.はエアロゾルによるコンタミネーションを防ぐ2層のフィルターを持つフィルターチップです。ほぼ100%のエアロゾルと生体分子をブロックします。

認証を受けた第三者機関によるEN1822に基づいたテストでは99.5%のNaClエアロゾル (0.05 - 0.5 μm) をブロックできる効果が確認されました。保証書は以下のURLから入手できます。

www.eppendorf.com/certificates

微生物を扱うアプリケーションにおいて、エアロゾルの拡散やクロスコンタミネーションを防ぎます。

ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax



20%OFF!

Dualfilterのテクノロジーをさらに高めたep Dualfilter T.I.P.S. SealMaxは液体を完全にブロックする機能を備えています。

製品はすべて滅菌済みでPCR clean*の純度レベルを有しています。

オーバーピペッティングしてサンプルがフィルターに触れても、排出・回収してサンプルを再び実験に使用できます。


* Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

バイオエアロゾルからピペットとサンプルを保護

サンプルの混合



サンプル上でのエアロゾル形成



エアロゾル

- > サンプル混合後に発生
- > あらゆるサンプルにて発生
- > 以下のサンプルを含有
 - DNA
 - ウイルス
 - 活性マイコプラズマ
 - 活性バクテリア
- > ピペット内部を汚染
- > ep Dualfilter T.I.P.Sにより効率的にブロック!

詳しくはApplication Note No.490
No Trespassing for Bio-Aerosols!
をご参照ください



注文案内

注文番号	品名・形式		単位	希望小売価格	キャンペーン価格
0030119401	エッペンドルフチューブ 5.0 mL	Eppendorf Quality	200本	¥7,300	¥5,840
0030119460		PCR clean ^{*1}	200本	¥8,200	¥6,560
0030119487		滅菌済, Pyrogen-free	200本	¥9,000	¥7,200
0030119479		Biopur	50本	¥9,000	¥7,200
0030119380		スターターパック ^{*2}	400本	¥25,900	¥20,720
0030119606		Forensic DNA Grade	200本	¥9,300	¥7,440
0030122305	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリュウキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥9,200	¥7,360
0030122313		PCR clean ^{*1}	200本	¥10,600	¥8,480
0030122321		滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	200本	¥11,800	¥9,440
0030122364		スターターパック ^{*2}	400本	¥25,600	¥20,480
0030122402		Forensic DNA Grade	200本	¥12,100	¥9,680
0030119835	チューブラック 5.0/15/25/50 mL	オートクレーブ可, 12本用 (5.0/15 mL×6本、25/50 mL×6本)	2個	¥8,400	¥6,720
0030119827	チューブラック 5.0/15 mL	オートクレーブ可, 12本用	2個	¥8,400	¥6,720
0030108302	Protein LoBind チューブ 5.0 mL	PCR clean ^{*1} , タンパク質低吸着タイプ	100本	¥7,800	¥6,240
0030108310	DNA LoBind チューブ 5.0 mL	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥9,800	¥7,840
0030122356	Protein LoBind チューブ 5.0 mL スクリュウキャップ	PCR clean ^{*1} , タンパク質低吸着タイプ	200本	¥16,100	¥12,880
0030122348	DNA LoBind チューブ 5.0 mL スクリュウキャップ	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥11,800	¥9,440
0030122216	Protein LoBind エッペンドルフコ ニカルチューブ 15 mL	PCR clean ^{*1} , タンパク質低吸着タイプ	200本	¥15,000	¥12,000
0030122208	DNA LoBind エッペンドルフコ ニカルチューブ 15 mL	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥12,900	¥10,320
0030108523	DNA LoBind 25 mL スナップキャップ	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥12,700	¥10,160
0030122283	Protein LoBind チューブ 25 mL スクリュウキャップ	PCR clean ^{*1} , タンパク質低吸着タイプ	200本	¥15,900	¥12,720
0030122275	DNA LoBind 25 mL スクリュウキャップ	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥12,000	¥9,600
0030122240	Protein LoBind エッペンドルフコ ニカルチューブ 50 mL	PCR clean ^{*1} , タンパク質低吸着タイプ	200本	¥17,500	¥14,000
0030122232	DNA LoBind エッペンドルフコ ニカルチューブ 50 mL	PCR clean ^{*1} , 核酸低吸着タイプ	200本	¥15,400	¥12,320
0030122151	エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL	滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	500本	¥25,400	¥20,320
0030122160		ラック入, 滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	500本	¥28,800	¥23,040
0030122259		Forensic DNA Grade	100本	¥13,000	¥10,400
0030122178		滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	500本	¥31,600	¥25,280
0030122186		ラック入, 滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	300本	¥24,800	¥19,840
0030122267		Forensic DNA Grade	48本	¥7,400	¥5,920
0030118405	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥10,500	¥8,400
0030118413		PCR clean ^{*1}	200本	¥11,300	¥9,040
0030118421		滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	150本	¥9,300	¥7,440
0030118502		スターターパック ^{*3}	200本	¥18,500	¥14,800

*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

*2 PCR clean. セット内容: 8 x ユニバーサルアダプター、2 x チューブラック 5.0 mL 入り

*3 PCR clean. セット内容: 4 x シングルチューブスタンド、6 x 遠心アダプター入り

注文案内

注文番号	品名・形式		単位	希望小売価格	キャンペーン価格
0030122410	エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ	Eppendorf Quality	200本	¥10,400	¥8,320
0030122429		PCR clean ^{*1}	200本	¥11,100	¥8,880
0030122437		滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	200本	¥11,800	¥9,440
0030122500	エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50	スターターパック ^{*3}	200本	¥17,700	¥14,160
0030118650		Eppendorf Quality	240本	¥16,100	¥12,880
0030118669		PCR clean ^{*1}	240本	¥16,600	¥13,280
0030118677	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-10 µL S	滅菌済, Pyrogen-, DNase-, RNase-, DNA-free	200本	¥14,200	¥11,360
0030078500		ダークグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥35,700	¥28,560
0030078519		ミディアムグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥35,700	¥28,560
0030078527	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-10 µL M	ライトグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078527	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.5-20 µL L	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078535	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-20 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078543	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-100 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078551	ep Dualfilter T.I.P.S. 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078560	ep Dualfilter T.I.P.S. 20-300 µL	オレンジ, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥34,200	¥27,360
0030078578	ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥37,000	¥29,600
0030078594	ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1,250 µL L	深緑, 96本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	480本	¥19,000	¥15,200
0030078586	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-2.5 mL	赤, 48本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	240本	¥9,400	¥7,520
0030078616	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-5 mL	紫, 24本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	120本	¥18,700	¥14,960
0030078624	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.2-5 mL L	紫, 24本/ラック×5, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	120本	¥18,500	¥14,800
0030077598	ep Dualfilter T.I.P.S. 0.5-10 mL L	ライトブルー, 個別包装, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	100本	¥15,400	¥12,320
0030078691	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.1-10 µL S	ダークグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥37,100	¥29,680
0030078705	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 0.5-20 µL L	ライトグレー, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥35,400	¥28,320
0030078713	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-100 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥35,400	¥28,320
0030078721	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥36,700	¥29,360
0030078730	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 20-300 µL	オレンジ, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥35,400	¥28,320
0030078748	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, 滅菌済, PCR clean ^{*1}	960本	¥38,400	¥30,720
0030078810	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 0.1-10 µL M	グレー, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥40,200	¥32,160
0030078829	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 2-20 µL	黄, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥38,800	¥31,040
0030078837	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 2-200 µL	黄, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥38,800	¥31,040
0030078845	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000 µL	青, 96本/ラック×10, Forensic DNA Grade	960本	¥40,800	¥32,640

*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

分注作業の効率UPをサポート!ハイスループットキャンペーン ~ 2025年7月31日

新発売の epMotion 96 Flex があれば、プレート分注が秒で行えます! 手軽なマルチチャンネルピペットも、ワークフローの効率化をお手伝いします。
また、耐薬性に優れた高品質で信頼性のあるピペットを揃えませんか? 複数本のピペットをまとめてお得に購入できるピペットパックがさらに特別価格に!

キャンペーン内容

新発売 epMotion 96 Flex **20% OFF!**

更に選べるプレゼント!

Option 1: プレート2箱 + リザーバー (20個) 1箱

Option 2: epMotion 用チップ 1箱 (2,304本)

30% OFF

- ・チップ間隔可変ピペット「Move It」
- ・8 / 12 / 16 / 24 チャンネルピペット
- ・2.5 mL シングルチャンネルピペットおよびチップ

20% OFF

- ・リファレンス 2 (3, 6本パック)
- ・リサーチプラス (3, 4, 6本パック)



キャンペーンカタログは
こちら

自動分注システム epMotion シリーズ

様々なキットにも対応した自動分注システム

自動分注システムで、DNA抽出やNGSライブラリーのワークフローをより簡単にしましょう!

幅広いキットに対応しておりますので、分注効率を上げたい作業がございましたら、info@eppendorf.jp までご連絡ください。



機器製品カタログは
こちら

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 お問い合わせ先 代表電話番号: 0120-024-125 Email: info@eppendorf.jp
Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE. Printed in Japan
本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2025年5月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

