



デコンタミネーション証明書 記入例

デコンタミネーション証明書ご記入時の注意

- > 本サービスの受付には、お客様のご所属名・ご部署名・ご担当者名・ご住所・お電話番号・メールアドレスが必要です。必ず正式名称でご記入ください。
- > デコンタミネーション証明書はユーザー様にご記入いただく書類になります。入力可能なPDFフォーマットですので、ユーザー様にダウンロードしていただき、必要箇所に情報をご入力後、A4サイズにて印刷した証明書を「安全宣言のための自筆署名」をいただき、依頼品に添付をお願いいたします。（全て手書きでも問題ございません。）
- > 修理メンテナンス依頼書は、代理店様でもご記入いただくことができます。ユーザー様情報、送付品情報、代理店様の情報を入力いただき、A4サイズにて印刷した依頼書を**署名済みのデコンタミネーション証明書とセット**にして、依頼品に添付してお送りください。
- > 本依頼書及び依頼品の到着を以て受付日とさせていただきます。

デコンタミネーション証明書

デコンタミネーション証明書への記入及び提出が、サービス受付およびその後の処理を行うための前提条件となります。お客様の発送品に本証明書が同梱されていない場合、デコンタミネーション証明書を受領するまで処理が遅延いたします。

お客様情報

会社名： エッペンバイオ株式会社		
部署名： 江戸川サイト ウイルス感染症研究チーム		
所在地： 平井5-1-1, 6号棟2階		
郵便番号： 132-0035	市区町村： 江戸川区	都道府県： 東京都
担当者名： 平井太郎	電話番号： 0120-024-125	Email： Hirai.taro@epb.jp
顧客番号：	契約番号/見積番号： SAMPLE-12345	

一般データ保護規則(GDPR)第13条および第14条に基づく個人情報取扱いに関する詳細はこちらをご覧ください：
<http://www.eppendorf.com/gdpr>

送付品

項目	機器/アセンブリ/製品	シリアル番号/パッチ番号	備考
1	冷却遠心機 5427R	5429 AZ 567890	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

機器使用施設のバイオセーフティレベル

機器をご使用になられている施設のバイオセーフティレベルをご記入ください：
 1 2 3 4

以下の該当項目を確認してください：

- 記の機器または製品は、有害化学物質などの危険な物質および人の病原体のいずれにも接触したことがない。
- 記の機器または製品は、有害化学物質などの危険な物質と接触したことがある。
- 記の機器または製品は、SARS-CoV-2 などの人の病原体と接触したことがある。

汚染物質の種類およびデコンタミネーションに用いた方法：

機器表面、チャンパー内部、電源ケーブルはエタノールを用いて拭き取り清掃。
 ローター・ロータリーリッドは中性洗剤で洗浄後、オートクレーブ実施。

送付物が事前に適量に洗浄され、実地による効率的な脱汚染が確認されていることを宣言します。
 全ての送付物（製品および添付品）には、有害な化学物質、感染性物質、放射性物質、健康被害の恐れのあるタンパク質、DNA、細菌などの汚染はありません。全ての送付物は取り扱いや発送が安全に行えます。

お客様自筆署名

平井太郎

ご所属名

ウイルス感染症

署名日

2026.6.12

- > 必ず全ての項目を漏れなく記入してください。
- > ご所属名等は正式名称での記載をお願いいたします。

- > ご使用されている施設のバイオセーフティレベルに☑を入れてください。

- > 危険物質や病原体等の使用の有無、およびデコンタミネーションに用いた方法を選択してください。

- > 印刷後、送付物が確実に汚染除去されており、安全であることを宣言していただくために、必ずご担当者様自筆署名、ご所属名、署名日をご記入ください。