



국제공인교정기관
(인증번호 : KC18-347호)

eppendorf

In-House Application Form / Decontamination Form

제품을 보내시기 전에, 아래 항목을 모두 기재 부탁드립니다. 작성된 양식을 “출력”하여 제품과 함께 보내 주십시오.

(KOLAS 국가 공인 교정을 신청하시는 분은 3 페이지도 작성 부탁드립니다)

◆ Sender information (Dealer & User)

접수자		접수자 연락처	
접수자 회사명		접수자 이메일	
실유저 명 (접수자가 달라질 경우)		실유저 회사명 (접수자가 달라질 경우)	
서비스 완료 후 출고지 주소			

* 굵은 표시선 안의 정보로 안내 연락을 드립니다. 정확히 기재 부탁드립니다.

◆ Decontamination declaration for product returns (오염물 제거 양식)

오염물 제거 양식은 반입과 추후 서비스 진행을 위해 꼭 작성하여 동봉해 주시기를 부탁드립니다.

Pipette Service 중 As-found service 진행 시 오염물을 꼭 제거 후 반입 부탁드립니다.

1. 장비를 사용하시는 실험실의 safety level 을 체크해 주십시오. ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4

2. 접수하시는 제품들이 아래의 물질과 접촉이 있었습니까? 있다면, 아래에 V 체크해 주십시오.

박테리아	바이러스	DNA	유기용매들 화학적 용액	단백질	방사능	COVID-19 testing	기타	해당사항 없음

3. 체크하신 물질이 제품의 내부로 침투하였나요? 그렇다면 어떤 제품의 어느부위인지 아래에 구체적으로 기재해 주십시오.

(ex. 모델/Serial Number/침투부위/ 특이사항)

--

4. 어떤수단으로 오염물을 제거 하셨는지 기재 부탁드립니다.

--

우리는 이로써 서비스 요청한 제품들은 배송 이전에 외부를 적절한 클리닝 및 오염물 제거를 하였음을 신고합니다. 모든 서비스 요청한 제품들에는 위험한 화학 물질, 전염성 및 방사능 물질, 또한 신체에 위협적인 단백질, DNA 혹은 박테리아 오염물질이 없음을 알려드립니다. 따라서, 모든 반입된 서비스 요청 제품들은 취급 및 배송에 안전합니다.

5. 상기 내용을 모두 확실하게 인지하며 작성하였음을 선언 합니다.

--

담당자 서명

--

기관 / 부서명

--

날짜

In-House Application Form / Decontamination Form

◆ In-house pipette information

1. Pipette service 수량 및 선택

(하기 pipette service plan 을 참고하여 해당 요청할 서비스에 피펫수량을 기재 부탁드립니다. 그리고, 대량 반입시 피펫 명단 첨부 부탁드립니다.)

ch	Repair check	As-Found Service (유지보수 서비스 전, 후 비교 성적서 요청 및 새 제품 한해서 가능한 서비스)			As-Left Service (유지보수 포함)			
		Basic check	Standard Check	KOLAS ISO 17025	Basic Check PM	Standard Check PM	Premium Check	KOLAS PLUS ISO 17025
Single								
8-ch								
12-ch								

* Repair Check 를 선택하신 경우, 성적서도 필요하시면 하기 pipette service plans 을 참고하여 해당 calibration check 예도 표기해 주세요.

성적서없이 repair check 만 원하실 경우는 수리비용과 함께 기본 점검 비용으로 Essential Check 비용이 청구됨을 알려드립니다.

차기 교정일 표기여부(Basic/Standard Check)

☐ 12 개월 ☐ 별도요청 주기 ☐ 개월

☐ 전담 엔지니어 케어서비스

(영업일 기준 3-5 일 이내에 출고 가능한 서비스로, Single : ₩15,000/ea, Multi : ₩30,000/ea 금액이 본 서비스에 추가적으로 청구됨을 알려드립니다.)

Pipette Calibration Services

Services	Repair 점검	As-Found services(유지보수 서비스 불포함)			As-Left services(유지보수 서비스 포함)			
		Basic Check	Standard Check	KOLAS ISO17025	Basic Check PM	Standard Check PM	Premium Check	KOLAS PLUS ISO17025
Calibration with EN ISO8655 / Eppendorf SOP 성적서 발행								
> 3 Points 4회 측정		V			V			
> 3 Points 10회 측정			V			V		
Calibration with KS Q ISO/IEC 17025 / KOLAS 성적서 발행								
> 3 Points 10회 측정				V				V
Documentation & Supporting information								
> 유지보수 서비스 (세척 및 오염물 제거, 윤활도포, 볼륨조정)					V	V	V	V
> 필요에 따라 Seals, O-ring 소모품류는 세부품으로 교체					O-ring 무상 교체		V	V
> 서비스 수행기간[일]	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	3 ~ 5	5 ~ 10
- 제품입고이후 업무일 기준(수리시 부품의 해외배송기간은 제외)								
Ordering Information								
Single-colum pipette (fixed pipette, dispenser 포함)	0082 000 043	0082 000 139	0082 000 140	0082 000 304	0082 000 141	0082 000 142	0050 600 084	0082 000 143
8-channel pipette		0082 000 159	0082 000 161	0082 000 300	0082 000 163	0082 000 165	0050 600 092	0082 000 167
12-channel pipette	0082 000 046	0082 000 160	0082 000 162	0082 000 301	0082 000 164	0082 000 166	0050 600 033	0082 000 168
- 전담 엔지니어 케어 서비스 - 영업일기준 3~5일 이내 - 성적서 재발행 비용 무상		Single ch: 0082 000 098 Multi ch: 0082 000 098 * 2			Single ch: 0082 000 098 Multi ch: 0082 000 098 * 2		V	Single ch: 0082 000 098 Multi ch: 0082 000 098 * 2

* Calibration : 기기의 분주량을 측정함

* Adjustment : Eppendorf SOP에 맞도록 용량을 조정함

* As-Found + As-Left 동시 진행시 As-Found 50% 할인(Bundle)

2. 기타 요청사항

교정 신청서

※선이 붉은 란만 기재하여 주십시오.

접 수 번 호			접 수 일	
신 청 업 체	업 체 명			
	신 청 자			
	주 소			
	연 락 처			
	E-mail			
성적서 발급처	업 체 명			
	주 소			
고객요구사항		* 고객요구측정포인트(☐ 있음 ☐ 없음) * ☐ 차기교정일(날짜12개월표기) ☐ "자체교정주기에따름"표기(미표기시 차기교정일로표기) * 적합성 진술 여부 확인(☐ 있음 ☐ 없음) - 기술책임자와 협의 후 가능		
기타 요청사항				

■ 교 정 대 상 기 기 ■

번호	품 명	제작회사	모델/규격	기기번호	비고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

접수방법		교정장소	교정표준실
접수자/담당자			

* 유의 사항

◎교정신청서를 작성하시기 전에 접수담당자에게 문의바랍니다.(교정 가능 여부 확인)

◎ 부속장비 등은 상세히 기록하여 주시기 바랍니다.

한국인정기구 인정	에펜도르프코리아(주) 대표이사
-----------	------------------


 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 322, 서관 6층
 (역삼동,한신인터밸리24빌딩)우: 06211

TEL : 02-1577-7167(대표), FAX : 02-2190-7799