



Pipetten-Kalibrierservice

Verwöhnen Sie Ihre Pipetten mit dem besten Service durch die Experten!

Präzision und Genauigkeit Ihrer Pipetten sind wichtig, um die Qualität Ihrer Ergebnisse zu garantieren. Daher stellen die regelmäßigen Wartungs-, Kalibrier- und Justierservices von Eppendorf sicher, dass Ihre Pipetten und Dispenser weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erzeugen.

Unser neues, klar strukturiertes Kalibrierservice-Portfolio umfasst eine gründliche Prüfung der Pipette innen und außen und stellt sicher, dass Verschleißteile wie O-Ringe rechtzeitig ersetzt werden.

Erhalten Sie genau das, was Sie benötigen!

Wir bieten eine breite Palette an Optionen von kostengünstigen Kalibrierungen bis hin zu Kalibrierungen in nach ISO 17025 akkreditierten Laboren.

Vorteile des Pipettenservices durch Eppendorf

- > 75 Jahre Erfahrung als Hersteller für Geräte und Verbrauchsartikel sowie als Anbieter von Serviceleistungen
- > Erhaltung der Konformität jeder Pipette mit ISO 8655
- > ISO-17025-akkreditierte Zertifizierung in 19 Ländern
- > Transparente und modulare Wartungsangebote ohne versteckte Kosten

Sehen Sie sich dieses Video an:
www.eppendorf.com/pipette-video



Service für Pipettenkalibrierung

Kalibrierservice – Bestellinformationen									
Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination von außen ²⁾	Prüfen, reinigen, fetten ⁴⁾ vor der Kalibrierung	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 ohne vorbeugende Wartung	10 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 140 48,50 EUR	0082 000 161 109,50 EUR	0082 000 162 161,70 EUR	0082 000 181 198,50 EUR	0082 000 182 260,20 EUR
ISO 8655 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 142 69,30 EUR	0082 000 165 156,50 EUR	0082 000 166 231,00 EUR	0082 000 185 283,50 EUR	0082 000 186 371,70 EUR
3x4 ohne vorbeugende Wartung	4 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 141 41,00 EUR	0082 000 163 69,30 EUR	0082 000 164 95,60 EUR	0082 000 183 115,50 EUR	0082 000 184 153,30 EUR

Kalibrierservicepakete – Bestellinformationen									
Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination außen ²⁾ ; prüfen, reinigen, fetten ⁴⁾	ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 Verified	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 234 98,10 EUR	0082 000 235 205,10 EUR	0082 000 236 298,10 EUR	0082 000 237 364,80 EUR	0082 000 238 478,80 EUR
ISO 17025 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 143 94,60 EUR	0082 000 167 186,40 EUR	0082 000 168 261,30 EUR	0082 000 187 313,80 EUR	0082 000 188 401,60 EUR
ISO 17025 Advanced	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive ³⁾	0082 000 227 128,10 EUR	0082 000 228 235,10 EUR	0082 000 229 328,00 EUR	0082 000 230 394,80 EUR	0082 000 231 508,80 EUR
ISO 17025 Professional	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 220 178,30 EUR	0082 000 221 325,80 EUR	0082 000 222 453,30 EUR	0082 000 223 542,40 EUR	0082 000 224 691,70 EUR

Zusätzliche Services – Bestellinformationen	
Kalibrierzertifikat ISO 17025	0082 000 211 30,50 EUR
Erweiterte Dokumentation, Excel-Datei pro Bestellung mit Kalibrierinformationen für alle Pipetten/Dispenser	0082 000 212 31,50 EUR

Kosten für zusätzliche Services	
Kalibrierservice vor Ort in Ihrem eigenen Labor	Auf Anfrage
Arbeitszeit, 15 min Reparaturservice, Pauschale Zeiteinheit des Technikers	0082 000 210 21,00 EUR

1) 10 %, 50 % und 100 % der Nennvolumina für Instrumente mit variablem Volumen.
 2) Pipetten und Dispenser sowie Verpackung müssen vor dem Einschicken dekontaminiert werden.
 Laden Sie das Dekontaminationsformular hier herunter: www.eppendorf.com/epServices.
 3) Ein ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein ist in der zweiten Kalibrierung nach der Wartung enthalten.
 4) Innenteile

Wir garantieren, dass unsere strengen und validierten Prozesse eingehalten werden - für Eppendorf-Pipetten und Pipetten aller Hersteller:



Qualifizierung und Zertifizierung

ISO 8655

ISO 8655 definiert die Standardkriterien nach denen eine Pipette kalibriert werden sollte und welche Fehlergrenzen für jedes Volumen verwendet werden sollten. Kriterien aus der ISO 8655 sind unter anderem Messungen von 3 Volumina, 10 Messungen für jedes Volumen und die Prüfung der räumlichen Umgebung.

ISO 17025

Die Zulassung nach ISO 17025 zertifiziert den hohen Kompetenzgrad und die Erfüllung strenger Qualitätsvorschriften. Kriterien aus der ISO 17025 sind unter anderem die Nachverfolgbarkeitskette für Messgeräte, Messunsicherheitswerte und geprüfte Qualitätsstandards.

Ihr zuständiger Ansprechpartner:

Eppendorf Austria GmbH
 Donau-City-Straße 11-13, 3. OG
 1220 Wien · Austria
 Tel. +43 1 890 13 64-0 · pipettenservice@eppendorf.at · www.eppendorf.at
www.eppendorf.com/epServices

