



Servizio di calibrazione pipette

Trattate bene le vostre pipette con servizi di alta qualità garantiti da esperti!

La precisione e l'accuratezza delle pipette sono fondamentali per ottenere risultati di qualità. I servizi di manutenzione, calibrazione e regolazione di Eppendorf, se eseguiti regolarmente, fanno sì che le vostre pipette e i vostri dispenser continuino a generare risultati riproducibili.

La nostra nuova gamma di servizi di calibrazione, strutturata in modo chiaro, include un controllo approfondito della pipetta sia internamente, sia esternamente: questo garantisce la sostituzione tempestiva delle parti soggette a usura, quali gli o-ring.

Ottieni quello che vuoi, sai quello che ottieni!

Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da una calibrazione economica alla calibrazione in laboratori accreditati ISO 17025 nei nostri principali mercati.

Valore del servizio di assistenza pipette di Eppendorf

- > 75 anni di esperienza con dispositivi, articoli di consumo e servizi
- > Mantenimento della conformità di ogni singola pipetta alla norma ISO 8655
- > Certificazione accreditata ISO 17025 in 19 Paesi
- > Offerte di assistenza trasparenti e modulari senza costi nascosti

Guarda il video:
www.eppendorf.com/pipette-video



Servizio di calibrazione pipette

Servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine

Manutenzione	Misurazioni di calibrazione "As Is"	Misurazioni di calibrazione "As Left"	Decontaminazione dall'esterno ²⁾	Controllo, pulizia e lubrificazione ⁴⁾ prima della calibrazione	Pipetta monocanale/dispenser	Pipetta a 8 canali	Pipetta a 12 canali	Pipetta a 16 canali	Pipetta a 24 canali
ISO 8655 senza la manutenzione preventiva	10 per volume di test ¹⁾		inclusa		0082 000 140	0082 000 161	0082 000 162	0082 000 181	0082 000 182
ISO 8655 con la manutenzione preventiva		10 per volume di test ¹⁾	inclusa	inclusi	0082 000 142	0082 000 165	0082 000 166	0082 000 185	0082 000 186
3x4 senza la manutenzione preventiva	4 per volume di test ¹⁾		inclusa		0082 000 139	0082 000 159	0082 000 160	0082 000 179	0082 000 180
3x4 con la manutenzione preventiva		4 per volume di test ¹⁾	inclusa	inclusi	0082 000 141	0082 000 163	0082 000 164	0082 000 183	0082 000 184

Pacchetti di servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine

Manutenzione	Misurazioni di calibrazione "As Is"	Misurazioni di calibrazione "As Left"	Decontaminazione esterna ²⁾ ; controllo, pulizia, lubrificazione ⁴⁾	Certificato di calibrazione accreditato ISO 17025	Pipetta monocanale/dispenser	Pipetta a 8 canali	Pipetta a 12 canali	Pipetta a 16 canali	Pipetta a 24 canali
ISO 8655 Verified	4 per volume di test ¹⁾	10 per volume di test ¹⁾	inclusi		0082 000 234	0082 000 235	0082 000 236	0082 000 237	0082 000 238

Servizi aggiuntivi – Informazioni per l'ordine

Certificato di calibrazione ISO 17025 0082 000 211

Costi per servizi aggiuntivi

Servizi di calibrazione in loco presso il proprio laboratorio A richiesta

Costo manodopera, 15 min di servizi di riparazione, unità temporale di un tecnico 0082 000 210

1) 10%, 50% e 100% di volumi nominali per strumenti a volume variabile.

2) Le pipette, i dispenser e le apparecchiature del pacchetto devono essere decontaminati prima della spedizione.

Scarica il modulo per la decontaminazione dalla pagina web www.eppendorf.com/epServices.

3) Il certificato di calibrazione accreditato ISO 17025 è incluso nella seconda calibrazione dopo la manutenzione.

4) Parti interne

Garanzia del rispetto delle nostre procedure rigorose e convalidate, sia per le pipette Eppendorf che per le pipette di altri marchi



Qualificazione e certificazione

ISO 8655

La norma ISO 8655 definisce i criteri standard in base ai quali una pipetta dovrebbe essere calibrata e i limiti di errore da utilizzare con ciascun volume. I criteri ISO 8655 includono misurazioni su 3 volumi, 10 misurazioni per ciascun volume e controlli per l'ambiente.

ISO 17025

L'accreditamento ISO 17025 certifica l'alto livello di competenza e conformità a norme di qualità severe. I criteri ISO 17025 includono una catena di tracciabilità per le apparecchiature di misurazione, valori dell'incertezza di misurazione e standard di qualità approvati.

Il vostro distributore locale:

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italia
Tel.: +390 2 55 404 1 · eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com/epServices