



Pipetten-Kalibrierservice

Verwöhnen Sie Ihre Pipetten mit dem besten Service durch die Experten!

Präzision und Genauigkeit Ihrer Pipetten sind wichtig, um die Qualität Ihrer Ergebnisse zu garantieren. Daher stellen die regelmäßigen Wartungs-, Kalibrier- und Justierservices von Eppendorf sicher, dass Ihre Pipetten und Dispenser weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erzeugen.

Unser neues, klar strukturiertes Kalibrierservice-Portfolio umfasst eine gründliche Prüfung der Pipette innen und außen und stellt sicher, dass Verschleißteile wie O-Ringe rechtzeitig ersetzt werden.

Erhalten Sie genau das, was Sie benötigen!

Wir bieten eine breite Palette an Optionen von kostengünstigen Kalibrierungen bis hin zu Kalibrierungen in nach ISO 17025 akkreditierten Laboren.

Vorteile des Pipettenservices durch Eppendorf

- > 75 Jahre Erfahrung als Hersteller für Geräte und Verbrauchsartikel sowie als Anbieter von Serviceleistungen
- > Erhaltung der Konformität jeder Pipette mit ISO 8655
- > ISO-17025-akkreditierte Zertifizierung in 19 Ländern
- > Transparente und modulare Leistungsangebote ohne versteckte Kosten

Sehen Sie sich dieses Video an:
www.eppendorf.com/pipette-video



Service für Pipettenkalibrierung

Kalibrierservice – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination von außen ²⁾	Prüfen, reinigen, fetten ⁴⁾ vor der Kalibrierung	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 ohne vorbeugende Wartung	10 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 140 25,00 EUR	0082 000 161 89,10 EUR	0082 000 162 104,60 EUR	0082 000 181 141,20 EUR	0082 000 182 155,10 EUR
ISO 8655 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 142 35,50 EUR	0082 000 165 112,20 EUR	0082 000 166 130,40 EUR	0082 000 185 175,90 EUR	0082 000 186 195,90 EUR
3x4 ohne vorbeugende Wartung	4 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 139 12,80 EUR	0082 000 159 53,90 EUR	0082 000 160 84,10 EUR	0082 000 179 114,10 EUR	0082 000 180 124,50 EUR

Kalibrierservicepakete – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination außen ²⁾ ; prüfen, reinigen, fetten ⁴⁾	ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 Verified	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 234 48,30 EUR	0082 000 235 166,00 EUR	0082 000 236 214,50 EUR	0082 000 237 289,90 EUR	0082 000 238 320,40 EUR
ISO 17025 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 143 62,60 EUR	0082 000 167 138,90 EUR	0082 000 168 156,90 EUR	0082 000 187 202,70 EUR	0082 000 188 222,40 EUR
ISO 17025 Advanced	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive ³⁾	0082 000 227 75,30 EUR	0082 000 228 192,80 EUR	0082 000 229 241,00 EUR	0082 000 230 316,70 EUR	0082 000 231 346,90 EUR
ISO 17025 Professional	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 220 114,60 EUR	0082 000 221 254,80 EUR	0082 000 222 288,00 EUR	0082 000 223 370,60 EUR	0082 000 224 404,00 EUR

Zusätzliche Services – Bestellinformationen

Kalibrierzertifikat ISO 17025	0082 000 211 27,10 EUR
Erweiterte Dokumentation, Excel-Datei pro Bestellung mit Kalibrierinformationen für alle Pipetten/Dispenser	0082 000 212 12,50 EUR

Kosten für zusätzliche Services

Kalibrierservice vor Ort in Ihrem eigenen Labor	Auf Anfrage
Arbeitszeit, 15 min Reparaturservice, Pauschale Zeiteinheit des Technikers	0082 000 210 12,50 EUR

- 1) 10 %, 50 % und 100 % der Nennvolumina für Instrumente mit variablem Volumen.
 2) Pipetten und Dispenser sowie Verpackung müssen vor dem Einschicken dekontaminiert werden.
 Laden Sie das Dekontaminationsformular hier herunter: www.eppendorf.com/epServices.
 3) Ein ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein ist in der zweiten Kalibrierung nach der Wartung enthalten.
 4) Innenteile

Wir garantieren, dass unsere strengen und validierten Prozesse eingehalten werden - für Eppendorf-Pipetten und Pipetten aller Hersteller:



Zertifizierung

ISO 8655

ISO 8655 definiert die Standardkriterien nach denen eine Pipette kalibriert werden sollte und welche Fehlergrenzen für jedes Volumen verwendet werden sollten. Kriterien aus der ISO 8655 sind unter anderem Messungen von 3 Volumina, 10 Messungen für jedes Volumen und die Prüfung der räumlichen Umgebung.

ISO 17025

Die Zulassung nach ISO 17025 zertifiziert den hohen Kompetenzgrad und die Erfüllung strenger Qualitätsvorschriften. Kriterien aus der ISO 17025 sind unter anderem die Nachverfolgbarkeitskette für Messgeräte, Messunsicherheitswerte und geprüfte Qualitätsstandards.

Ihr zuständiger Ansprechpartner:

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Straße 2 · 50389 Wesseling-Berzdorf · Deutschland

Technischer Service: Tel.: 01803 355 911* · service@eppendorf.de · www.eppendorf.de

(* 0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.)

www.eppendorf.com/epServices