



Pipetten-Kalibrierservice

Verwöhnen Sie Ihre Pipetten mit dem besten Service durch die Experten!

Präzision und Genauigkeit Ihrer Pipetten sind wichtig, um die Qualität Ihrer Ergebnisse zu garantieren. Daher stellen die regelmässigen Wartungs-, Kalibrier- und Justierservices von Eppendorf sicher, dass Ihre Pipetten und Dispenser weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erzeugen.

Unser neues, klar strukturiertes Kalibrierservice-Portfolio umfasst eine gründliche Prüfung der Pipette innen und aussen und stellt sicher, dass Verschleissteile wie O-Ringe rechtzeitig ersetzt werden.

Erhalten Sie genau das, was Sie benötigen!

Wir bieten eine breite Palette an Optionen von kostengünstigen Kalibrierungen bis hin zu Kalibrierungen in nach ISO 17025 akkreditierten Laboren.

Vorteile des Pipettenservices durch Eppendorf

- > 75 Jahre Erfahrung als Hersteller für Geräte und Verbrauchsartikel sowie als Anbieter von Serviceleistungen
- > Erhaltung der Konformität jeder Pipette mit ISO 8655
- > ISO-17025-akkreditierte Zertifizierung in 19 Ländern
- > Transparente und modulare Leistungsangebote ohne versteckte Kosten

Sehen Sie sich dieses Video an:
www.eppendorf.com/pipette-video



Service für Pipettenkalibrierung

Kalibrierservice – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination von aussen ²⁾	Prüfen, reinigen, schmieren ⁴⁾ vor der Kalibrierung	Einkanal-pipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 ohne vorbeugende Wartung	10 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 140 65.00 CHF	0082 000 161 133.00 CHF	0082 000 162 133.00 CHF	0082 000 181 210.00 CHF	0082 000 182 210.00 CHF
ISO 8655 mit vorbeugende Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 142 74.00 CHF	0082 000 165 190.00 CHF	0082 000 166 190.00 CHF	0082 000 185 300.00 CHF	0082 000 186 300.00 CHF
3x4 ohne vorbeugende Wartung		4 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 139 58.00 CHF	0082 000 159 150.00 CHF	0082 000 160 150.00 CHF	0082 000 179 240.00 CHF	0082 000 180 240.00 CHF
3x4 mit vorbeugende Wartung		4 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 141 66.00 CHF	0082 000 163 170.00 CHF	0082 000 164 170.00 CHF	0082 000 183 270.00 CHF	0082 000 184 270.00 CHF

Kalibrierservicepakete – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination aussen ²⁾ ; prüfen, reinigen, schmieren ⁴⁾	ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein	Einkanal-pipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 Verified	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 234 112.00 CHF	0082 000 235 234.00 CHF	0082 000 236 234.00 CHF	0082 000 237 369.00 CHF	0082 000 238 369.00 CHF
ISO 17025 inkl. vorbeugende Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 143 79.00 CHF	0082 000 167 200.00 CHF	0082 000 168 200.00 CHF	0082 000 187 310.00 CHF	0082 000 188 310.00 CHF
ISO 17025 Advanced	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive ³⁾	0082 000 227 120.00 CHF	0082 000 228 247.00 CHF	0082 000 229 247.00 CHF	0082 000 230 389.00 CHF	0082 000 231 398.00 CHF
ISO 17025 Professional	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 220 126.00 CHF	0082 000 221 260.00 CHF	0082 000 222 260.00 CHF	0082 000 223 410.00 CHF	0082 000 224 410.00 CHF

Zusätzliche Services – Bestellinformationen

Kalibrierzertifikat ISO 17025	0082 000 211 10.00 CHF
Erweiterte Dokumentation, Excel-Datei pro Bestellung mit Kalibrierinformationen für alle Pipetten/Dispenser	0082 000 212 49.00 CHF

Kosten für zusätzliche Services

Kalibrierservice vor Ort in Ihrem eigenen Labor	Auf Anfrage
Laborkosten, 15 min. Reparaturservice, Zeiteinheit eines Technikers	0082 000 210 49.00 CHF

- 1) 10 %, 50 % und 100 % der Nennvolumina für Instrumente mit variablem Volumen.
 2) Pipetten und Dispenser sowie Verpackung müssen vor dem Einschieben dekontaminiert werden. Laden Sie das Dekontaminationsformular hier herunter: www.eppendorf.com/epServices.
 3) Ein ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein ist in der zweiten Kalibrierung nach der Wartung enthalten.
 4) Innenteile

Wir garantieren, dass unsere strengen und validierten Prozesse eingehalten werden - für Eppendorf-Pipetten und Pipetten aller Hersteller:



Qualifizierung und Zertifizierung

ISO 8655

ISO 8655 definiert die Standardkriterien nach denen eine Pipette kalibriert werden sollte und welche Fehlergrenzen für jedes Volumen verwendet werden sollten. Kriterien aus der ISO 8655 sind unter anderem Messungen von 3 Volumina, 10 Messungen für jedes Volumen und die Prüfung der räumlichen Umgebung.

ISO 17025

Die Zulassung nach ISO 17025 zertifiziert den hohen Kompetenzgrad und die Erfüllung strenger Qualitätsvorschriften. Kriterien aus der ISO 17025 sind unter anderem die Nachverfolgbarkeitskette für Messgeräte, Messunsicherheitswerte und geprüfte Qualitätsstandards.

Ihr zuständiger Ansprechpartner:

Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland
 Tel.: +41 61 482 14 14 · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch

www.eppendorf.com/epServices