



epServices
for premium performance

Pipetten-Kalibrierservice

Verwöhnen Sie Ihre Pipetten mit dem besten Service durch die Experten!

Präzision und Genauigkeit Ihrer Pipetten sind wichtig, um die Qualität Ihrer Ergebnisse zu garantieren. Daher stellen die regelmässigen Wartungs-, Kalibrier- und Justierservices von Eppendorf sicher, dass Ihre Pipetten und Dispenser weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erzeugen.

Unser neues, klar strukturiertes Kalibrierservice-Portfolio umfasst eine gründliche Prüfung der Pipette innen und aussen und stellt sicher, dass Verschleissteile wie O-Ringe rechtzeitig ersetzt werden.

Erhalten Sie genau das, was Sie benötigen!

Wir bieten eine breite Palette an Optionen von kostengünstigen Kalibrierungen bis hin zu Kalibrierungen in nach ISO 17025 akkreditierten Laboren.

Vorteile des Pipettenservices durch Eppendorf

- > 75 Jahre Erfahrung als Hersteller für Geräte und Verbrauchsartikel sowie als Anbieter von Serviceleistungen
- > Erhaltung der Konformität jeder Pipette mit ISO 8655
- > ISO-17025-akkreditierte Zertifizierung in 19 Ländern
- > Transparente und modulare Wartungsangebote ohne versteckte Kosten

Sehen Sie sich dieses Video an:
www.eppendorf.com/pipette-video



Service für Pipettenkalibrierung

Kalibrierservice – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination von aussen ²⁾	Prüfen, reinigen, schmieren ⁴⁾ vor der Kalibrierung	Einkanal-pipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 ohne vorbeugende Wartung	10 pro Prüfvolumen ¹⁾		inklusive		0082 000 140 65.00 CHF	0082 000 161 139.00 CHF	0082 000 162 139.00 CHF	0082 000 181 220.00 CHF	0082 000 182 240.00 CHF
ISO 8655 mit vorbeugende Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 142 78.00 CHF	0082 000 165 199.00 CHF	0082 000 166 199.00 CHF	0082 000 185 315.00 CHF	0082 000 186 335.00 CHF
3x4 ohne vorbeugende Wartung		4 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 139 61.00 CHF	0082 000 159 159.00 CHF	0082 000 160 159.00 CHF	0082 000 179 250.00 CHF	0082 000 180 270.00 CHF
3x4 mit vorbeugende Wartung		4 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 141 69.00 CHF	0082 000 163 179.00 CHF	0082 000 164 179.00 CHF	0082 000 183 290.00 CHF	0082 000 184 310.00 CHF

Kalibrierservicepakete – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination aussen ²⁾ ; prüfen, reinigen, schmieren ⁴⁾	ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein	Einkanal-pipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 Verified	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive		0082 000 234 117.00 CHF	0082 000 235 246.00 CHF	0082 000 236 246.00 CHF	0082 000 237 388.00 CHF	0082 000 238 408.00 CHF
ISO 17025 inkl. vorbeugende Wartung		10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 143 83.00 CHF	0082 000 167 210.00 CHF	0082 000 168 210.00 CHF	0082 000 187 325.00 CHF	0082 000 188 345.00 CHF
ISO 17025 Advanced	4 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive ³⁾	0082 000 227 120.00 CHF	0082 000 228 259.00 CHF	0082 000 229 259.00 CHF	0082 000 230 409.00 CHF	0082 000 231 429.00 CHF
ISO 17025 Professional	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	10 pro Prüfvolumen ¹⁾	inklusive	inklusive	0082 000 220 133.00 CHF	0082 000 221 273.00 CHF	0082 000 222 273.00 CHF	0082 000 223 430.00 CHF	0082 000 224 450.00 CHF

Zusätzliche Services – Bestellinformationen

Kalibrierzertifikat ISO 17025	0082 000 211 10.00 CHF
Erweiterte Dokumentation, Excel-Datei pro Bestellung mit Kalibrierinformationen für alle Pipetten/Dispenser	0082 000 212 49.00 CHF

Kosten für zusätzliche Services

Kalibrierservice vor Ort in Ihrem eigenen Labor	Auf Anfrage
Laborkosten, 15 min. Reparaturservice, Zeiteinheit eines Technikers	0082 000 210 55.00 CHF

- 1) 10 %, 50 % und 100 % der Nennvolumina für Instrumente mit variablem Volumen.
2) Pipetten und Dispenser sowie Verpackung müssen vor dem Einschieben dekontaminiert werden.
Laden Sie das Dekontaminationsformular hier herunter: www.eppendorf.com/epServices.
3) Ein ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein ist in der zweiten Kalibrierung nach der Wartung enthalten.
4) Innenteile

Wir garantieren, dass unsere strengen und validierten Prozesse eingehalten werden - für Eppendorf-Pipetten und Pipetten aller Hersteller:



Qualifizierung und
Zertifizierung

ISO 8655

ISO 8655 definiert die Standardkriterien nach denen eine Pipette kalibriert werden sollte und welche Fehlergrenzen für jedes Volumen verwendet werden sollten. Kriterien aus der ISO 8655 sind unter anderem Messungen von 3 Volumina, 10 Messungen für jedes Volumen und die Prüfung der räumlichen Umgebung.

ISO 17025

Die Zulassung nach ISO 17025 zertifiziert den hohen Kompetenzgrad und die Erfüllung strenger Qualitätsvorschriften. Kriterien aus der ISO 17025 sind unter anderem die Nachverfolgbarkeitskette für Messgeräte, Messunsicherheitswerte und geprüfte Qualitätsstandards.

Ihr zuständiger Ansprechpartner:

Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Switzerland
Tel.: +41 61 482 14 14 · eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch

www.eppendorf.com/epServices