

# Dekontaminationsbescheinigung

Die vollständig ausgefüllte Dekontaminationserklärung ist Voraussetzung für die Weiterverarbeitung Ihres Auftrags.  
Wenn diese nicht Ihrer Sendung beiliegt, verzögert sich die Bearbeitung bis zum Erhalt Ihrer Dekontaminationsbescheinigung.

## Ihre Kontaktdaten

|               |                            |         |
|---------------|----------------------------|---------|
| Firma:        |                            |         |
| Abteilung:    |                            |         |
| PLZ:          | Ort:                       | Land:   |
| Name:         | Telefon:                   | E-Mail: |
| Kundennummer: | Vertrags-/ Angebotsnummer: |         |

Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO: <http://www.eppendorf.com/gdpr>

## Gesendete Ware

| Pos. | Gerät / Baugruppe / Produkt | Seriennummer / Chargennummer | Kommentar |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 1    |                             |                              |           |
| 2    |                             |                              |           |
| 3    |                             |                              |           |
| 4    |                             |                              |           |
| 5    |                             |                              |           |
| 6    |                             |                              |           |
| 7    |                             |                              |           |
| 8    |                             |                              |           |
| 9    |                             |                              |           |
| 10   |                             |                              |           |
| 11   |                             |                              |           |
| 12   |                             |                              |           |

## Biologische Sicherheitsstufe

Bitte geben Sie die Bio-Sicherheitsstufe des Labors an, in dem das Gerät verwendet wurde:

1  2  3  4

## Hiermit bestätige ich, dass:

- das/die oben genannte/en Gerät/e oder Produkt/e nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen oder menschlichen Krankheitserregern in Berührung gekommen ist/sind.
- das/die oben genannte/en Gerät/e oder Produkt/e mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung gekommen ist/sind.
- das/die oben genannte/en Gerät/e oder Produkt/e mit menschlichen Krankheitserregern, z.B. SARS-CoV-2 in Berührung gekommen ist/sind.

## Beschreibung der Art der Kontamination und Maßnahmen zur Dekontamination:

- Wir erklären hiermit, dass die zu wartenden Gegenstände sorgfältig gereinigt und mit bewährten und wirksamen Desinfektionsmitteln dekontaminiert wurden. Alle Gegenstände (Instrumente und weitere Gegenstände) sind frei von schädlichen Chemikalien, infektiösen oder radioaktiven Stoffen, sowie gesundheitsgefährdenden Proteinen, DNA oder bakteriellen Verunreinigungen. Alle oben aufgeführten Geräte sind sicher in der Handhabung.

Unterschrift der berechtigten Person

Firma / Abteilung

Ort, Datum

# Zusätzliche Informationen Pipetten

Ihre interne Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie das Dokument vollständig aus und senden uns beide Seiten zu!

Standardmäßig werden die Herstellergrenzen als Grundlage für die Bewertung der Messergebnisse verwendet, welche die Prüfung nach ISO 8655 einschließen. Sollten Sie eine abweichende Bewertungsgrundlage wünschen, bitten wir, diese hier zu vermerken:

## Welche Leistungen?

- Kalibrierung / Konformitätserneuerung**  
Bei der Kalibrierung/Konformitätserneuerung handelt es sich um eine Wartung und Kalibrierung inklusive (Ausgangs-) Messprotokoll mit 1 (Fixvolumen) bzw. 3 Messreihen (variables Volumen) à 10 Messwerten.
- Kalibrierung / Konformitätserneuerung mit DAkkS-Kalibrierschein**  
Der DAkkS-Kalibrierschein enthält neben den Angaben, die sich auf dem Messprotokoll befinden, zusätzlich die Angabe der erweiterten Messunsicherheit, sowie das DAkkS-Logo. Mit dem DAkkS-Kalibrierschein ist die Rückführung auf das Normal möglich.
- Eingangsprotokoll (10/30)**  
Das Eingangsprotokoll (10/30) wird vor der Wartung erstellt und dokumentiert den Ist-Zustand oder „as found“-Zustand des Gerätes mit 1 (Fixvolumen) bzw. 3 Messreihen (variables Volumen) à 10 Messwerten.
- Eingangsprotokoll (10/30) mit DAkkS-Kalibrierschein**  
Der DAkkS-Kalibrierschein enthält neben den Angaben, die sich auf dem Eingangsprotokoll befinden, zusätzlich das DAkkS-Logo.
- Quick Check (4/12)**  
Der Quick-Check (4/12) wird vor der Wartung erstellt und enthält drei Messreihen mit jeweils vier Messwerten
- Sonstige: \_\_\_\_\_

## Welches Wartungsintervall?

- 3 Monate       6 Monate       12 Monate       Sonstige: \_\_\_\_\_

## Welche Pipettenspitzen sollen verwendet werden?

- Eppendorf Pipettenspitzen       Anderer Hersteller: \_\_\_\_\_

\* Nur für die Verwendung von Spitzen anderer Hersteller: Bitte legen Sie die entsprechenden Spitzen, falls nicht anders vereinbart, dem Auftrag bei. Sollten in einem Auftrag Spitzen unterschiedlicher Hersteller verwendet werden, benötigen wir eine Beschreibung, welches Gerät mit welcher Spitze kalibriert werden soll.

## Angaben zum Reparaturauftrag

- Ich stimme hiermit einer Reparatur bis zu \_\_\_\_\_ Euro pro Pipette zu.
- Bitte senden Sie mir vorab einen Kostenvoranschlag zu.

## Updates von elektronischen Eppendorf Geräten

Bei dem Update von elektronischen Geräten kann es dazu kommen, dass bestehende Einstellungen und Programme überschrieben bzw. gelöscht werden. Fehler, die aufgrund eines verweigerten Updates entstehen, liegen im Haftungsbereich des Auftraggebers.

- Ich wünsche kein Update von elektronischen Eppendorf Geräten.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.pipettenservice.de](http://www.pipettenservice.de)

### Technischer Service:

Tel.: 01803 355 911\*

E-Mail: [service@eppendorf.de](mailto:service@eppendorf.de)

(\* 0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.)

### Ihr lokaler Ansprechpartner: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Straße 2 · 50389 Wesseling · Deutschland  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com)

[www.eppendorf.com/epServices](http://www.eppendorf.com/epServices)

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg. The epServices® logo is a trademark of Eppendorf AG, Hamburg. All rights reserved including graphics and pictures. Copyright © 2021 by Eppendorf AG.