



# Usługa Wzorcowania Pipet

Zadbaj o swoje pipety i skorzystaj z usług serwisowych naszych ekspertów!

Precyzja i dokładność pipet ma duży wpływ na jakość Twoich wyników. Regularna konserwacja, wzorcowanie i adiustacja oferowane przez Eppendorf zapewniają powtarzalność wyników uzyskiwanych za pomocą Twoich pipet i dozowników.

Nasze portfolio usług wzorcowania obejmuje dbałość o wszystkie istotne elementy zgodne z harmonogramem, m.in.: wymianę części zużywalnych czy uszczelnianie.

**Wszystko czego potrzebują Twoje pipety!**

Wybierz spośród szerokiego zakresu usług: od rozwiązań budżetowych po wzorcowanie w laboratoriach z akredytacją ISO17025.

## Zalety serwisu pipet Eppendorf

- > 75 lat doświadczenia w produkcji urządzeń i materiałów zużywalnych oraz usługach
- > Zachowanie zgodności każdej pipety z ISO 8655
- > Akredytowana certyfikacja ISO 17025 w 19 krajach
- > Przejrzyste i modułowe oferty serwisowe

Obejrzyj film:  
[www.eppendorf.com/pipette-video](http://www.eppendorf.com/pipette-video)



# Usługa Wzorcowania Pipet

Usługi wzorcowania – Informacje dotyczące zamawiania										
Usługa	Pomiary wzorcowania	Dekontaminacja z zewnątrz <sup>2)</sup>	Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie <sup>3)</sup> przed wzorcowaniem	Dokument końcowy usługi	Pipeta o stałej objętości	Pipeta jednocanałowa/ dozownik	Pipeta 8-kanałowa	Pipeta 12-kanałowa	Pipeta 16-kanałowa	Pipeta 24-kanałowa
<b>Standard</b>	Po 10 na objętość testową <sup>1)</sup>	wliczone	wliczone	Raport z pomiarów	0050 600 017 65,00 PLN	0050 600 076 80,00 PLN	0050 600 122 384,00 PLN	0050 600 130 576,00 PLN	0082 000 185 768,00 PLN	0082 000 186 1 152,00 PLN
<b>Premium</b>	Po 10 na objętość testową <sup>1)</sup>	wliczone	wliczone	Świadectwo wzorcowania opatrzone symbolami PCA	0050 600 025 75,00 PLN	0050 600 084 90,00 PLN	0050 600 092 432,00 PLN	0050 600 033 648,00 PLN	0082 000 187 818,00 PLN	0082 000 188 1 200,00 PLN

Zapewniamy przestrzeganie walidowanych procedur podczas prac serwisowych dla pipet Eppendorf i innych marek:



Kwalifikacja i certyfikacja

#### ISO 8655

ISO 8655 określa standardowe kryteria, według których należy wzorcować pipety, a także progi błędów obowiązujących dla poszczególnych objętości. Kryteria ISO 8655 obejmują pomiary 3 objętości, po 10 pomiarów na każdą objętość, a także kontrolę warunków w pomieszczeniu.

#### ISO 17025

Akredytacja ISO 17025 potwierdza wysoki poziom kompetencji oraz zgodność z normami jakości. Wymogi ISO 17025 obejmują możliwość śledzenia łańcucha urządzeń pomiarowych, pomiar wartości niepewności oraz zatwierdzone normy jakości.

1) 10%, 50% i 100% objętości nominalnej w przypadku urządzeń o zmiennej objętości.

2) Pipety i dozowniki oraz inne elementy pakietu muszą zostać zdekontaminowane przed wysyłką. Pobierz formularz dekontaminacji na [www.eppendorf.com/epServices](http://www.eppendorf.com/epServices).

3) Elementy wewnętrzne.

#### Twój lokalny dostawca:

Eppendorf Poland Sp. z o.o. · Al. Jerozolimskie 212 · 02-486 Warszawa  
laboratorium@eppendorf.pl · [www.eppendorf.pl](http://www.eppendorf.pl)

[www.eppendorf.com/epServices](http://www.eppendorf.com/epServices)