



Unser Service – Ihr Vorteil

Seit mehr als 65 Jahren ist Eppendorf ein führender Entwickler und Hersteller von Pipetten und Pipettenspitzen. Unsere langjährige Erfahrung spiegelt sich auch in unserem akkreditierten Pipetten-Service wider.

Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung Ihrer Pipetten ist besonders im regulierten Bereich eine Grundvoraussetzung für gleichbleibend hohe Genauigkeit.

Ihre Vorteile

- > Kalibrierung immer inklusive Wartung: lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihrer Pipettiergeräte
- > Fünf lokale Standorte in Deutschland: kurze Servicezeiten und regionale Ansprechpartner
- > Service für Geräte aller Hersteller: standardmäßige Prüfung mit 10 Messwerten/Volumen
- > Onlineplattform – zeitsparend und bequem: www.eppendorf.de/pipetten-express-service

Leistungsumfang

- > Dekontamination der Pipette von außen
- > Reinigung und Fetten der Dichtungen, der O-Ringe und des Kolbens
- > Prüfung auf Schäden und Dichtigkeit
- > Kalibrierung nach ISO 8655 Vorgaben
- > Justierung, falls erforderlich
- > Anfertigung von Servicebericht, Prüfzertifikat und Prüfsiegel

Ihre Service-Standorte in Deutschland

● Hamburg

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Service-Center Hamburg
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg
Tel.: 040 53801-408
service-hamburg@eppendorf.de

● Berlin

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Service-Center Berlin
Magnusstr. 11
12489 Berlin
Tel.: 030 678942-73
service-berlin@eppendorf.de

● Wesseling


Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Service-Center Wesseling
Peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-Berzdorf
Tel.: 02232 418-133
service-wesseling@eppendorf.de

● Heidelberg

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Service-Center Heidelberg
Mannheimer Straße 1
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 43795-08
service-heidelberg@eppendorf.de

● Penzberg

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Service-Center Penzberg
Im Thal 4
82377 Penzberg
Tel.: 08856 90160-85
service-penzberg@eppendorf.de



Service für Eppendorf- und Fremdpipetten

Beschreibung	Preis*
Kalibrierung/Konformitätserneuerung	
Einkanalpipette (Fixvolumen)	29,00 €
Einkanalpipette (Variables Volumen)	34,80 €
Dispenser	34,80 €
Mehrkanalpipette 8-Kanal	111,00 €
Mehrkanalpipette 12-Kanal	130,40 €
Mehrkanalpipette 16-Kanal	174,10 €
Mehrkanalpipette 24-Kanal	195,90 €
Arbeitszeitpauschale für Reparaturen**	
Einkanalpipette	12,20 €
Mehrkanalpipette	24,40 €
Zusatzleistungen	
Eingangsprotokoll (10/30)	
Einkanalpipette (Fixvolumen)	13,40 €
Einkanalpipette (Variables Volumen)	24,50 €
Dispenser	24,50 €
Mehrkanalpipette 8-Kanal	88,20 €
Mehrkanalpipette 12-Kanal	104,60 €
Mehrkanalpipette 16-Kanal	139,80 €
Mehrkanalpipette 24-Kanal	155,10 €
Quick Check (4/12)	
Einkanalpipette (Fixvolumen)	7,30 €
Einkanalpipette (Variables Volumen)	12,50 €
Dispenser	12,50 €
Mehrkanalpipette 8-Kanal	53,80 €
Mehrkanalpipette 12-Kanal	84,10 €
Mehrkanalpipette 16-Kanal	112,90 €
Mehrkanalpipette 24-Kanal	124,50 €
DAkKS Kalibrierschein, Kalibriermarke	
Pipetten und Dispenser	26,50 €

* Alle Preise zzgl. USt., gültig bis 31.12.2020.



Angebotsanfrage

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und faxen Sie das ausgefüllte Formular an: 040 53801-787.

Anzahl Pipetten?	Pipettenhersteller?	Welche Leistungen?	Anzahl Wartungen?
<input type="checkbox"/> Fixvolumen	<input type="checkbox"/> Eppendorf	<input type="checkbox"/> Kalibrierung/Konformitätserneuerung	<input type="checkbox"/> ___ x pro Jahr
<input type="checkbox"/> Variables Volumen	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Eingangsprotokoll (10/30)	
<input type="checkbox"/> Mehrkanalpipetten	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Zusätzlicher Quick Check (4/12)	<input type="checkbox"/> Abholservice
<input type="checkbox"/> Dispenser	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> DAkKS-Kalibrierschein	

Dr. Herr Frau Vorname: _____ Nachname: _____
 Firma / Universität / Klinik: _____ Institut / Abteilung: _____
 Gebäude / Etage / Raum: _____
 Straße / Hausnummer: _____ PLZ / Ort: _____
 Telefon: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Einen umfassenden Überblick darüber, wie wir mit Ihren Daten vertrauensvoll umgehen, finden Sie unter www.eppendorf.com/gdpr.

Technischer Service



Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
 Service Center · Barkhausenweg 1
 22339 Hamburg
 Tel. +49 1803 355911* · Fax +49 40 53801-787
(*9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 €/Min)



www.eppendorf.de
vertrieb@eppendorf.de



www.eppendorf.de/pipetten-express-service



Pipetten-Service

Eppendorf Kalibrierungs-, Zertifizierungs-, Wartungs- und Reparaturservice



Wartung und
Zertifizierung



Technischer
Support