



Liste des prix 2022

France

VisioNize® sense

Catalogue de produits Eppendorf, p. 20

Routeur de passerelle VisioNize® sense , achemine les données de paramètres collectées vers VisioNize® Lab Suite	Réf.	Prix
	ESS1000001	609,00 €
Capteurs de surveillance d’environnement VisioNize® sense , une unité multi-capteurs sans fil et rechargeable (température ambiante, humidité, pression et luminosité)	ESS1000002	365,00 €
Capteur de température externe VisioNize® sense , Extension PT-100 qui permet de mesurer la température de n’importe quel appareil (y compris des congélateurs ultra basse température) dans la plage de températures de +60 à -90 °C.	ESS1000003	609,00 €
Kit de surveillance VisioNize® sense , Pack tout-en-un comprenant un capteur de température, des capteurs de surveillance d’environnement et un routeur de passerelle.	ESS1000004	1 583,00 €

VisioNize pipette manager

Catalogue de produits Eppendorf, p. 31

VisioNize® pipette manager , un serveur tactile externe permettant la communication avec les pipettes électroniques connectées.	Réf.	Prix
	1004 000 001	945,00 €
Eppendorf Xplorer® connect , Module Wi-Fi pour connecter la pipette au VisioNize® pipette manager.	4861 000 970	78,80 €

Pipettes mécaniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 35

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0		
30 – 300 µL, orange	3125 000 150	1 379,06 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 184	1 379,06 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0		
30 – 300 µL, orange	3125 000 168	1 435,24 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 192	1 435,24 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0		
1 – 20 µL, rose clair	3125 000 117	1 481,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 133	1 481,00 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0		
30 – 300 µL, orange	3125 000 176	1 494,60 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 206	1 494,60 €
Eppendorf Research® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable, avec epT.I.P.S.® Box 2.0		
1 – 20 µL, rose clair	3125 000 125	1 594,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 141	1 594,00 €

Pipettes électroniques multicanaux Move It® avec espacement ajustable entre les embouts porte-cônes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 35

	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 4 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
15 – 300 µL, orange	4861 000 816	1 835,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 833	1 835,00 €
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 6 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
15 – 300 µL, orange	4861 000 817	1 892,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 834	1 892,00 €
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 781	1 949,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 794	1 949,00 €
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 8 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 9 mm, variable		
15 – 300 µL, orange	4861 000 818	1 949,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 835	1 949,00 €
Eppendorf Xplorer® plus Move It® , 12 canaux, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 782	2 064,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 795	2 064,00 €

Eppendorf Research® plus, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus , 1 canal, fixe		
10 µL, gris moyen	3124 000 016	169,00 €
10 µL, jaune	3124 000 024	169,00 €
20 µL, gris clair	3124 000 032	169,00 €
20 µL, jaune	3124 000 040	169,00 €
25 µL, jaune	3124 000 059	169,00 €
50 µL, jaune	3124 000 067	169,00 €
100 µL, jaune	3124 000 075	169,00 €
200 µL, jaune	3124 000 083	169,00 €
200 µL, bleu	3124 000 091	169,00 €
250 µL, bleu	3124 000 105	169,00 €
500 µL, bleu	3124 000 113	169,00 €
1 000 µL, bleu	3124 000 121	169,00 €

Eppendorf Research® plus, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus , 1 canal, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	3123 000 012	270,00 €
0,5 – 10 µL, gris moyen	3123 000 020	270,00 €
2 – 20 µL, gris clair	3123 000 098	270,00 €
2 – 20 µL, jaune	3123 000 039	270,00 €
10 – 100 µL, jaune	3123 000 047	270,00 €
20 – 200 µL, jaune	3123 000 055	270,00 €
30 – 300 µL, orange	3123 000 101	270,00 €
100 – 1 000 µL, bleu	3123 000 063	270,00 €
Eppendorf Research® plus , 1 canal, variable, avec sac d’échantillons d’epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	3123 000 144	270,00 €
0,5 – 5 mL, violet	3123 000 071	270,00 €
1 – 10 mL, turquoise	3123 000 080	270,00 €

Eppendorf Research® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus , 8 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 010	783,00 €
10 – 100 µL, jaune	3125 000 036	783,00 €
30 – 300 µL, orange	3125 000 052	783,00 €
Eppendorf Research® plus , 8 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 214	783,00 €

Eppendorf Research® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus , 12 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	3125 000 028	857,00 €
10 – 100 µL, jaune	3125 000 044	857,00 €
30 – 300 µL, orange	3125 000 060	857,00 €
Eppendorf Research® plus , 12 canaux, variable		
120 – 1 200 µL, vert foncé	3125 000 222	857,00 €

Eppendorf Research® plus, 16 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus		
16 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 079	917,00 €
16 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 095	917,00 €

Eppendorf Research® plus, 24 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus		
24 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 1 – 20 µL, rose clair	3125 000 087	974,00 €
24 canaux, variable, avec epT.I.P.S.® Boîte, 5 – 100 µL, jaune clair	3125 000 109	974,00 €

Eppendorf Research® plus Multi-packs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Eppendorf Research® plus, pack de 3 , 1 canal, variable, avec boîtes ou sacs d’échantillons epT.I.P.S.® et stylo-pipette		
Option 1 : 0,5– 10 µL, 10– 100 µL, 100– 1 000 µL	3123 000 900	663,00 €
Option 2 : 2 – 20 µL jaune, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 918	663,00 €
Option 3 : 100 – 1 000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL	3123 000 926	663,00 €
Eppendorf Research® plus, pack de 6 avec Portoir-carrousel 2 , 1 canal, variable, avec Boîte d’epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL jaune, 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	3123 000 942	1 412,00 €

New

Accessoires pour Eppendorf Research® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 36-38

	Réf.	Prix
Special lower part with PTFE coating, for Eppendorf Research® plus		
résistance aux produits chimiques, single-channel, 10 mL, color code: turquoise, variable: 1 – 10 mL	3120 646 000	89,00 €
résistance aux produits chimiques, single-channel, 1,000 µL, color code: blue, variable: 100 – 1,000 µL, fixed: 200 µL, 250 µL, 500 µL, 1,000 µL	3120 641 009	42,10 €
résistance aux produits chimiques, single-channel, 5 mL, color code: violet, variable: 0.5 – 5 mL	3120 642 005	89,00 €
Scellé d’ajustage ADJ , rouge, 5 pièces	3120 636 005	2,00 €
Outil d’ajustage , pour modifier l’ajustage usine ou l’ajustage temporaire	3120 633 006	6,60 €
Outils pour bouchon de sécurité , sert à modifier l’adjustage d’usine, 5 unités	3120 639 004	7,30 €
Filtre de protection , 5 mL, 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour volumes variables de 0,5 – 5 mL, code couleur : violet	4920 623 005	14,60 €
Filtre de protection , 10 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, pour volumes variables de 1 – 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	14,60 €
Joint torique , rouge, pour les corps inférieurs de pipettes multicanaux, 5 – 100 µL, 15 – 300 µL (1 set = 24 pièces)	3122 611 000	17,40 €
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	6,60 €
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	6,60 €
Bague de blocage , pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1000 µL	3120 635 009	3,30 €
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux , pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force, 2 unités	3122 612 006	6,10 €
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux , pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force, 3 unités	3122 613 002	7,50 €
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l’aspiration des liquides à l’aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	25,50 €
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes , y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	21,10 €

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, fixe

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix
Eppendorf Reference® 2 , 1 canal, fixe		
1 µL, gris foncé	4925 000 014	200,00 €
2 µL, gris foncé	4925 000 022	200,00 €
5 µL, gris moyen	4925 000 030	200,00 €
10 µL, gris moyen	4925 000 049	200,00 €
10 µL, jaune	4925 000 057	200,00 €
20 µL, gris clair	4925 000 065	200,00 €
20 µL, jaune	4925 000 073	200,00 €
25 µL, jaune	4925 000 081	200,00 €
50 µL, jaune	4925 000 090	200,00 €
100 µL, jaune	4925 000 103	200,00 €
200 µL, jaune	4925 000 111	200,00 €
200 µL, bleu	4925 000 120	200,00 €
250 µL, bleu	4925 000 138	200,00 €
500 µL, bleu	4925 000 146	200,00 €
1 000 µL, bleu	4925 000 154	200,00 €
2 mL, rouge	4925 000 162	200,00 €
2,5 mL, rouge	4925 000 170	200,00 €

Eppendorf Reference® 2, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix
Eppendorf Reference® 2 , 1 canal, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,1 – 2,5 µL, gris foncé	4924 000 010	352,00 €
0,5 – 10 µL, gris moyen	4924 000 029	352,00 €
2 – 20 µL, gris clair	4924 000 037	352,00 €
2 – 20 µL, jaune	4924 000 045	352,00 €
10 – 100 µL, jaune	4924 000 053	352,00 €
20 – 200 µL, jaune	4924 000 061	352,00 €
30 – 300 µL, orange	4924 000 070	352,00 €
100 – 1 000 µL, bleu	4924 000 088	352,00 €
Eppendorf Reference® 2 , 1 canal, variable, avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®		
0,25 – 2,5 mL, rouge	4924 000 096	352,00 €
0,5 – 5 mL, violet	4924 000 100	352,00 €
1 – 10 mL, turquoise	4924 000 118	352,00 €

Eppendorf Reference® 2, multi-canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix
Eppendorf Reference® 2 , 8 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4926 000 018	971,00 €
10 – 100 µL, jaune	4926 000 034	971,00 €
30 – 300 µL, orange	4926 000 050	971,00 €
Eppendorf Reference® 2 , 12 canaux, variable, avec boîte epT.I.P.S.®		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4926 000 026	1 063,00 €
10 – 100 µL, jaune	4926 000 042	1 063,00 €
30 – 300 µL, orange	4926 000 069	1 063,00 €

Packs Eppendorf Reference® 2 Multi

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix
Eppendorf Reference® 2, pack de 3 , 1 canal, variable, avec boîtes ou sacs d'échantillons epT.I.P.S.® et stylo-pipette		
Option 1: 0.5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL	4924 000 908	826,00 €
Option 2: 2 – 20 µL jaune, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 916	826,00 €
Option 3: 100 – 1,000 µL, 0.5 – 5 mL, 1 – 10 mL	4924 000 924	826,00 €
Eppendorf Reference® 2, pack de 6 avec Portoir-carrousel 2 , 1 canal, variable, avec Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette		
0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL jaune, 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL	4924 000 940	1 810,00 €

New

Accessoires pour Eppendorf Reference® 2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 40-41

	Réf.	Prix
Special lower part with PTFE coating, for Eppendorf Reference® 2		
single-channel, 2 mL, color code: red, fixed: 2 mL	4921 610 004	102,00 €
single-channel, 10 mL, color code: turquoise, variable: 1 – 10 mL	4920 636 000	116,00 €
single-channel, 1,000 µL, color code: blue, variable: 100 – 1,000 µL, fixed: 200 µL, 250 µL, 500 µL, 1,000 µL	4920 627 000	42,10 €
single-channel, 2.5 mL, color code: red, variable: 0.25 – 2.5 mL	4920 629 003	102,00 €
single-channel, 5 mL, color code: violet, variable: 0.5 – 5 mL	4920 633 000	102,00 €
Scellé d'ajustage ADJ, rouge , avec une tige pour le retrait du scellé inséré, les 5	4920 626 004	9,00 €
Bouchon de sécurité Eppendorf Reference® 2 rouge , avec une broche pour le retrait du bouchon de sécurité inséré, les 5	4920 625 008	12,20 €
Outil d'ajustage , pour modifier l'ajustage usine ou l'ajustage temporaire	3120 633 006	6,60 €
Filtre de protection , 2,5 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, volume variable 0,25 – 2,5 mL, volume fixe 2 mL et volume fixe 2,5 mL, code couleur : rouge	4920 622 009	14,60 €
Filtre de protection , 5 mL, 10 filtres avec 1 manchon filtrant, pour volumes variables de 0,5 – 5 mL, code couleur : violet	4920 623 005	14,60 €
Filtre de protection , 10 mL, 10 filtres avec 1 dispositif de mise en place, pour volumes variables de 1 – 10 mL, code couleur : turquoise	4920 624 001	14,60 €
Outil volumétrique multicanal , pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	6,60 €
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	6,60 €
Bague de blocage , pour désactiver l'embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1 000 µL	3120 635 009	3,30 €
Réservoir de réactifs Tip-Tub , réservoir autoclavable pour l'aspiration des liquides à l'aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	25,50 €
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes , y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	21,10 €

Eppendorf Xplorer®, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® , 1 canal, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 015	622,00 €
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 017	622,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 023	622,00 €
10 – 200 µL, jaune	4861 000 027	622,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 031	622,00 €
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 040	622,00 €
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 044	622,00 €
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 058	622,00 €
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 066	622,00 €

Eppendorf Xplorer®, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44

	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® , 8 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 104	918,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 120	918,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 147	918,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 163	918,00 €

Eppendorf Xplorer®, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer®, 12 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 112	1 076,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 139	1 076,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 155	1 076,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 171	1 076,00 €

Eppendorf Xplorer® plus, 1 canal, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus, 1 canal, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 708	752,00 €
1 – 20 µL, gris clair	4861 000 710	752,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 716	752,00 €
10 – 200 µL, jaune	4861 000 720	752,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 724	752,00 €
50 – 1 000 µL, bleu	4861 000 732	752,00 €
0,1 – 2,5 mL, rouge	4861 000 736	752,00 €
0,2 – 5 mL, violet	4861 000 740	752,00 €
0,5 – 10 mL, turquoise	4861 000 759	752,00 €

Eppendorf Xplorer® plus, 8 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus, 8 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 767	1 107,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 783	1 107,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 805	1 107,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 821	1 107,00 €

Eppendorf Xplorer® plus, 12 canaux, variable

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus, 12 canaux, variable		
0,5 – 10 µL, gris moyen	4861 000 775	1 300,00 €
5 – 100 µL, jaune	4861 000 791	1 300,00 €
15 – 300 µL, orange	4861 000 813	1 300,00 €
50 – 1 200 µL, vert	4861 000 830	1 300,00 €

Eppendorf Xplorer® plus, 16 canaux, variable, pour plaques 384 puits

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus, 16 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 778	1 451,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 792	1 451,00 €

Eppendorf Xplorer® plus, 24 canaux, variable, pour plaques 384 puits

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Eppendorf Xplorer® plus, 24 canaux, variable		
1 – 20 µL, rose clair	4861 000 779	1 605,00 €
5 – 100 µL, jaune clair	4861 000 793	1 605,00 €

Accessoires pour Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 42-44	Réf.	Prix
Bloc d’alimentation avec adaptateurs de fiche secteur, pour pipettes et portoirs, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	20,20 €
Bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur, pour carrousel chargeur (4880)	4880 603 006	22,60 €
Outil volumétrique multicanal, pour couper les joints toriques au niveau de la collerette des corps inférieurs des pipettes multicanaux, 5 – 100 µL ou 15 – 300 µL	3122 610 003	6,60 €
Clé pour pipette 2 mL – 10 mL	3120 634 002	6,60 €
Bague de blocage, pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force des pipettes monocanal, 2,5 µL – 1000 µL	3120 635 009	3,30 €
Clip de verrouillage pour pipettes à 8 canaux, pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force, 2 unités	3122 612 006	6,10 €
Clip de verrouillage pour pipettes à 12 canaux, pour désactiver l’embout porte-cône à amortisseur de force, 3 unités	3122 613 002	7,50 €
Réservoir de réactifs Tip-Tub, réservoir autoclavable pour l’aspiration des liquides à l’aide de pipettes multicanaux, 1 lot = 10 réservoirs et 10 couvercles	0030 058 607	25,50 €
Graisse pour pipettes, y compris les applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans les parties basses des pipettes, y compris applicateurs non pelucheux, pour relubrifier le piston ou le cylindre dans la partie basse de la pipette	0013 022 153	21,10 €

Portoir-carrousels, supports chargeur et appareils muraux

Catalogue de produits Eppendorf, p. 44-45	Réf.	Prix
Carrousel de pipettes 2, pour 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 015	146,00 €
Carrousel chargeur 2, pour 6 Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, Adaptateur secteur compris ; des coques de chargement et des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 023	462,00 €
Support chargeur 2, pour une Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus	3116 000 031	244,00 €
Portoir de chargeur 2, pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, utilisé avec l’adaptateur secteur fourni avec la Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream	3116 000 040	244,00 €
Portoir de pipette 2, pour une Multipette® M4, sans la fonctionnalité de chargement, des supports de pipettes supplémentaires sont disponibles en option	3116 000 058	113,00 €
Support de pipette 2, pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 112	30,10 €
Support de pipette 2, pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 120	39,00 €
Support de pipettes 2, pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	39,00 €
Support de pipettes 2, pour une Multipette® M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	39,00 €
Base de recharge 2, pour un Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 602 007	51,20 €
Base de recharge 2, pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour carrousel de chargeur 2 (sans fonctionnalité de chargement)	3116 603 003	51,20 €

epT.I.P.S.® Standard

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Standard		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 811	63,20 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 838	63,20 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 854	60,10 €
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 889	38,90 €
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 870	38,90 €
Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 900	38,90 €
Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes jaunes, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 897	38,90 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 927	38,90 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes bleues, 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)	0030 000 919	38,90 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)	0030 000 935	66,30 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)	0030 000 730	67,20 €
Eppendorf Quality™, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets x 100 pointes)	0030 000 951	45,60 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 500 pointes (5 sachets x 100 pointes)	0030 000 978	53,20 €
Eppendorf Quality™, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 300 pointes (3 sachets x 100 pointes)	0030 000 650	36,30 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets x 100 pointes)	0030 000 765	54,70 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 200 pointes (2 sachets x 100 pointes)	0030 000 781	78,00 €

epT.I.P.S.® Reloads Eppendorf Quality

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Reloads		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 371	75,60 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 398	75,60 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 410	68,30 €
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 436	64,70 €
Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 452	64,70 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 479	64,70 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 495	78,40 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 630	79,60 €
Eppendorf Quality™, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)	0030 073 517	53,90 €

epT.I.P.S.® Reloads PCR clean

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Reloads		
PCR clean, 0,1 – 10 µL, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 754	79,80 €
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 770	81,80 €
PCR clean, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 797	75,90 €
PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 819	71,70 €
PCR clean, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 835	71,70 €
PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 851	71,70 €
PCR clean, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 878	87,60 €
PCR clean, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 073 649	88,80 €
PCR clean, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)	0030 073 894	58,20 €

epT.I.P.S.® LoRetention® Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® LoRetention® Reloads		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 049	POA
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 057	POA
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 065	POA
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 073	POA

epT.I.P.S.® LoRetention® Reloads

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® LoRetention® Reloads		
PCR clean, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 006	POA
PCR clean, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 014	POA
PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 022	POA
PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)	0030 072 030	POA

epT.I.P.S.® Box, Eppendorf Quality™

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Box 2.0		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073010.	0030 076 125	37,70 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073037.	0030 076 133	37,70 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073053.	0030 076 141	33,40 €
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073070.	0030 076 150	33,40 €
Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073096.	0030 076 168	33,40 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073118.	0030 076 176	33,40 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073134.	0030 076 184	37,70 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 96 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073657.	0030 076 192	38,30 €
Eppendorf Quality™, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 48 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073150.	0030 076 206	44,40 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 1 boîte réutilisable x 24 pointes. Remplace l'ordre no. 0030073177.	0030 076 214	39,60 €

epT.I.P.S.® Set

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Set		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, gris foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073215.	0030 076 290	61,60 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073231.	0030 076 303	61,60 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073258.	0030 076 311	56,60 €
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073274.	0030 076 320	54,60 €
Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073290.	0030 076 338	54,60 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073312.	0030 076 346	58,00 €
Eppendorf Quality™, 50 – 1 250 µL, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073339.	0030 076 354	75,80 €
Eppendorf Quality™, 0,25 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 plateaux x 48 pointes), 1 boîte réutilisable. Remplace l'ordre no. 0030073355.	0030 076 362	53,20 €

epT.I.P.S.® LoRetention® Sets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® LoRetention® Sets		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 367	POA
Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 375	POA
Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 383	POA
Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 plateaux × 96 pointes), 1 boîte réutilisable autoclavable	0030 072 391	POA

epT.I.P.S.® Singles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Singles		
Biopur®, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 027	30,60 €
Biopur®, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 043	30,60 €
Biopur®, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 100 pointes, conditionnement individuel	0030 010 060	30,60 €

epT.I.P.S.® Racks

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Racks		
Biopur®, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 226	58,90 €
Biopur®, 2 – 200 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 234	54,80 €
Biopur®, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 242	54,80 €
Biopur®, 50 – 1 000 µL, 71 mm, bleu, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 250	54,80 €
Biopur®, 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 269	54,80 €
Biopur®, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 075 277	54,80 €
Biopur®, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks × 48 pointes)	0030 075 285	48,90 €
Biopur®, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 293	54,60 €
Biopur®, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 307	63,30 €
Biopur®, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 075 315	65,30 €

epT.I.P.S.®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Racks		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 638	40,70 €
PCR clean, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 662	48,20 €
Eppendorf Quality™, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 646	49,80 €
Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 071 654	61,00 €

ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean/sterile (stérile et pyrogen-free) et degré de pureté “Forensic DNA Grade”

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
ep Dualfilter T.I.P.S.®		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 500	177,00 €
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 519	177,00 €
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 527	170,00 €
PCR clean et sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 535	170,00 €
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 543	170,00 €
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 551	170,00 €
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 560	170,00 €
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 578	183,00 €
PCR clean et sterile, 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores, 480 pointes (5 racks × 96 pointes)	0030 078 594	94,40 €
PCR clean et sterile, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rouge, pointes incolores, 240 pointes (5 racks × 48 pointes)	0030 078 586	46,60 €
PCR clean et sterile, 0,1 – 5 mL, 120 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 078 616	92,80 €
PCR clean et sterile, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, violet, pointes incolores, 120 pointes (5 racks × 24 pointes)	0030 078 624	91,90 €
Forensic DNA Grade, 0,1 – 10 µL, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 810	200,00 €
Forensic DNA Grade, 2 – 20 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 829	193,00 €
Forensic DNA Grade, 2 – 200 µL, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 837	193,00 €
Forensic DNA Grade, 50 – 1 000 µL, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 845	202,00 €
PCR clean et sterile, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turquoise, pointes incolores, 100 pointes, sous emballage individuel	0030 077 598	76,70 €

ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention®		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077610.	0030 078 632	POA
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077628.	0030 078 640	POA
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077644.	0030 078 659	POA
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077741.	0030 078 667	POA
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077636.	0030 078 675	POA
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes). Replaces order no. 0030077652.	0030 078 683	POA

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean/sterile (stérile et apyrogène)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax		
PCR clean et sterile, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, gris foncé, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 691	183,00 €
PCR clean et sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, gris clair, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 705	175,00 €
PCR clean et sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 713	175,00 €
PCR clean et sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 721	182,00 €
PCR clean et sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 730	175,00 €
PCR clean et sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, bleu, pointes incolores, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 078 748	190,00 €

GELoader®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
GELoader® , Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL, 62 mm, gris clair, 192 pointes (2 racks × 96 pointes)	0030 001 222	69,10 €

Microloader™

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
Microloader™ , pointe pour le remplissage de Femtotips® et autres microcapillaires en verre, stérile (uniquement pour la recherche), 0,5 – 20 µL, 100 mm, gris clair, 192 pièces (2 racks × 96 pièces)	5242 956 003	94,40 €

epT.I.P.S.® 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® 384 Reloads		
PCR clean, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 001	525,00 €
PCR clean, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 010	525,00 €
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 044	473,00 €
Eppendorf Quality™, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 plateaux × 384 pointes)	0030 076 052	473,00 €
epT.I.P.S.® 384 Set		
Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux × 384 pointes), 1 boîte réutilisable. Replaces order no. 0030076028.	0030 076 273	268,00 €
Eppendorf Quality™, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 1 920 pointes (5 plateaux × 384 pointes), 1 boîte réutilisable. Replaces order no. 0030076036.	0030 076 281	268,00 €

Dualfilter T.I.P.S.® 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 54-61	Réf.	Prix
ep Dualfilter T.I.P.S.® 384		
PCR clean et sterile, 0,1 – 20 µL, 42 mm, rose clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks × 384 pointes)	0030 078 853	798,00 €
PCR clean et sterile, 5 – 100 µL, 53 mm, jaune clair, pointes incolores, 3 840 pointes (10 racks × 384 pointes)	0030 078 861	798,00 €

Multipette® M4

Catalogue de produits Eppendorf, p. 64	Réf.	Prix
Multipette® M4 , 1 canal, avec 1x pointe Combitips® advanced 2,5 mL (verte) et portoir pour système de portoir pour pipettes Eppendorf ou montage mural, 1 µL – 10 mL	4982 000 012	384,00 €
Kit de démarrage Multipette® M4 , 1 canal, avec Combitips® advanced Rack, pack d’assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille) et portoir pour système de portoir pour pipettes Eppendorf ou montage mural, 1 µL – 10 mL	4982 000 314	395,00 €
Support de pipettes 2 , pour une Multipette® M4, pour carrousel de pipettes 2 et carrousel de chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive incluse	3116 000 147	39,00 €
Batterie CR2032 , Multipette® M4, 1 pièce	4980 215 003	7,00 €

Multipette® E3/Multipette® E3x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 65	Réf.	Prix
Multipette® E3 , 1 canal, avec câble de chargement et pack d’assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 010	666,00 €
MultipetteBundle® E3 avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d’assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 371	752,00 €
Multipette® E3x , 1 canal, avec câble de chargement et pack d’assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 029	850,00 €
Paquet Multipette® E3x avec support chargeur , 1 canal, avec câble de chargement, support chargeur 2 et pack d’assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille), 1 µL – 50 mL	4987 000 380	916,00 €
Support de pipettes 2 , pour une Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour carrousel de pipettes 2 ou support mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité de chargement	3116 000 139	39,00 €
Bloc d’alimentation avec adaptateurs de fiche secteur , pour pipettes et portoirs, 100 – 240 V CA/5 V CC	4986 603 005	20,20 €

Combitips® advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67	Réf.	Prix
Combitips® advanced		
Eppendorf Quality™, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 405	96,10 €
Biopur®, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 618	176,00 €
PCR clean, 0,1 mL, blanche, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 766	121,00 €
Eppendorf Quality™, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 413	96,10 €
Biopur®, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 626	176,00 €
PCR clean, 0,2 mL, bleu clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 774	121,00 €
Eppendorf Quality™, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 421	96,10 €
Biopur®, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 634	176,00 €
PCR clean, 0,5 mL, violet, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 782	121,00 €
Eppendorf Quality™, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 430	96,10 €
Biopur®, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 642	176,00 €
Forensic DNA Grade, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 855	135,00 €
PCR clean, 1,0 mL, jaune, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 790	121,00 €
Eppendorf Quality™, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets × 25 pièces)	0030 089 448	96,10 €
Biopur®, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 650	176,00 €
Forensic DNA Grade, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 863	135,00 €
PCR clean, 2,5 mL, vert, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)	0030 089 804	121,00 €

Pointes

Combitips® advanced

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67	Réf.	Prix
Combitips® advanced		
Eppendorf Quality™, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 456	96,10 €
Biopur®, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 669	176,00 €
Forensic DNA Grade, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 871	135,00 €
PCR clean, 5,0 mL, bleu, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 812	121,00 €
Eppendorf Quality™, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 464	96,10 €
Biopur®, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces, conditionnement individuel	0030 089 677	176,00 €
PCR clean, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces)	0030 089 820	121,00 €
Eppendorf Quality™, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 472	113,00 €
Biopur®, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 685	207,00 €
PCR clean, 25 mL, rouge, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 839	143,00 €
Eppendorf Quality™, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 boîtes x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 480	125,00 €
Biopur®, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces), conditionnement individuel, chaque boîte contient un adaptateur	0030 089 693	223,00 €
PCR clean, 50 mL, gris clair, pointes incolores, 100 pièces (4 sacs refermables x 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.	0030 089 847	154,00 €
Adaptateurs advanced, 25 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality™, rouge, 1 pièce	0030 089 715	10,60 €
Biopur®, rouge, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 731	77,20 €
Adaptateurs advanced, 50 mL, autoclavable		
Eppendorf Quality™, gris clair, 1 pièce	0030 089 723	10,60 €
Biopur®, gris clair, 7 pièces, emballage individuel	0030 089 740	77,20 €
Rack Combitips® advanced, pour 8 Combitips® advanced (0,1 – 10 mL), Eppendorf Quality™, 1 pièce	0030 089 758	37,50 €
Pack d’assortiment de Combitips® advanced, contient un échantillon de chaque taille, adaptateur advanced 25 et 50 mL, un de chaque	0030 089 936	14,10 €

ViscoTip®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 66-67	Réf.	Prix
ViscoTip® , Eppendorf Quality™, 10 mL, orange, pointes incolores, 100 pièces (4 sachets x 25 pièces)	0030 089 502	106,00 €

Varipette® 4720 avec Varitip P et Varitip S

Catalogue de produits Eppendorf, p. 68	Réf.	Prix
Varipette® 4720 , 1 canal, avec sélection continue du volume sur une amplitude de 1 à 10 mL	4720 000 011	516,00 €
Eppendorf Varitips® P , pour le pipetage dans les petits flacons, 100 pièces	0030 048 130	114,00 €
Kit de départ Eppendorf Varitips® S , pour le pipetage dans les flacons étroits et les fioles, se composant de 100 Maxitips, de 10 seringues, de 10 valves	0030 050 525	86,30 €
Pièce de distribution Eppendorf Varitips® S , 30 pièces	0030 050 533	81,70 €
Eppendorf Varitips® S , graduée, 200 pièces	0030 050 568	81,70 €
Valve Eppendorf Varitips® S , 100 pièces	0030 050 541	66,60 €

Pointes

Eppendorf Top Buret®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 69	Réf.	Prix
Eppendorf Top Buret M , 25 mL, 1 canal, burette manuelle pour flacon avec valve de sécurité, tuyau d’aspiration télescopique, canule de distribution réglable, pour flacon avec filetage de 45 mm, avec 3 adaptateurs pour filetages de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité, 0,01 – 999,9 mL	4965 000 017	869,00 €
Eppendorf Top Buret H , 50 mL, 1 canal, burette manuelle pour flacon avec valve de sécurité, tuyau d’aspiration télescopique, canule de distribution réglable, pour flacon avec filetage de 45 mm, avec 3 adaptateurs pour filetages de 40/38/32 mm, 2 microbatteries de 1,5 V, certificat de qualité, 0,01 – 999,9 mL	4965 000 025	869,00 €

Accessoires pour Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 69-70	Réf.	Prix
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 125 mm – 240 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 504 000	32,10 €
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 170 mm – 330 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 507 000	32,10 €
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 195 mm – 350 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 505 007	32,10 €
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 250 mm – 480 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 506 003	32,10 €
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 250 mm – 480 mm, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 508 006	32,10 €
Tube d’aspiration télescopique à partir de FEP , 70 mm – 140 mm, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 503 004	32,10 €
Tuyau de puisage télescopique , 2,5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL	4960 805 009	26,60 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 25	4960 800 040	8,40 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL 27	4960 800 139	10,10 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à GL/S 28	4960 800 058	8,40 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 19/26	4960 800 082	21,20 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 24/29	4960 800 090	23,00 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 32 à NS 29/32	4960 800 104	23,70 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 32	4960 800 120	12,90 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à GL 38	4960 800 155	4,10 €
Adaptateur de filetage , PP, de GL 45 à S 40	4960 800 147	3,80 €
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL/S 28	4960 835 005	19,10 €
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 38	4960 839 000	32,10 €
Adaptateur de filetage , PTFE, de GL 45 à S 40	4960 834 009	26,80 €
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 32 à GL 25	4966 614 000	32,10 €
Adaptateur de filetage , ETFE, de GL 45 à GL 32	4966 615 007	32,10 €
Canule de distribution , flexible, pour 2 mL, 5 mL, 10 mL	4966 501 001	110,00 €
Canule de distribution , flexible, pour 25 mL, 50 mL, 100 mL	4966 502 008	110,00 €
Tube de dessiccation		
vide, bague d’étanchéité PTFE comprise	4966 509 002	44,00 €
Tube de dessiccation , sans agent dessicant	4960 851 000	40,10 €
Vis de ventilation , pour microfiltres avec cône Luer en PP, avec bague d’étanchéité PTFE	4966 511 007	39,70 €
Adaptateur de filetage , pour récipient 5 L, ETFE, 45 mm vers filetage 17/8’’	4960 832 006	55,00 €

Pointes

Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 70-71	Réf.	Prix
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur pour flacons avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d’arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL	4966 000 010	286,00 €
0,5 – 5 mL	4966 000 029	286,00 €
1 – 10 mL	4966 000 037	286,00 €
Varispenser® 2 , 1 canal, Distributeur pour flacons avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d’arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL	4966 000 045	380,00 €
5 – 50 mL	4966 000 053	418,00 €
10 – 100 mL	4966 000 061	550,00 €
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur pour flacons avec valve de distribution retour avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d’arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)		
0,2 – 2 mL	4967 000 014	338,00 €
0,5 – 5 mL	4967 000 022	338,00 €
1 – 10 mL	4967 000 030	338,00 €
Varispenser® 2x , 1 canal, Distributeur pour flacons avec valve de distribution retour avec adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d’arrivée télescopique (longueur 170 – 330 mm)		
2,5 – 25 mL	4967 000 049	451,00 €
5 – 50 mL	4967 000 057	488,00 €
10 – 100 mL	4967 000 065	612,00 €

Easypet® 3

Catalogue de produits Eppendorf, p. 72	Réf.	Prix
Easypet® 3 , 1 canal, avec alimentation électrique, appareil mural, support de rangement et 2 membranes de filtration de 0,45 µm, 0,1 – 100 mL	4430 000 018	494,00 €
Filtre à membrane , stérile, les 5, 0,2 µm	4430 606 005	103,00 €
Filtre à membrane , stérile, les 5, 0,45 µm	4421 601 009	103,00 €
Accumulateur lithium-polymère	4430 605 009	29,50 €

Pipet Helper®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73	Réf.	Prix
Pipet Helper® , 1 canal, 0,1 – 100 mL	4423 000 010	89,90 €
Filtre à membrane , 3 µm, non stérile, 10 unités	4423 601 014	59,40 €

Eppendorf Serological Pipets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 73	Réf.	Prix
Eppendorf Serological Pipets , stérilité, absence de pyrogènes détectables, d’ADN, de RNase et de DNase Non cytotoxique		
sterile, 1 mL, jaune, 800 pièces (4 sachets x 200 pièces)	0030 127 692	132,00 €
sterile, 2 mL, vert, 600 pièces (4 sachets x 150 pièces)	0030 127 706	111,00 €
sterile, 5 mL, bleu, 400 pièces (4 sachets x 100 pièces)	0030 127 714	94,10 €
sterile, 10 mL, orange, 400 pièces (4 sachets x 100 pièces)	0030 127 722	105,00 €
sterile, 25 mL, rouge, 200 pièces (4 sachets x 50 pièces)	0030 127 730	99,70 €
sterile, 50 mL, violet, 160 pièces (4 sachets x 40 pièces)	0030 127 749	232,00 €

Pipetage automatique

epMotion® 5073t NGS Solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 81	Réf.	Prix
epMotion® 5073t NGS solution , MultiCon PC, 3 outils, pince de transport, plus les accessoires and consommables spécifiques au NGS, sacs poubelle et portoir, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL	5073 000 978	POA

epMotion® 96 et 96xl

Catalogue de produits Eppendorf, p. 82	Réf.	Prix
epMotion® 96 , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,5 – 300 µL	5069 000 012	POA
epMotion® 96 avec glissière à 2 positions , 96 canaux, avec glissière à 2 positions, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques de 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,5 – 300 µL	5069 000 110	POA
epMotion® 96xl , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 5 – 1 000 µL	5069 000 217	POA
epMotion® 96xl avec glissière à 2 positions , 96 canaux, pipette électronique semi-automatisée pour traitement en parallèle de microplaques sur 96 canaux (sans contrôleur iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 5 – 1 000 µL	5069 000 314	POA
Kit de mise à jour glissière 2 positions pour epMotion® 96	5069 074 008	POA
epMotion® réservoir 195 mL , un réservoir à faible volume mort, un puits unique avec 96 cavités, PCR clean, 4 x 5 réservoirs, 195 mL, polypropylène (PP)	0030 126 556	339,00 €

epMotion® 5070/5070 PCR Solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 83	Réf.	Prix
epMotion® 5070 MultiCon , boîtier entièrement clos, système avec MultiCon, logiciel epBlue™ et assistant LH, clavier, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL	5070 000 282	POA
epMotion® 5070 MultiCon PCR Solution , comprend PC MultiCon , outil de distribution (TS 50), accessoires spécifiques à la PCR, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU/AU/CN/GB/US), 0,2 µL – 1 mL	5070 000 948	POA

epMotion® 5073l

Catalogue de produits Eppendorf, p. 83	Réf.	Prix
epMotion® 5073l MultiCon , boîtier entièrement clos, système avec MultiCon, logiciel epBlue™, clavier, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL	5073 000 590	POA

epMotion® 5073t

Catalogue de produits Eppendorf, p. 84	Réf.	Prix
epMotion® 5073t , Enceinte close incluse MultiCon, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ logiciel , clavier, souris, sacs poubelle et portoir, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL	5073 000 345	POA

Pipetage automatique

epMotion® 5075I

Catalogue de produits Eppendorf, p. 84

epMotion® 5075I, appareil de base avec logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix
5075 000 301	POA

epMotion® 5075t

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

epMotion® 5075t, appareil de base, y compris Logiciel Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix
5075 000 302	POA

epMotion® 5075v/5075vt

Catalogue de produits Eppendorf, p. 85

epMotion® 5075v, appareil de base avec pompe à vide, pince de transport, cadre-support Vac 2, portoir pour cadre-support Vac, logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

epMotion® 5075vt, appareil de base avec système d’aspiration, pince de transport, cadre-support Vac 2, portoir pour cadre-support Vac, Eppendorf ThermoMixer®, logiciel epBlue™, souris, poubelle de cônes, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix
5075 000 303	POA
5075 000 304	POA

epMotion® 5075 NGS solution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 86

epMotion® 5075t NGS Solution, pack entièrement contenu dans le boîtier, MultiCon PC, kit perfectionné 1, module thermique C2, outils de distribution, accessoires spécifiques plus NGS, support de sac poubelle, consommables spécifiques plus NGS pour démarrer la préparation automatisée de la bibliothèque, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL

epMotion® 5075tc NGS solution, pack avec CleanCap, MultiCon PC, kit perfectionné 1, module thermique C2, outils de distribution, accessoires spécifiques plus NGS, support de sac poubelle, consommables plus NGS pour démarrer la préparation automatisée de la bibliothèque, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 µL – 1 mL

Réf.	Prix
5075 000 962	POA
5075 000 963	POA

Pipetage automatique

epT.I.P.S.® Motion en Reload System

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Motion en Reload System , sans filtre		
Eppendorf Quality™, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 545	224,00 €
Eppendorf Quality™, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 421	224,00 €
Eppendorf Quality™, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 464	224,00 €
Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 502	224,00 €
epT.I.P.S.® Motion en Reload System , avec filtre		
PCR clean, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 553	429,00 €
PCR clean, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 430	429,00 €
PCR clean, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 472	429,00 €
PCR clean, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 510	429,00 €
PCR clean et sterile, 10 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 561	482,00 €
PCR clean et sterile, 50 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 529	482,00 €
PCR clean et sterile, 300 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 537	482,00 €
PCR clean et sterile, 1 000 µL, 2 304 pointes (24 plateaux × 96 pointes)	0030 014 570	482,00 €
TipHolder , pour rechargements epT.I.P.S.® Motion	5075 751 399	428,00 €
Clip pour epT.I.P.S.® Motion Reloads	5075 751 070	142,00 €
Boîte pour epT.I.P.S.® Motion 1 000 µL Reload	0030 014 677	49,10 €
Boîte pour epT.I.P.S.® Motion 10/50/300 µL Reload	0030 014 669	44,50 €

epT.I.P.S.® Motion pipette tips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 87

	Réf.	Prix
epT.I.P.S.® Motion Pointes de pipette , sans filtre		
sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 185	118,00 €
sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 207	118,00 €
sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 223	118,00 €
sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 240	118,00 €
Eppendorf Quality™, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 383	103,00 €
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 405	103,00 €
Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 448	103,00 €
Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 480	103,00 €
epT.I.P.S.® Motion pipette tips , avec filtre		
PCR clean et sterile, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 193	226,00 €
PCR clean et sterile, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 215	226,00 €
PCR clean et sterile, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 231	226,00 €
PCR clean et sterile, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 015 258	226,00 €
PCR clean, 10 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 391	201,00 €
PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 413	201,00 €
PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 456	201,00 €
PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 499	201,00 €
epT.I.P.S.® Motion comme pointes SafeRack , sans filtre		
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 600	121,00 €
Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 626	121,00 €
Eppendorf Quality™, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 642	121,00 €
epT.I.P.S.® Motion comme pointes SafeRack , avec filtre		
PCR clean, 50 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 618	211,00 €
PCR clean, 300 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 634	211,00 €
PCR clean, 1 000 µL, 960 pointes (10 racks × 96 pointes)	0030 014 650	211,00 €

Pipetage automatique

Mises à jour matériel de l’appareil et logiciel

Catalogue de produits Eppendorf, p. 88
Module thermique , module thermique pour le chauffage ou le refroidissement (0 – 100 °C) des thermo-adaptateurs, du thermoblock et des thermoracks
Adaptateur de surface de travail , pour réhausser la paillasse ep <i>Motion</i> ®de 5,5 cm, 4 pieds
Mises à jour matériel de l’appareil et logiciel , Kit de mise à niveau pour MultiCon, transforme l’epMotion EasyCon en contrôleur PC. Comprend PC, clavier, souris, logiciel epBlue, assistant PCR & Prep, câbles
Kit de conversion CleanCap , Lampe UV et filtre HEPA pour la décontamination et le pipetage dans des conditions d’air propre, pour faire passer un epMotion 5073 (SN>7000) à la version epBlue >40.7, disponible en option
epBlue™ ID, logiciel pour codes-barres & suivi avec lecteur manuel de codes-barres , extension modulaire d’epBlue™ pour la prise en charge des codes barres. Inclut un lecteur manuel de codes barres avec une pièce d’appui. Compatible avec epBlue™ version 40.1 et plus
Logiciel epBlue™ GxP , utilisation dédiée aux environnements d’application contrôlés (selon le BPL, BPF, 21 CFR partie 11), pour les modèles ep <i>Motion</i> ® MultiCon avec epBlue™ version 40.1 à 40.7, avec logiciel epBlue™ GxP, micrologiciel correspondant, certificats
epMotion® Editor 40 , CD ROM du logiciel avec instructions, utilisé pour créer, modifier et simuler l’application sur un PC, compatible avec la version epBlue™ version >40.x
epMotion® Editor 40 , Licence de logiciel supplémentaire
Kit perfectionné 1 , licence pour fonctions complémentaires epBlue™ : , échantillons calculés ; sélection d’outil automatique ; démarrage à la commande ; notification par e-mail, nécessite une visite de maintenance et epBlue >40.6
Kit perfectionné 2 , licence pour epBlue™ comporte : normalisation, requiert une visite de service et epBlue 40.8 ou supérieur

epMotion® Outils de distribution

Catalogue de produits Eppendorf, p. 89
Outil de distribution TS 10 à un canal , 1 canal, 0,2 – 10 µL
Outil monocanal TS 50 , 1 canal, 1,0 – 50 µL
Outil monocanal TS 300 , 1 canal, 20 – 300 µL
Outil monocanal TS 1 000 , 1 canal, 40 – 1 000 µL
Outil de distribution huit canaux TM 10-8 , 8 canaux, 0,2 – 10 µL
Outil 8-canaux TM 50-8 , 8 canaux, 1,0 – 50 µL
Outil 8-canaux TM 300-8 , 8 canaux, 20 – 300 µL
Outil 8-canaux TM 1 000-8 , 8 canaux, 40 – 1 000 µL
Support pour 6 outils de distribution
Pince de transport , avec support, pour le transport des plaques sur la paillasse et le fonctionnement automatique de la chambre de vide, commande additionnelle de la Gripper Tower 5075 751 895 pour 5073 avec SN > 6000

epMotion® 96 Accessories

Catalogue de produits Eppendorf, p. 89
Cadre de chargement pour epMotion® 96
Adaptateur plaque 384 puits pour epMotion® 96
Kit de mise à jour glissière 2 positions pour epMotion® 96

Réf.	Prix
5075 757 001	6 565,00 €
5070 752 001	327,00 €
5075 000 725	4 673,00 €
5073 001 333	5 985,00 €
5075 002 701	POA
5075 002 728	POA
5075 014 220	1 788,00 €
5075 014 300	395,00 €
5075 000 964	780,00 €
5075 000 981	780,00 €

Réf.	Prix
5280 000 100	2 753,00 €
5280 000 010	2 395,00 €
5280 000 037	2 395,00 €
5280 000 053	2 395,00 €
5280 000 304	5 137,00 €
5280 000 215	4 466,00 €
5280 000 231	4 466,00 €
5280 000 258	4 466,00 €
5075 774 003	297,00 €
5282 000 018	7 708,00 €

Réf.	Prix
5069 072 005	317,00 €
5069 073 001	119,00 €
5069 074 008	POA

Pipetage automatique

ReservoirRacks et modules epMotion®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 90
ReservoirRack , pour la présentation de réservoirs à réactifs de 10 mL, 30 mL et 100 mL. Jusqu’à 7 réservoirs ou modules de rack spécial réservoir présentables.
Adaptateurs , pour la mise à niveau des thermoracks 1,5/2 mL avec des tubes 0,5 mL, 25 pièces
Kit de conversion CleanCap , Lampe UV et filtre HEPA pour la décontamination et le pipetage dans des conditions d’air propre, pour faire passer un epMotion 5073 (SN>7000) à la version epBlue >40.7, disponible en option
Gripper Tower , permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload en position de rangement de la pince de transport et maintient la pince de transport lorsqu’elle n’est pas utilisée ; uniquement pour l’utilisation avec ep <i>Motion</i> ® 5073 à partir du numéro de série 6000
Tip Tool , Outil pour le transfert exclusif de epT.I.P.S.® Motion de racks et recharges vers les modules ReservoirRack pour les pointes, y compris le support mural pour un stockage sûr de l’outil
Reservoir Rack Module NGS , pour utilisation avec ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour les applications spécifiques NGS, espace pour 20 x tubes, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 4 x Eppendorf Tubes 1,5 mL
Reservoir Rack Module PCR , pour utilisation avec ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, pour distribuer des échantillons et réactifs pour PCR, espace pour 48 x tubes PCR de 0,2 mL compris 2 x adaptateurs pour barrette de 0,2 mL, (autrement, espace suffisant pour 16 tubes avec indice et jusqu’à 32 x tubes PCR de 0,2 mL), 12 x Eppendorf Tubes 1,5/2,0 mL, 1 x tube de 5,0 mL
Reservoir Rack Module Tips , pour utilisation avec ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, pour fournir jusqu’à 16 epT.I.P.S.® Motion par module et jusqu’à 7 modules par ReservoirRack (112 pointes au total), kit composé de 7 modules
TipHolder , pour rechargements epT.I.P.S.® Motion
TipHolder 73 , permet de placer des recharges epT.I.P.S.® Motion Reload au-dessus d’un rack epT.I.P.S.® Motion et double ainsi la capacité des pointes dans une position ANSI/SLAS
réutilisable et autoclavable, epBlue 40.7 ou version supérieure requise
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 8 x tubes PCR de 0,2 mL
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x tubes Safe-Lock de 0,5/1,5/2,0mL
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 × tubes Ø 12 mm
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 × tubes Ø 16 mm
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 × tubes Ø 17 mm
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 2 × tubes Ø 29 mm
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 1 × réservoir de 10 mL
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 1 × réservoir de 30 mL
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 1 × réservoir de 100 mL
epMotion® réservoir 10 mL , contenant faible capacité pour la présentation de réactif sur l’ep <i>Motion</i> ®, ne peut être inséré qu’avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 10 mL, PCR clean, 10 × 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)
epMotion® réservoir 30 mL , contenant grande capacité pour la présentation de réactif sur l’ep <i>Motion</i> ®, ne peut être inséré qu’avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 30 mL, PCR clean, 10 × 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)
epMotion® réservoir 100 mL , contenant grande capacité pour la présentation de réactif sur l’ep <i>Motion</i> ®, ne peut être inséré qu’avec le rack spécial réservoir ; tests sur lots, certifié, 100 mL, PCR clean, 10 × 5 réservoirs par sac, polypropylène (PP)
epMotion® réservoir 400 mL , conteneur de grand volume pour la présentation du réactif sur le ep <i>Motion</i> ®; test de lot de production, certifié, 400 mL, PCR clean, 400 mL, 10 réservoirs, PCR clean, autoclavable, polypropylène, polypropylène (PP)
epMotion® réservoir 195 mL , un réservoir à faible volume mort, un puits unique avec 96 cavités, PCR clean, 4 × 5 réservoirs, 195 mL, polypropylène (PP)

Réf.	Prix
5075 754 002	162,00 €
5075 772 000	267,00 €
5073 001 333	5 985,00 €
5075 751 895	525,00 €
5285 000 000	377,00 €
5075 751 917	764,00 €
5075 751 933	819,00 €
5075 751 950	491,00 €
5075 751 399	428,00 €
5075 751 879	481,00 €
5075 799 049	337,00 €
5075 799 081	358,00 €
5075 799 340	351,00 €
5075 799 103	358,00 €
5075 799 120	358,00 €
5075 799 162	358,00 €
5075 799 189	358,00 €
5075 799 421	146,00 €
5075 799 146	146,00 €
5075 799 260	146,00 €
0030 126 521	170,00 €
0030 126 505	170,00 €
0030 126 513	170,00 €
5075 751 364	226,00 €
0030 126 556	339,00 €

Pipetage automatique

Thermoracks et accessoires pour plaques ep*Motion*®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 91

Thermorack CB , pour jusqu’à 384 × tubes de 0,1 mL dans le Qiagen® Rotor-Gene®
Adaptateur magnétique Eppendorf Magnum FLX® , plaque magnétique universelle à anneau universel pour la séparation magnétique rapide des gouttes. Compatible avec les plaques 96 puits (standard, PCR, Deepwell)
Thermorack Rotor/Tubes , pour pipetage avec thermostatisation du Qiagen® Rotor-Disc® 72/100 et de 20 tubes de 1,5/2,0 mL
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 96 puits, jupées
Thermo-adaptateur pour PCR , pour thermostatisation des plaques PCR, 384 puits, jupées
Adaptateur thermique pour microplaque 96/V/U , pour le support et le contrôle de température des Eppendorf Microplates avec fond en V ou U
Thermo-adaptateur Frosty , association d’un adaptateur en hauteur et de PCR-Cooler, pour le refroidissement de plaques skirted PCR
Thermo-adaptateur DWP 96 , pour Deepwell Plates 96/1000
Thermo-adaptateur LC Sample , pour la cartouche d’échantillons MagNAPure LC
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 0,5/1,5/2,0 mL
Thermorack CB , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL
Thermorack TMX , pour 24 microtubes Safe-Lock, 0,5 mL, 1,5 mL & 2,0 mL
Thermorack TMX , pour 24 tubes Safe-Lock, thermostatable, 1,5/2,0 mL
Thermorack CB , pour 24 cryotubes
Thermoblock PCR 96 OC , pour thermostatisation et perçage sécurisé de plaques PCR semi-jupées scellées avec contrôle de l’orientation
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de température de plaque PCR de 384 puits, semi-jupée
Thermobloc DWP 2000 , pour plaques Eppendorf deepwell de 2 mL 96/2000
Thermobloc pour PCR , pour le contrôle de température de 96 consommables de 0,2 mL, 77 tubes PCR de 0,5 mL ou une plaque PCR de 96 puits, semi-jupée
Couvercle pour Thermorack Rotor/Tube , avec adaptateur pour le positionnement du couvercle sur la plateforme de travail ep <i>Motion</i> ®
Tapis CycleLock , 5 tapis de scellage, cadre non inclus, PCR clean
Adaptateur pour plaques d’élution , conçu pour traiter les microtubes en racks
CycleLock Starter Set , 1 cadre et 8 tapis pour le scellage des plaques PCR d’Eppendorf, uniquement compatible avec le Mastercycler® ep, PCR clean
Pince de transport , avec support, pour le transport des plaques sur la paillasse et le fonctionnement automatique de la chambre de vide, commande additionnelle de la Gripper Tower 5075 751 895 pour 5073 avec SN > 6000
Kit de conversion TMX pour 5075I , pour transformer un 5075I avec Eppendorf ThermoMixer® en 5075t (pour les unités de SN >4000)

Réf.	Prix
5075 767 031	1 154,00 €
5075 751 836	1 783,00 €
5075 751 526	923,00 €
5075 787 008	698,00 €
5075 788 004	764,00 €
5075 751 577	542,00 €
5075 789 000	635,00 €
5075 751 054	1 345,00 €
5075 751 305	690,00 €
5075 769 000	942,00 €
5075 771 004	896,00 €
5075 751 160	904,00 €
5075 751 186	904,00 €
5075 777 055	899,00 €
5075 751 666	750,00 €
5075 767 007	764,00 €
5075 751 330	537,00 €
5075 766 000	698,00 €
5075 751 640	288,00 €
0030 126 548	71,40 €
5075 785 030	101,00 €
0030 126 530	276,00 €
5282 000 018	7 708,00 €
5075 000 630	POA

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide ep*Motion*®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 92

PrepRack pour 24 Eppendorf Safe-Lock Tubes 2 mL , pour la préparation d’acide nucléique
Portoir pour les tubes individuels , pour la présentation des microtubes, des tubes en verre ou en plastique d’Eppendorf, non thermostatable
Ø 17 mm × 100 mm longueur max.
Ø 17 mm × 60 mm longueur max.
Ø 16 mm × 100 mm longueur max.
Ø 16 mm × 60 mm longueur max.
Ø 15 mm × 100 mm longueur max.
Ø 15 mm × 60 mm longueur max.
Ø 14 mm × 100 mm longueur max.
Ø 14 mm × 60 mm longueur max.
Ø 13 mm × 100 mm longueur max.
Ø 13 mm × 60 mm longueur max.
Ø 12 mm × 100 mm longueur max.
Ø 12 mm × 60 mm longueur max.
Rack , pour 24 tubes HPLC, Ø 12 mm × 40 mm longueur max.
Rack , pour 96 tubes avec capuchon à vis, 1,5/2,0 mL
Rack pour 24 tubes , pour 24 tubes Safe-Lock, sans thermostatisation
0,5/1,5/2,0 mL
1,5/2,0 mL

Réf.	Prix
5073 751 006	969,00 €
5075 761 009	297,00 €
5075 775 000	297,00 €
5075 760 002	297,00 €
5075 776 006	297,00 €
5075 792 028	297,00 €
5075 792 044	297,00 €
5075 792 001	297,00 €
5075 792 060	297,00 €
5075 762 005	297,00 €
5075 792 087	297,00 €
5075 763 001	297,00 €
5075 792 109	297,00 €
5075 792 125	297,00 €
5075 791 005	757,00 €
5075 751 453	534,00 €
5075 751 275	509,00 €

Pipetage automatique

Racks de tubes, adaptateurs et modules de vide ep*Motion*®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 92

Portoir Vac , adaptateur pour Vac Frame
Couvercle de chambre à vide , couvercle pour unité de vide
Natte de silicone pour Vac Lid
Cadre-support Vac 1 , Hauteur 16 mm, recommandé pour les plaques à filtre 5Prime, Invitek
Cadre-support Vac 2 , hauteur 26 mm, recommandé pour les plaques filtrantes de MACHEREY NAGEL®, Promega® ou Qiagen®
Adaptateur pour plaque anticontamination , conçu pour la circulation des solutions moussantes sous vide dans des plaques multipuits, lot de 10
Thermocouvercle Vac
Tapis CycleLock , 5 tapis de scellage, cadre non inclus, PCR clean
CycleLock Starter Set , 1 cadre et 8 tapis pour le scellage des plaques PCR d’Eppendorf, uniquement compatible avec le Mastercycler® ep, PCR clean
Adaptateur de plaque de collecte MN , pour station VAC
pupitre d’extension TMX en courant alternatif , À commander avec 5075 000.628
Adaptateur pour plaques d’élution , conçu pour traiter les microtubes en racks
Rack Smart , portoir pour un rack de microtubes SmartCycler™
Rack LC 20 µL/100 µL , conçu pour recevoir jusqu’à 96 capillaires de × 20 µL ou 100 µLLightCycler, pour une utilisation avec Centrifuge 5804/5804 R ou 5810/5810 R ou d’autres appareils, lot de 2
Rack de tubes ILMN , Rack pour tubes individuels, 40 × ø 8,4 mm et 12 × ø 11,2 mm, transportable, autoclavable

Réf.	Prix
5075 778 009	416,00 €
5075 779 005	288,00 €
5075 793 008	196,00 €
5075 784 009	872,00 €
5075 785 005	872,00 €
5075 794 004	46,70 €
5075 796 007	1 482,00 €
0030 126 548	71,40 €
0030 126 530	276,00 €
5075 785 064	99,70 €
5075 000 636	1 132,00 €
5075 785 030	101,00 €
5075 790 009	272,00 €
5075 795 000	2 181,00 €
5075 751 747	543,00 €

ep*Motion*® Accessoires pour les déchets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 93

Support de sac poubelle , pour position de déchets ep <i>Motion</i> ® 5070/5073/5075
Poubelle de collecte avec joint , portoir pour pointes de pipette usagées
Bac Liquid Waste 400 mL , pour montage dans le support de sac poubelle et la poubelle de collecte d’ep <i>Motion</i> ®, avec couvercle, autoclavable, volume de travail 400 mL
Sacs poubelle pour déchets présentant un danger biologique , pour position de déchets ep <i>Motion</i> ® 5070/5073/5075, jusqu’à un volume de 7 L, idéal pour la mise au rebut des déchets, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs
Sacs poubelle , pour la poubelle de déchets des ep <i>Motion</i> ® 5070/5073/5075, jusqu’à 7 L de volume, idéal pour la mise au rebut des déchets non dangereux, autoclavable, matériau PP, épaisseur 50 µm, transparent, 50 sacs

Réf.	Prix
5075 753 103	120,00 €
5075 753 006	125,00 €
5075 751 720	122,00 €
5075 751 763	31,30 €
5075 751 780	27,80 €

ep*Motion*®Adaptateurs en hauteur

Catalogue de produits Eppendorf, p. 93

ep<i>Motion</i>® adaptateur en hauteur , pour ajuster le labware, permet d’accélérer le traitement des plaques
85 mm
55 mm
40 mm, pour pointes de pipette

Réf.	Prix
5075 751 003	416,00 €
5075 752 000	416,00 €
5075 755 009	416,00 €

Contrôle de la température et agitation

Eppendorf ThermoMixer® C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 98

	Réf.	Prix
Eppendorf ThermoMixer® C, appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5382 000 015	2 804,00 €

Eppendorf ThermoStat™ C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 99

	Réf.	Prix
Eppendorf ThermoStat™ C, appareil de base sans thermobloc, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5383 000 019	1 917,00 €
ThermoTop®, avec la technologie <i>condens.protect</i>	5308 000 003	491,00 €
SmartExtender, 1,5 mL	5322 000 008	764,00 €

Eppendorf ThermoMixer® F

Catalogue de produits Eppendorf, p. 100

	Réf.	Prix
Eppendorf ThermoMixer® FP, avec thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5385 000 016	2 863,00 €
Eppendorf ThermoMixer® F0.5, avec thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, 200 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5386 000 010	2 749,00 €
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, avec thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5384 000 012	2 682,00 €
Eppendorf ThermoMixer® F2.0, avec thermobloc pour 24 microtubes de 2,0 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	5387 000 013	2 682,00 €

MixMate®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 101

	Réf.	Prix
MixMate®, appareil de base sans portoir pour tubes, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5353 000 510	1 857,00 €
Portoir de tubes 0,5 mL, pour 24 microtubes de 0,5 mL	5353 040 121	98,30 €
Portoir de tubes 1,5/2,0 mL, pour 24 microtubes de 1,5 mL ou 2 mL	5353 040 130	98,30 €
Portoir pour tubes de 5/15 mL, pour 8 tubes coniques de 5/15 mL	5353 040 148	98,30 €
Portoir pour tubes de 25/50 mL, pour 4 tubes coniques de 25/50 mL	5353 040 156	98,30 €
Portoir de tubes PCR 96, pour 96 tubes PCR de 0,2 mL, barrettes PCR ou 1 plaque PCR 96 puits, semi-jupée ou non jupée	5353 040 113	98,30 €

ThermoTop®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix
ThermoTop®, avec la technologie <i>condens.protect</i>	5308 000 003	491,00 €

SmartExtender

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix
SmartExtender, 1,5 mL	5322 000 008	764,00 €

Contrôle de la température et agitation

IsoTherm-System®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 102

	Réf.	Prix
Kit de démarrage IsoTherm-System®, comprend un IsoSafe, un IsoRack, un IsoPack 0 °C et un IsoPack -21 °C		
pour tubes de 0,5 mL	3880 000 011	161,00 €
pour tubes de 1,5/2,0 mL	3880 001 018	161,00 €
Set IsoPack et IsoRack, comprend un IsoPack et un IsoRack		
pour tubes de 0,5 mL, 0 °C	3880 000 160	52,90 €
pour tubes de 0,5 mL, -21 °C	3880 000 178	52,90 €
pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C	3880 001 166	52,90 €
pour tubes de 1,5/2,0 mL, -21 °C	3880 001 174	52,90 €
IsoSafe et IsoPack, comprend 1 IsoSafe et 3 IsoPack		
pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C	3880 001 026	175,00 €
pour tubes de 1,5/2,0 mL, -21 °C	3880 001 042	175,00 €

Eppendorf SmartBlock pour Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat™ C

Catalogue de produits Eppendorf, p. 103

	Réf.	Prix
Eppendorf SmartBlock™ cryo thaw, thermobloc pour 24 cryotubes, 1,5 mL – 2 mL, diamètre externe max. 12,5 mm, fond plat. Remplace l'ordre no. 5367000025.	5318 000 001	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL, thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 mL, avec Transfer Rack 0,5 mL	5361 000 031	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL, thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5360 000 038	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL, thermobloc pour 24 microtubes de 2 mL, avec Transfer Rack 1,5/2 mL	5362 000 035	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 5 mL, Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x microtubes de 5 mL	5309 000 007	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, thermoblock pour 8 tubes coniques de 15 mL	5366 000 021	582,00 €
Adaptateur 25 mL pour Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, Kit comprenant 4 adaptateurs et outil de prélèvement	5365 000 109	152,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, thermoblock pour 4 tubes coniques de 50 mL	5365 000 028	582,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, thermobloc pour 24 tubes de réaction, diamètre jusqu'à 12 mm, hauteur de 35 mm – 76 mm	5364 000 024	723,00 €
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, thermoblock pour plaques PCR 96 puits, avec couvercle	5306 000 006	723,00 €
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, thermoblock pour plaques PCR 384 puits, avec couvercle	5307 000 000	723,00 €
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, avec couvercle	5316 000 004	723,00 €
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000, Thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plate 96/1,000 µL, avec couvercle	5310 000 002	723,00 €
Eppendorf SmartBlock™ plates, thermobloc pour microplaques et Deepwell Plates, avec couvercle	5363 000 039	723,00 €
Couvercle, pour Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 et FP, pour Eppendorf SmartBlock™ 0,5 – 2 mL, plaques PCR 96, PCR 384 et DWP	5363 000 233	130,00 €
Rack de transfert 0,5 mL, pour Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL	3880 000 305	45,60 €
Transfer Rack 1,5/2 mL, pour Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL et Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL	3880 000 151	45,60 €

Eppendorf Safe-Lock Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 111	Réf.	Prix
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 0,5 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 500 tubes. Replaces order no. 0030121503.	0030 121 023	45,15 €
Eppendorf Quality™, jaune, 500 tubes	0030 121 112	59,79 €
Eppendorf Quality™, rouge, 500 tubes	0030 121 120	59,79 €
Eppendorf Quality™, bleu, 500 tubes	0030 121 139	59,79 €
Eppendorf Quality™, vert, 500 tubes	0030 121 147	59,79 €
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 100), 500 tubes	0030 121 708	48,88 €
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 603	54,28 €
PCR clean, ambre (photo protection), 500 tubes	0030 121 155	65,20 €
PCR clean, incolore, 500 tubes	0030 123 301	49,96 €
Biopur®, incolore, 50 tubes, sous emballage individuel	0030 121 570	30,90 €
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121872.	0030 120 086	45,65 €
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 tubes	0030 120 159	63,93 €
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 tubes	0030 120 167	63,93 €
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 tubes	0030 120 175	63,93 €
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 tubes	0030 120 183	63,93 €
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 694	48,88 €
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 589	31,62 €
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 611	28,22 €
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 191	69,73 €
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 328	49,96 €
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 tubes. Replaces order no. 0030121880.	0030 120 094	62,32 €
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 tubes	0030 120 205	83,73 €
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 tubes	0030 120 213	83,73 €
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 tubes	0030 120 221	83,73 €
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 tubes	0030 120 230	83,73 €
Eppendorf Quality™, couleurs assorties (par 200), 1 000 tubes	0030 121 686	67,37 €
Biopur®, incolore, 100 tubes, sous emballage individuel	0030 121 597	42,13 €
Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 123 620	38,73 €
PCR clean, ambre (photo protection), 1 000 tubes	0030 120 248	90,33 €
PCR clean, incolore, 1 000 tubes	0030 123 344	67,98 €
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	28,00 €
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	45,60 €

Eppendorf Tubes® 3810X

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112	Réf.	Prix
Eppendorf Tubes® 3810X , 1,5 mL, Stabilité de centrifugation g-safe®		
Eppendorf Quality™, incolore, 1 000 pièces	0030 125 150	40,10 €
Eppendorf Quality™, jaune, 1 000 pièces	0030 125 207	65,50 €
Eppendorf Quality™, rouge, 1 000 pièces	0030 125 193	65,50 €
Eppendorf Quality™, bleu, 1 000 pièces	0030 125 177	65,50 €
Eppendorf Quality™, vert, 1 000 pièces	0030 125 185	65,50 €
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 125 215	42,80 €
Boîtier de conservation 8 x 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	28,00 €
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	45,60 €

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112-113	Réf.	Prix
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter , 5,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 401	41,00 €
PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 460	45,90 €
Biopur®, incolore, 50 tubes, conditionnement individuel	0030 119 479	50,70 €
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 119 606	52,10 €
sterile, incolore, 200 tubes (10 sachets x 20 tubes)	0030 119 487	50,70 €
PCR clean, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 119 452	52,30 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 108 310	55,30 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à encliqueter, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets x 50 tubes)	0030 108 302	43,60 €
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5,0 mL		
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes). Replaces order no. 0030119517.	0030 122 305	51,80 €
PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 313	59,80 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 321	66,60 €
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5,0 mL		
Forensic DNA Grade, incolore, 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 402	67,80 €
PCR clean, ambre (photo protection), 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)	0030 122 330	71,00 €
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec pack de démarrage avec capuchon à encliqueter , 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore	0030 119 380	146,00 €
Kit de démarrage Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à visser , 5,0 mL, 400 tubes (2 paquets de 2 sacs de 100 chacun), 2 racks (avec chacun 12 emplacements), blanc, 8 adaptateurs universels pour rotors avec perçages pour tubes coniques de 15 mL, PCR clean, incolore	0030 122 364	156,00 €

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – Accessoires du système

Catalogue de produits Eppendorf, p. 112-113	Réf.	Prix
Tube Clip pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 10 pièces	0030 119 509	24,20 €
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	45,60 €
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	39,50 €
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	20,00 €
Rotor FA-45-12-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	832,00 €
Rotor FA-45-16-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002	832,00 €
Rotor FA-45-20-17 , avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 765 003	1 332,00 €
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 739 000	278,00 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm x 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces	5702 733 008	83,60 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces	5427 747 001	89,20 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces	5804 777 000	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces	5427 746 005	89,20 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	77,50 €
Adaptateur universel , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, Pour rotors pour tubes coniques de 15 mL, 8 pièces	5820 732 008	23,70 €
Adaptateur , pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	180,00 €
Thermoblocs interchangeableables , pour 8 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000 333	580,00 €
Eppendorf SmartBlock™ 5 mL , Thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x microtubes de 5 mL	5309 000 007	582,00 €
ReservoirRack Module TC , pour l’utilisation dans les ep <i>Motion</i> ® ReservoirRacks, thermostatable, 4 x Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799 340	351,00 €

Eppendorf Conical Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 114-115

	Réf.	Prix
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec® , 25 mL		
New sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, ambre (photo protection), 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 430	52,00 €
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 405	59,00 €
PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 413	63,40 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 150 tubes (6 sachets x 25 tubes)	0030 118 421	52,50 €
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec® , 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sachets x 40 tubes)	0030 118 502	104,00 €
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon à vis , 25 mL		
New sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 445	71,40 €
Eppendorf Quality™, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 410	63,40 €
PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 429	67,70 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 437	72,10 €
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon à vis , 25 mL, Pack de démarrage, 4 supports de tubes simples, 6 adaptateurs pour rotors avec alésage pour tubes coniques de 50 mL		
PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 500	108,00 €

Eppendorf Conical Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 116-117

	Réf.	Prix
Eppendorf Conical Tubes , 15 mL		
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets x 50 tubes)	0030 122 151	161,00 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)	0030 122 194	64,40 €
Forensic DNA Grade, incolore, 100 tubes, conditionnement individuel	0030 122 259	79,30 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 500 tubes (20 racks x 25 tubes)	0030 122 160	176,00 €
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL		
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 500 tubes (20 sachets x 25 tubes)	0030 122 178	193,00 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, ambre (photo protection), 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)	0030 122 224	78,00 €
Forensic DNA Grade, incolore, 48 tubes, conditionnement individuel	0030 122 267	45,20 €
sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 300 tubes (12 racks x 25 tubes)	0030 122 186	151,00 €
Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 , 45 mL		
New Eppendorf Quality™, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 650	90,30 €
New PCR clean, incolore, 240 tubes (8 sachets x 30 tubes)	0030 118 669	93,50 €
New sterile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 200 tubes (10 sachets x 20 tubes)	0030 118 677	79,80 €
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	45,60 €
Eppendorf Tube Rack , 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	45,60 €
Boîtier de conservation 5 x 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	20,50 €
Boîtier de conservation 3 x 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	20,50 €

Eppendorf Microplates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 118

	Réf.	Prix
Microplate 96/F , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 106	221,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 102	253,00 €
Microplate 96/U , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 203	221,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 200	253,00 €
Microplate 96/V , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 300	221,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 602 307	253,00 €
Microplates 384/F-PP , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 107	561,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 622 103	648,00 €
Microplates 384/V , puits transparent, conception de puits RecoverMax®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 301	561,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 622 308	648,00 €

Assay/Reader Microplates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 119

	Réf.	Prix
Microplates 96/F , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 475	309,00 €
Microplates 96/U , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 572	309,00 €
Microplates 96/V , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 670	309,00 €
Microplates 384/V , puits blanc		
PCR clean, gris, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 670	789,00 €
Microplates 96/F , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 700	309,00 €
Microplates 96/U , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 807	309,00 €
Microplates 96/V , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 601 904	309,00 €
Microplates 384/V , puits noir		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets x 16 plaques)	0030 621 905	789,00 €

Eppendorf Deepwell Plates 96 et 384

Catalogue de produits Eppendorf, p. 120

	Réf.	Prix
Deepwell Plate 96/500 µL , puits transparent, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 101	340,00 €
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 110	340,00 €
PCR clean, vert, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 136	340,00 €
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 501 144	340,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 505 107	924,00 €
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 108	394,00 €
sterile, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 116	394,00 €
sterile, vert, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 132	394,00 €
sterile, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 502 140	394,00 €
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 506 103	1 062,00 €
Deepwell Plate 96/1000 µL , puits transparent, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 209	156,00 €
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 217	156,00 €
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 233	156,00 €
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 241	156,00 €
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 505 204	561,00 €
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 205	179,00 €
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 213	179,00 €
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 230	179,00 €
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 248	179,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 506 200	648,00 €
Deepwell Plate 96/2000 µL , puits transparent, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 306	182,00 €
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 314	182,00 €
PCR clean, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 330	182,00 €
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 501 349	182,00 €
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 505 301	665,00 €
sterile, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 302	214,00 €
sterile, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 310	214,00 €
sterile, vert, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 337	214,00 €
sterile, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 502 345	214,00 €
sterile, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 506 308	770,00 €
Deepwell Plate 384/200 µL , puits transparent, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 521 102	385,00 €
sterile, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 522 109	443,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 525 108	1 041,00 €
sterile, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 526 104	1 196,00 €

Protein LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 121

	Réf.	Prix
Deepwell Plate 96/500 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 500 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 504 100	686,00 €
PCR clean, jaune, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 504 119	686,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 508 106	1 851,00 €
Plaque deepwell 96/1000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 1 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 208	315,00 €
PCR clean, jaune, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 216	315,00 €
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 508 203	1 128,00 €
Plaque deepwell 96/2000 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 2 000 µL		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 504 305	372,00 €
Plaque deepwell 384/200 µL , Protein LoBind®, puits incolore, 200 µL		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 524 101	770,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 528 107	2 078,00 €
Microplaque 384/V-PP , Protein LoBind®, puits transparent, 140 µL		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 624 300	1 015,00 €
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets × 24 plaques)	0030 628 306	2 284,00 €

Protein LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 122

	Réf.	Prix
New Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 25 mL, avec capuchon SnapTec®, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 108 531	94,50 €
New Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 25 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 283	96,60 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 094	14,40 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 116	10,80 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 132	17,20 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à encliqueter, PCR clean, incolore, 100 tubes (2 sachets × 50 tubes)	0030 108 302	43,60 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 356	90,70 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 15 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 216	91,90 €
Protein LoBind® Tubes , Protein LoBind®, 50 mL, tube conique, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 240	107,00 €

DNA LoBind® Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 123

	Réf.	Prix
New DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 25 mL, avec capuchon SnapTec®, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 108 523	71,40 €
New DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 25 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 275	73,50 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 400	42,80 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 418	23,50 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 1 sachet × 500 tubes	0030 108 426	27,80 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 0,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 035	27,00 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 051	14,90 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 250 tubes (5 sachets × 50 tubes)	0030 108 078	17,80 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 108 310	55,30 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 5,0 mL, avec capuchon à vis, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes)	0030 122 348	66,60 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 15 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 208	68,90 €
DNA LoBind® Tubes , DNA LoBind®, 50 mL, tubes coniques, PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sachets × 50 tubes)	0030 122 232	82,60 €

DNA LoBind® Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 124

	Réf.	Prix
Deepwell Plate 96/500µL , DNA LoBind®, puits incolore, 500 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 503 104	378,00 €
PCR clean, bleu, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 503 147	378,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 507 100	1 021,00 €
Deepwell Plate 96/1000µL , DNA LoBind®, puits incolore, 1 000 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 503 201	172,00 €
PCR clean, bleu, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)	0030 503 244	172,00 €
PCR clean, blanc, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques)	0030 507 207	618,00 €
Deepwell Plate 384/200µL , DNA LoBind®, puits incolore, 200 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques)	0030 523 105	425,00 €
PCR clean, blanc, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques)	0030 527 100	1 145,00 €
Microplaque 96/V-PP , DNA LoBind®, puits incolore, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 603 303	237,00 €
Microplaque 384/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 120 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques)	0030 623 304	648,00 €
Microplaque 384/V-PP , DNA LoBind®, puits transparent, 500 µL, LoBind®		
PCR clean, blanc, 240 plaques (10 sachets × 24 plaques)	0030 627 300	1 458,00 €

Options de scellage pour la préparation des échantillons

Catalogue de produits Eppendorf, p. 125

	Réf.	Prix
Eppendorf Storage Film, auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces (2 sachets × 50 pièces)	0030 127 870	138,00 €
Eppendorf Storage Foil, auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 889	124,00 €
Tapis de scellage Eppendorf, pour DWP 96/2000 , PCR clean, 50 pièces (5 sachets × 10 pièces)	0030 127 960	156,00 €
Tapis de scellage Eppendorf, pour DWP 96/1000 et DWP 96/500, PCR clean, 50 pièces (5 sachets × 10 pièces)	0030 127 978	156,00 €
Eppendorf Plates® Lid, pour microplaque et plaque deepwell, PCR clean, 80 pièces (5 sachets × 16 pièces)	0030 131 517	121,00 €
Eppendorf Plates® Lid, pour microplaque et plaque deepwell, sterile, 80 pièces (5 sachets × 16 pièces)	0030 131 525	151,00 €
Film pour thermosoudage Eppendorf, PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	182,00 €
Foil pour thermosoudage Eppendorf, PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	128,00 €

Racks pour tube et cuve Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 125

	Réf.	Prix
Eppendorf Tube Rack, 48 positions, pour tubes de 0,5 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 800	45,60 €
Eppendorf Tube Rack, 12 positions, pour tubes de 5,0 mL et 15 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 827	45,60 €
Eppendorf Tube Rack, 12 positions, 6 pour tubes de 5,0 mL et 15 mL et 6 pour tubes de 25 mL et 50 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 835	45,60 €
Eppendorf Cuvette Rack, 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	45,60 €
Eppendorf Tube Rack, 36 positions, pour cryotubes, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 843	45,60 €
Eppendorf Tube Rack, 36 positions, pour tubes de 1,5 et 2,0 mL, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 819	45,60 €

Micropilon

Catalogue de produits Eppendorf, p. 126

	Réf.	Prix
Micropilon, pour la resuspension de culots en tubes de 1,5/2,0 mL, 10 pièces	0030 120 973	43,60 €

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 126

	Réf.	Prix
Boîtier de conservation 10 × 10, freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508	27,20 €
Boîtier de conservation 9 × 9, freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516	28,00 €
Boîtier de conservation 9 × 9, freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540	19,40 €
Boîtier de conservation 9 × 9, freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567	20,00 €
Boîtier de conservation 8 × 8, freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524	28,00 €
Boîtier de conservation 5 × 5, freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532	39,50 €
Boîtier de conservation 5 × 5, freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613	20,00 €
Boîtier de conservation 5 × 5, freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583	20,50 €
Storage Box 3 × 3, freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729	20,80 €
Boîtier de conservation 3 × 3, freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591	20,50 €

Eppendorf µCuvette® G1.0

Catalogue de produits Eppendorf, p. 128

	Réf.	Prix
Eppendorf µCuvette® G1.0, cellule de mesure de microvolumes Eppendorf BioPhotometer® et BioSpectrometer®	6138 000 018	2 012,00 €

UVette®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 128

	Réf.	Prix
UVette® 220 nm – 1 600 nm, cuve en plastique Eppendorf d’origine, emballage individuel, (exempte de DNase, de RNase) et exempte de protéines, PCR clean, 50 – 2 000 µL, 80 pièces	0030 106 300	61,20 €
Kit de démarrage UVette®, 80 UVettes et 1 adaptateur universel pour hauteur du faisceau lumineux de 15 mm, convertible sur 8,5 mm, 50 – 2 000 µL	4099 100 007	91,90 €
Pack de routine UVette® 220 nm – 1 600 nm, boîte refermable, Eppendorf Quality™, 50 – 2 000 µL, 200 pièces	0030 106 318	128,00 €
Adaptateur pour UVette®, pour photomètre / spectromètre avec hauteur de faisceau lumineux		
8,5 mm	4099 001 009	70,50 €
10 mm	4099 002 005	70,50 €
15 mm	4099 003 001	70,50 €
20 mm	4099 005 004	70,50 €
Eppendorf Cuvette Rack, 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	45,60 €

Eppendorf Vis Cuvettes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 129

	Réf.	Prix
Eppendorf macro Vis Cuvette, cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis, volume de remplissage max. 4 500 µL		
1 000 cuvettes (10 boîtes × 100 cuvettes)	0030 079 345	126,00 €
Eppendorf semi-micro Vis Cuvette, cuve en plastique pour les mesures dans la plage visible, volume de remplissage max. 3 000 µL, 10 × boîtes de 100, cuve en plastique pour les mesures dans la plage Vis		
volume de remplissage max. de 3 000 µL	0030 079 353	134,00 €
Eppendorf Cuvette Rack, 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	0030 119 851	45,60 €

Centrifugeuses et rotors

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 138	Réf.	Prix
Centrifuge MiniSpin® , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 010	1 011,00 €
Centrifuge MiniSpin® plus , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 015	1 314,00 €
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	247,00 €
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	277,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 139	Réf.	Prix
Centrifuge 5418 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 010	4 605,00 €
Rotor FA-45-18-11 , anti-aérosols, angle de 45 °, 18 places, Diamètre max. de tube 11 mm, avec couvercle du rotor (aluminium)	5418 707 005	552,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 140	Réf.	Prix
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 318	1 639,00 €
Centrifuge 5420 , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 113	2 021,00 €
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 tubes PCR de × 0,2 mL ou 4 barrettes de × 8 tubes PCR, pour 5420	5495 404 007	476,00 €
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, anti-aérosols, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL, for 5420	5495 400 001	601,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 141	Réf.	Prix
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 310	2 065,00 €
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 719	2 065,00 €
Centrifuge 5425 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 115	2 567,00 €
Centrifuge 5425 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 514	2 567,00 €
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 313	4 855,00 €
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 712	4 855,00 €
Centrifuge 5425 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 119	5 220,00 €
Centrifuge 5425 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 518	5 220,00 €

Centrifugeuses et rotors

Rotors pour Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 141-142	Réf.	Prix
Rotor FA-24x2 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 500 006	652,00 €
Rotor FA-24x2-PTFE , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE, pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL	5495 503 005	831,00 €
Rotor FA-10x5 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 10 × tubes de 5,0 mL (capuchon à clic et à vis)	5495 505 008	831,00 €
Rotor FA-18x2-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 18 tubes de 1,5/2,0 mL ou colonnes agitées	5495 508 007	518,00 €
Rotor F-32x0.2-PCR , avec couvercle de rotor, pour 32 × tubes PCR de 0,2 mL ou 4 × 8 barrettes PCR	5495 510 001	475,00 €
Rotor S-96x0.2-PCR , pour 96 × tubes PCR de 0,2 mL ou 12 × 8 barrettes PCR, avec nacelle	5495 512 004	652,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 143	Réf.	Prix
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 010	5 579,00 €
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-12-17, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 630	6 078,00 €
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 530	5 882,00 €
Centrifuge 5427 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 210	5 978,00 €

Rotors pour Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 144	Réf.	Prix
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5427R	5409 710 001	725,00 €
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 712 004	525,00 €
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 706 004	621,00 €
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, aluminium	5409 708 007	449,00 €
Rotor FA-45-24-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 702 009	673,00 €
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 704 001	797,00 €
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, en acier inoxydable	5409 715 003	1 070,00 €
Rotor F-45-48-5-PCR , aluminium	5409 714 007	544,00 €
Rotor FA-45-12-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, aluminium	5409 700 006	832,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 145

Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 R , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5430 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor compris, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Rotors pour Centrifuge 5430/5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 145-147

Rotor FA-45-16-17 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R
Rotor F-45-48-11 , avec couvercle de rotor
Rotor S-24-11-AT , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, en acier inoxydable
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 5430/5430R
Rotor FA-45-24-11-Kit , anti-aérosols, avec couvercle de rotor
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, revêtement PTFE
Rotor FA-45-24-11-HS , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, revêtement PTFE
Rotor F-35-6-30 , avec couvercle de rotor, avec 6 adaptateurs chacun pour tubes coniques de 15 mL/50 mL
Rotor A-2-MTP , avec Windshield et couvercle de rotor, 2 nacelles pour microplaques
Rotor F-45-64-5-PCR , avec couvercle de rotor et adaptateurs
Rotor F-45-18-17-Cryo , avec couvercle de rotor et adaptateurs pour Cryovial
Adaptateur , pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces
Adaptateur , pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces

Options d’adaptateur pour rotor à 6 tubes coniques de 15/50 mL

Catalogue de produits Eppendorf, p. 145-147

Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube 65 – 89 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube 90 – 110 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 7 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond et tube de prélèvement sanguin 9 – 15 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-35-6-30, grand alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor F-35-6-30, petit alésage, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 30 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Centriprep® 100 – 125 mm, pour rotor F-35-6-30, large alésage du rotor, 6 pièces

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Réf.	Prix
5427 000 015	3 260,00 €
5427 000 610	3 260,00 €
5427 000 210	3 677,00 €
5427 000 415	3 677,00 €
5428 000 205	6 630,00 €
5428 000 610	6 630,00 €
5428 000 010	6 879,00 €
5428 000 410	6 879,00 €

Réf.	Prix
5427 750 002	832,00 €
5425 715 005	14,60 €
5425 716 001	14,60 €

5427 754 008	725,00 €
5427 755 004	525,00 €
5427 757 007	1 070,00 €
5427 753 001	621,00 €
5427 752 005	797,00 €
5427 712 003	461,00 €
5427 710 000	644,00 €
5427 716 009	1 251,00 €
5427 700 005	1 251,00 €
5427 714 006	761,00 €
5427 705 007	454,00 €
5702 752 002	67,50 €

5820 768 002	34,40 €
5820 769 009	34,40 €
5820 770 007	34,40 €
5425 717 008	14,60 €
5427 708 006	126,00 €

Réf.	Prix
5427 740 007	89,20 €
5427 742 000	89,20 €
5427 741 003	89,20 €
5427 743 006	89,20 €
5427 732 004	90,20 €

5427 734 007	90,20 €
--------------	---------

5427 735 003	90,20 €
--------------	---------

5427 738 002	90,20 €
--------------	---------

5427 746 005	89,20 €
5427 747 001	89,20 €
5427 726 004	82,40 €
5427 736 000	73,10 €
5427 737 006	73,10 €
5427 727 000	48,90 €
5427 723 005	134,00 €

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 R , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 RH , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Centrifuge 5702 , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
5702 000 010	1 803,00 €
5702 000 320	2 964,00 €
5703 000 010	4 276,00 €
5703 000 320	5 321,00 €
5703 000 425	5 190,00 €
5704 000 010	4 832,00 €
5702 000 515	3 117,00 €

Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques , 8 positions, max. Ø 38 mm, avec 4 nacelles rondes 100 mL
Nacelle cylindrique 100 mL , pour rotor A-4-38, 4 pièces
Capuchons pour 100 nacelles rondes de mL , anti-aérosols, 2 pièces

Réf.	Prix
5702 720 003	993,00 €
5702 722 006	560,00 €
5702 721 000	59,80 €

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles cylindriques

Catalogue de produits Eppendorf, p. 148-149

Adaptateur , pour 1 Tubes à fond rond 85/100 mL, 38 mm × 106 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm × 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL, 25 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, 30 mm × 115 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 2 tubes coniques 15 mL, 17,2 mm × 121 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 4 tubes 1,5 – 2 mL, 11 mm × 43 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 4 – 10 mL, 16 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 9 – 15 mL, 17,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 13,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 17 mm × 60 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 1 – 1,4 mL, 8,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes à fond rond 2 – 7 mL, 12,5 mm × 100 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , 30 mm × 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , 30 mm × 83 mm, pour nacelle cylindrique de 100 mL dans le rotor A-4-38, 2 pièces

Réf.	Prix
5702 718 009	92,90 €
5702 732 001	92,90 €
5702 717 002	92,90 €
5702 734 004	92,90 €
5702 723 002	167,00 €
5702 745 006	173,00 €
5702 735 000	167,00 €
5702 724 009	167,00 €
5702 719 005	167,00 €
5702 733 008	83,60 €
5702 736 007	167,00 €
5702 737 003	167,00 €
5702 734 004	92,90 €
5702 734 004	92,90 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151	Réf.	Prix
Rotor A-4-38 , 8 positions, max. Ø 38 mm, sans nacelle	5702 740 004	542,00 €
Nacelle rectangulaire de 90 mL , pour rotor A-4-38, 4 pièces	5702 709 000	337,00 €

Adaptateur pour Rotor A-4-38 avec nacelles rectangulaires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 10 Tubes à fond rond 5 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 13 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 710 008	85,00 €
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 25 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 716 006	85,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 20 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 22 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 713 007	85,00 €
Adaptateur , pour 6 Tubes à fond rond 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 17,5 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 712 000	59,80 €
Adaptateur , pour 8 Tubes à fond rond 9 mL, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, 14,5 mm x 100 mm, 2 pièces	5702 711 004	85,00 €
Adaptateur , pour 9 Tubes à fond rond 75 mm, pour nacelle rectangulaire de 90 mL dans le rotor A-4-38, Ø12 mm, 2 pièces	5702 763 004	83,60 €

Rotors pour Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 150-151	Réf.	Prix
Rotor A-8-17 , 8 x 15 mL, sans adaptateur, sans tapis en caoutchouc	5702 700 002	268,00 €
Rotor F-35-30-17 , avec 30 manchons en acier pour tubes 15 mL, 20 adaptateurs pour tubes coniques et 30 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond	5702 704 008	656,00 €
Rotor F-35-30-17 , avec 10 manchons en acier pour tubes 15 mL, 10 adaptateurs pour tubes coniques et 10 coussinets en caoutchouc pour tubes à fond rond	5702 705 004	437,00 €
Rotor F-45-24-11 , angle 45°, 24 places, max. Ø 11 mm, sans couvercle	5702 746 002	398,00 €
Rotor F-45-18-17-Cryo , sans couvercle, sans adaptateurs	5702 747 009	457,00 €
Adaptateur , pour 1 cryotubes (max. Ø 13 mm) ou tubes de centrifugation avec couvercle (Ø 12,2 mm), longueur max. de 50 mm, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 6 pièces	5702 752 002	67,50 €
Adaptateur , pour 1 cuve HPLC 1,5 mL, pour rotor F-45-18-17-Cryo, 18 pièces	5427 708 006	126,00 €

Centrifuge 5804/5804 R et 5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153	Réf.	Prix
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 010	3 800,00 €
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 010	6 753,00 €
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 010	4 990,00 €
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 015	8 363,00 €

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153	Réf.	Prix
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 320	5 080,00 €
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 320	7 739,00 €
Centrifuge 5804 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 520	6 105,00 €
Centrifuge 5804 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 620	8 505,00 €
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 320	6 655,00 €
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 325	9 693,00 €
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 420	7 482,00 €

Centrifugeuses et rotors

Packs Centrifugeuses

Catalogue de produits Eppendorf, p. 152-153	Réf.	Prix
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 420	10 520,00 €
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, Classic Cell Culture Solution, , avec Rotor S-4-104 y compris 4 adaptateurs pour tubes 5/15 mL et 4 adaptateurs pour tubes coniques 50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 525	8 013,00 €
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 620	11 050,00 €
Centrifuge 5810 , clavier, non réfrigérée, avec rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond plat de 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 620	8 013,00 €
Centrifuge 5810 R , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 820	11 050,00 €

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157	Réf.	Prix
Rotor FA-45-20-17 , avec couvercle de rotor, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 765 003	1 332,00 €
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	34,40 €
Rotor FA-45-48-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 48 tubes de 1,5/2,0 mL	5820 760 001	1 332,00 €
Rotor F-45-30-11 , avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL	5804 715 004	647,00 €
Rotor FA-45-30-11 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 30 microtubes de 1,5/2,0 mL	5804 726 006	802,00 €

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157	Réf.	Prix
Rotor F-35-48-17 , pour 24 tubes coniques de 15 mL, avec 24 machons en acier et adaptateurs	5820 771 003	656,00 €
Rotor F-35-48-17 , pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs	5820 772 000	918,00 €
Rotor T-60-11 , avec couvercle de rotor, pour tubes 1,5/2,0 mL, sans adaptateur	5804 730 003	1 470,00 €
Adaptateur , pour 10 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces	5804 731 000	204,00 €
Adaptateur , pour 20 microtubes 0,4 mL, pour rotor T-60-11, 6 pièces	5804 732 006	204,00 €
Rotor F-45-48-PCR , pour 6 x 8, 6 x 5 barrettes de tubes de PCR, 48 x tubes de PCR 0,2 mL individuels	5804 735 005	605,00 €

Rotors pour Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 1 cell culture flask, pour rotors A-4-81-MTP/Flex	5825 719 000	177,00 €
Adaptateur , pour 1 plaque PCR (96 puits), pour plaques PCR 96 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces	5825 711 009	148,00 €
Adaptateur , pour 1 plaque PCR (384 puits), pour plaques PCR 384 puits, utilisés dans les A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT et A-2-DWP, 2 pièces	5825 713 001	117,00 €
Adaptateur IsoRack , pour 24 cuves dans l’IsoRack 0,5 mL, pour rotor A-4-81 (MTP), for 24 x 0.5 mL tubes in the IsoRack, 2 pièces	5825 708 008	143,00 €
Adaptateur IsoRack , pour 24 cuves dans l’IsoRack 1,5/2,0 mL, pour rotor A-4-81 (MTP), for 24 x 1.5/2.0 mL tubes in the IsoRack, 2 pièces	5825 709 004	143,00 €
Adaptateur CombiSlide , pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-MTP et A-4-81 (MTP), 2 pièces	5825 706 005	292,00 €

Rotor A-2-DWP

Catalogue de produits Eppendorf, p. 156-157	Réf.	Prix
Rotor A-2-DWP , pour plaques deepwell, avec 2 nacelles	5804 740 009	1 656,00 €

Rotor A-2-DWP-AT

Catalogue de produits Eppendorf, p. 157	Réf.	Prix
Rotor A-2-DWP-AT , avec 2 nacelles, 2 capuchons anti-aérosol et 2 supports pour plaques	5820 710 004	2 261,00 €

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 158-159	Réf.	Prix
Rotor S-4-104		
avec 4 nacelles rondes de 750 mL	5820 740 000	2 857,00 €
anti-aérosols optional, avec 4 nacelles pour plaques	5820 754 001	2 857,00 €
sans nacelle	5820 755 008	1 334,00 €
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5820 744 006	735,00 €
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5820 743 000	1 357,00 €
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, 2 pièces	5820 742 003	824,00 €
Nacelle ronde 750 mL , pour rotor S-4-104, anti-aérosols optional, 4 pièces	5820 741 007	1 574,00 €
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	198,00 €
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	181,00 €
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	184,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4-104

Catalogue de produits Eppendorf, p. 158-159	Réf.	Prix
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4-104, avec adaptateur pour plaque, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5820 744 006	735,00 €
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	278,00 €
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	278,00 €
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	278,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	278,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	278,00 €
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	278,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	278,00 €
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	278,00 €
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	278,00 €
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	148,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 160-161	Réf.	Prix
Rotor A-4-81 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles MTP/Flex 500 mL, avec 4 nacelles rectangulaire de 500 mL	5810 718 007	2 640,00 €
Rotor A-4-81 , sans nacelle	5810 743 001	1 242,00 €
Rotor A-4-81-MTP/Flex , Rotor libre, avec 4 nacelles MTP/Flex	5810 725 003	2 640,00 €
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 599,00 €
Nacelle rectangulaire 500 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5810 730 007	1 710,00 €
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces	5810 724 007	167,00 €
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces	5820 707 003	186,00 €
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces	5810 729 009	186,00 €
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	735,00 €
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces	5810 741 009	1 357,00 €

Adaptateur pour Rotor A-4-81

Catalogue de produits Eppendorf, p. 160-161	Réf.	Prix
Nacelle pour 7 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 599,00 €
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces	5810 742 005	735,00 €
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	182,00 €
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	182,00 €
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	182,00 €
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL, capuchon à vis¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 599,00 €
Nacelle pour 7 tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 599,00 €
Nacelle pour 7 tubes coniques à capuchon à pression 25 mL¹⁾ , pour rotor A-4-81, 4 pièces	5825 730 003	1 599,00 €
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 748 003	182,00 €
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 721 008	182,00 €
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 747 007	182,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ²⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces	5825 722 000	183,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 728 002	152,00 €
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 745 004	182,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 746 000	182,00 €
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 720 001	182,00 €
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 722 004	182,00 €
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces	5810 723 000	182,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 162-163	Réf.	Prix
Rotor A-4-62 , avec 4 nacelles rectangulaires 250 mL	5810 709 008	1 798,00 €
Rotor A-4-62-MTP , avec 4 nacelles pour microplaques	5810 711 002	1 722,00 €
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 074,00 €
Capuchons , pour nacelle rectangulaire 250 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5810 710 006	125,00 €
Nacelle rectangulaire de 250 mL , pour rotor A-4-62, par 4	5810 716 004	940,00 €

Adaptateur pour Rotor A-4-62

Catalogue de produits Eppendorf, p. 162-163	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 763 002	151,00 €
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	171,00 €
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 25 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	171,00 €
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	171,00 €
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 753 007	159,00 €
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 754 003	159,00 €
Adaptateur , pour 15 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 752 000	159,00 €
Adaptateur , pour 16 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 751 004	151,00 €
Adaptateur , pour 1 cuve 80 – 120 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 761 000	151,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon Plat 200 – 250 mL/conique 175 – 225 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um inserto de forma cônica fornecido pelo fabricante., 2 pièces	5810 770 009	176,00 €
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 750 008	151,00 €
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 760 003	151,00 €
Adaptateur , pour 3 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 758 009	171,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 757 002	151,00 €
Adaptateur , pour 4 tubes à fond rond 30 – 50 mL/ conique 50 mL, jupé ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 759 005	151,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 763 002	151,00 €
Adaptateur , pour 8 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 756 006	151,00 €
Adaptateur , pour 9 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 250 mL dans le rotor A-4-62, 2 pièces	5810 755 000	171,00 €
Nacelle MTP pour rotor A-4-62 , pour rotor A-4-62-MTP, pour 4 MTP ou 1 DWP, 4 pièces	5810 702 003	1 074,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour tubes coniques jupés de 50 mL 5804 737.008.

Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 164-165	Réf.	Prix
Rotor S-4-72 , avec 4 nacelles rondes de 250 mL	5804 746 007	2 014,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4-72

Catalogue de produits Eppendorf, p. 164-165	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	180,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	180,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	180,00 €
Adaptateur , pour 13 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 791 002	180,00 €
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 789 008	180,00 €
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 794 001	180,00 €
Adaptateur , pour 2 tubes coniques, jupés 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 785 002	180,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 784 006	180,00 €
Adaptateur , pour 8 Tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 783 000	180,00 €
Adaptateur , pour 12 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 792 009	180,00 €
Adaptateur , pour 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 793 005	180,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat/175 mL Falcon ^{®2)} , pour rotor S-4-72, 2 pièces	5804 787 005	180,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 166-167	Réf.	Prix
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles rectangulaires de 100 mL	5804 709 004	1 302,00 €
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	563,00 €
Rotor A-4-44 , avec 4 nacelles pour tubes coniques 2 × 50 mL	5804 719 000	1 571,00 €
Nacelle rectangulaire de 100 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 741 005	803,00 €
Capuchons , pour nacelle rectangulaire de 100 mL, anti-aérosols, 2 pièces	5804 712 005	109,00 €
Adaptateur , pour tubes coniques 50 mL jupés, 8 pièces	5804 737 008	95,10 €

Adaptateur pour Rotor A-4-44

Catalogue de produits Eppendorf, p. 166-167	Réf.	Prix
Nacelle pour 2 tubes coniques de 50 mL , pour rotor A-4-44, 4 pièces	5804 706 005	563,00 €
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	144,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	144,00 €
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	144,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	144,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	144,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	144,00 €
Adaptateur , pour 12 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 751 000	134,00 €
Adaptateur , pour 14 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 750 004	134,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 80 – 100 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 761 006	134,00 €
Adaptateur , pour 1 tube à fond rond 30 – 50 mL/conique 50 mL, jupé, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 759 001	134,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 758 005	144,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 50 – 75 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 760 000	134,00 €
Adaptateur , pour 2 Tubes à fond rond 18 – 30 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 757 009	134,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes coniques Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 755 006	144,00 €
Adaptateur , pour 4 Tubes à fond rond 7 – 18 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 756 002	134,00 €
Adaptateur , pour 6 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 754 000	139,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 753 003	139,00 €
Adaptateur , pour 9 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 752 007	139,00 €
Adaptateur , pour 1 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 718 003	144,00 €
Adaptateur , pour 2 Tubes coniques 15 mL conique, pour nacelle rectangulaire de 100 mL dans le rotor A-4-44, 2 pièces	5804 717 007	144,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 168-169

Rotor F-34-6-38, pour 6 tubes de 85 mL, couvercle inclus

Réf.	Prix
5804 727 002	1 827,00 €

Adaptateur pour Rotor F-34-6-38

Catalogue de produits Eppendorf, p. 168-169

Adaptateur, pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 tube conique 25 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 tube conique 15 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 tube conique 50 mL conique, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 50 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 2 Tubes à fond rond 7 – 15 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 3 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL (13x100 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 3 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL (13x75 mm), pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Adaptateur, pour 4 microtubes 1,5 – 2,0 mL, pour rotor F-34-6-38, 2 pièces

Réf.	Prix
5804 775 007	82,90 €
5804 775 007	82,90 €
5804 776 003	82,90 €
5804 772 008	96,60 €
5804 773 004	78,20 €
5804 775 007	82,90 €
5804 774 000	78,20 €
5804 777 000	77,50 €
5804 771 001	96,60 €
5804 739 000	96,60 €
5804 738 004	96,60 €
5804 770 005	128,00 €

Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 170-171

Rotor FA-45-6-30, anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 6 tubes coniques 15/50 mL

Réf.	Prix
5820 715 006	2 214,00 €

Adaptateur pour Rotor FA-45-6-30

Catalogue de produits Eppendorf, p. 170-171

Adaptateur, pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Adaptateur, pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces

Adaptateur, pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces

Adaptateur, pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces

Réf.	Prix
5820 717 009	78,70 €
5820 720 000	78,70 €
5820 725 001	77,50 €
5820 726 008	77,50 €
5820 727 004	77,50 €
5820 728 000	77,50 €
5820 729 007	77,50 €
5820 721 006	78,70 €
5820 734 000	30,70 €
5820 733 004	30,10 €
5820 730 005	77,50 €

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
5943 000 011	9 864,00 €

Packs Centrifugeuses 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, High Speed Solution, avec rotor FA-6x50, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour

tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, Big Volume Harvesting Solution, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles et adaptateurs de 1 L (4x), flacons Eppendorf de 1 L (4x), 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, Versatility Solution, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5910 Ri, interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
5943 000 149	11 430,00 €
5943 000 516	12 440,00 €
5943 000 316	13 030,00 €
5943 000 173	13 140,00 €
5943 000 216	13 130,00 €
5943 000 904	13 880,00 €

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
5948 000 010	10 690,00 €

Centrifuge Packages 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 172-173

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Centrifuge 5920 R, clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
5948 000 911	14 130,00 €
5948 000 810	13 780,00 €
5948 000 210	13 470,00 €
5948 000 410	13 010,00 €
5948 000 315	13 010,00 €

Divers accessoires pour la centrifugation

Catalogue de produits Eppendorf, p. 174-175
Flacon à col large de 400 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, 400 mL, couvercle bleu, 2 pièces
Flacon à col large de 500 mL , pour rotors A-4-81, S-4x500, rectangulaires, 2 pièces
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces
Flacon à col large de 1 000 mL , pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Flacon à col large de 400 mL , pour rotor S-4x400, 2 pièces

Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 176-177
Rotor S-4xUniversal , avec nacelles universelles
Capuchons , pour rotor S-4xUniversal, anti-aérosols, 2 pièces
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal

Catalogue de produits Eppendorf, p. 176-177
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 250 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque MTP, DWP, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque 15 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Microplaque 96/384 puits, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 9 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Microplaques, plaques Deepwell et plaques PCR, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 Flacon de 1 000 mL 1 000 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 46 tubes 12 x 75 mm, 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 30 tubes à fond rond 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 26 tubes à fond rond 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 21 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur pour flacon de 500 mL , pour 1 flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes coniques de 50 mL ou 1 flacon de 250 mL ou 1 microplaque 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 9 tubes coniques 50 mL conique, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 17 cuves coniques de 15 mL ou 16 Eppendorf Tubes de 5 mL ou 1 microplaque Eppendorf Tubes® de 5,0 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal, 2 pièces

Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 178-179
Rotor S-4x500 , pour nacelles rectangulaires ou nacelles microplaques/Flex 500 mL
avec 4 x 500 mL, nacelles rectangulaires
sans nacelle
Capuchon , anti-aérosols, pour nacelle rectangulaire de 500 mL, 2 pièces
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 4 pièces

Adaptateur pour Rotor S-4x500

Catalogue de produits Eppendorf, p. 178-179
Nacelles MTP/Flex , pour rotor A-4-81 et rotor S-4x500, pour une utilisation avec IsoRack et les adaptateurs de flacons de culture cellulaire, ainsi que MTP et DWP, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à vis 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 3 – 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 16 Tubes à fond rond 7 – 17 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 18 Tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 1 flacon 180 – 250 mL plat/ 175 – 225 mL conique ¹⁾ , pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant., 2 pièces
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 20 microtubes 1,5/2,0 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 1,2 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 25 Tubes à fond rond 2,6 – 5 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et Tubes coniques 15 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces
Adaptateur , pour 5 Tubes coniques 50 mL, pour nacelle rectangulaire de 500 mL dans le rotor A-4-81 et le rotor S-4x500, 2 pièces

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Centrifugeuses et rotors

Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 180-181	Réf.	Prix
Rotor S-4x400 , avec 400 mL nacelles rondes	5895 180 000	2 513,00 €
Capuchons , pour rotor S-4x400, anti-aérosols, 2 pièces	5910 700 008	181,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4x400

Catalogue de produits Eppendorf, p. 180-181	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	233,00 €
Adaptateur , pour 4 tubes Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	233,00 €
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	233,00 €
Adaptateur , pour 26 tubes 1,5 mL/2,0 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 708 009	233,00 €
Adaptateur , pour 17 tubes 12 mm x75 mm, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 711 000	233,00 €
Adaptateur , pour 7 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et 15 mL coniques, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 702 000	233,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 175 – 225 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 714 009	233,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 175 mL – 250 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 705 000	233,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 400 mL, pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4x400, 2 pièces	5910 706 006	148,00 €
Adaptateur , pour 15 tubes 4 mL – 8 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 703 007	233,00 €
Adaptateur , pour 3 tubes 50 mL jupé, Centriprep et Oak Ridge 30 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 712 006	233,00 €
Adaptateur , pour 4 tubes 50 mL conique, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 701 004	233,00 €
Adaptateur , pour 11 tubes 7,5 mL – 12 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 704 003	233,00 €
Adaptateur , pour 8 tubes 9 mL, pour rotor S-4x400, 2 pièces	5910 709 005	233,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, sans nacelle	5895 121 004	1 307,00 €
Rotor S-4x750 , anti-aérosols, avec nacelles rondes	5895 120 008	2 851,00 €
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	801,00 €
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 2 pièces	5895 123 007	801,00 €
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x750, 4 pièces	5895 122 000	1 549,00 €
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 4 pièces	5895 124 003	1 549,00 €
Capuchons , rotors S-4-104, S-4x750, nacelle pour plaques, anti-aérosols, 2 pièces	5820 748 001	198,00 €
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	181,00 €
Flacon à col large de 750 mL , pour Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 pièces	5820 708 000	184,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix
Nacelle pour plaques , pour rotor S-4x750, anti-aérosols optional, support pour plaque inclus, 2 pièces	5895 125 000	801,00 €
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	278,00 €
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	274,00 €
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	278,00 €
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	278,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Centrifugeuses et rotors

Adaptateur pour Rotor S-4x750

Catalogue de produits Eppendorf, p. 182-183	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	278,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	278,00 €
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	278,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	278,00 €
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	278,00 €
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	278,00 €
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	148,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 184-187	Réf.	Prix
Rotor S-4xUniversal-Large , avec nacelles universelles	5895 190 006	3 247,00 €
Capuchons , rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, anti-aérosols, 2 pièces	5920 752 006	198,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4xUniversal-Large

Catalogue de produits Eppendorf, p. 184-187	Réf.	Prix
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4xUniversal-Large, nacelles universelles, 2 pièces	5920 737 007	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	328,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	328,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 755 005	382,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	328,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 25/50 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 756 001	328,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	273,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour tubes coniques de 5/15 mL et plaques, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 757 008	273,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 92 tubes 1,5 / 2,0 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 747 002	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 24 tubes 14 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 751 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 746 006	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 250 mL conique (Corning®, Nunc®), pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 750 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ²⁾ , pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 740 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 30 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 743 007	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL conique Corning®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 744 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 500 mL plat Nalgene®, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 745 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 12 tubes 50 mL Nalgene® Oak Ridge, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 753 002	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 748 009	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 51 tubes 5 mL FACS, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 742 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 flacon 750 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 741 004	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 739 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 37 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 738 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Micro Fluidic Cards, pour rotor S-4xUniversal-Large, 2 pièces	5920 749 005	278,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000). ²⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 188-189	Réf.	Prix
Rotor S-4x1000 high-capacity buckets , avec nacelles haute capacité	5895 118 003	3 311,00 €
Adaptateur pour plaque , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 729 004	278,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 high-capacity buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 188-189	Réf.	Prix
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 25 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 49 tubes 2,6 – 8 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 718 002	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 716 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 36 tubes 5,5 – 12 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 720 007	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 29 tubes 9 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 722 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 2 flacons 250 mL plat, 175 – 225 mL conique ¹⁾ et Nunc 250 mL conique , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 717 006	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 13 tubes coniques 50 mL, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 715 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 52 tubes 5 mL FACS, Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 724 002	282,00 €
Adaptateur pour plaque , Rotor S-4x1000, pour nacelles haute capacité, 2 pièces	5920 729 004	278,00 €

¹⁾ N.B. : ces flacons coniques nécessitent l’utilisation d’un insert conique fourni par le fabricant.

Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 190-191	Réf.	Prix
Rotor S-4x1000 plate/tube buckets , anti-aérosols, avec nacelles plaques/tubes	5895 117 007	2 752,20 €
Capuchons , pour S-4x1000 nacelle pour plaque/tube et S-4x750 nacelle pour plaque, anti-aérosols, 2 pièces	5895 111 009	198,00 €
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	278,00 €
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 104 002	1 655,50 €
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	855,80 €

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 plate/tube buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 190-191	Réf.	Prix
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 25 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 35 tubes 2,6 – 8 mL , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 706 004	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 22 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 710 001	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 712 004	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 33 tubes 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 707 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 28 tubes 9 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 708 007	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 10 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 709 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 6 tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 711 008	278,00 €

Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 192-193	Réf.	Prix
Nacelle cylindrique , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 102 000	1 655,50 €
Rotor S-4x1000 round buckets , anti-aérosols, avec 4 x nacelles rondes 1 000 mL	5895 100 007	2 752,20 €
Capuchons , pour S-4x1000 nacelle pour plaque/tube et S-4x750 nacelle pour plaque, anti-aérosols, 2 pièces	5895 111 009	198,00 €
Adaptateur pour plaque , pour rotor S-4x1000 avec nacelles pour plaques/tubes, 2 pièces	5920 705 008	278,00 €
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 4 pièces	5895 104 002	1 655,50 €
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	855,80 €
Capuchons pour nacelles rondes de 750 mL/1000 mL , pour rotors S-4-104, S-4x750 et S-4x1000, anti-aérosols, 2 pièces	5820 747 005	181,00 €

Adaptateur pour Rotor S-4x1000 round buckets

Catalogue de produits Eppendorf, p. 192-193	Réf.	Prix
Nacelle plaques/tubes , pour rotor S-4x1000, 2 pièces	5895 105 009	855,80 €
Adaptateur , pour 7 tubes coniques Capuchon à vis 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 6 tubes coniques Capuchon à pression 25 mL ¹⁾ , pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750 , 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques Conique SnapTec® 50, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 tubes 14 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 748 000	278,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon Nalgene® 1 litre, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 700 006	278,00 €
Adaptateur , pour tubes 30 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 755 006	274,00 €
Adaptateur , pour 27 Tubes à fond rond 5 mL FACS, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 747 003	278,00 €
Adaptateur , pour flacon 500 mL Corning®, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 745 000	278,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 500 mL Nalgene®, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 703 005	274,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 600 mL TPP, pour rotor S-4x1000 nacelles rondes, 2 pièces	5920 701 002	274,00 €
Adaptateur , pour 7 Tubes coniques 50 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 733 002	278,00 €
Adaptateur , pour 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL et tubes coniques 15 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 734 009	278,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 5,5 – 12 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 736 001	278,00 €
Adaptateur , pour 20 Tubes à fond rond 9 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 743 008	278,00 €
Adaptateur , pour 23 Tubes à fond rond 2,6 – 8 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 738 004	278,00 €
Adaptateur , pour 1 flacon 250 mL plat, 175 – 225/ 250 mL conique, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 741 005	278,00 €
Adaptateur , pour 50 microtubes 1,5/2,0 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 740 009	278,00 €
Adaptateur , pour 5 tubes 50 mL conique, jupé, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 732 006	278,00 €
Adaptateur , pour 1 Flacon Eppendorf 750 mL, pour rotor S-4-104, rotor S-4x1000 nacelles rondes et rotor S-4x750, 2 pièces	5825 744 004	148,00 €

¹⁾ Veuillez commander un adaptateur pour les tubes coniques de 25 mL à fermeture rapide (5820 733 004) ou un adaptateur pour tubes coniques de 25 mL à capuchon à vis (5820 734 000).

Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 196-197	Réf.	Prix
Rotor FA-6x250 , anti-aérosols, pour 6 flacons de 250 mL		
incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 175 007	4 140,00 €

Adaptateur pour Rotor FA-6x250

Catalogue de produits Eppendorf, p. 196-197	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 1 tube conique 25 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	278,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour Tubes coniques de 50 mL, jupés 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 766 007	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 9 Tubes à fond rond FACS 5 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 765 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 8 tubes de prélèvement sanguin 2,6 – 8,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 763 008	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 5,5 – 12,0 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 762 001	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 7 tubes de prélèvement sanguin 9 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 764 004	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 10 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 769 006	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 85 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 768 000	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 7 Tubes Oak Ridge 16 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 770 004	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 3 Tubes Oak Ridge 30 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 767 003	278,00 €
Adaptateurs pour rotors , pour 1 Tubes Oak Ridge 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 771 000	278,00 €
Adaptateur , pour 1 tube conique 50 mL, pour rotor FA-6x250, 2 pièces	5920 760 009	278,00 €

Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 198-199	Réf.	Prix
Rotor FA-6x50 , anti-aérosols, avec couvercle de rotor, 6 x 50 mL conical tubes	5895 150 004	2 171,00 €

Adaptateur pour Rotor FA-6x50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 198-199	Réf.	Prix
Adaptateur , pour 1 tube conique 15 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 717 009	78,70 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 15 – 18 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 720 000	78,70 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 4 – 8 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 725 001	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 2,6 – 5 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 726 008	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7,5 – 12 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 727 004	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 5,5 – 10 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 728 000	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 7 – 17 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 729 007	77,50 €
Adaptateur , pour 1 Tube à fond rond 20 – 30 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 721 006	78,70 €
Adaptateur , pour 1 tube 35 mL, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 722 002	78,70 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à vis Capuchon à vis 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 734 000	30,70 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Conical Tube 25 mL avec capuchon à encliqueter Capuchon à encliqueter 25 mL, pour rotors pour tubes coniques de 50 mL, 6 pièces	5820 733 004	30,10 €
Adaptateur , pour 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL avec capuchon à encliqueter, pour rotor FA-45-6-30 et FA-6x50, 2 pièces	5820 730 005	77,50 €

Rotor FA-20x5

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix
Rotor FA-20x5 , anti-aérosols, pour 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, incl. couvercle de rotor Eppendorf QuickLock®	5895 130 003	1 332,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 768 002	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Cryotube, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 769 009	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Tube HPLC, pour tous les rotors 5,0 mL, 4 pièces	5820 770 007	34,40 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Rotor FA-48x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix
Rotor FA-48x2 , 48 tubes de x 1,5/2,0 mL, avec couvercle de rotor Eppendorf QuickLock® anti-aérosols	5895 135 005	1 332,00 €

Rotor F-48x15

Catalogue de produits Eppendorf, p. 200	Réf.	Prix
Rotor F-48x15 , pour 40 tubes coniques de 15 mL, avec 48 manchons en acier et adaptateurs	5895 160 000	947,00 €

Rotor FA-30x2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 201	Réf.	Prix
Rotor FA-30x2 , Couvercle de rotor anti-aérosols Eppendorf QuickLock® incl.	5895 155 006	947,00 €

Tables mobiles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 201	Réf.	Prix
Table mobile pour le rangement sous une pailleasse (modèle bas) , passe sous une pailleasse de laboratoire standard de 90 cm avec le couvercle de la centrifugeuse fermé		
pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 010	1 499,00 €
Table mobile pour chargement et déchargement ergonomiques (modèle haut) , s’adapte à tout espace libre		
pour Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5910 Ri et 5920 R	5921 000 012	1 874,00 €

Concentrator plus et accessoires

Catalogue de produits Eppendorf, p. 202-203	Réf.	Prix
Concentrator plus, appareil de base		
avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 100	4 323,00 €
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée		
avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 304	7 704,00 €
Concentrator système complet plus , avec pompe à vide à membrane intégrée		
sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 509	7 508,00 €
Système complet Concentrator plus , avec pompe à vide à membrane intégrée et connexion, par ex. pour un sécheur de gel		
sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5305 000 703	8 940,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur CombiSlide , pour 12 lames porte-objet Combi Slide, pour rotors A-2-MTP et A-4-81 (MTP), 2 pièces	5825 706 005	292,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR 0,2 mL, pour rotor F-45-72-8, 6 pièces	5425 723 008	14,60 €
Entretoise pour rotor , pour superposer les rotors F-45-72-8 et F-45-48-11	5301 316 005	27,20 €
Plateau de travail , pour plaques PCR semi-jupées ou non jupées, barrettes PCR et tubes PCR 0,2 mL, pour rotor A-2-VC, 10 pièces	0030 124 235	59,30 €
Cadre-support pour plateau de travail , pour rotor A-2-VC, par 5	0030 124 243	51,10 €

Rotors pour Concentrator plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 202-203	Réf.	Prix
Rotor F-45-72-8 , Pour 72 microtubes de 0,5 mL	5490 034 007	386,00 €
Rotor F-45-70-11 , 70 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 032 004	386,00 €
Rotor F-45-48-11 , 48 places pour récipients de réaction 1,5/2,0 mL	5490 030 001	386,00 €
Rotor F-45-22-17 , 22 positions pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL (17 x 59,4 – 67,4 mm)	5490 048 008	488,00 €
Rotor F-40-36-12 , Pour 36 tubes à fond plat 1,5 mL (12 x 32 mm)	5490 040 007	488,00 €
Rotor F-45-36-15 , 36 places pour tubes à fond plat 3,0/5,0 mL (15 x 48 mm)	5490 035 003	386,00 €
Rotor F-45-16-20 , pour 16 tubes à fond plat 6,5/10,0 mL (20 x42 – 55 mm)	5490 043 006	488,00 €
Rotor F-40-18-19 , Pour 18 tubes à fond plat 10,0 mL (19x 66 mm)	5490 037 006	488,00 €
Rotor F-45-12-31 , Pour 12 tubes à fond plat 20,0 mL (31 x 55 mm)	5490 044 002	488,00 €
Rotor F-35-8-24 , pour 8 tubes à fond plat 25,0 mL (24 x 86-90 mm)	5490 039 009	488,00 €
Rotor F-45-24-12 , pour 24 tubes à fond rond 6,0 / 8,0 mL (12 x 67-100 mm)	5490 036 000	386,00 €
Rotor F-50-8-16 , Pour 8 tubes à fond rond 8 mL – 12 mL (16 x 105-120 mm)	5490 041 003	488,00 €
Rotor F-50-8-18 , 8 positions pour tubes à fond rond de 10 mL – 18 mL (18 x 105-128 mm)	5490 042 000	488,00 €
Rotor F-45-8-17 , Pour 8 tubes coniques 15 mL (17x 118 – 123 mm)	5490 038 002	488,00 €
Rotor F-35-6-30 , 6 positions pour tubes coniques de 15 mL (17 x 116-123 mm) et tubes coniques de 50 mL (29,5 x 116-123 mm)	5490 047 001	488,00 €
Rotor A-2-VC , avec 2 nacelles	5490 045 009	1 037,00 €

High-Speed Centrifuge CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 204	Réf.	Prix
High-Speed Centrifuge CR22N , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 220 012	POA
CR22N Harvesting Bundle (4 x 1.5 L) , réfrigérée, High-Speed Centrifuge CR22N avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires x 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A	5721 261 412	POA

Rotors pour CR22N

Catalogue de produits Eppendorf, p. 204	Réf.	Prix
Rotor R9A2 , incl. 4 x 1.5 L triangular bottles, for Centrifuge CR22N	5721 221 014	POA
Rotor R9A2 , incl. 4 x 1.5 L triangular bottles, for Centrifuge CR30NX	5721 302 115	POA

High-Speed Centrifuge CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 205	Réf.	Prix
High-Speed Centrifuge CR30NX , réfrigérée, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, monophasé	5721 300 012	POA
CR30NX Harvesting Bundle (4 x 1,5 L) , réfrigérée, High Speed Centrifuge CR30NX avec rotor R9A2 et 4 flacons triangulaires x 1,5 L, 230 V/50/60 Hz (no plug), 30 A, 2 phases	5721 351 512	POA

Rotors pour CR30NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 205	Réf.	Prix
Super-Speed Pelleting Kit 8 tubes x 50 mL CR30NX , Rotor R30AT (fixed-angle) 8 x 50 mL incl. 8 x 50mL high-speed round bottle plus M-screw caps	5721 302 101	POA
Super-Speed Pelleting Kit 6 tubes x 40 mL CR30NX , Rotor R25ST (swing-bucket) 6 x 40 mL incl. 50 x 40 mL high-speed round bottom tubes	5721 302 400	POA

Gamme Ultracentrifuge CP-NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 206	Réf.	Prix
Centrifuge CP100NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 110 012	POA
Centrifuge CP90NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 109 012	POA
Centrifuge CP80NX , réfrigérée, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (no plug), 16 A	5720 108 012	POA

Micro-ultracentrifugeuses - CS150FNX et CS150NX

Catalogue de produits Eppendorf, p. 207	Réf.	Prix
Centrifuge CS150FNX , réfrigérée, floorstanding, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 121 511	POA
Centrifuge CS150NX , réfrigérée, benchtop, interface tactile, 230 V/50/60 Hz (EU), 8 A	5720 131 511	POA

Mastercycler® X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 212

	Réf.	Prix
Mastercycler® X50s , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6311 000 010	9 784,00 €
Mastercycler® X50a , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, avec interface à écran tactile	6313 000 018	8 925,00 €
Mastercycler® X50h , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 384 puits, clapet haute pression, avec interface à écran tactile	6316 000 019	9 784,00 €
Mastercycler® X50i , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), thermobloc argent, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6301 000 012	8 044,00 €
Mastercycler® X50I , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 mL, unité eco	6303 000 010	7 501,00 €
Mastercycler® X50t , 110 – 230 V/50 – 60 Hz (EU/JP/TW/US/South America), bloc en aluminium, 384 puits, clapet haute pression, unité eco	6306 000 010	8 588,00 €

Mastercycler® nexus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 213

	Réf.	Prix
Mastercycler® nexus gradient , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6331 000 017	8 461,00 €
Mastercycler® nexus , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6333 000 014	7 069,00 €
Mastercycler® nexus gradient eco , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6334 000 018	6 883,00 €
Mastercycler® nexus eco , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6332 000 010	5 457,00 €
Câble de jonction CAN , 150 cm	5341 611 000	69,90 €
Câble de bus CAN , câble de jonction entre 2 thermomodules, 50 cm	5341 612 006	54,40 €

Mastercycler® nexus X2

Catalogue de produits Eppendorf, p. 214

	Réf.	Prix
Mastercycler® nexus GX2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6336 000 015	10 140,00 €
Mastercycler® nexus GX2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6338 000 012	7 689,00 €
Mastercycler® nexus X2 , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6337 000 019	8 468,00 €
Mastercycler® nexus X2e , 230 V/50 – 60 Hz (EU)	6339 000 016	6 463,00 €

HeatSealer

Catalogue de produits Eppendorf, p. 215

	Réf.	Prix
HeatSealer S100 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz	5391 000 001	2 646,00 €
HeatSealer S200 , avec Adaptateur pour plaque PCR, 100 – 230 V/50 – 60 Hz	5392 000 005	3 798,00 €
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S100	5391 070 018	322,00 €
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S100	5391 070 034	322,00 €
Adaptateur pour plaque PCR 96 puits , pour HeatSealer S100	5391 070 026	322,00 €
Adaptateur pour plaque, profil haut , pour HeatSealer S200	5392 070 011	322,00 €
Adaptateur pour plaque, profil bas , pour HeatSealer S200	5392 070 020	322,00 €
Adaptateur pour plaque 96 puits , pour HeatSealer S200	5392 070 038	322,00 €
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	182,00 €
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	128,00 €

Logiciel CycleManager X50

Catalogue de produits Eppendorf, p. 215

	Réf.	Prix
Logiciel CycleManager X50	6349 000 014	249,00 €

Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 216

	Réf.	Prix
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 648	134,00 €
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 656	134,00 €
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 664	134,00 €
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 672	134,00 €
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 680	134,00 €
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 601	66,50 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 575	134,00 €
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 583	134,00 €
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 591	134,00 €
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 605	134,00 €
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 613	134,00 €
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 610	66,50 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , faible volume, non jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 307	84,80 €
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 331	84,80 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , non jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 366	84,80 €
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 390	84,80 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , faible volume, divisible, non jupée, divisible, 150 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 358	153,00 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , divisible, non jupée, divisible, 150 µL		
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 382	153,00 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 , divisible, non jupée, divisible, 250 µL		
PCR clean, incolore, 20 plaques	0030 133 374	153,00 €
PCR clean, bleu, 20 plaques	0030 133 404	153,00 €
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96 , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 300	80,30 €
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 318	80,30 €
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96 , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 326	80,30 €
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 334	80,30 €
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384 , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 10 plaques	0030 129 342	119,00 €
PCR clean, bleu, 10 plaques	0030 129 350	119,00 €
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 128 508	206,00 €
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 128 516	206,00 €
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 128 524	206,00 €
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 128 532	206,00 €
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 128 540	206,00 €
Forensic DNA Grade, incolore, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 628	66,50 €

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 217	Réf.	Prix
Plaque PCR 96 LoBind® Eppendorf twin.tec® , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 504	162,00 €
Eppendorf twin.tec® Plaque PCR 96 LoBind® , jupée, 150 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 512	162,00 €
PCR clean, rouge, 25 plaques	0030 129 598	176,00 €
PCR clean, bleu, 25 plaques	0030 129 580	176,00 €
PCR clean, jaune, 25 plaques	0030 129 679	176,00 €
PCR clean, vert, 25 plaques	0030 129 660	176,00 €
Eppendorf twin.tec® Plaque PCR 96 LoBind® , jupée		
PCR clean, jaune, 300 plaques	0030 129 563	1 645,00 €
PCR clean, orange, 300 plaques	0030 129 571	1 645,00 €
PCR clean, vert, 300 plaques	0030 129 555	1 645,00 €
Eppendorf twin.tec® PCR plate 384 LoBind® , jupée, 45 µL		
PCR clean, incolore, 25 plaques	0030 129 547	248,00 €

PCR films and foils

Catalogue de produits Eppendorf, p. 217	Réf.	Prix
Film pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 838	182,00 €
Foil pour thermosoudage Eppendorf , PCR clean, 100 pièces	0030 127 854	128,00 €
Eppendorf PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 781	150,00 €
Eppendorf PCR Foil , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 127 790	150,00 €
Masterclear® <i>real-time</i> PCR Film , auto-adhésif, PCR clean, 100 pièces	0030 132 947	273,00 €

Eppendorf PCR Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218	Réf.	Prix
Eppendorf PCR Tube Strips , 0,1 mL		
PCR clean, sans couvercles (10 × 12 barrettes)	0030 124 804	134,00 €
PCR clean, avec barrettes de capuchons, bombées (10 × 12 barrettes)	0030 124 812	181,00 €
PCR clean, avec barrettes de capuchons, plates (10 × 12 barrettes)	0030 124 820	197,00 €
Eppendorf PCR Tubes , 0,2 mL		
PCR clean, incolore, 1 000 pièces	0030 124 332	144,00 €
Forensic DNA Grade, incolore, 500 pièces (10 sachets × 50 pièces)	0030 124 707	81,50 €
PCR clean, Barrettes 8 tubes, 120 unités (960 tubes)	0030 124 359	175,00 €
Eppendorf PCR Tubes , 0,5 mL, PCR clean, avec capuchon à charnière, transparent, 500 unités.	0030 124 537	49,30 €

PCR cap strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218	Réf.	Prix
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, bombés, 120 pièces (10 sachets × 12 pièces)	0030 124 839	58,50 €
Barrettes de capuchons , Barrettes de 8, plats, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 847	73,90 €
Barrettes de tubes PCR <i>real-time</i> , sans capuchons, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 882	163,00 €
Masterclear® Cap Strips et <i>real-time</i> PCR Tube Strips , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 890	258,00 €
Masterclear® Cap Strip , 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 132 874	99,20 €

Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Catalogue de produits Eppendorf, p. 218	Réf.	Prix
Eppendorf Fast PCR Tube Strips		
0,1 mL, sans couvercles, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 901	160,00 €
0,1 mL, avec barrettes de capuchons plats, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 910	231,00 €
0,1 mL, avec barrettes de capuchons bombés, PCR clean, 120 pièces (10 × 12 pièces)	0030 124 928	215,00 €

Eppendorf twin.tec® *real-time* PCR plates

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219	Réf.	Prix
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , jupée, 150 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 505	170,00 €
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 513	170,00 €
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , semi-jupée, 250 µL		
PCR clean, bleu, puits blanc, 25 plaques	0030 132 530	170,00 €
PCR clean, blanc, puits blanc, 25 plaques	0030 132 548	170,00 €
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , non jupée, low profile, 150 µL		
PCR clean, blanc, puits blanc, 20 plaques	0030 132 700	108,00 €
PCR clean, bleu, puits blanc, 20 plaques	0030 132 718	108,00 €
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , jupée, 150 µL		
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 636	66,50 €
Eppendorf twin.tec® 96 <i>real-time</i> PCR Plate , semi-jupée, 250 µL		
Forensic DNA Grade, blanc, puits blanc, 10 plaques, conditionnement individuel	0030 129 644	66,50 €

PCR-Cooler

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219	Réf.	Prix
Set de départ PCR-Cooler 0,2 mL , 1 rose, 1 bleu	3881 000 015	106,00 €
PCR-Cooler 0,2 mL , Rose	3881 000 023	57,90 €
PCR-Cooler 0,2 mL , Bleu	3881 000 031	57,90 €

Rack PCR

Catalogue de produits Eppendorf, p. 219	Réf.	Prix
PCR-Rack , couleurs assorties, 10 pièces	0030 124 545	149,00 €

Congélateurs verticaux ultra-basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 228-232	Réf.	Prix
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340011	13 843,60 €
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340021	14 543,20 €
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340031	13 843,60 €
CryoCube® F740h , 740 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740340041	14 543,20 €
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320011	15 327,60 €
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320021	16 048,40 €
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320031	15 327,60 €
CryoCube® F740hi , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320041	16 048,40 €
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320111	15 762,20 €
CryoCube® F740hiw , 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F740320131	15 762,20 €
CryoCube® F570n , 570 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571300031	11 190,00 €
CryoCube® F570h , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340031	12 140,00 €
CryoCube® F570hw , 570 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F571340131	13 130,00 €
Innova® U535 , 535 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz	U9430-0001	11 953,15 €
CryoCube® F440h , 440 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440340031	11 240,00 €
CryoCube® F440n , 440 L, classique, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 5 étagères, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F440300031	10 310,00 €
Innova® U360 , 360 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté gauche, 3 étagères, 230 V/50 Hz (EU), Union Européenne	U9425-0001	11 626,10 €
CryoCube® F101h , 101 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, poignée côté droit, 2 étagères, 230 V/50 Hz (EU)	F101340001	7 566,46 €

congélateurs coffres ultra basse température Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 228-232	Réf.	Prix
Innova® C760 , 760 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz	U9410-0001	13 936,55 €
CryoCube® FC660 , 660 L, classique, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F660300001	11 921,50 €
CryoCube® FC660h , 660 L, classique, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz (EU/GB)	F660320001	13 335,20 €
Innova® C585 , 585 L, classique, VIP, liquides de refroidissement classiques, refroidissement par air, 230 V/50 Hz	U9400-0001	12 385,70 €

Systèmes de secours CO₂ et LN₂ pour séries Innova® U101, U360, U535, U725/ -G, C585, C760, CryoCube® F101h et F740

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233	Réf.	Prix
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz (JP)	F652999005	1 591,00 €
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green ‘G’, (‘étroit’)	U9043-0002	1 343,00 €
Système de secours de LN₂ , 100 V/50 – 60 Hz (JP), Innova® Green ‘G’ / F740, sécurité LN ₂	F652999006	1 591,00 €
Système de secours de LN₂ , 115 – 220 V/60 Hz, Innova® et Green ‘G’, (‘étroit’)	U9044-0002	1 343,00 €
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green ‘G’, et série CryoCube® 740, (‘étroit’)	U9043-0004	1 591,00 €
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, Innova®, Green ‘G’, et série CryoCube® 740, (‘étroit’)	U9044-0004	1 591,00 €

Systèmes de sauvegarde CO₂ et LN₂ pour CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium U410, HEF® U410

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233	Réf.	Prix
Système de secours CO₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/ F570/ FC660, Premium et HEF®	U9043-0006	1 591,00 €
Système de secours de LN₂ , 120 – 220 V/60 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9044-0006	1 591,00 €
Système de secours CO₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/F570/FC660, Premium, et HEF®	U9043-0008	1 591,00 €
Système de secours de LN₂ , 230 V/50 Hz, CryoCube® série F440/ F570/FC660, Premium et HEF®	U9044-0008	1 591,00 €

Enregistreur de température

Catalogue de produits Eppendorf, p. 233	Réf.	Prix
Enregistreur de température (Type I)	P0625-2100	998,00 €
Stylos d’enregistreur de température (Type I) , 3 pièces	K0660-0051	56,40 €
Papier pour enregistreur de température (Type I) , 0 à -50 °C, 60 pièces	P0625-2111	79,80 €
Papier pour enregistreur de température (Type I) , -50 à -100 °C, 60 pièces	P0625-2110	79,80 €

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237	Réf.	Prix
Rack pour congélateur : Innova® U101, CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 210	157,94 €
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 910	157,94 €
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 310	148,40 €
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 410	133,56 €
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 062 510	133,56 €
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 210	117,66 €
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 910	117,66 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 310	112,36 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 410	98,37 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 061 510	112,36 €
Rack pour congélateur : Innova® U360, U535, U725, U725-G, CryoCube® F740 série (3 compartiments, standard)		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 210	187,62 €
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 910	173,84 €
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 310	169,60 €
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 410	157,94 €
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 012 510	157,94 €
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 210	165,36 €
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 910	166,42 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 310	163,24 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 410	126,14 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 510	126,14 €
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 011 110	193,98 €

Racks de congélateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix
Rack pour congélateur : Innova® U101, CryoCube® F101h		
Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF® U410, CryoCube® série F440/ F570, CryoCube® série F740 (5 compartiments, compartiment 1-4)		
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 210	160,06 €
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 910	157,94 €
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 310	154,76 €
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 022 410	154,76 €
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 210	128,26 €
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 910	126,14 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 310	117,66 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 410	118,72 €
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 021 110	170,66 €
Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (5 compartiments, MAX pour 5° comp.)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 210	179,14 €
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 910	168,54 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 310	157,94 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 410	147,34 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 510	133,56 €
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 081 110	204,58 €
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 210	217,30 €
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 910	181,26 €
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 310	185,50 €
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 410	169,60 €
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 082 510	164,30 €

Rack pour congélateur : CryoCube® F740 series (3 compartiments, MAX)

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix
Rack pour congélateur : série CryoCube® F740 (3 compartiments, MAX)		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 210	191,86 €
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 910	166,42 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 310	163,24 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 410	168,54 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 510	126,14 €
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 071 110	225,78 €
2 po/53 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 210	217,30 €
2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 910	173,84 €
3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 310	169,60 €
4 po/102 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 410	195,04 €
5 po/127 mm, tiroir, acier inoxydable	6001 072 510	157,94 €

Rack pour congélateur : Innova® C585, C760

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 210	106,00 €
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	89,99 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	85,54 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	96,46 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	106,00 €
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 110	116,60 €
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 010	180,20 €
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 211	116,60 €
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	101,65 €
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	102,93 €
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	106,00 €
Rack pour congélateur : Innova® C580, C760		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 111	127,20 €
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 040 011	193,98 €

Rack pour congélateur : Séries Innova® et CryoCube® FC660

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 210	93,70 €
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 910	89,99 €
3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 310	85,54 €
4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 410	96,46 €
5 po/127 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 510	106,00 €
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 110	105,05 €
MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 010	177,02 €
Tige de verrouillage, 2 po/53 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 211	106,00 €
Rack pour congélateur : série Innova® C580, C760, CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, 2,5 po/64 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 911	101,65 €
Tige de verrouillage, 3 po/76 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 311	102,93 €
Tige de verrouillage, 4 po/102 mm, chargement latéral, acier inoxydable	6001 000 411	106,00 €
Rack pour congélateur : série CryoCube® FC660		
Tige de verrouillage, DWP (53 mm), chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 111	116,60 €
Tige de verrouillage, MTP, chargement latéral, acier inoxydable	6001 050 011	187,62 €

Racks en aluminium

Catalogue de produits Eppendorf, p. 234-237

	Réf.	Prix
Rack pour congélateur vertical : Innova® U101, CryoCube® F101h		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3003	198,00 €
Rack pour congélateur vertical : Innova® U101, CryoCube® F101h		
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3004	153,00 €
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3005	109,00 €
Rack pour congélateurs coffres : Innova® C585, C760, série CryoCube® FC660		
2 po/53 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1690	143,00 €
3 po/76 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1700	135,00 €
4 po/102 mm, chargement latéral, aluminium	K0641-1750	130,00 €
Rack pour congélateur vertical : Innova® U360, U535, U725, U725-G, série CryoCube® F740 (3 compartiments)		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-3000	292,00 €
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-3001	228,00 €
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-3002	162,00 €
Rack pour congélateur vertical : série U410, CryoCube® série F440/ F570, CryoCube® série F740 (5 compartiments)		
2 po/53 mm, tiroir, aluminium	K0641-1900	173,00 €
3 po/76 mm, tiroir, aluminium	K0641-1890	159,00 €
4 po/102 mm, tiroir, aluminium	K0641-1880	143,00 €

Boîtiers de conservation Eppendorf

Catalogue de produits Eppendorf, p. 238

Boîtier de conservation 10 × 10 , freezer box, pour 100 cryotubes avec filetage int., 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 3 mL, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 9 × 9 , freezer box, pour 81 (cryo)tubes avec capuchon à visser de 4 – 5 mL, 2 unités, hauteur de 102 mm, 4 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 8 × 8 , freezer box, pour 64 tubes de 1 – 2 mL, 3 unités, hauteur de 53 mm, 2 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon à visser, 2 unités, hauteur de 76 mm, 3 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 5 × 5 , freezer box, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Storage Box 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 25 mL, 2 unités, hauteur de 89 mm, 3,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
Boîtier de conservation 3 × 3 , freezer box, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur de 127 mm, 5 po, polypropylène, pour congélation jusqu’à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique

Réf.	Prix
0030 140 508	27,20 €
0030 140 516	28,00 €
0030 140 540	19,40 €
0030 140 567	20,00 €
0030 140 524	28,00 €
0030 140 532	39,50 €
0030 140 613	20,00 €
0030 140 583	20,50 €
0030 140 729	20,80 €
0030 140 591	20,50 €

Boîtes de conservation en carton pour congélateurs et séparateurs

Catalogue de produits Eppendorf, p. 239

Boîtiers de conservation en carton pour congélateurs , blanche
53 mm de hauteur
76 mm de hauteur
102 mm de hauteur
Séparateurs pour boîtes de congélateurs
Diamètre maximal de tube 7 × 7 de 17,4 mm, contient 49 tubes
Diamètre maximal de tube 8 × 8 de 15 mm, contient 64 tubes
Diamètre maximal de tube 9 × 9 de 13 mm, contient 81 tubes
Diamètre maximal de tube 10 × 10 de 11,8 mm, contient 100 tubes

Réf.	Prix
B50-SQ	4,10 €
B75-SQ	4,80 €
B95-SQ	4,80 €
D49	4,10 €
D64	4,10 €
D81	4,10 €
D100	4,10 €

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 241

Eppendorf CryoStorage Vial , 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement

Réf.	Prix
0030 079 400	1 248,00 €
0030 079 418	1 290,00 €
0030 079 426	666,00 €

CryoStorage Vials

Catalogue de produits Eppendorf, p. 241

Eppendorf CryoStorage Vial , 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 0,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 1,5 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 2,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement
Eppendorf CryoStorage Vial , stérile, 4,0 mL, exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et d’endotoxines ; filetage ext., capuchon gris, avec 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), code linéaire et lisible à l’œil, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks emballés individuellement

Réf.	Prix
0030 079 434	688,00 €
0030 079 442	750,00 €
0030 079 450	1 290,00 €
0030 079 469	1 332,00 €
0030 079 477	688,00 €
0030 079 485	708,00 €
0030 079 493	770,00 €

SafeCode Tubes

Catalogue de produits Eppendorf, p. 242

Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, Biopur®, incolore, 100 tubes, emballés individuellement
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, 2D SafeCode, Forensic DNA Grade, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 500 tubes, racks emballés individuellement
Eppendorf Conical Tubes , 15 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, incolore, 500 tubes (10 sachets × 50 tubes), racks emballés individuellement
Eppendorf Conical Tubes , 50 mL, 2D SafeCode, Forensic DNA Grade, incolore, 48 tubes, racks emballés individuellement
Eppendorf Tubes® 5.0 mL , 5,0 mL, 2D SafeCode, PCR clean, incolore, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), racks emballés individuellement
Eppendorf Tubes® 5.0 mL avec capuchon à vis , 5 mL, 2D SafeCode, stérile, exempt d’agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN, 200 tubes (2 sachets × 100 tubes), racks emballés individuellement

Réf.	Prix
0030 113 403	POA
0030 113 420	POA
0030 113 438	POA
0030 113 446	POA
0030 113 489	POA
0030 113 497	POA
0030 113 519	POA
0030 113 462	POA
0030 113 500	POA

Eppendorf RackScan

Catalogue de produits Eppendorf, p. 243

Eppendorf RackScan s , Lecteur de codes latéraux des racks SBS et des boîtiers CryoStorage, accessoires pour la famille de produits RackScan, /50 – 60 Hz
Eppendorf RackScan b , lecteur (lecture par le bas) pour les tubes à code-barres 2D dans les racks SBS et les boîtiers CryoStorage, avec logiciel RackScan Analyzer, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)

Réf.	Prix
6002 000 014	1 382,00 €
6002 000 006	9 429,00 €

CellTram® 4r Air/Oil

Catalogue de produits Eppendorf, p. 246-247

CellTram® 4r Air , microinjecteur pneumatique, manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l’injection	Réf.	Prix
CellTram® 4r Oil , micro-injecteur hydraulique manuel, avec les rapports 1:1 and 1:10, pour la suspension et l’injection	5196 000 030	2 827,00 €
Kit de remplissage et de nettoyage , avec tuyau de remplissage, adaptateur Luer lock, 2 seringues pour CellTram® 4	5196 088 000	72,50 €
Tube d’injection d’air , trait de jauge blanc, DI 0,5 mm, 1,3 m de long	5196 061 004	66,80 €
Tube d’injection d’huile , trait de jauge bleu, DI 1,0 mm, 1,3 m de long	5196 089 006	66,80 €
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	217,00 €
Porte capillaire 4 (forme fine) , pour des injections à angle plat, pour les microcapillaires d’un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 062 000	221,00 €
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	44,10 €

Eporator®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 248

Eporator® , pour bactéries et levures, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)	Réf.	Prix
Eppendorf Cuvette Rack , 30 positions, pour cuves en verre et en plastique, polypropylène, positions numérotées, autoclavables, 2 pièces	4309 000 019 0030 119 851	3 278,00 € 45,60 €

TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 248

TransferMan® 4r , micromanipulateur avec joystick DualSpeed™ pour une commande directe et dynamique des mouvements, 100 – 240 V/50 Hz (EU), For research use only.	Réf.	Prix
	5193 000 012	16 240,00 €

InjectMan® 4

Catalogue de produits Eppendorf, p. 249

InjectMan® 4 , Micromanipulateur à contrôle du mouvement dynamique, 100 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	Réf.	Prix
	5192 000 019	15 740,00 €

Accessoires InjectMan® 4 et TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 249

Aide au positionnement , pour porte capillaire universel, porte capillaire 4, 2 pièces	Réf.	Prix
Kit de pièces de rechange , 1 glissière (complète), 2 vis de machine M2,5x6 (joint pivotant), 2 tiges filetées (tête d’angle), 2 ressorts de pression (vis moletée tête d’angle)	5192 072 001 5192 071 005	103,00 € 106,00 €
Support Headstage , pour préamplificateur	5192 073 008	112,00 €
Pédale , pour FemtoJet® 4i/4x	5252 070 020	176,00 €
Câble de raccordement , pour connecter le TransferMan® 4r/InjectMan® 4 au FemtoJet® 4i/4x	5192 082 007	77,10 €
Câble de raccordement , pour connecter les micromanipulateurs Eppendorf au FemtoJet® et au FemtoJet® express	5181 070 015	90,70 €
Câble de raccordement , pour connecter les micromanipulateurs d’Eppendorf à un PC ou à un PiezoXpert®	5181 150 094	74,20 €
Câble en y FJ4 , Câble en Y pour connecter le FemtoJet® 4i/4x à un PC et à TransferMan® 4r ou InjectMan® 4	5192 080 004	127,00 €
Câble en y PX , Câble en Y pour connecter le PiezoXpert® ou un PCR au TransferMan® 4r ou à l’InjectMan® 4 et au FemtoJet® 4i/4x	5192 081 000	127,00 €

Adaptateurs pour le InjectMan® 4, TransferMan® 4r

Catalogue de produits Eppendorf, p. 250

Adaptateur Leica® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Leica® DMI8, DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC et DM IRE 2	Réf.	Prix
Adaptateur Leica® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Leica® DM IL LED et HC	5192 301 000	702,00 €
Adaptateur Nikon® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Nikon® Eclipse® Diaphot 200, 300 et Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000	5192 302 007 5192 316 008	702,00 € 821,00 €
Adaptateur Nikon® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscope Nikon® Eclipse® Ts2R	5192 317 004	805,00 €
Adaptateur Nikon® 3 , pour systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Nikon® Eclipse Ti2-E/-A/-U	5192 318 000	702,00 €
Adaptateur Olympus® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Olympus® IX50, IX51, IX70, IX71, IX80 et IX81	5192 306 002	702,00 €
Adaptateur Olympus® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes de la série Olympus® IX3 (IX53, IX73, IX83) avec colonne d’éclairage standard	5192 307 009	632,00 €
Adaptateur Olympus® 3 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes de la série Olympus® IX3 (IX53, IX73, IX83) avec colonne d’éclairage spéciale IX2-ILL30	5192 308 005	632,00 €
Adaptateur Zeiss® 1 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscopes Zeiss® Axiovert® 200, Axio Observer A1, D1, Z1 et Axio Observer 3, 5 et 7	5192 311 006	702,00 €
Adaptateur Zeiss® 2 , systèmes de micromanipulation Eppendorf, pour microscope Zeiss® Axio Vert.A1	5192 312 002	821,00 €
Potence universelle , pour le montage des micromanipulateurs Eppendorf sur des microscopes droits et des microscopes stéréoscopiques indépendamment du pied de microscope utilisé	5192 325 007	858,00 €
Adapter bridge , pour monter le TransferMan® 4 et InjectMan® 4 sur les adaptateurs de microscope des modèles précédents TransferMan NK2, InjectMan NI2 et PatchMan NP2.	5192 321 001	477,00 €

Antivibration pad

Catalogue de produits Eppendorf, p. 251

Pad antivibration XS , plage de poids 4,5 – 6,0 kg	Réf.	Prix
Pad antivibration S , plage de poids 6,0 – 8,0 kg	5181 301 009	512,00 €
Pad antivibration M , plage de poids 8,0 – 10,0 kg	5181 303 001	512,00 €
Pad antivibration L , plage de poids 10,0 – 12,5 kg	5181 305 004	512,00 €
Pad antivibration XL , plage de poids 12,5 – 16,5 kg	5181 307 007	512,00 €
	5181 309 000	512,00 €

PiezoXpert®

Catalogue de produits Eppendorf, p. 252

PiezoXpert® , pour la micromanipulation piézo-assistée, avec actionneur 2, pédale et entretoise et mandrin 4 taille 0, 100 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	Réf.	Prix
Piezo Drill Tip ES , pour transfert CES piézo-assisté de souris (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5194 000 016	12 520,00 €
Piezo Drill Tip ICSI , pour ICSI piézo-assistée de souris (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 25 °, diamètre intérieur 6 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 095	454,00 €
Actionneur 2 , pour micromanipulation piézo-assistée, comme accessoire pour PiezoXpert®	5195 000 087	454,00 €
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5194 075 156 5196 082 001	1 512,00 € 44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	44,10 €
Adaptateur de tube , lot de 2, pour la connexion de tubes d’un diamètre extérieur de 2 mm ou 3 mm avec le porte capillaire universel et le porte capillaire 4	5194 075 407	59,60 €

FemtoJet® 4i et FemtoJet® 4x

Catalogue de produits Eppendorf, p. 253	Réf.	Prix
FemtoJet® 4i , microinjecteur programmable avec alimentation en pression intégrée, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz, avec pédale	5252 000 013	7 310,00 €
FemtoJet® 4x , microinjecteur programmable avec alimentation en pression externe (non fournie), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz, avec pédale	5253 000 017	5 956,00 €
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	217,00 €
Porte capillaire 4 (forme fine) , pour des injections à angle plat, pour les microcapillaires d’un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 062 000	221,00 €
Tube d’injection , pour porte capillaire universel et porte capillaire 4, 2 m	5252 070 054	59,10 €
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	44,10 €
Souris , pour déclencher la fonction d’injection	5252 070 011	58,50 €
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	44,10 €
Kit de mandrin 4 (forme fine) , pour porte capillaire 4 (forme fine) incl. 6 joints toriques et 2 entretoises, pour capillaires d’un diamètre extérieur de 1,0 mm	5196 063 007	44,10 €
Câble en y FJ4 , Câble en Y pour connecter le FemtoJet® 4i/4x à un PC et à TransferMan® 4r ou InjectMan® 4	5192 080 004	127,00 €
Câble en y PX , Câble en Y pour connecter le PiezoXpert® ou un PCR au TransferMan® 4r ou à l’InjectMan® 4 et au FemtoJet® 4i/4x	5192 081 000	127,00 €

Eppendorf Microcapillaries

Catalogue de produits Eppendorf, p. 254-255	Réf.	Prix
Pointe pour biopsie I , capillaire pour biopsie assistée par laser de cellules et organites (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 19 µm, pied 1,9 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 052	454,00 €
Pointe pour biopsie II , capillaire pour biopsie assistée par laser de cellules et organites (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 15 °, diamètre intérieur 20 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 060	454,00 €
Femtotips® , capillaire d’injection (uniquement pour la recherche), sterile, 20 pièces, sterile, 20 pièces	5242 952 008	127,00 €
Femtotip II , capillaire d’injection (uniquement pour la recherche), sterile, 20 pièces, sterile, 20 pièces	5242 957 000	127,00 €
VacuTip I , capillaire pour la contention (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 35 ° , diamètre intérieur 15 µm, diamètre extérieur 100 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 036	443,00 €
VacuTip II , capillaire pour la contention (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 25 ° , diamètre intérieur 60 µm, diamètre extérieur 110 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 044	454,00 €
TransferTip® RP (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,5 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 010	582,00 €
TransferTip® R (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 028	582,00 €
TransferTip® F (ICSI) , pour injection de spermatozoïdes selon la technique ICSI (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 35 °, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,4 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 001	583,00 €
TransferTip® (ES) , pour transfert CES (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 1 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 079	583,00 €
Piezo Drill Tip ES , pour transfert CES piézo-assisté de souris (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 20 °, diamètre intérieur 15 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 095	454,00 €
Piezo Drill Tip ICSI , pour ICSI piézo-assistée de souris (uniquement pour la recherche), angle d’inclinaison de la pointe 25 °, diamètre intérieur 6 µm, pied 6 mm, sterile, 25 pièces, sterile, 25 pièces	5195 000 087	454,00 €
Microloader™ , pointe pour le remplissage de Femtotips® et autres microcapillaires en verre, stérile (uniquement pour la recherche), 0,5 – 20 µL, 100 mm, gris clair, 192 pièces (2 racks × 96 pièces)	5242 956 003	94,40 €

CellXpert® C170i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 262-263	Réf.	Prix
CellXpert® C170i		
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 011	9 614,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 511	13 540,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du taux d’humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 111	10 900,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle du niveau d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 211	10 260,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 311	11 540,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 011	11 690,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 811	17 580,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 511	15 360,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 021	9 614,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 521	15 360,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 521	13 540,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du taux d’humidité, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 121	10 900,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, contrôle du niveau d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 221	10 260,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 321	11 540,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 021	11 690,00 €
porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 821	17 580,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 041	11 360,00 €
mAb-Discovery Bundle: Cell Culture Screening Solution		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), Pour tests de dépistage. Le bundle contient : CellXpert® C170i	6731 000 341	13 290,00 €
CellXpert® C170i		
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 841	17 250,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 041	13 440,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 341	15 360,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (0,1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 002 041	14 390,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 051	11 360,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 351	13 290,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, pack cuivre, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 000 851	17 250,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), package de contrôle du taux d’humidité et d’eau, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 351	15 360,00 €
porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 051	13 440,00 €
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 081	13 870,00 €
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté droit, Contrôle de l’oxygène (0,1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 002 081	14 830,00 €
porte intérieure avec 8 segments de porte, poignée côté gauche, Contrôle de l’oxygène (1 – 20 %), 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6731 001 091	13 870,00 €

Étagères CellXpert® C170/C170i, bacs à eau et châssis de superposition

Catalogue de produits Eppendorf, p. 262-263	Réf.	Prix
Châssis d’empilage, cadre d’empilement inférieur , avec roulettes	6731 070 093	983,00 €
Châssis d’empilage, cadre supérieur	6731 070 085	328,00 €
Châssis d’empilage universel, cadre supérieur , CellXpert avec d’autres incubateurs à CO ₂ de 170 L	6731 070 158	314,00 €
Kit de bac à eau en cuivre et 4 étagères en cuivre pour les incubateurs de 170 L	6731 080 013	2 600,00 €
Bac à eau en cuivre , pour incubateurs de 170 L	P0628-6260	745,00 €
Étagères en cuivre , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 106	1 471,00 €
Étagères , pour les incubateurs de 170 L, 2 pièces	6710 859 009	370,00 €
Étagère , pour incubateurs à CO ₂ de 170 L, acier inoxydable, 1 pièce	6731 070 123	199,00 €
Rack d’étagère pour 8 étagères , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6390	259,00 €
Bac à eau , pour les incubateurs de 170 L	P0628-6140	126,00 €
Door lock , for CellXpert® C170i CO ₂ incubators, retrofittable, no service required	6731 070 166	195,00 €

Incubateurs à CO₂

CellXpert® C170

Catalogue de produits Eppendorf, p. 264	Réf.	Prix
CellXpert® C170, porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6734 000 011	8 232,17 €
CellXpert® C170, porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)	6734 000 041	10 002,46 €

New Brunswick™ S41i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 265	Réf.	Prix
New Brunswick™ S41i, 170 L, Agitateur incubateur CO ₂ avec étagère intérieure et commande d’écran tactile, 1 étagère, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	S41I230011	15 767,50 €
Plateforme interchangeable pour New Brunswick™ S41i, 36 × 61 cm (14 × 24 in)		
Plateforme universelle	M1334-9920	684,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 125 mL, livrée avec 32 pinces préinstallées	M1334-9921	785,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 250 mL, livrée avec 24 pinces préinstallées	M1334-9922	736,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 500 mL, livrée avec 15 pinces préinstallées	M1334-9923	724,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 1 L, livrée avec 11 pinces préinstallées	M1334-9924	715,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2 L, livrée avec 6 pinces préinstallées	M1334-9925	715,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 2,8 L, livrée avec 3 pinces préinstallées	M1334-9926	715,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer de 4 L, livrée avec 3 pinces préinstallées	M1334-9927	715,00 €
Kit de superposition, permet d’empiler jusqu’à 2 agitateurs New Brunswick™ S41i l’un sur l’autre	P0628-6502	1 255,00 €
Étagère additionnelle pour New Brunswick™ S41i, perforée, peut être aisément ajoutée au New Brunswick™ S41i pour la culture statique de cellules adhérentes	P0628-6181	258,00 €
Tapis adhésif, kit adaptateur, 2 feuilles d’aluminium anodisé, chacune de 15,2 × 45,7 cm (6 × 18 po)	M1250-9504	191,00 €
Tapis adhésif, 20 × 20 cm (8 × 8 po), Compatible platform or adapter kit necessary	M1250-9700	79,50 €

Galaxy® 48 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 266	Réf.	Prix
Galaxy® 48 R, 48 L, Stock, 230 V/50/60 Hz		
230 V/50/60 Hz (EU), Standard	C048300001	5 920,10 €
230 V/50/60 Hz (EU), Régulation 1 – 19 % O ₂	C048320001	8 039,04 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température	C048310001	6 747,96 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 –19 % O ₂	C048330001	8 836,16 €
Galaxy® 48 R, 48 L, Fabriqué sur commande, 230 V/50/60 Hz		
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, porte intérieure à 2 battants	C048312001	7 615,04 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19% O ₂	C048310041	10 431,46 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19 % O ₂ , pack humidité	C048310061	12 306,60 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 0,1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants	C048312041	11 289,00 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation O ₂ 0,1 – 19 %, porte intérieure à 2 battants, pack humidité	C048312061	13 154,60 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants	C048332001	9 704,30 €
230 V/50/60 Hz (EU), Désinfection haute température, régulation 1 – 19 % O ₂ , porte intérieure à 2 battants, pack humidité	C048332011	11 575,20 €

Incubateurs à CO₂

Galaxy® 48 R, étagères, bacs et pièce d’appui d’empilage

Catalogue de produits Eppendorf, p. 266	Réf.	Prix
Cadre d’empilage du bas pour 48R, avec roulettes	6705 070 103	421,00 €
Cadre d’empilage supérieur	6705 070 111	218,00 €
Support sous la paillasse	6705 070 120	357,00 €
Porte intérieure 2 battants, amélioration pour 48R	6705 851 040	620,00 €
Rack d’étagères multi-positions, position 6	6705 851 016	390,00 €
Étagère supplémentaire, perforée	P0628-5080	112,00 €

Accessoires pour incubateurs à CO₂

Catalogue de produits Eppendorf, p. 267	Réf.	Prix
Filtre HEPA 25 mm	P0628-5060	66,60 €
In-line gas filter, 2 pièces	6710 070 251	53,60 €
Analyseur de gaz électronique de CO ₂ , O ₂ et d’humidité de l’air	P0628-7890	3 459,00 €
Unité de changement automatique de bouteille de CO ₂	P0628-5000	1 299,00 €
Sonde de température, pointe 100 mm pour analyseur de gaz	P0628-7880	230,00 €
Sonde de température, pointe 5 mm pour analyseur de gaz	P0628-7881	96,20 €
Analyseur de gaz électronique de CO ₂ , 1 pièce	P0628-6150	2 270,00 €
Analyseur de gaz électronique de CO ₂ et d’O ₂ , 1 pièce	P0628-6831	2 532,00 €

Agitateurs de laboratoire

Innova® S44i

Catalogue de produits Eppendorf, p. 274-275	Réf.	Prix
Innova® S44i, non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I300001	18 490,00 €
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in)	S44I310001	21 080,00 €
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 2,5 cm (1 in), lampes LED photosynthétiques	S44I311001	24 030,00 €
Innova® S44i, non réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I320001	18 490,00 €
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in)	S44I330001	21 080,00 €
Innova® S44i, réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50/60 Hz (EU), orbite 5,1 cm (2 in), lampes LED photosynthétiques	S44I331001	24 030,00 €
Base de positionnement, 10,16 cm (4 po), Innova® S44i	S44I041001	679,00 €
Base de positionnement, 30,48 cm (12 po), Innova® S44i	S44I041002	1 244,00 €
Kit de superposition, pour double empilage d’Innova® S44i	S44I041005	373,00 €
Kit de superposition, pour Innova® S44i sur Innova® 44/44R	S44I041006	373,00 €
Kit de superposition, pour triple empilage d’Innova® S44i	S44I041003	1 116,00 €
Étagère d’incubation statique, Innova® S44i	S44I042001	359,00 €
Couvre-vitre occultant, amovible, Innova® S44i	S44I042002	272,00 €
Plateforme universelle, 76 x 62 cm, Innova® S44i	S44I040001	1 129,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL, 86 pinces	S44I040002	1 475,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL, 53 pinces	S44I040003	1 363,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL, 39 pinces	S44I040004	1 279,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Lauber Thomson 2 L, 15 pinces	S44I040010	1 405,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L, 23 pinces	S44I040005	1 211,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L, 15 pinces	S44I040006	1 143,00 €

New Brunswick™ Innova® 44/44R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 276	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 44		
3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0002	14 680,00 €
3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0012	14 680,00 €
New Brunswick™ Innova® 44R		
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1282-0006	18 060,00 €
réfrigérée, 3 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1282-0016	18 060,00 €
Kit de superposition, pour empiler un 44 ou 44R supplémentaire (3 x Innova® 44/44R peuvent être placés dans un seul empilage)	M1282-0500	364,00 €
Option d’alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	394,00 €
Plateforme universelle pour Innova® 44/44R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d’autres plateformes de 76 x 46 cm., Plateforme universelle	M1282-9904	1 157,00 €
Plateforme en aluminium pour Innova® 44/44R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d’autres plateformes de 76 x 46 cm.		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1282-9905	1 511,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1282-9906	1 397,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1282-9907	1 310,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1282-9908	1 240,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1282-9909	1 171,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Fernbach 2,8 L	M1282-9910	1 240,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 4 L	M1282-9911	1 171,00 €
Plateforme pour tapis adhésif, tapis adhésifs vendus séparément	M1282-9913	819,00 €
Plateforme robuste pour plaques en aluminium de 0,95 cm d’épaisseur pour les Innova® 44/44R uniquement, 76 x 46 cm (30 x 18 in), non interchangeable avec d’autres plateformes de 76 x 46 cm Les plateformes robustes sont recommandées pour l’agitation de chargements complets de flacons d’1 L et plus contenant plus de 20 % de volume ou lors de l’utilisation de déflecteurs.		
Plateforme universelle robuste	M1282-9915	1 389,00 €
Plateforme dédiée robuste, pour flacons Erlenmeyer de 1 L	M1282-9925	1 491,00 €
Plateforme dédiée robuste, pour flacons Erlenmeyer de 2 L	M1282-9926	1 412,00 €
Bases de positionnement, augmente la hauteur d’un agitateur pour une plus grande facilité d’accès		
pour Innova® 44/44R, 10,2 cm, court	M1282-0600	663,00 €
pour Innova® 44/44R, 30,5 cm, moyen	M1282-0800	1 215,00 €
pour Innova® 44/44R, 40,6 cm, grand	M1282-0700	1 317,00 €
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1282-0291	742,00 €
Contrôle du taux d’humidité, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1282-5011	1 004,00 €
Lampe UV germicide, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1282-9921	2 004,00 €
Dispositif d’éclairage photosynthétique, pour Innova® 44R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1282-9922	2 004,00 €

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 43/43R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 277	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 43		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1320-0002	15 050,00 €
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1320-0012	15 050,00 €
New Brunswick™ Innova® 43R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1320-0006	17 070,00 €
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1320-0016	17 070,00 €
Dispositif d’éclairage photosynthétique, pour Innova® 43R seulement	M1320-0300	1 909,00 €
Lampe UV germicide, dans le flux d’air en dehors de la chambre, réduit la charge microbienne de l’air en circulation, Innova® 43R uniquement	M1320-0400	1 909,00 €
Alimentation en gaz à 12 voies, permet l’injection directe de gaz dans les flacons	M1320-0500	707,00 €
Contrôle du taux d’humidité, for use with spill pan as water reservoir, pour Innova® 43/43R	M1320-0600	956,00 €
Option d’alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	394,00 €
Plateforme pour Innova® 2300/43/43R et Excella® E10/E25/E25R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), en aluminium, Plateforme universelle	M1250-9920	1 137,00 €
Plateforme pour Innova® 2300/43/43R et Excella® E10/E25/E25R, 76 x 46 cm (30 x 18 in), en aluminium		
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1191-9908	1 514,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1191-9909	1 472,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1191-9910	1 363,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1191-9911	1 277,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	AG-1	1 268,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	AG-2	1 248,00 €
Plateforme à tapis adhésif pour Innova® 2300/43, 76 x 46 cm (30 x 18 in), tapis adhésifs en aluminium anodisé vendus séparément	M1250-9904	780,00 €
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2300, usable as a stand-alone – no other platform required	AG-00	916,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf France S.A.S. · 2 à 6 rue du Château d’Eau · 78360 Montesson · France · eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr · www.eppendorf.com/eshop

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 42/42R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 278	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 42		
2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1335-0002	10 440,00 €
2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1335-0012	10 440,00 €
New Brunswick™ Innova® 42R		
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1335-0006	11 850,00 €
réfrigérée, 2 unités empilables, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1335-0016	11 850,00 €
Kit de superposition, pour empiler des unités Innova® 42/42R	M1335-0800	363,00 €
Kit de superposition, pour empiler les unités Innova® 4200/4230 sur les agitateurs Innova® 42/42R	M1335-0810	520,00 €
Option d’alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	394,00 €
Étagère perforée et fixations supplémentaires, pour Innova® 42/42R	M1335-0080	242,00 €
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 46 × 46 cm (18 × 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	825,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 032,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	912,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	843,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	843,00 €
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	592,00 €
Kit de rechange rapide pour plateformes, permet l’attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	475,00 €
Tiroir pour culture, (hauteur ajustable) empêche les plaques de sécher	M1335-0501	845,00 €
Porte-tube, maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/ Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	743,00 €
Barre supplémentaire, pour porte-tube (une barre supplémentaire), d’agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	231,00 €
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42, usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	676,00 €
Bac de récupération, pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	213,00 €
Dispositif d’éclairage photosynthétique, Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1335-0300	2 004,00 €
Lampe UV germicide, Innova® 42R seul, programmable – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1335-0400	2 004,00 €
Contrôle du taux d’humidité, pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1335-0500	1 004,00 €
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 42/42R – contactez Eppendorf pour les options d’installation	M1335-0600	742,00 €

New Brunswick™ Innova® 40/40R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 279	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 40		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0082	8 984,00 €
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0092	8 984,00 €
New Brunswick™ Innova® 40R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1299-0086	10 540,00 €
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1299-0096	10 540,00 €
Option d’alarme à distance, pour Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40	M1320-8029	394,00 €
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 46 × 46 cm (18 × 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	825,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 032,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	912,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	843,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	843,00 €
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	592,00 €

Prix de détail recommandé par le fabricant. Prix hors TVA.
Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Agitateurs de laboratoire

New Brunswick™ Innova® 40/40R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 279	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 40		
Kit de rechange rapide pour plateformes, permet l’attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	475,00 €
Porte-tube, maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	743,00 €
Barre supplémentaire, pour porte-tube (une barre supplémentaire), d’agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	231,00 €
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42, usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	676,00 €
Bac de récupération, pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	213,00 €

New Brunswick™ Excella® E24/E24R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 280	Réf.	Prix
New Brunswick™ Excella® E24		
non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1352-0002	6 928,00 €
New Brunswick™ Excella® E24R		
réfrigérée, non empilable, 230 V/50 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1352-0006	9 442,00 €
Plateformes pour Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 46 × 46 cm (18 × 18 in), résine phénolique (sauf mention contraire)		
Plateforme universelle, en aluminium	M1250-9902	825,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL	M1194-9903	1 032,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL	M1194-9904	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL	M1194-9905	912,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL	M1194-9906	880,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L	M1194-9907	843,00 €
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L	M1194-9908	843,00 €
Plateforme antidérapante, tapis adhésifs vendus séparément – aluminium anodisé	M1250-9903	592,00 €
Kit de rechange rapide pour plateformes, permet l’attachement de plateforme sans outils, pour Innova® 2100/4000/4080/4230	M1192-9901	475,00 €
Porte-tube, maintient les portoirs et les récipients entre des barres avec doublés de caoutchouc, pour Innova® 2100/Innova® 40 /Innova® 42/Excella® 24	M1194-9909	743,00 €
Barre supplémentaire, pour porte-tube (une barre supplémentaire), d’agitateurs de laboratoire Innova 40/42/2100 et Excella 24	M1194-9923	231,00 €
Plateau antidérapant avec surface antidérapante en caoutchouc pour Innova® 2100, 40, 42, usable as a stand-alone – no other platform required	M1194-9910	676,00 €
Bac de récupération, pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	213,00 €

Agitateurs à plateforme

Catalogue de produits Eppendorf, p. 281	Réf.	Prix
New Brunswick™ Innova® 2000, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1190-0002	2 860,94 €
New Brunswick™ Innova® 2050, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1190-0012	3 052,80 €
New Brunswick™ Innova® 2100, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1194-0002	4 229,40 €
New Brunswick™ Innova® 2150, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 1,9 cm (0,75 in)	M1194-0012	4 615,24 €
New Brunswick™ Innova® 2300, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1191-0002	7 020,38 €
New Brunswick™ Innova® 2300, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1191-0022	7 400,92 €
New Brunswick™ Innova® 2350, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 2,5 cm (1 in)	M1191-0012	7 650,02 €
New Brunswick™ Innova® 2350, plateforme vendue séparément, 220/230 V/50/60 Hz, orbite 5,1 cm (2 in)	M1191-0032	8 016,78 €

Systèmes de rack pour Innova 5050/5051

Catalogue de produits Eppendorf, p. 282	Réf.	Prix
Système de portoirs New Brunswick™ Innova® 5050, 230/240 V/50/60 Hz	M1232-0101	5 978,00 €
Extension de portoir New Brunswick™ Innova® 5051, 230/240 V/50/60 Hz	M1232-0111	4 032,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf France S.A.S. · 2 à 6 rue du Château d’Eau · 78360 Montesson · France · eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr · www.eppendorf.com/eshop

Pinces et accessoires pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 283	Réf.	Prix
Portoir de tube , petit, 30 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 48 tubes	M1289-0001	321,00 €
12 – 15 mm de diamètre, 34 tubes	M1289-0002	321,00 €
15 – 18 mm de diamètre, 24 tubes	M1289-0003	321,00 €
18 – 21 mm de diamètre, 18 tubes	M1289-0004	321,00 €
22 – 26 mm de diamètre, 13 tubes	M1289-0005	321,00 €
26 – 30 mm de diamètre, 12 tubes	M1289-0006	321,00 €
Portoir de tube , moyen, 36 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0010	321,00 €
12 – 15 mm de diamètre, 44 tubes	M1289-0020	321,00 €
15 – 18 mm de diamètre, 31 tubes	M1289-0030	321,00 €
18 – 21 mm de diamètre, 23 tubes	M1289-0040	321,00 €
22 – 26 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0050	321,00 €
26 – 30 mm de diamètre, 16 tubes	M1289-0060	321,00 €
Portoir de tube , grand, 45 × 8 × 12,9 cm		
8 – 11 mm de diamètre, 80 tubes	M1289-0100	321,00 €
12 – 15 mm de diamètre, 60 tubes	M1289-0200	321,00 €
15 – 18 mm de diamètre, 42 tubes	M1289-0300	321,00 €
18 – 21 mm de diamètre, 30 tubes	M1289-0400	321,00 €
22 – 26 mm de diamètre, 22 tubes	M1289-0500	321,00 €
26 – 30 mm de diamètre, 20 tubes	M1289-0600	321,00 €
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	102,00 €
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	102,00 €
Support de portoir de tubes incliné , pour les portoirs de tubes et les microplaques fournis par l'utilisateur	TTR-210	335,00 €
Angled Test Tube Rack Spacer Bar , for use with TTR-210		
to accommodate test tubes racks that are less than 13 mm (5 in) wide	TTR-215	112,00 €
Rack microplaque, couche simple , pour une seule couche de cinq plaques	TTR-221	335,00 €
Rack microplaque, pile , empiler trois plaques Deepwell ou neuf plaques standard	M1289-0700	321,00 €
Tapis adhésif, kit adaptateur , 2 feuilles d'aluminium anodisé, chacune de 15,2 × 45,7 cm (6 × 18 po)	M1250-9504	191,00 €
Ruban adhésif , Rouleau 23 m × 3,8 cm (75 pieds × 1,5 po) roll	M1250-9600	279,00 €
Tapis adhésif , 20 × 20 cm (8 × 8 po), Compatible platform or adapter kit necessary	M1250-9700	79,50 €
Bac de récupération , pour recueillir les déversements involontaires, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9920	M1250-9921	231,00 €
Bac de récupération , pour récupérer les déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-9902	M1250-9906	213,00 €

Pinces pour plateformes universelles

Catalogue de produits Eppendorf, p. 284-285	Réf.	Prix
Pince		
pour flacons Erlenmeyer de 10 mL	ACE-10S	19,60 €
pour flacons Erlenmeyer de 25 mL	M1190-9004	19,70 €
pour flacons Erlenmeyer de 50 mL	M1190-9000	20,70 €
pour flacons Erlenmeyer de 125 mL	M1190-9001	21,80 €
pour flacons Erlenmeyer de 250 mL	M1190-9002	31,10 €
pour flacons Erlenmeyer de 500 mL	M1190-9003	36,80 €
pour flacons Erlenmeyer de 1 L	ACE-1000S	48,40 €
pour flacons Erlenmeyer à col large de 2 L (DIN-ISO 24450)	ACE-2000S	76,00 €
pour flacons Erlenmeyer de 3 L	ACE-3000S	88,30 €
pour flacons Erlenmeyer de 4 L	ACE-4000S	86,80 €
pour flacons Erlenmeyer de 5 L	ACE-5000S	94,30 €
pour flacons Erlenmeyer de 6 L	ACE-6000S	104,00 €
pour flacons Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson ou Corning à col étroit de 2 L	M1190-9005	111,00 €
pour flacons Fernbach de 2,8 L	ACFE-2800S	96,60 €
Pince , pour flacons de milieu de 1 L	ACSB-1000S	102,00 €
Pince , pour flacons de 500 mL et bioréacteurs TPP de 450 mL ou 600 mL	ACSB-500S	102,00 €

MiniSpin®/MiniSpin® plus

Catalogue de produits Eppendorf, p. 324	Réf.	Prix
Centrifuge MiniSpin® (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5452 000 018	1 061,00 €
Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5453 000 011	1 379,00 €
Rotor F-45-12-11 , angle de 45°, 12 positions, diamètre max. de tube de 11 mm, avec couvercle de rotor et écrou de rotor, MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 720 008	247,00 €
Rotor F-55-16-5 PCR , angle de 55°, 16 positions, diamètre max. de tube de 5 mm, avec couvercle de rotor (aluminium), MiniSpin®/MiniSpin® plus	5452 727 007	277,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5418 et Centrifuge 5418 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 325	Réf.	Prix
Centrifuge 5418 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5401 000 013	4 836,00 €
Adaptateur , pour 1 Tube PCR (0,2 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 715 005	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Tube (0,5 mL, max. Ø 8 mm) ou 1 Microtainer® (0,6 mL, max. Ø 8 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 716 001	14,60 €
Adaptateur , pour 1 Microtube (0,4 mL, max. Ø 6 mm), pour tous les rotors 1,5/2,0 mL, 6 pièces	5425 717 008	14,60 €

Centrifuge 5420

Catalogue de produits Eppendorf, p. 326	Réf.	Prix
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50/60 Hz (EU)	5420 000 210	1 748,00 €
Centrifuge 5420 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor anti-aérosols FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5420 000 016	2 130,00 €

Centrifuge 5425/5425 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 327	Réf.	Prix
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 212	2 175,00 €
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 611	2 175,00 €
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 018	2 697,00 €
Centrifuge 5425 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5405 000 417	2 697,00 €
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 216	5 098,00 €
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 615	5 098,00 €
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 011	5 479,00 €
Centrifuge 5425 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5406 000 410	5 479,00 €

Centrifuge 5427 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 328	Réf.	Prix
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 012	5 857,00 €
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-12-17, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 632	6 383,00 €
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 535	6 175,00 €
Centrifuge 5427 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5409 000 217	6 277,00 €

Centrifuge 5430 et Centrifuge 5430 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 329	Réf.	Prix
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 011	3 422,00 €
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 615	3 422,00 €
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 216	3 861,00 €
Centrifuge 5430 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5427 000 410	3 861,00 €
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 210	6 962,00 €
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 619	6 962,00 €
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 015	7 224,00 €
Centrifuge 5430 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5428 000 414	7 224,00 €

Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Catalogue de produits Eppendorf, p. 330	Réf.	Prix
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 019	1 893,00 €
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 329	3 113,00 €
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 012	4 490,00 €
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin, 13 / 16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 322	5 587,00 €
Centrifuge 5702 R (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5703 000 420	5 451,00 €
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD) , boutons rotatifs, réfrigérée/thermostatée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5704 000 016	5 075,00 €
Centrifuge 5702 (EU-IVD) , boutons rotatifs, non réfrigérée, avec Rotor A-4-38, y compris adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 – 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond 2,6 – 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5702 000 510	3 197,00 €

Centrifuge 5804 et Centrifuge 5804 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 331-332	Réf.	Prix
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 013	3 991,00 €
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 323	5 335,00 €
Centrifuge 5804 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5804 000 528	6 409,00 €
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 017	7 090,00 €
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-44 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 327	8 125,00 €
Centrifuge 5804 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-72 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5805 000 629	8 929,00 €

Centrifugeuses et rotors

Centrifuge 5810 et Centrifuge 5810 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 331-332	Réf.	Prix
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 017	5 240,00 €
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 327	6 989,00 €
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 424	7 857,00 €
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 521	8 413,00 €
Centrifuge 5810 (EU-IVD) , clavier, non réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5810 000 629	8 413,00 €
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 010	8 782,00 €
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 320	10 180,00 €
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor A-4-81 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 428	11 050,00 €
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 622	11 600,00 €
Centrifuge 5810 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4-104 y compris adaptateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5811 000 827	11 600,00 €

Centrifuge 5910 Ri

Catalogue de produits Eppendorf, p. 333	Réf.	Prix
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 017	10 360,00 €
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4x750, avec nacelles rondes et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 511	12 890,00 €
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 319	13 470,00 €
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD) , interface tactile, réfrigérée, avec rotor S-4xUniversal, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5943 000 211	13 570,00 €

Centrifuge 5920 R

Catalogue de produits Eppendorf, p. 334	Réf.	Prix
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 018	11 220,00 €
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, nacelles haute capacité et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 212	14 140,00 €
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 417	13 670,00 €
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 310	13 670,00 €
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 816	14 460,00 €
Centrifuge 5920 R (EU-IVD) , clavier, réfrigérée, avec Rotor S-4xUniversal-Large, avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques et plaques de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)	5948 000 914	14 780,00 €

Micromanipulation

TransferMan® 4m

Catalogue de produits Eppendorf, p. 336	Réf.	Prix
TransferMan® 4m , micromanipulateur avec joystick DualSpeed™ pour une commande directe et dynamique des mouvements, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, Le TransferMan® 4m a été conçu et fabriqué pour aider à positionner des microoutils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre) sous le microscope au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI).	5191 000 015	16 980,00 €

CellTram® 4m Air/Oil

Catalogue de produits Eppendorf, p. 337-338	Réf.	Prix
CellTram® 4m Air , microinjecteur pneumatique, manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l’injection, Le CellTram® 4m Air a été conçu et fabriqué pour aider à injecter et à aspirer des cellules ou des éléments de cellules au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI), à l’aide de micro-outils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre).	5196 000 021	2 114,00 €
CellTram® 4m Oil , microinjecteur hydraulique manuel, avec des rapports 1:1 et 1:10 pour la suspension et l’injection, Le CellTram® 4m Oil a été conçu et fabriqué pour aider à injecter et à aspirer des cellules ou des éléments de cellules au cours de procédures de procréation médicalement assistée (PMA) comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) ou le prélèvement de matériel génétique en vue d’un diagnostic préimplantatoire (DPI), à l’aide de micro-outils (par ex. des microcapillaires ou des micropipettes en verre).	5196 000 048	3 109,00 €
Kit de remplissage et de nettoyage , avec tuyau de remplissage, adaptateur Luer lock, 2 seringues pour CellTram® 4	5196 088 000	72,50 €
Tube d’injection d’air , trait de jauge blanc, DI 0,5 mm, 1,3 m de long	5196 061 004	66,80 €
Tube d’injection d’huile , trait de jauge bleu, DI 1,0 mm, 1,3 m de long	5196 089 006	66,80 €
Support de capillaire 4 , pour le montage de microcapillaires	5196 081 005	217,00 €
Kit de joint torique 4 , avec 10 joints toriques grands, 10 joints toriques petits, 2 entretoises, outil de retrait de joints toriques pour kit de mandrin 4	5196 086 007	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 0 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,0 et 1,1 mm (1 uniquement)	5196 082 001	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 1 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,2 et 1,3 mm (1 uniquement)	5196 083 008	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 2 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 1,4 et 1,5 mm (1 uniquement)	5196 084 004	44,10 €
Kit de mandrin 4 taille 3 , pour microcapillaires de diamètre extérieur compris entre 0,7 et 0,9 mm (1 uniquement)	5196 085 000	44,10 €

Conditions générales de vente Eppendorf France S.A.S.

ARTICLE 1 - GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société Eppendorf France, dont le siège social est situé au 2 à 6 rue du château d’Eau, 78360 Montesson, S.A.S. au capital de 4.000.000 €, immatriculée au RCS de Versailles, et ses clients dans le cadre de son activité professionnelle.

ARTICLE 2 - OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION

Toute commande de marchandises et/ou services implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre société.

ARTICLE 3 - COMMANDES

3.1 - Prise de commande

Les commandes ne sont prises en compte qu’avec la signature du bon de commande par le représentant légal du client ou toute personne dûment mandatée à cet effet. Nous recommandons d’utiliser les codes et dénominations figurant dans nos catalogues. Si une erreur de livraison ou prestations de services devait survenir par suite d’une imprécision, nous en déclinierions toute responsabilité, les frais de gestion liés au retour de marchandise seraient à la charge de l’acheteur. Toute commande n’engage Eppendorf France qu’après confirmation écrite par ses soins. Commandes relevant du service après-vente, hors garantie : la signature d’un devis ou autre document valant ordre de travaux par le client l’engage à supporter tous les coûts inhérents aux travaux mentionnés, même s’ils n’ont pu être chiffrés par manque de temps, ou selon son souhait de faire réaliser un devis après démontage complet de l’appareil. Tout document valant ordre de travaux en matière de réparation et réalisés sans démontage complet ne sont qu’estimatifs. Après démontage, si ces travaux n’excèdent pas 15% du montant hors TVA du devis estimatif, ils pourront être réalisés sur simple accord. Au-delà des 15%, Eppendorf France exige un bon de commande complémentaire. En cas de refus du client, notre société se donne le droit :

- d’interrompre la réparation. Dans ce cas, le client sera tenu de payer la prestation réalisée ainsi que la main d’oeuvre correspondante.
- de terminer la réparation sans réaliser les travaux complémentaires. Dans ce cas, le client ne pourra formuler aucune réclamation ou contestation, ni exercer aucune action contre notre société en indemnisation du dommage, quelle qu’en soit la nature qui résulterait de cette réparation incomplète.

3.2 - Annulation de la commande

Les termes des commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. En cas de changement des termes de la commande, les délais initiaux feront l’objet d’une modification en conséquence. Les commandes ne peuvent être annulées qu’avec l’accord écrit d’Eppendorf France et avec paiement des frais d’annulation par le client (forfait de 15% du prix initial dans les 30 jours après la confirmation de commande et forfait de 30 % après 30 jours). L’annulation de la commande par le client, suite au report du délai de livraison, ne sera pas acceptée. Eppendorf France se réserve le droit de faire des expéditions partielles de produit et de facturer chaque expédition séparément selon la disponibilité des articles commandés.

ARTICLE 4 - LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

4.1 - Délais

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des marchandises et de l’ordre d’arrivée des commandes. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande. Sauf conditions particulières mentionnées dans la confirmation de commande, le devis de prestations de service et tout document valant ordre de travaux, les délais de livraison ou d’exécution des prestations, s’entendent au départ de Montesson(78) et sont communiqués à titre indicatif, sans engagement. Si le client remet en retard le matériel et/ou des renseignements et documents nécessaires à la réalisation de la prestation souhaitée, les délais seront automatiquement reportés à concurrence du nombre de jours de retard avec lequel le client les aura remis par rapport à la date prévue.

4.2 - Modalités

Si l’acheteur ne peut prendre livraison des marchandises à la date de mise à disposition, toutes les mesures seront prises pour stocker celles-ci dans les meilleures conditions. Les frais correspondants seront à la charge de l’acheteur. La période de stockage ne modifie pas la date à laquelle les marchandises sont réputées livrées et ne prolonge pas la garantie.

4.3 - Risques

Le transfert des risques sur les marchandises vendues par notre société s’effectue à la remise des marchandises au transporteur. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur qu’elles soient expédiées en port dû ou franco de port. Il est recommandé à nos clients de ne donner décharge au dernier transporteur qu’après avoir vérifié le contenu de sa livraison et s’être assuré que l’envoi est complet et en parfait état. Il appartient au destinataire, en cas d’avarie, de perte ou de manquant, d’émettre des réserves précises et motivées sur le bordereau de transport, d’adresser ses réclamations par lettre recommandée au dernier transporteur (conformément à l’article L.133-3 du Code de commerce), et de nous en aviser également par écrit dans un délai de trois jours à compter de la date de réception. Cette précaution est souvent utile même dans le cas où l’emballage ne présente pas de traces extérieures de choc. Notre responsabilité ne saurait être mise en cause pour toutes dégradations ou altérations de qualité relevant du fait du transport. Nous nous réservons le droit d’assurer nos envois pour le compte de nos clients contre les risques de transports habituels. Le matériel, confié par le client sur lequel notre société doit intervenir, doit être assuré par le client pour l’ensemble des risques. Le transfert des risques à notre société s’opère dès la prise de possession par cette dernière des biens appartenant au client. En cas de mise en jeu de la responsabilité de notre société, le client devra aviser notre société sans délai et par écrit, les défauts reprochés et fournir toute justification quant à la réalité et l’importance des vices, non conformités et défauts allégués, notamment en retournant, aux frais du client et sous un délai de un mois maximum, les pièces jugées défectueuses.

4.4 - Réception

Les réclamations sur la non-conformité des marchandises livrées aux marchandises commandées doivent être formulées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les quinze jours suivant la livraison des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée, quel

que soit le manquement du vendeur. L’Acheteur devra s’acquitter du paiement de l’intégralité du prix. Nos livraisons sont effectuées au rez-de-chaussée. Pour une mise en étage, une offre commerciale devra être demandée par le client au préalable. Lorsque les lieux d’installation sont d’un accès difficile, la responsabilité et les frais de mise en place sur les lieux de travail par une entreprise spécialisée sont à la charge du destinataire. Avant la livraison, le client devra s’assurer que ses locaux sont aptes à recevoir le matériel attendu, conformément aux caractéristiques techniques figurant dans les notices du constructeur. En particulier les arrivées de fluides et d’électricité devront répondre aux exigences du constructeur et aux normes de sécurité en vigueur.

ARTICLE 5 - RETOUR

A l’exception des exécutions spéciales et des logiciels, le retour pour reprise de marchandise neuve est accepté aux conditions suivantes, dans les 15 jours suivant la vente : autorisation préalable de notre Direction (Numéro d’Autorisation de Retour), retour franco à l’adresse suivante : Société Eppendorf France - 2 à 6 rue du Château d’Eau - 78360 Montesson, en emballage d’origine, sous déduction d’un forfait de 15% du prix initial H.T. En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité se limitera au remplacement du produit ou à son remboursement au cas où le produit nous ferait défaut.

ARTICLE 6 - GARANTIE

6.1 - A dater du jour de la livraison de la marchandise, nos marchandises sont garanties pièces et main-d’oeuvre pendant une durée de 24 mois, sauf gamme Fermenteurs et Automation garantis 12 mois. Les réparations sont effectuées dans nos ateliers de Montesson . Sur certains appareils, la garantie peut aller au-delà de 24 mois, une mention spéciale est dans ce cas précisée sur l’offre commerciale. La présentation de la facture d’achat acquittée sera rigoureusement exigée préalablement à toute mise en oeuvre de notre garantie. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Pour bénéficier de la garantie, toute marchandise doit être, au préalable, soumise à l’acceptation du retour de la marchandise à notre société. Les frais de port éventuels sont à la charge du client. Notre garantie se limite au remplacement des pièces et à la réparation dans les conditions sus énoncées, toute autre indemnité est formellement exclue. Pour les appareils d’instrumentation Eppendorf, la garantie sur les pièces remplacées pendant les réparations exécutées par Eppendorf France est de un an. Cette garantie comprend : le remplacement gratuit des pièces, les frais de déplacement et la main d’oeuvre. Pour les pipettes sur site et au laboratoire : la garantie sur les pièces remplacées pendant les réparations exécutées par Eppendorf France est de trois mois. Cette garantie comprend : le remplacement gratuit des pièces, les frais d’envois et la main d’oeuvre. En cas de réparation exécutée par Eppendorf France, la garantie de l’intervention sur les appareils d’instrumentation Eppendorf est de trois mois. Cette garantie comprend : le remplacement gratuit des pièces déjà changées ou non diagnostiquées par Eppendorf France dans un délai de 3 mois après réalisation de l’intervention, les frais de déplacement et la main d’oeuvre. Il n’y a pas de garantie sur les prestations de métrologie sur les pipettes.

6.2 - Exclusion

Sont exclus, les défauts et les détériorations provoquées par l’usure normale, le transport, une mauvaise installation, une exposition dans un environnement non conforme aux recommandations faites

par Eppendorf, un mauvais entretien de l’appareil, une modification du produit non prévue ni spécifiée par notre société, l’utilisation de pièces accessoires ou de consommables qui ne sont pas d’origine Eppendorf, des essais de réparation non conforme www.eppendorf.fr effectuées par des personnes non autorisées par Eppendorf, l’intervention d’un prestataire tiers, un montage erroné, une utilisation anormale ou non conforme à la notice du constructeur, de détériorations, d’accidents, de négligences, de défauts de surveillance ou d’entretien, de travaux de modification ou de remise en état non réalisés par notre société et d’utilisations abusives ou défectueuses du matériel, une surtension même momentanée du secteur (maximum autorisé ± 10%), condensation, gel, surchauffe, inondation. Certaines pièces sont expressément vendues sans aucune garantie :

- verrerie et plastique à usage unique
- résistances chauffantes ou similaires
- piles, batteries.

6.3 - Réparation et entretien hors garantie
Après la période de garantie, Eppendorf France, intervient sur site ou répare tout appareil en ses ateliers, à réception d’un bon de commande régulier. L’établissement de l’offre commerciale est gratuite. Nous nous réservons le droit de décliner la réparation d’un appareil trop ancien.

ARTICLE 7 - TARIF ET PRIX

Commandes hors prestations de services ou pièces détachées :
Les prix sur les offres commerciales sont valables pour une durée d’un mois, sauf spécifications particulières. Nos marchandises et/ou services sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Les prix s’entendent nets, hors taxes franco de port et d’emballage pour toute commande d’un montant égal ou supérieur à 500 euros H.T., expédiée par la voie la plus économique en France métropolitaine. Notre minimum de commande est de 250 euros H.T. Pour toute commande d’un montant de 250 à 500 euros H.T., il est décompté une participation forfaitaire d’un montant de 30 euros H.T. Ce forfait est applicable en cas de refus d’un devis de réparation. Pour toute expédition par voie spéciale ou expresse demandée par le client, les frais correspondants sont décomptés sur facture. **Commandes relatives aux prestations de services ou pièces détachées :** la livraison s’effectue franco de port à l’exception d’une commande d’un montant inférieur à 200 euros à laquelle s’appliquera un forfait logistique et administratif.

Commandes eShop : les prix s’entendent franco de port et d’emballage. Toute commande inférieure à 250 euros H.T. sera majorée d’une participation aux frais d’envoi de 10 euros H.T. Ce mode de commande est exclusivement réservé aux sociétés et aucune commande indiquant une adresse de livraison privée ou émanant d’un particulier ne pourra être acceptée. Les prix de nos catalogues sont valables pour l’année en cours. Nous nous réservons toutefois le droit de modifier nos prix sans préavis. Une offre commerciale spécifique pourra être établie et les prix seront valables pour une durée de 30 jours.

ARTICLE 8 - FACTURATION

Tout achat de marchandises, de prestations de service et de travaux de réparation fera l’objet d’une facturation qui sera délivrée dès la réalisation de la vente, et/ou du matériel réparé, conformément aux dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce.

ARTICLE 9 - PAIEMENT

9.1 - Délai

Nos factures sont payables à 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture. Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé. Le délai court à compter de la date d’émission de la facture sauf pour les livraisons dans les départements et collectivités d’outre-mer. Les délais de paiement sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. Les règlements seront effectués par virement Les nouveaux clients n’ayant pas de compte en nos livres devront régler leurs achats en effectuant un paiement à l’avance et joindre leur paiement à la commande. Il en va de même pour les commandes d’articles “sur mesure”.

9.2 - Retard de paiement

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client, de pénalités fixées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En application de l’article L441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code de commerce d’un montant de 40 euros. Si, lors d’une précédente commande, l’acheteur s’est soustrait à l’obligation de paiement dans les délais, un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que l’acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement anticipé avant livraison. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera accordée.

ARTICLE 10 - USAGES

Tous les équipements et produits que nous fournissons sont exclusivement destinés à des usages de laboratoire. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où ces fournitures feraient l’objet d’un usage impropre à leur destination originale. Les utilisateurs seuls sont responsables des manipulations et expériences effectuées à l’aide de nos équipements. Ils devront en particulier veiller à ce que ces usages soient conformes aux prescriptions légales, notamment en ce qui concerne la sécurité du personnel et toutes dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

Article 11 - TRAITEMENT DES DEEE

Eppendorf France assure la gestion de l’enlèvement et du traitement des déchets issus d’équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché par notre société après le 13 août 2005, conformément à l’article R543-195 du code de l’environnement. L’utilisateur final s’engage à avertir Eppendorf France à la fin de vie de son équipement, à le décontaminer et à le déposer accompagné de l’attestation de non contamination, au point de collecte qui lui sera indiqué. Le financement de l’enlèvement sera pris en charge par l’utilisateur final.

ARTICLE 12 - RESERVE DE PROPRIETE

Notre société se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

A défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, notre société pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à notre société et les acomptes déjà versés nous resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le client. Le vendeur pourra résilier la vente et reprendre la totalité des marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété soit si une facture venue à échéance n’est pas réglée et ce après la mise en demeure de l’acheteur. Cette clause n’exclut en rien une action éventuelle en dommages et intérêts d’Eppendorf France S.A.S. destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’elle aura subi.

Article 13 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les illustrations dans nos catalogues, nos brochures ou tarifs sont données pour l’année en cours et peuvent subir des modifications. Pour chaque catégorie de produits correspond un poids et une dimension uniques qui ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. Les dessins, offres commerciales et comptes-rendus d’essais établis par nos services, restent la propriété d’Eppendorf AG (Hambourg) et ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tierces personnes.

ARTICLE 14 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque Partie respectera les engagements prévus dans le présent article et veillera à ce que son personnel permanent ou temporaire, son Groupe et chacun de ses sous-traitants respectent ses termes. Les éventuels sous-traitants du Prestataire doivent impérativement être approuvés préalablement par le client et répondre en tous points aux mêmes engagements que ceux de la présente clause. 1 Licéité des traitements Dès lors que EPPENDORF, dans le cadre de l’exécution des Prestations définies au Contrat, est amené à traiter des données personnelles (au sens de la loi applicable) du Client, de ses salariés, des clients finaux du Client ou encore des prestataires du Client, il s’engage à respecter les lois et réglementations applicables en matière de protection des données personnelles, et en particulier les dispositions des articles 5 et 6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») traiter de telles données uniquement si elles ont pour finalité l’exécution du présent Contrat en conformité avec la loi et la prospection commerciale auprès du client (information nouveaux produits...)n’effectuer de transfert des données personnelles en dehors du territoire de l’Union Européenne qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Client et dans un cadre sécurisé conformément aux exigences de la législation applicable.

2 Obligations du Client Le Client indiquera sous sa responsabilité aux personnes concernées les finalités des traitements confiés à EPPENDORF, les données personnelles qu’EPPENDORF sera amené à traiter, ainsi que la durée de conservation de ces données, s’imposant à tous les traitements nécessaires à l’exécution du présent Contrat. Le Client confirme expressément que EPPENDORF peut utiliser les données aux fins d’exécution des contrats commerciaux conclus avec lui (facturation, proposition de devis...) et de prospection commerciale. A cet effet, le Client fait son affaire personnelle au moment du recueil des données et de la communication des informations requises par l’article 13 du RGPD auprès des personnes concernées en les informant

notamment de la finalité du traitement et de la transmission de leurs données à caractère personnel à EPPENDORF. A titre indicatif, le Client précisera à EPPENDORF l’adresse de contact à fournir à tous titulaires des données personnelles collectées et traitées dans le cadre de l’exécution des présentes aux fins de leur permettre d’exercer leur droit de rectification, suppression, accès, portabilité, effacement, limitation et opposition. Le Client est responsable du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, au sens du RGPD, dans le cadre de l’exécution des présentes.

3 Obligations d’EPPENDORF Le traitement d’une donnée à caractère personnel remise par le Client correspondra strictement à l’exécution des finalités prévues par le Client et par les présentes conditions générales de vente, dans le seul cadre des Prestations du Contrat. EPPENDORF s’abstient également d’exploiter ou utiliser, faire des copies ou créer des fichiers des données personnelles transmises par le Client à ses propres fins ou pour le compte de tiers. EPPENDORF s’engage à supprimer toute donnée à caractère personnel à première demande du Client ou de la personne titulaire de la donnée, à l’expiration de la durée de conservation communiquée par le Client. En tout état de cause, au plus tard 6 ans après l’expiration de sa relation commerciale avec le client et sous réserve des dispositions légales en vigueur, EPPENDORF à détruire les données personnelles recueillies dans le cadre des présentes. EPPENDORF s’engage à : traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet des présentes ; traiter les données conformément aux instructions du client ; garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées ; veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en son sein : s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation appropriée de confidentialité, qu’elle soit d’origine légale ou contractuelle reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ; mettre en oeuvre les mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection des données personnelles qui lui sont transmises ; Toutes les répercussions par le Client des demandes de rectification, suppression, accès,portabilité, effacement, limitation et opposition sur les données remises à EPPENDORF par le Client dans le cadre des présentes devront être communiquées à l’adresse suivante :privacy@eppendorf.co En outre, en cas de violation de données à caractère personnel, EPPENDORF notifiera dans les meilleurs délais au Client la violation subie, à charge pour le Client et EPPENDORF de faire conjointement ou individuellement le nécessaire auprès de l’autorité compétente et de la personne concernée.

ARTICLE 15 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par notre société ainsi que celles relatives à l’interprétation des conditions générales de vente, seul sera compétent le tribunal de commerce de Versailles (78).

ARTICLE 16 - DROIT APPLICABLE

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie exclusivement par la loi française.

Note

[illegible]

Application et soutien technique



Assistance technique -
Maintenance préventive
Maintenance curative - Garantie
Tél.: + 33 (0)1 30 15 67 40
epservices@eppendorf.fr



EPENDORF FRANCE SAS
2 à 6 rue du Château d'Eau
78360 Montesson
France
Tél.: +33 1 30 15 67 40
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr



Eppendorf Online Shop
www.eppendorf.com/eshop

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. FR1/Price-List_2022/032022/CCQ_MEP/Konradin Heckel. Copyright© 2022 by Eppendorf SE.

Catalogue Ingénierie des Bioprocédés Eppendorf. Pour de plus amples informations, consultez www.eppendorf.com/catalog



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France S.A.S. · 2 à 6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr