



# Pipetten-Kalibrierservice

**Verwöhnen Sie Ihre Pipetten mit dem besten Service durch die Experten!**

Präzision und Genauigkeit Ihrer Pipetten sind wichtig, um die Qualität Ihrer Ergebnisse zu garantieren. Daher stellen die regelmäßigen Wartungs-, Kalibrier- und Justierservices von Eppendorf sicher, dass Ihre Pipetten und Dispenser weiterhin reproduzierbare Ergebnisse erzeugen.

Unser neues, klar strukturiertes Kalibrierservice-Portfolio umfasst eine gründliche Prüfung der Pipette innen und außen und stellt sicher, dass Verschleißteile wie O-Ringe rechtzeitig ersetzt werden.

**Erhalten Sie genau das, was Sie benötigen!**

Wir bieten eine breite Palette an Optionen von kostengünstigen Kalibrierungen bis hin zu Kalibrierungen in nach ISO 17025 akkreditierten Laboren.

## **Vorteile des Pipettenservices durch Eppendorf**

- > 75 Jahre Erfahrung als Hersteller für Geräte und Verbrauchsartikel sowie als Anbieter von Serviceleistungen
- > Erhaltung der Konformität jeder Pipette mit ISO 8655
- > ISO-17025-akkreditierte Zertifizierung in 19 Ländern
- > Transparente und modulare Leistungsangebote ohne versteckte Kosten

Sehen Sie sich dieses Video an:  
[www.eppendorf.com/pipette-video](http://www.eppendorf.com/pipette-video)



# Service für Pipettenkalibrierung

## Kalibrierservice – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination von außen <sup>2)</sup>	Prüfen, reinigen, fetten <sup>4)</sup> vor der Kalibrierung	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 ohne vorbeugende Wartung	10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>		inklusive		0082 000 140 26,00 EUR	0082 000 161 92,70 EUR	0082 000 162 106,70 EUR	0082 000 181 146,90 EUR	0082 000 182 158,30 EUR
ISO 8655 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	inklusive	inklusive	0082 000 142 37,00 EUR	0082 000 165 116,70 EUR	0082 000 166 133,10 EUR	0082 000 185 183,00 EUR	0082 000 186 199,90 EUR
3x4 ohne vorbeugende Wartung	4 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>		inklusive		0082 000 139 13,40 EUR	0082 000 159 56,10 EUR	0082 000 160 85,80 EUR	0082 000 179 118,70 EUR	0082 000 180 127,00 EUR

## Kalibrierservicepakete – Bestellinformationen

Service	Kalibriermessung "Eingangszustand"	Kalibriermessung "Ausgangszustand"	Dekontamination außen <sup>2)</sup> ; prüfen, reinigen, fetten <sup>4)</sup>	ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein	Einkanalpipette/Dispenser	8-Kanal-Pipette	12-Kanal-Pipette	16-Kanal-Pipette	24-Kanal-Pipette
ISO 8655 Verified	4 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	inklusive		0082 000 234 50,30 EUR	0082 000 235 172,70 EUR	0082 000 236 218,80 EUR	0082 000 237 301,50 EUR	0082 000 238 326,90 EUR
ISO 17025 mit vorbeugender Wartung		10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	inklusive	inklusive	0082 000 143 65,20 EUR	0082 000 167 144,50 EUR	0082 000 168 160,10 EUR	0082 000 187 210,90 EUR	0082 000 188 226,90 EUR
ISO 17025 Advanced	4 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	inklusive	inklusive <sup>3)</sup>	0082 000 227 78,40 EUR	0082 000 228 200,60 EUR	0082 000 229 245,90 EUR	0082 000 230 329,40 EUR	0082 000 231 353,90 EUR
ISO 17025 Professional	10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	10 pro Prüfvolumen <sup>1)</sup>	inklusive	inklusive	0082 000 220 119,20 EUR	0082 000 221 265,00 EUR	0082 000 222 293,80 EUR	0082 000 223 385,50 EUR	0082 000 224 412,10 EUR

## Zusätzliche Services – Bestellinformationen

Kalibrierzertifikat ISO 17025	0082 000 211 28,20 EUR
Erweiterte Dokumentation, Excel-Datei pro Bestellung mit Kalibrierinformationen für alle Pipetten/Dispenser	0082 000 212 13,00 EUR

## Kosten für zusätzliche Services

Kalibrierservice vor Ort in Ihrem eigenen Labor	Auf Anfrage
Arbeitszeit, 15 min Reparaturservice, Pauschale Zeiteinheit des Technikers	0082 000 210 13,00 EUR

- 1) 10 %, 50 % und 100 % der Nennvolumina für Instrumente mit variablem Volumen.  
 2) Pipetten und Dispenser sowie Verpackung müssen vor dem Einschicken dekontaminiert werden.  
 Laden Sie das Dekontaminationsformular hier herunter: [www.eppendorf.com/epServices](http://www.eppendorf.com/epServices).  
 3) Ein ISO-17025-Akkreditierung-Kalibrierschein ist in der zweiten Kalibrierung nach der Wartung enthalten.  
 4) Innenteile

**Wir garantieren, dass unsere strengen und validierten Prozesse eingehalten werden - für Eppendorf-Pipetten und Pipetten aller Hersteller:**



Zertifizierung

### ISO 8655

ISO 8655 definiert die Standardkriterien nach denen eine Pipette kalibriert werden sollte und welche Fehlergrenzen für jedes Volumen verwendet werden sollten. Kriterien aus der ISO 8655 sind unter anderem Messungen von 3 Volumina, 10 Messungen für jedes Volumen und die Prüfung der räumlichen Umgebung.

### ISO 17025

Die Zulassung nach ISO 17025 zertifiziert den hohen Kompetenzgrad und die Erfüllung strenger Qualitätsvorschriften. Kriterien aus der ISO 17025 sind unter anderem die Nachverfolgbarkeitskette für Messgeräte, Messunsicherheitswerte und geprüfte Qualitätsstandards.

### Ihr zuständiger Ansprechpartner:

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Straße 2 · 50389 Wesseling-Berzdorf · Deutschland

**Technischer Service:** Tel.: 01803 355 911\* · [service@eppendorf.de](mailto:service@eppendorf.de) · [www.eppendorf.de](http://www.eppendorf.de)

(\* 0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.)

[www.eppendorf.com/epServices](http://www.eppendorf.com/epServices)