

Dekontaminationsbescheinigung

Die vollständig ausgefüllte Dekontaminationserklärung ist Voraussetzung für die Weiterverarbeitung Ihres Auftrags.
Wenn diese nicht Ihrer Sendung beiliegt, verzögert sich die Bearbeitung bis zum Erhalt Ihrer Dekontaminationsbescheinigung.

Ihre Kontaktdaten

Firma / Universität:
Name:
Institut / Abteilung:

Lieferadresse

Rechnungsadresse wie Lieferadresse

PLZ:	Ort:	PLZ:	Ort:
E-Mail:		Kundennummer:	
Telefon:		Vertrags / Angebots-Nummer:	

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Einen umfassenden Überblick darüber, wie wir mit Ihren Daten vertrauensvoll umgehen, finden Sie unter www.eppendorf.com/gdpr.

Geräte-Information:

Pos.	Gerät / Instrument	Seriennummer	Kommentar / Fehlerbeschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Biologische Sicherheitsstufe

Bitte geben Sie die Sicherheitsstufe des Labors an, wo das Gerät verwendet wurde: S1 S2 S3 S4

Hiermit bestätige ich, dass:

- das/die oben genannte/en Gerät/e nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung gekommen ist/sind.
- das/die oben genannte/en Gerät/e mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung gekommen ist/sind.
- das/die oben genannte/en Gerät/e nicht mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus in Berührung gekommen ist/sind.
- das/die oben genannte/en Gerät/e mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus* in Berührung gekommen ist/sind.

*Auszug aus „Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-CoV-2 (Stand 1.4.2020)“: Thermische Desinfektionsverfahren sollten wann immer möglich bevorzugt angewendet werden. Ist dies nicht möglich, sollen Desinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit verwendet werden.

Beschreibung der Maßnahmen zur Dekontamination der aufgeführten Objekte:

- Wir erklären hiermit, dass die zu wartenden Gegenstände sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurden. Alle Gegenstände (Instrumente und weitere Gegenstände) sind frei von schädlichen Chemikalien, infektiösen oder radioaktiven Stoffen, sowie gesundheitsgefährdenden Proteinen, DNA oder bakteriellen Verunreinigungen. Alle oben aufgeführten Geräte sind sicher in der Handhabung.

Unterschrift der berechtigten Person

Firma / Abteilung

Ort, Datum

Wichtige Information: Werden Dosiergeräte (oder Teile davon) autoklaviert, müssen diese vor Versand gründlich getrocknet werden. Innen feuchte Dosiergeräte können nicht akkurat kalibriert werden, da die Restfeuchte das Volumen beeinflusst. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

Zusätzliche Informationen Pipetten

Standardmäßig werden die Herstellergrenzen als Grundlage für die Bewertung der Messergebnisse verwendet, welche die Prüfung nach ISO 8655 einschließt. Sollten Sie eine abweichende Bewertungsgrundlage wünschen, bitten wir, diese hier zu vermerken:

Welche Leistungen?

- Kalibrierung / Konformitätserneuerung**
Bei der Kalibrierung/Konformitätserneuerung handelt es sich um eine Wartung und Kalibrierung inklusive (Ausgangs-) Messprotokoll mit 1 (Fixvolumen) bzw. 3 Messreihen (variables Volumen) à 10 Messwerten.
- DAkkS-Kalibrierschein**
Der DAkkS-Kalibrierschein enthält neben den Angaben, die sich auf dem Messprotokoll befinden, zusätzlich die Angabe der erweiterten Messunsicherheit, sowie das DAkkS-Logo. Mit dem DAkkS-Kalibrierschein ist die Rückführung auf das Normal möglich.
- Eingangsprotokoll (10/30)**
Das Eingangsprotokoll (10/30) wird vor der Wartung erstellt und dokumentiert den Ist-Zustand oder „as found“-Zustand des Gerätes mit 1 (Fixvolumen) bzw. 3 Messreihen (variables Volumen) à 10 Messwerten.
- Quick Check (4/12)**
Der Quick-Check (4/12) wird vor der Wartung erstellt und enthält 3 Messreihen mit jeweils 4 Messwerten
- Sonstige: _____

Welches Wartungsintervall?

- 3 Monate
- 6 Monate
- 12 Monate
- Sonstige: _____

Angaben zum Reparaturauftrag

- Ich stimme hiermit einer Reparatur bis zu _____ Euro pro Pipette zu.
- Bitte senden Sie mir vorab einen Kostenvoranschlag zu.

Updates von elektronischen Eppendorf Geräten

Bei dem Update von elektronischen Geräten kann es dazu kommen, dass bestehende Einstellungen und Programme überschrieben bzw. gelöscht werden. Fehler die aufgrund eines verweigerten Updates entstehen, liegen im Haftungsbereich des Auftraggebers.

- Ich wünsche kein Update von elektronischen Eppendorf Geräten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pipettenservice.de

Technischer Service:

Tel.: 01803 355 911*

E-Mail: service@eppendorf.de

(* 0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.)

Ihr lokaler Ansprechpartner: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Straße 2 · 50389 Wesseling · Deutschland
eppendorf@eppendorf.com

www.eppendorf.com/epServices

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg. The epServices® logo is a trademark of Eppendorf AG, Hamburg. All rights reserved including graphics and pictures. Copyright © 2018 by Eppendorf AG.