

NEU: Conical Tubes SnapTec® 50



Done in a Snap

Probenbearbeitung schnell und sicher mit Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Wenn es schnell gehen muss, scheinen selbst zwei Hände nicht zu reichen. Nicht so mit den neuen Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50. Diese Gefäße lassen sich schnell und sicher mit nur einer Hand öffnen und schließen – ganz gleich, ob mit der linken oder rechten. Sie ermöglichen so eine deutlich schnellere Entnahme oder Zugabe von Flüssigkeiten. Der Deckel ist fest mit dem Gefäß verbunden – Verwechslungen mit bereits auf dem Labortisch liegenden Deckeln sind somit ausgeschlossen.

Integrieren Sie dieses konischen Gefäße mit Schnappdeckelverschluss ganz einfach in Ihre Laborroutine. Mit ihren Abmessungen, vergleichbar mit denen eines klassischen konischen Gefäßes 50 mL, passen sie perfekt in vorhandene Laborgeräte.



Entdecken Sie den neuen SnapTec® 50

Innovativer SnapTec Verschluss
Geschützt durch zwei technische Patente (analog Eppendorf Conical Tubes 25 mL SnapTec)

Nennvolumen:
45 mL*

**Autoklavierbar bei 121°C,
20 min***

**Zentrifugationsbeständigkeit
bis zu 17.000 x g***

**Dichtigkeit des Deckels
von -86° C bis 100° C***

Empfohlene Einsatzbereiche für die neuen Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

- > Zentrifugation
- > Vorbereitung von Puffern, Aliquots, Arbeitslösungen
- > Probenvorbereitung
- > Probeentnahme
- > Inkubation von Proben

Einhandbedienung
Der SnapTec-Verschluss unterstützt optimiertes und schnelleres Handling von Probenlösungen, z. B. bei mehrstufigen Protokollen

Verringertes Kontaminationsrisiko
SnapTec-Deckel verringern die Verwechslungsgefahr von Deckeln bei mehrstufigen Protokollen

Sofort einsatzbereit
Mit ihren Abmessungen – vergleichbar mit denen eines klassischen konischen Gefäßes 50 mL passen sie perfekt in vorhandene Laborgeräte*

Quality
eppendorf guaranteed quality

Sterile
pyrogen-free
eppendorf sterile
certified purity grade
sterile

PCR clean
PCR inhibitor-free
eppendorf PCR clean
certified purity grade
human DNA-free

*Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung (www.eppendorf.com/manuals): Eppendorf Conical Tubes 25 mL und SnapTec® 50

Geringeres Risiko

Verringertes Kontaminationsrisiko:
Kein Ablegen des Gefäßdeckels auf den Labortisch – der Deckel ist sicher am Gefäß befestigt – auch im geöffneten Zustand. Eine Verwechslung mit bereits auf dem Labortisch liegenden Deckeln ist somit ausgeschlossen.

Einhandbedienung

Mit den neuen konischen Gefäßen SnapTec 50 öffnen und schließen Sie das Gefäß zur schnellen Entnahme oder Zugabe von Flüssigkeiten zuverlässig mit nur einer Hand.

Maximaler Komfort und Sicherheit

Erfahren Sie mehr über den sicheren SnapTec-Verschluss, die Zentrifugationsstabilität und Leachable-Werte in unserer neuen Application Note*.

www.eppendorf.com/appnote445

*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling

Bestellinformationen

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Eppendorf Quality™, (240 Gefäße, 8 x 30 Gefäße/Beutel)

PCR clean, (240 Gefäße, 8 x 30 Gefäße/Beutel)

Sterile, (200 Gefäße, 10 x 20 Gefäße/Beutel)

Best.-Nr.

0030 118 650

0030 118 669

0030 118 677

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/SnapTec50