



# Work Smarter, Not Harder

Die neuen epMotion-Vierkanal-Dosierwerkzeuge



# Das können Sie erreichen

Verabschieden Sie sich in Ihrem Labor vom mühsamen Umsetzen von Flüssigkeiten von Gefäßen in Platten oder umgekehrt! Unsere fortschrittlichen Vierkanal-Dosierwerkzeuge nehmen Ihnen diese mühsame und fehleranfällige Arbeit ab. Die neuen Mitglieder der epMotion-Familie wurden speziell für Reformatierungsaufgaben entwickelt, wie z. B. bei (q)PCR und NAP, um schnelle und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

## > **Müheloses Umsetzen von Flüssigkeiten**

Keine Probleme mehr beim Umsetzen von Flüssigkeiten von Gefäßen in Platten und umgekehrt.

## > **Gesteigerte Produktivität**

Erzielen Sie schnellere und zuverlässigere Ergebnisse, und verbessern Sie so den Arbeitsablauf und die Gesamteffizienz Ihres Labors.

## > **Verbesserte Laborerfahrung**

Genießen Sie die Freiheit, sich nicht um mühsame Aufgaben kümmern zu müssen, und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist: Ihre Forschung und Entdeckungen.



# Pipettierleistung

Dosierwerkzeug	Volumenbereich	Volumen	Messabweichung			
			Systematisch		Zufällig	
			%	$\mu\text{L}$	%	$\mu\text{L}$
TM 50-4	1,0 - 50 $\mu\text{L}$	1 $\mu\text{L}$	$\pm 25$	$\pm 0,25$	$\pm 10$	$\pm 0,1$
		5 $\mu\text{L}$	$\pm 5$	$\pm 0,25$	$\pm 5$	$\pm 0,25$
		25 $\mu\text{L}$	$\pm 2$	$\pm 0,5$	$\pm 1,2$	$\pm 0,3$
		50 $\mu\text{L}$	$\pm 1,2$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,3$
TM 300-4	20 - 300 $\mu\text{L}$	20 $\mu\text{L}$	$\pm 10$	$\pm 2,0$	$\pm 4,0$	$\pm 0,8$
		30 $\mu\text{L}$	$\pm 10$	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$	$\pm 1,05$
		150 $\mu\text{L}$	$\pm 2,5$	$\pm 3,75$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$
		300 $\mu\text{L}$	$\pm 1,5$	$\pm 4,5$	$\pm 0,5$	$\pm 1,5$
TM 1000-4	40 - 1000 $\mu\text{L}$	40 $\mu\text{L}$	$\pm 6$	$\pm 2,4$	$\pm 2,5$	$\pm 1,0$
		100 $\mu\text{L}$	$\pm 3$	$\pm 3$	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$
		500 $\mu\text{L}$	$\pm 1,5$	$\pm 7,5$	$\pm 0,3$	$\pm 1,5$
		1000 $\mu\text{L}$	$\pm 0,8$	$\pm 8,0$	$\pm 0,15$	$\pm 1,5$



## Bestellinformationen

Beschreibung	Best.-Nr. (international)
epMotion, Vierkanal-Dosierwerkzeug TM50-4, 1-50 µl	5280000410
epMotion, Vierkanal-Dosierwerkzeug TM50-4, 20-300 µl	5280000436
epMotion, Vierkanal-Dosierwerkzeug TM50-4, 40-1000 µl	5280000452
Rack für Einzelgefäße, TM-4-kompatibel, zur Verwendung von bis zu 24 Reaktionsgefäßen, Glas- oder Kunststoffgefäßen von Eppendorf Ø > 13 mm x 60 mm max. Länge.	5075775204
Rack für 24 Gefäße, TM-4-kompatibel, zur Verwendung von bis zu 24 x 1,5-mL- oder 2,0-mL-Safe-Lock Tubes.	5075752107
Thermorack TM-4, kompatibel mit Einkanal- und Vierkanal-Dosierwerkzeugen, für bis zu 1.000 rpm auf dem TMX.	5075752115
Thermorack TMX TM-4, kompatibel mit Einkanal- und Vierkanal-Dosierwerkzeugen, temperierbar, kann bei bis zu 1.300 rpm auf dem TMX verwendet werden.	5075752123
Thermorack Cryo TM-4, kompatibel mit Einkanal- und Vierkanal-Dosierwerkzeugen, temperierbar, kann bei bis zu 1.000 rpm auf dem TMX verwendet werden.	5075752131
TipHolder TM-4, kompatibel mit Einkanal- und Vierkanal-Dosierwerkzeugen. Platz für eine epT.I.P.S. Box im unteren Bereich und ein epT.I.P.S. Reload Rack im oberen Bereich, autoklavierbar.	5075752158
<b>Hinweis:</b> Die Vierkanal-Dosierwerkzeuge sind kompatibel mit epBlue-Softwareversion ≥ 50.2 und epMotion 5073 / 5075 mit Seriennummern ≥ 10.000	

**Your local distributor:** [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com/automation](http://www.eppendorf.com/automation)