



# Unregelmäßige Mischergebnisse?

Ist zügiges Mischen für Sie wichtig?

Mischen Sie Ihre Proben in Sekundenschnelle, vollständig und verlässlich. Ob Sie nun Platten (96 oder 384 Wells) oder Reaktionsgefäßen verwenden, Ihre Proben werden optimal verarbeitet. Mit der integrierten, ergonomischen Vortexfunktion wird der MixMate zu Ihrem perfekten Laborassistenten.

- > 2<sup>nd</sup>Mix-Control für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Ergebnisse innerhalb von Sekunden
- > Anti-Spill-Technologie verhindert Deckelbenetzung und minimiert so das Risiko einer Kreuzkontamination Ihrer Probe
- > 5 verschiedene Gefäßhalter (0.5 mL, 1.5/ 2.0 mL, PCR 96 plates, 5/ 15 mL, 25/50 mL) für flexible Gefäßnutzung



# Mischleistung im Vergleich

Mischen einer 50 µL Probe mit 1.800 rpm

Konkurrent 1 Minute



Suboptimale  
Probenmischung

Eppendorf 2<sup>D</sup>Mix-Control 1 min  
(MixMate®)



Zuverlässige  
Probenmischung

Eppendorf 2<sup>D</sup>Mix-Control 1 min  
(Eppendorf ThermoMixer®)



Zuverlässige  
Probenmischung

## Haben Sie es mit uneinheitlichen Mischergebnissen zu tun?

Verlässliches Mischen von Proben geht weit über einfaches Mischen hinaus, insbesondere dann, wenn es um Volumen im Bereich von Mikrolitern geht. Nachdem wir nun schon seit Jahrzehnten Mischgeräte herstellen, haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie wir auch im Mikroliterbereich eine verlässliche Mischleistung anbieten können: Die Eppendorf 2<sup>D</sup>Mix-Control. Kreisförmige, umlaufende Mischbewegungen mit 3 mm Durchmesser und bis zu 3.000 rpm sorgen für eine herausragende Mischleistung, auch bei schwierigen Proben.



### Bestellinformationen

| Beschreibung                | Bestell-Nr.  |
|-----------------------------|--------------|
| MixMate® (ohne Gefäßhalter) | 5353 000.510 |
| Gefäßhalter für PCR 96      | 5353 040.113 |
| Gefäßhalter für de 0,5 mL   | 5353 040.121 |
| Gefäßhalter für 1,5 mL      | 5353 040.130 |
| Gefäßhalter für 5 / 15 mL   | 5353 040.148 |
| Gefäßhalter für 25 / 50 mL  | 5353 040.156 |



Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · 50389 Wesseling-Berzdorf · Germany

[vertrieb@eppendorf.de](mailto:vertrieb@eppendorf.de) · [www.eppendorf.de](http://www.eppendorf.de)

Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria

[eppendorf@eppendorf.at](mailto:eppendorf@eppendorf.at) · [www.eppendorf.at](http://www.eppendorf.at)

Vaudaux-Eppendorf AG · 4124 Schönenbuch · Switzerland

[eppendorf@eppendorf.ch](mailto:eppendorf@eppendorf.ch) · [www.eppendorf.ch](http://www.eppendorf.ch)

[www.eppendorf.com/mixmate](http://www.eppendorf.com/mixmate)