

NOVEDAD: Conical Tube SnapTec® 50




# Done in a Snap

Manejo de muestras rápido y seguro con los tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes con tapón SnapTec® 50

Cuando todo debe hacerse rápido es cuando nos gustaría tener más de dos manos. No ocurre eso con los nuevos tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes con tapón SnapTec® 50. Pueden abrirse y cerrarse de forma segura y rápida solo con una mano, ya sea la derecha o la izquierda, lo cual hace considerablemente más rápido añadir o retirar líquido. El tapón queda sujeto con firmeza al tubo, lo cual elimina el riesgo de que se mezcle con otras tapas que pueda haber en el banco de trabajo.

Incorpore con facilidad este tubo cónico con SnapTec 50 en sus rutinas diarias de laboratorio. De dimensiones comparables a un tubo cónico clásico de 50 mL, se adapta perfectamente a una amplia variedad del suministro actual de su laboratorio.



# Descubra el tapón SnapTec® 50

**Innovador tapón SnapTec**  
Protegido por dos patentes técnicas (véanse también los tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes de 25 mL con tapón SnapTec)

**Volumen nominal de 45 mL\***

**Autoclavable a 121°C, 20 min.\***

**Estabilidad de centrifugación hasta 17.000 x g\***

**Hermeticidad de la tapa de -86 °C hasta 100 °C\***

**Los nuevos tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes con SnapTec® 50 se recomiendan para:**

- > Centrifugación
- > Preparación de tampones, alícuotas y soluciones de trabajo
- > Preparación de muestras
- > Recogida de muestras
- > Incubación de muestras a temperatura

**Manejo con una mano**  
El tapón SnapTec permite un manejo más rápido y optimizado de soluciones de muestra, p. ej., en protocolos multifase

**Menor riesgo de contaminación**  
El tapón SnapTec evita el riesgo de mezcla con otras tapas al trabajar con protocolos multifase

**Implementación inmediata**  
De dimensiones comparables a los tubos cónicos de 50 mL con tapón de rosca, permite una integración directa en una amplia variedad de suministro de laboratorio ya existente\*

**Quality guaranteed**

**pyrogen-free**  
**eppendorf sterile**  
certified purity grade  
sterile

**PCR inhibitor-free**  
**eppendorf PCR clean**  
certified purity grade  
human DNA-free

\*Consultar más información en las instrucciones de uso ([www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals)): Tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes 25 mL y SnapTec® 50

### Menos riesgo

Menor riesgo de contaminación: No es necesario dejar el tapón del tubo en el banco de trabajo porque está conectado con firmeza a su boca, incluso cuando está abierta. No hay riesgo de mezcla con otras tapas.

### Manejo con una mano

El nuevo tubo cónico con SnapTec 50 permite una apertura y cierre fiables para extraer o añadir líquido de forma rápida con una sola mano.

### Máximo confort y seguridad

Obtenga más información sobre el tapón de cierre seguro, la estabilidad de centrifugación y los niveles de lixiviación en nuestra nueva nota de aplicación\*.

[www.eppendorf.com/appnote445](http://www.eppendorf.com/appnote445)

\*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling

#### Información de pedidos

##### Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Eppendorf Quality™, (240 tubos, 8 x 30 tubos/bolsa)

PCR clean, (240 tubos, 8 x 30 tubos/bolsa)

Sterile, (200 tubos, 10 x 20 tubos/bolsa)

##### Núm. ped.

0030 118 650

0030 118 669

0030 118 677

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf Ibérica S.L.U. Av. Tenerife 2, Edif. 128703 - San Sebastián de los Reyes, Madrid · Spain  
[eppendorf@eppendorf.es](mailto:eppendorf@eppendorf.es) · [www.eppendorf.es](http://www.eppendorf.es)

[www.eppendorf.com/SnapTec50](http://www.eppendorf.com/SnapTec50)