



Work Smarter, Not Harder

Nuevas herramientas de dispensación de 4 canales epMotion



Vea lo que puede lograr

¡Despídase de las molestias de transferir líquidos de tubos a placas o viceversa en su laboratorio! Nuestras avanzadas herramientas de dispensación de 4 canales le liberan de esta tediosa tarea que puede dar lugar a errores. Estos nuevos miembros de la familia epMotion están diseñados específicamente para tareas de reformateo, como (q)PCR y NAP, con el fin de ofrecer resultados rápidos y fiables.

> Transferencia de líquidos sin esfuerzo

Elimine la molestia de transferir líquidos de tubos a placas y viceversa.

> Aumento de la productividad

Consiga resultados más rápidos y fiables, mejorando el flujo de trabajo y la eficiencia general de su laboratorio.

> Experiencia de laboratorio mejorada

Libérese de tareas tediosas y céntrese en lo que realmente importa: nuestra investigación y nuestros descubrimientos.



Rendimiento de pipeteo

Herramienta de dosificación	Rango de volumen	Volumen	Error de medición			
			Sistemático		Aleatorio	
			%	µL	%	µL
TM 50-4	1,0 - 50 µL	1 µL	± 25	± 0,25	± 10	± 0,1
		5 µL	± 5	± 0,25	± 5	± 0,25
		25 µL	± 2	± 0,5	± 1,2	± 0,3
		50 µL	± 1,2	± 0,6	± 0,6	± 0,3
TM 300-4	20 - 300 µL	20 µL	± 10	± 2,0	± 4,0	± 0,8
		30 µL	± 10	± 3,0	± 3,5	± 1,05
		150 µL	± 2,5	± 3,75	± 0,8	± 1,2
		300 µL	± 1,5	± 4,5	± 0,5	± 1,5
TM 1000-4	40 - 1000 µL	40 µL	± 6	± 2,4	± 2,5	± 1,0
		100 µL	± 3	± 3	± 1,5	± 1,5
		500 µL	± 1,5	± 7,5	± 0,3	± 1,5
		1000 µL	± 0,8	± 8,0	± 0,15	± 1,5



Información para pedidos

Descripción	Núm. de pedido internacional
epMotion, herramienta de dispensación de 4 canales TM50-4, 1-50 µL	5280000410
epMotion, herramienta de dispensación de 4 canales TM50-4, 20-300 µL	5280000436
epMotion, herramienta de dispensación de 4 canales TM50-4, 40-1000 µL	5280000452
Rack para tubos individuales compatible con TM-4, para el uso de hasta 24 tubos de reacción Eppendorf, tubos de vidrio o plástico Ø > 13 mm x 60 mm de longitud máx.	5075775204
Rack para 24 tubos compatible con TM-4, para el uso de hasta 24 Safe-Lock Tubes de 1,5 mL o 2,0 mL.	5075752107
Rack térmico compatible con TM-4 con herramientas de dispensación de 1 y 4 canales, para hasta 1.000 rpm en el TMX.	5075752115
Rack térmico TMX compatible con TM-4 con herramientas de dispensación de 1 y 4 canales, con control de temperatura, puede utilizarse con hasta 1.300 rpm en el TMX.	5075752123
Rack térmico Cryo compatible con TM-4 con herramientas de dispensación de 1 y 4 canales, con control de temperatura, puede utilizarse con hasta 1.000 rpm en el TMX.	5075752131
TipHolder compatible con TM-4 con herramientas de dispensación de 1 canal y 4 canales. Espacio para una epT.I.P.S.® Box en la zona inferior y un epT.I.P.S. Reload Rack en la zona superior, esterilizable en autoclave.	5075752158
Nota: Las herramientas de dispensación de 4 canales son compatibles con el software epBlue versión ≥ 50.2 y epMotion 5073 / 5075 con números de serie ≥ 10.000	

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid, Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/automation