



Heat It Up

Pequeño, fiable y flexible: Eppendorf HeatSealer



Gracias a su tamaño compacto, el Eppendorf HeatSealer encaja perfectamente en su sitio.

«Protección efectiva contra la evaporación.»

La familia Eppendorf HeatSealer le ofrece un sellado fiable y efectivo de una gran variedad de placas. Al trabajar con placas, sólo un sellado hermético y reproducible contribuye a un rendimiento predecible y reproducible de los ensayos. Cada laboratorio trabaja con distintos tipos de placas y un sellador térmico trabajará con los formatos más comunes: desde grandes placas deepwell hasta placas PCR de perfil bajo. Nuestro juego específico de adaptadores le ofrece el rango que necesita para sellar casi cualquier placa. El sellado hermético es muy beneficioso para asegurar el almacenaje seguro de sus muestras para cuando vuelva a necesitarlas, en especial, para el almacenaje a largo plazo.

Características del producto:

- > Sellado hermético para placas multipocillo
- > Evaporación minimizada en la PCR, reduciendo la contaminación cruzada
- > Sellado de placas de 96 y 384 pocillos
- > Termostato integrado para evitar el recalentamiento
- > Mecanismo mejorado para un sellado más fácil
- > Adaptador de placas PCR incluido



El Eppendorf HeatSealer S100 encaja en cada laboratorio: es muy compacto y fácil de manejar.



El Eppendorf HeatSealer S200 ofrece la flexibilidad que necesita: puede elegir entre diferentes temperaturas y duraciones de sellado.

Datos técnicos

	Eppendorf HeatSealer S100	Eppendorf HeatSealer S200
Temperatura	170 °C	de 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C
Intervalo de ajuste de duración	–	de 1 a 9 s en incrementos de 0,5 s
Peso	4 kg	7,2 kg
Dimensiones	220 × 250 × 230 mm	220 × 321 × 425 mm
Alimentación	320 W	350 W
Temperatura de funcionamiento	de 18 °C a 30 °C	de 18 °C a 30 °C
Humedad de funcionamiento	del 20 % al 80 % sin condensación	del 20 % al 80 % sin condensación

Información de pedidos:

Descripción	N.º de pedido
Eppendorf HeatSealer S100, 110–230 V	5391 000.001
Adaptador de placas, perfil bajo, para HeatSealer S100	5391 070.018
Adaptador de placas, perfil alto, para HeatSealer S100	5391 070.034
Eppendorf HeatSealer S200, 110–230 V	5392 000.005
Adaptador de placas, perfil alto, para HeatSealer S200	5392 070.011
Adaptador de placas, perfil bajo, para HeatSealer S200	5392 070.020
Películas y láminas	
Película Eppendorf Heat Sealing, PCR clean, 100 uds.	0030 127.838
Lámina Eppendorf Heat Sealing, PCR clean, 100 uds.	0030 127.854

Para números de pedido de placas deepwell, microplacas y placas PCR consulte: www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com