




Out of the Box

Las nuevas Eppendorf Storage Boxes

Una completa solución de sistema para el almacenaje de muestras. El perfecto concepto modular le permite seleccionar las combinaciones óptimas de la caja para sus necesidades individuales de almacenaje. Las dimensiones exteriores son compatibles con sistemas de racks comunes para ultracongeladores.

Además, las distintas variantes de entramado interior ofrecen un encaje perfecto para todos los formatos de tubo típicos: tubos criogénicos, microtubos, tubos cónicos de 15 y 50 mL y otros recipientes de laboratorio. El diseño compacto junto con numerosos beneficios de aplicación ayudan a optimizar su almacenaje y al archivo de muestras.

- > La combinación de polipropileno (PP) de alta calidad con un diseño inteligente garantiza una alta estabilidad dimensional y una abertura y cierre fáciles
- > Uso óptimo del espacio del ultracongelador gracias a la combinación flexible de los diferentes formatos de caja
- > Código alfanumérico con etiquetas láser de cada posición de las muestras
- > Tapa transparente para inspección fácil y rápida de las muestras



Flexibles y estables

- > Aproveche al máximo el espacio del ultracongelador gracias a las opciones de combinación flexibles y óptimas de los distintos formatos de caja.
- > Tanto para la congelación hasta -86 °C para el almacenaje de muestras como para el autoclavado (121 °C / 20 min) para la esterilización: las Eppendorf Storage Boxes siempre encajan.

Fiabes

- > Creación fácil de referencias de muestras gracias al código alfanumérico con etiquetas láser para cada posición de las muestras:
 - > Minimiza los errores de asignación
 - > Ofrece lecturas de alto contraste
 - > Permanentes
- > Además, 5 campos de etiquetado en la tapa permiten crear códigos individuales de usuario.

Innovadoras y seguras

- > Cajas para tubos cónicos de 15 mL y 50 mL con ranuras de ventilación para una congelación de distribución uniforme. De este modo se evita el daño o rotura de los tubos, lo cual se suele producir al congelar estos formatos de tubos largos en cajas cerradas.

Información de pedidos

Descripción

Descripción	N.º de ped.
Eppendorf Storage Box 10 x 10 , para 100 tubos criog. con rosca int., 3 uds., altura 52,8 mm, 2 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.508
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , para 81 tubos criog. con tapa de rosca de 1-2 mL, 3 uds., altura 52,8 mm, 2 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.516
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , para 81 tubos criog. con tapa de rosca de 3 mL, 2 uds., altura 76,2 mm, 3 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.540
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , para 81 tubos criog. con tapa de rosca de 4-5 mL, 2 uds., altura 101,6 mm, 4 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.567
Eppendorf Storage Box 8 x 8 , para 64 tubos de 1-2 mL, 3 uds., altura 52,8 mm, 2 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.524
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , para 25 tubos de 5 mL, 4 uds., altura 63,5 mm, 2,5 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.532
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , para 25 tubos con tapa de rosca de 5 mL, 2 uds., altura 76,2 mm, 3 pulgadas, polipropileno, para congelación hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.613
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , para 25 tubos de 15 mL, 2 uds., altura 127 mm, 5 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.583
Eppendorf Storage Box 3 x 3 , para 9 tubos de 50 mL y 4 tubos de 15 mL, 2 uds., altura 127 mm, 5 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.591

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com