



Al alcance de la mano

El sistema de soporte de pipetas y dispensadores Eppendorf



Soporte de pipetas y soporte cargador versión 2



Proteja su valioso dispositivo de manejo de líquidos contra un posible daño, una posible contaminación o contra sustancias químicas derramadas en la mesa. Los soportes para instrumentos individuales tienen un diseño robusto y sujetan de forma segura su dispositivo manual o electrónico. Con el soporte cargador versión 2, su Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Xplorer plus o Multipipette® E3/E3x estará siempre cargada y lista para usar. El soporte de pipetas versión 2 completamente nuevo aloja una Eppendorf Multipipette M4. Este soporte también es perfecto para una pipeta Eppendorf Research® plus o Eppendorf Reference® 2 monocanal o multicanal si se utiliza con el soporte de pipetas correspondiente.



Perfección hasta en el más pequeño detalle

Los soportes giratorios alojan todas las pipetas Eppendorf manuales actuales y los modelos anteriores.



Unos pictogramas etiquetan claramente los soportes de pipetas y las bases de recarga para facilitar la asignación en el laboratorio.



Soportes de pipetas y bases de recarga rápidamente intercambiables, no se requiere ninguna herramienta.



Soportes compatibles con versiones anteriores para las pipetas manuales Eppendorf Research y Reference.



Asa grande para el transporte fácil de los carruseles de mesa a mesa.



Unos pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa del laboratorio.



Soporte de pipetas y base de recarga versión 2


Escoja entre una amplia gama de soportes para todos los instrumentos de manejo de líquidos manuales y electrónicos actuales de Eppendorf y para la mayoría de los modelos predecesores. Coloque su pipeta y Multipipette donde se requieran: montadas en la pared,

en el estante encima de su mesa o en el interior de un armario de seguridad biológica. Además, todos los soportes se pueden insertar en el carrusel portapipetas 2. Unas bases de recarga para la instalación en un carrusel cargador 2 también están disponibles.

Contactos eléctricos robustos diseñados para una larga vida útil sin necesidad de sustitución.

Unos contactos de carga en forma de V garantizan una conexión eléctrica estable entre la base de recarga y el dispositivo electrónico.

La función de enrollamiento de cable para el cable de alimentación sobrante contribuye a mantener su mesa de laboratorio limpia y ordenada.



El diseño compacto con un diámetro de 18,5 cm hace que los soportes y carruseles sean ideales cuando escasea el espacio.

La electrónica de carga inteligente supervisa hasta seis pipetas Eppendorf Xplorer o seis Multipipette electrónicas.

Un conector de alimentación magnético de desacoplamiento rápido protege las pipetas y Multipipettes contra caídas.

Carrusel portapipetas 2 y carrusel cargador 2

Tenga todas sus pipetas y dispensadores Eppendorf al alcance de la mano. El carrusel portapipetas versión 2 para pipetas manuales y el carrusel cargador versión 2 para dispositivos electrónicos ofrecen mayor flexibilidad y mayor capacidad que nunca antes.

El carrusel portapipetas versión 2 de Eppendorf puede alojar hasta seis pipetas manuales monocanal o multicanal de Eppendorf. Este soporte giratorio con un diseño completamente nuevo puede alojar todas las pipetas manuales disponibles en catálogo y la mayor parte de los modelos anteriores, incluyendo la Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 y Biomaster®.

El carrusel cargador versión 2 ofrece un 50% más de capacidad que antes y puede alojar hasta seis pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer o Xplorer plus. Si se utiliza con bases de recarga opcionales, el carrusel puede alojar hasta seis Eppendorf Multipipette E3/E3x o Multipipette stream/Xstream. Además de los dispositivos electrónicos, el carrusel cargador versión 2 también es perfecto para pipetas Eppendorf manuales si se utiliza con soportes de pipeta opcionales.

Mayor flexibilidad

- > Los carruseles pueden alojar todas las clases de pipetas y dispensadores de Eppendorf
- > Todas las pipetas manuales de Eppendorf encajan en el soporte giratorio



Mayor capacidad

- > Carrusel cargador versión 2 para hasta seis dispositivos electrónicos
- > Los carruseles pueden alojar tanto dispositivos manuales como dispositivos electrónicos

Mayor comodidad

- > Los soportes de pipetas son intercambiables, no se requieren herramientas
- > Función de enrollamiento de cable para el cable de alimentación sobrante

Mayor seguridad para el usuario

- > Conector de alimentación magnético para una conexión rápida y fácil
- > Unos pies de goma grandes protegen los carruseles contra líquidos derramados en la mesa



> Información adicional disponible en:
www.eppendorf.com/pipetteholder


Información para pedidos

Descripción	N.º de pedido
Carrusel portapipetas 2 , para 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®. Existen soportes de pipetas adicionales como opción.	3116 000.015
Carrusel cargador 2 , para 6 Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, fuente de alimentación incluida. Existen bases de recarga y soportes de pipetas adicionales como opción.	3116 000.023
Soporte cargador 2 , para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, funciona con la fuente de alimentación suministrada con la Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus	3116 000.031
Soporte cargador 2 , para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, funciona con la fuente de alimentación suministrada con la Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream	3116 000.040
Soporte de pipetas 2 , para una Eppendorf Multipette® M4, sin función de carga. Existen soportes de pipetas adicionales como opción.	3116 000.058
Soporte de pipetas 2 , para 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, unos soportes de pipeta adicionales están disponibles opcionalmente	3116 000.112
Soporte de pipetas 2 , para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, para carrusel portapipetas 2 o soporte para la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga	3116 000.120
Soporte de pipetas 2 , para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, para carrusel portapipetas 2 o soporte para la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga	3116 000.139
Soporte de pipetas 2 , para una Eppendorf Multipette® M4, para carrusel portapipetas 2 y carrusel cargador o soporte para la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga	3116 000.147
Base de recarga 2 , para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, para carrusel cargador 2, con función de carga	3116 602.007
Base de recarga 2 , para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, para carrusel cargador 2, con función de carga	3116 603.003

Conozca más acerca del nuevo sistema de soporte de pipetas

El sistema de soporte de pipetas Eppendorf proporciona carruseles, soportes y sistemas de fijación para la pared altamente flexibles para todos los instrumentos de manejo de líquidos manuales y electrónicos de Eppendorf disponibles en catálogo y la mayor parte de los modelos anteriores.

> www.eppendorf.com/pipetteholder



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com