

NUEVO: tubo de 5,0 mL
con tapa de rosca



El eslabón perdido

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – sistema simple y seguro



En combinación con el amplio surtido de accesorios, los Eppendorf Tubes 5.0 mL son la alternativa perfecta para el trabajo con volúmenes de muestra medianos.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Tapa a presión
 Manejo simple, práctico y ergonómico con una sola mano. Gran superficie de etiquetado.

Pureza
 En función de la aplicación, disponibles en los grados de pureza Eppendorf: pureza certificada y pureza comprobada por lotes.

Seguridad
 Alta estabilidad g-Safe® a fuerzas de centrifugación para protocolos fiables, rápidos y eficientes.



Tapa de rosca
 Los laterales planos y acanalados contribuyen a un manejo ergonómico, fácil y seguro.

Material
 Polipropileno de alta calidad especialmente claro para resultados de ensayo fiables, libre de agentes plastificantes, deslizantes y biocidas.

Forma cónica
 Compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 mL – los adaptadores y racks existentes se pueden seguir utilizando para ahorrar costes.




Fig. 1: Mayor rendimiento en el aislamiento de ADN – En plásmidos con bajo número de copias, el rendimiento se incrementa notablemente al aumentar el volumen del cultivo celular a 5 mL. Los Eppendorf Tubes 5.0 mL permiten realizar una purificación de ADN sin tener que dividir las muestras entre varios tubos más pequeños. Los datos mostrados en el diagrama han sido generados con tubos de 5,0 mL con tapa a presión. Para más información y descripción del protocolo, consulte la nota de aplicación 262.

Inteligente y sencillo – ¡en un sistema!

Amplio surtido de accesorios:

El concepto del sistema Eppendorf 5.0 mL es una solución completa para flujos de trabajo de laboratorio. Los procedimientos de laboratorio se pueden ejecutar de manera fácil, práctica y económica.

Eppendorf ofrece un surtido completo de accesorios para el pipeteo simple y eficiente, el mezclado fácil, los procesos de incubación y el almacenamiento seguro. ¡Y todo ello también para los nuevos Eppendorf Tubes 5.0 mL!

La geometría y el tamaño en la parte cónica del tubo han sido diseñados de tal modo que sean compatibles con los accesorios para los conocidos tubos cónicos de 15 mL. ¡De este modo usted puede seguir utilizando muchos de sus adaptadores y racks!

Accesorios:

- > Nuevos rotores de alta velocidad adecuados para las centrifugas 5430/R, 5427 R, 5804/R y 5810/R de Eppendorf
- > Nuevos adaptadores e insertos para todos los rotores existentes con perforados para tubos de 15 mL ó 50 mL
- > Soportes funcionales y prácticos para el laboratorio
- > Cajas de almacenamiento para la congelación y racks para el pipeteo automático
- > Nuevos bloques intercambiables de 5,0 mL para Eppendorf ThermoMixer® C y Eppendorf ThermoMixer® comfort, así como para Eppendorf ThermoStat™ C y Eppendorf ThermoStat™ plus
- > Nuevo módulo térmico de 5,0 mL para la estación automática de pipeteo epMotion®



Perfecto mezclado y calentamiento con el Eppendorf ThermoMixer C



Centrifugación segura con centrifugas Eppendorf



Integración sencilla en la estación automática de pipeteo epMotion



Nuevos soportes prácticos y apilables, así como cajas de almacenamiento resistentes al frío



Pipeteo preciso de un solo paso con las pipetas y epT.I.P.S.® de 5,0 mL de Eppendorf



Adaptadores optimizados para los rotores basculantes existentes

Descubra el eslabón perdido: Eppendorf Tubes® 5.0 mL

La evolución en los tubos de ensayo empezó hace más de 50 años con Eppendorf. Desde entonces los tubos Eppendorf se utilizan diariamente en todo el mundo. Hoy en día, los Eppendorf Tubes son el producto líder de esta evolución y representan el estándar en el procesamiento de muestras en el rango de 0,5 a 2,0 mL.

Para volúmenes de muestra grandes existen los conocidos tubos cónicos con tapa a rosca (15 mL y 50 mL); sin embargo, los usuarios de volúmenes medianos tienen un problema: tienen que trabajar con tubos cónicos grandes con tapa a rosca que son poco prácticos, costosos y que a menudo están sujetos a contaminaciones.

Eppendorf ofrece ahora el «eslabón perdido»: el Eppendorf Tube 5.0 mL. Este tubo rellena el hueco existente en la actual gama de tubos, permitiendo un procesamiento simple y seguro de volúmenes hasta 5,0 mL.

Campos de aplicación:

- > Protocolos más simples en la preparación de muestras hasta 5,0 mL
- > Mayor rendimiento en el aislamiento de ADN/ARN, especialmente en muestras con concentraciones reducidas
- > La disponibilidad de tubos con tapa a presión o tapa de rosca permite una elección óptima de diferentes requisitos en la preparación de muestras, incubación, almacenaje y otras aplicaciones.
- > Peletización segura de suspensiones celulares
- > Preparación y almacenaje de mastermix y tampones
- > Almacenamiento de muestras en menor espacio
- > Lisis tisular y celular segura
- > Variante de tubo en color ámbar para un almacenaje protegido de la luz

- > www.eppendorf.com/5ml
- > www.eppendorf.com/consumables

Información para pedidos

Denominación	Número de ref.
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™ , 200 tubos (2 bolsas de 100 uds.)	0030 119.401
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean , 200 tubos (2 bolsas de 100 uds.)	0030 119.460
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, estéril , 200 tubos (10 bolsas de 20 uds.)	0030 119.487
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Biopur , 50 tubos (embalaje individual)	0030 119.479
Eppendorf Protein LoBind Tubes 5.0 mL, PCR clean , 100 tubos (2 bolsas de 50 uds.)	0030 108.302
Eppendorf DNA LoBind Tubes 5.0 mL, PCR clean , 200 tubos (4 bolsas de 50 uds.)	0030 108.310
Pack de inicio Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean , 400 tubos (2 paquetes, cada uno con 2 bolsas de 100 uds.), 2 racks (cada uno con 16 posiciones), blanco, 8 adaptadores universales para rotores con perforados para tubos cónicos de 15 mL	0030 119.380
Eppendorf Quality™ , ámbar (protección contra la luz), 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)	0030 119.452
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca , 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)	0030 122.305
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, PCR clean , 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)	0030 122.313
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca , 5,0 mL, estéril, libre de pirógenos, DNAsas, RNAsas y ADN, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)	0030 122.321
Accesorios de sistema	
Rack de 5,0 mL (16 posiciones) , 2 unidades, blanco, también adecuado para tubos cónicos de 15 mL con tapa a rosca	0030 119.495
Storage Box 5 x 5 , para 25 tubos de 5 mL, 4 uds., altura 63,5 mm, 2,5 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.532
Storage Box 5 x 5 , para 25 tubos con tapa de rosca de 5 mL, 2 uds., altura 76,2 mm, 3 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico	0030 140.613
Tube Clip 5.0 mL , 10 unidades, para sujetar la tapa	0030 119.509
Centrífuga 5427 R: Rotor	
Rotor FA-45-12-17, para 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 20.600 x g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles	5409 700.006
Centrífuga 5430/ 5430 R: Rotores y adaptadores	
Rotor FA-45-16-17, para 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 21.000 x g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles	5427 750.002
Adaptador para rotor F-35-6-30 (perforado grande), 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 7.197 x g	5427 747.001
Adaptador para rotor F-35-6-30 (perforado pequeño), 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 7.197 x g	5427 746.005
Centrífuga 5702/ 5702 R/ 5702 RH: adaptador	
Adaptador para rotor A-4-38, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 2,943 x g	5702 733.008
Centrífuga 5804/ 5804 R y 5810/ 5810 R: Rotores y adaptadores	
Rotor FA-45-20-17, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 20.913 x g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles	5820 765.003
Adaptador para rotor F-34-6-38, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 16.824 x g	5804 777.000
Adaptador para rotor F-45-6-30, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 19.806 x g	5820 730.005
Adaptador para rotor S-4-104, 2 unidades, para 28 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 3.214 x g	5825 739.000
Adaptador para rotor S-4-72, 2 unidades, para 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 3.215 x g	5804 793.005
Centrífugas con rotores para tubos cónicos de 15 mL con tapa a rosca: adaptador universal	
Inserto, 8 unidades, para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 732.008
Eppendorf ThermoMixer® comfort y Eppendorf ThermoStat™ plus: bloque intercambiable , para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000.333
Eppendorf ThermoMixer® C y Eppendorf ThermoStat™ C: Eppendorf SmartBlock™ 5,0 mL , para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000.007
epMotion®: módulo Reservoir Rack , para 4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799.340

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com