

Rotores para 5910 R/5920 R



Rotor FA-6x250

- > Rotor de ángulo fijo para botellas de hasta 6 x 250 mL ¹⁾.
- > Ideal para el pellet de microorganismos y células de mamíferos
- > 12 adaptadores diferentes para una amplia gama de aplicaciones adicionales
- > Velocidad máx. 15,054 x g (10,100 rpm)
- > Tapa de rotor Eppendorf QuickLock para el cierre rápido de la tapa
- > Hermeticidad²⁾ para una centrifugación segura de muestras peligrosas
- > Peso liviano de tan solo 5.3 kg para un trabajo sin estrés
- > Aluminio anodizado para una alta resistencia química
- > El rotor, la tapa y los adaptadores se pueden esterilizar en autoclave para reducir el riesgo de contaminación

¹⁾ Para operar este rotor es necesario actualizar el software de las centrifugas anteriores. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf o su distribuidor para obtener más información. ²⁾ La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down (Reino Unido). Máximo 80% del volumen máximo de llenado

Información para pedidos

Descripción	N.º de ped.
Rotor FA-6x250, para 6 botellas de 250 mL	
incl. tapa de rotor Eppendorf QuickLock® hermética a los aerosoles	5895 175.007



Adaptadores para Rotor FA-6x250						
Volumen de tubo	5 mL	2.6 – 8.0 mL	5.5 – 12.0 mL	9 mL	5 mL ²⁾ y 15 mL	50 mL
Máx. diámetro de tubo	12 mm	13 mm	16 mm	17.5 mm	17 mm	30 mm
Máx. altura del recipiente para uso con tapón/tapa¹⁾	114 mm	114 mm	115 mm	112 mm	122 mm	125 mm
Adaptador						
Número de recipientes por adaptador/rotor	9/54	8/48	7/42	7/42	4/24	1/6
Forma del fondo	redonda	redonda	redonda	redonda	cónica	cónica
Radio de centrifugación	126 mm	125 mm	125 mm	126 mm	120 mm	110 mm
Máx. FCR	14.370 x g	14.256 x g	14.256 x g	14.370 x g	13.686 x g	12.545 x g
Embalaje	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.				
N.º de ped.	5920 765.000	5920 763.008	5920 762.001	5920 764.004	5920 761.005	5920 760.009

50 mL	10 mL	16 mL	30 mL	50 mL	85 mL	175 mL ³⁾	Botellas de fondo plano de ⁴⁾
30 mm	17 mm	18 mm	26 mm	29 mm	38 mm	62 mm	62 mm
125 mm	115 mm	115 mm	116 mm	125 mm	118 mm	118 mm	135 mm
1/6	7/42	7/42	3/18	1/6	1/6	1/6	1/6
cónica, con faldón	redonda	redonda	redonda	redonda	redonda	cónica	plana
108 mm	126 mm	126 mm	125 mm	111 mm	113 mm	132 mm	132 mm
12.317 x g	14.370 x g	14.370 x g	14.256 x g	12.659 x g	12.887 x g	15.054 x g	15.054 x g
juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	–	–
5920 766.007	5920 769.006	5920 770.004	5920 767.003	5920 771.000	5920 768.000	Conical form insert required ³⁾	No adapter required ⁴⁾

¹⁾ Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real.

²⁾ Para Eppendorf Tubes® de 5.0 mL (núm. ped. 5820 732.008).

³⁾ Botellas cónicas de 175 mL de BD/Corning (352076). Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

⁴⁾ 250 mL de Nalgene (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) and Corning (431841, 431842). Cuando se usa con tapa ancha, la capacidad máxima de la botella de fondo plano de 250 mL de Nalgene (3140-0250) se reduce a 4 x 250 mL.