

Configure sus pipetas de forma remota

El Eppendorf Pipette Manager pone las pipetas electrónicas conectadas al servicio de un funcionamiento más rápido, una mayor reproducibilidad y una documentación digital de cada paso.



¿Quién no disfruta de una mayor libertad y comodidad a la hora de pipetear? ¡Manténgase a la vanguardia! Cambie a pipetas electrónicas conectadas y mejore sus habilidades individuales de pipeteo mientras lleva el trabajo en equipo a un nuevo nivel.

Pipetas electrónicas conectadas
 Convierta sus pipetas Eppendorf Xplorer®, Xplorer plus o Xplorer plus Move It® en **pipetas electrónicas conectadas**.

Pipette Manager
 Establezca comunicación con pipetas electrónicas y tabletas conectadas mediante tecnología WiFi.

Tabletas
 Conecte tabletas (Android e iOS) para trabajar en paralelo con otros usuarios del laboratorio.

Pruébalo ahora

Lo que la conectividad puede hacer por usted

Plus de rapidité

Introducción más rápida de volúmenes a través del Pipette Manager. Todos los ajustes serán transferidos a las pipetas electrónicas conectadas para un inicio inmediato del pipeteo.

Plus de précision

Obtenga orientación del "Liquid Manager" integrado en el software cuando trabaje con clases de líquidos exigentes (p. ej., viscosos, volátiles o espumosos) para aumentar la reproducibilidad de sus pasos de pipeteo.

Elija entre los tipos de líquido Eppendorf predefinidos, p. ej. acetona, o cree su propio tipo de líquido.

Plus de confiance

Documente automáticamente cada paso del pipeteo y exporte fácilmente sus registros como archivo PDF a través de USB. La documentación contiene detalles como el sello de tiempo, el número de serie de la pipeta, el modo de pipeteo, el volumen, así como el tipo de líquido seleccionado.

Trabaje más estrechamente

Gestione su flota de pipetas de forma más eficaz y mejore la colaboración en equipo. Las características integradas como "Creación de juegos de pipetas" o "Compartición de tipos de líquidos" respaldan un funcionamiento fluido y eficiente.

Evolucione sus pipetas electrónicas

¡Manténgase flexible con sus pipetas electrónicas!

Convierta fácilmente sus pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer/Xplorer plus o Xplorer plus Move It en un dispositivo conectado con el módulo WiFi.

¡Enchufe el dispositivo, conéctese y empiece a trabajar en menos de un minuto!



Información para pedidos

Descripción

Pipette Manager, un servidor táctil externo que permite la comunicación con las pipetas electrónicas conectadas
Eppendorf Xplorer® connect, módulo WiFi incl. batería para la familia de pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer

N.º de ped.

1004 000 001
 4861 000 970

Nota: el Pipette Manager no está disponible en todo el mundo. Por favor, contacte con su representante de ventas de Eppendorf para más información.

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid, Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/pipette-manager

Eppendorf®, el diseño de marca Eppendorf, Eppendorf Xplorer® y Move It® son marcas registradas propiedad de Eppendorf SE, Alemania. Todos los derechos reservados, incluidos gráficos e ilustraciones. Copyright © 2023 por Eppendorf SE. · N.º de pedido AA01 028 620/EN2/Print