

L'Eppendorf Mixer  
à 50 ans



# La tradition continue

Nouveau Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0  
Une qualité reconnue depuis 1964

# Un moyen intelligent de perpétuer la tradition

## Nouveau : Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0



Depuis 50 ans, Eppendorf est votre partenaire privilégié pour la thermostatisation et l'agitation de faibles volumes. Eppendorf perpétue cette tradition avec l'introduction de deux nouveaux modèles de Thermomixers. Les Eppendorf ThermoMixer F0.5 et F2.0 sont respectivement équipés d'un bloc fixe pour tubes de 0,5 mL et 2,0 mL. Ce qui fait de ces produits le choix parfait pour les protocoles spécifiquement établis pour ces formats de tubes.

> Les Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0 peuvent être utilisés avec le couvercle ThermoTop afin d'éviter les phénomènes de condensation. [www.eppendorf.com/thermomixer-f](http://www.eppendorf.com/thermomixer-f) et [www.eppendorf.com/smartblocks](http://www.eppendorf.com/smartblocks)

## Les instruments Eppendorf de thermostatisation et d'agitation



La nouvelle génération d'instruments Eppendorf de thermostatisation et d'agitation offre encore plus qu'il n'y paraît :

- > Des performances d'agitation supérieures grâce au 2<sup>D</sup>Mix-Control
- > Une gestion remarquable de la température avec l'Eppendorf ThermoTop®\*
- > Polyvalence et utilisation ergonomique grâce au système Eppendorf QuickRelease™\*\*
- > La nouvelle génération d'Eppendorf SmartBlock interchangeables offre une flexibilité d'utilisation hors normes avec la plupart des tubes et plaques.\*\*

\* non disponible pour MixMate®

\*\* non disponible pour MixMate®, Eppendorf ThermoMixer® F

> En découvrir davantage sur : [www.eppendorf.com/sample-preparation](http://www.eppendorf.com/sample-preparation)

# Un système complet de solutions de manipulation des liquides



Eppendorf ThermoMixer® F  
Eppendorf ThermoMixer® C  
Eppendorf ThermoStat™ C



Plate Reader AF 2200  
Eppendorf BioSpectrometer®  
Eppendorf BioPhotometer® D30



Eppendorf Centrifuge 5427 R  
(avec 9 rotors)



Eppendorf propose un grand choix de consommables qui s'associent parfaitement à tous les instruments Eppendorf pour couvrir l'ensemble de vos besoins en manipulation d'échantillons.



Eppendorf SmartBlock™  
0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL /  
5,0 mL



Eppendorf Multipette® Xstream  
Eppendorf Multipette® M4



Eppendorf Reference® 2

**Nomenclature de commande**

Désignation	Code
Eppendorf ThermoMixer® F0.5, avec Thermoblock pour 24 tubes de 0,5 mL, 220–240 V	5386 000.010
Eppendorf ThermoMixer® F2.0, avec Thermoblock pour 24 tubes de 2,0 mL, 220–240 V	5387 000.013
Eppendorf ThermoMixer® C, appareil de base sans Thermoblock, 220–240 V	5382 000.015
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, avec Thermoblock pour 24 tubes de 1,5 mL, 220–240 V	5384 000.012
Eppendorf ThermoMixer® FP, avec Thermoblock pour microplaques et plaques Deepwell, avec couvercle, 220–240 V	5385 000.016
Eppendorf ThermoStat™ C, appareil de base sans Thermoblock, 220–240 V	5383 000.019
Eppendorf ThermoTop®, avec technologie condens.protect®	5308 000.003
MixMate®, avec 3 portoirs pour tubes : PCR 96, 0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 220–240 V	5353 000.014
Eppendorf BioPhotometer® D30, photomètre UV-Vis	6133 000.001
Eppendorf BioSpectrometer® basic, spectrophotomètre UV-Vis	6135 000.009
Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, spectrophotomètre UV-Vis avec emplacement de cuve thermostatée	6136 000.002
Eppendorf µCuvette® G1.0, cellule de mesure microvolume pour Eppendorf BioPhotometer® et BioSpectrometer®	6138 000.018
Eppendorf PlateReader AF2200, lectures dessus/dessous en UV/visible et fluorescence en format plaque de 6 à 384 puits	6141 000.002
Eppendorf µPlate G0.5, Plaque microvolume Eppendorf pour l'Eppendorf PlateReader AF 2200	6144 000.003
Eppendorf Centrifuge 5427 R, (230V/50–60Hz) avec rotor FA-45-12-17 pour 12 Eppendorf tube 5.0 mL	5409 000.632
Multipette® M4, avec support pour portoir mural et/ou portoir-carrroussel	4982 000.012
Multipette® Xstream, avec adaptateur-chargeur, 100–240V/50–60Hz	4986 000.025
Eppendorf Reference® 2, pack de 3, option 2, 2–20µL jaune, 20–200µL, 100–1 000µL	4920 000.911
Eppendorf Xplorer®, pipette électronique, 8 canaux, 50–1 200µL	4861 000.163
Eppendorf Deepwell Plate 96/500, bord blanc, PCR clean, 40 plaques (5 × 8)	0030 501.101
Eppendorf Deepwell Plate 96/1000, bord blanc, PCR clean, 20 plaques (5 × 4)	0030 501.209
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 200 tubes, (2 sachets de 100)	0030 119.401

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France  
[eppendorf@eppendorf.fr](mailto:eppendorf@eppendorf.fr) · [www.eppendorf.fr](http://www.eppendorf.fr)

[www.eppendorf.fr](http://www.eppendorf.fr)