



Work Smarter, Not Harder

Les nouveaux outils de distribution à 4 canaux epMotion



Découvrez ce que vous pouvez accomplir

Dites adieu aux transferts compliqués de liquides entre tubes et plaques et vice-versa ! Nos outils modernes de distribution à 4 canaux facilitent considérablement cette tâche difficile et sujette aux erreurs. Ces nouveaux venus au sein de la gamme epMotion sont conçus spécialement, par exemple, pour le reformatage (PCR et qPCR, NAP) afin de fournir rapidement des résultats fiables.

> Transfert sans effort de liquides

Éliminez les difficultés associées au transfert de liquides entre tubes et plaques et vice-versa.

> Productivité améliorée

Gagnez en rapidité et en fiabilité pour vos résultats. Améliorez les flux de travaux et l'efficacité globale de votre laboratoire.

> Meilleure expérience de travail

Libérez-vous des tâches pénibles et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos recherches et vos découvertes.



Performances de pipetage

Outil de distribution	Plage de volume	Volume	Erreur de mesure			
			Systématique		Aléatoire	
			%	µL	%	µL
TM 50-4	1,0 à 50 µL	1 µL	± 25	± 0,25	± 10	± 0,1
		5 µL	± 5	± 0,25	± 5	± 0,25
		25 µL	± 2	± 0,5	± 1,2	± 0,3
		50 µL	± 1,2	± 0,6	± 0,6	± 0,3
TM 300-4	20 à 300 µL	20 µL	± 10	± 2,0	± 4,0	± 0,8
		30 µL	± 10	± 3,0	± 3,5	± 1,05
		150 µL	± 2,5	± 3,75	± 0,8	± 1,2
		300 µL	± 1,5	± 4,5	± 0,5	± 1,5
TM 1000-4	40 à 1 000 µL	40 µL	± 6	± 2,4	± 2,5	± 1,0
		100 µL	± 3	± 3	± 1,5	± 1,5
		500 µL	± 1,5	± 7,5	± 0,3	± 1,5
		1 000 µL	± 0,8	± 8,0	± 0,15	± 1,5



Nomenclature de commande

Description	Réf. internationale
epMotion, outil de distribution à 4 canaux TM50-4, 1 à 50 µL	5280000410
epMotion, outil de distribution à 4 canaux TM50-4, 20 à 300 µL	5280000436
epMotion, outil de distribution à 4 canaux TM50-4, 40 à 1 000 µL	5280000452
Rack pour tubes individuels, compatible avec TM-4 , pour jusqu'à 24 microtubes Eppendorf, tubes en verre ou en plastique Ø > 13 mm x 60 mm de longueur max.	5075775204
Rack pour 24 tubes, compatible avec TM-4 , pour jusqu'à 24 tubes Safe-Lock de 1,5 mL ou de 2,0 mL.	5075752107
Thermorack, compatible avec TM-4, avec outils de distribution monocanal ou à 4 canaux, jusqu'à 1 000 tr/min sur le TMX.	5075752115
Thermorack TMX, compatible avec TM-4 , avec outils de distribution monocanal ou à 4 canaux, tempérable, jusqu'à 1 300 tr/min sur le TMX.	5075752123
Thermorack Cryo, compatible avec TM-4 , avec outils de distribution monocanal ou à 4 canaux, tempérable, jusqu'à 1 000 tr/min sur le TMX.	5075752131
TipHolder, compatible avec TM-4 , avec outils de distribution monocanal et à 4 canaux. Espace disponible pour une epT.I.P.S Box dans la partie inférieure et un epT.I.P.S. Reload Rack dans la partie supérieure, autoclavable.	5075752158
Remarque : les outils de distribution à 4 canaux sont compatibles avec la version logicielle epBlue ≥ 50.2 et l'epMotion 5073 / 5075 à partir des numéros de série ≥ 10.000	

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/automation