



Scanner et sécuriser

Tubes à code-barres et système SafeCode™

« Scanner, c'est la sécurité. »

Les tubes font partie intégrante des flux de travaux de votre laboratoire. Vous avez besoin de pouvoir compter sur les tubes de stockage de vos échantillons et produits. Les considérations à prendre en compte vont bien au-delà de leur fabrication et de leur ergonomie. Vos récipients doivent résister aux mauvais traitements du quotidien en laboratoire, ainsi qu'aux longues périodes de stockage. Les tubes à code-barres SafeCode sont votre solution à ces « petits problèmes » qui peuvent prendre des proportions dramatiques.

Tirez profit d'une identification fiable des échantillons et de banques de données fiables pour leur inventaire.




Vous en avez assez des échantillons illisibles ?

- > Consommables pré-étiquetés disponibles à la vente pour un usage immédiat
- > Archiver l'ensemble des données pertinentes des expériences pour une documentation facile
- > Étiquettes fiables à long terme pour une identification sûre des échantillons



La fiabilité est indispensable ?

- > Eppendorf fabrique depuis des décennies des récipients de stockage d'échantillons. Aujourd'hui, vos tubes préférés sont encore mieux qu'avant
- > Toutes les solutions d'Eppendorf offrent la sécurité supplémentaire de la numérisation



Un peu perdu dans vos échantillons et procédures ?

- > Gestion facile des échantillons avec le logiciel eLabInventory
- > Trouver des emplacements libres dans le congélateur pour une utilisation efficace de l'espace
- > Lecture de code-barres pour une identification sûre des échantillons
- > Documentation fiable des processus avec le logiciel eLabJournal




Un système pour couvrir vos besoins

Le système SafeCode est conçu pour remplir facilement toutes vos attentes. Économisez du temps et des efforts avec des tubes, applis, logiciels et solutions de stockage adaptés. Ensemble, ils garantissent que votre précieux travail trouve le chemin des revues scientifiques et de la production, pas celui de la poubelle.



Jugez-en par vous-même et
[Demandez votre échantillon SafeCode](#)





La précision des dimensions garantit une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, mélangeurs et agitateurs

Le code Datamatrix 2D bien visible peut être lu même lorsqu'il est endommagé à 30 %

Disponible au format 5 mL, 15 mL et 50 mL avec bouchon à vis

Code bien visible

Système Eppendorf SafeCode

Tous les laboratoires du monde s'accordent à dire que « les tubes doivent être étiquetés ». Dans la réalité, on retrouve souvent dans les congélateurs des récipients sans étiquette ou dont les étiquettes sont illisibles. Il est recommandé d'étiqueter clairement les tubes pour faciliter la lecture et la rendre aussi fiable que possible pour tout le monde.


Au strict minimum, les étiquettes imprimées sur les récipients doivent avoir des inscriptions claires pour qu'elles puissent être lues sans erreur. Les codes-barres ou les codes Datamatrix 2D constituent un pas de plus vers une identification rapide et sûre des échantillons.

- > Des récipients pré-étiquetés avec code-barres et 2 niveaux de codage dans différents formats vous permettent d'améliorer vos processus
- > Profitez de la numérisation chez Eppendorf : téléchargez toute la documentation spécifique à l'identifiant de votre récipient, comme les certificats, les schémas, les numéros de lot et les numéros de commande du fournisseur en utilisant l'Eppendorf DataPort
- > Gérez vos échantillons munis de codes-barres avec un logiciel de gestion d'échantillons comme eLabInventory

L'étiquetage intelligent de vos échantillons coûteux est crucial pour une identification claire et, en fin de compte, pour des résultats sûrs.

Pour en savoir plus sur le SafeCode System
Allez sur www.eppendorf.com/SafeCode

L'encre des étiquettes écrites à la main devient rapidement floue et illisible




Les étiquettes imprimées à la main nécessitent du temps et des efforts, et risquent toujours de se décoller



Pré-étiqueté pour une utilisation immédiate et identification claire pour une lecture facile

Eppendorf Tubes®


- > Fabriqués en polypropylène (PP) vierge de qualité, sans biocides, plastifiants ou latex.
- > Produits dans des moules optimisés, finement polis sans agents anti-adhérents tels que l'oléamide, l'érucamide ou le stéaramide
- > Conçus et fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001



Capuchon avec côtés aplatis et rainurés

- > Offre une manipulation ergonomique et conviviale
- > Permet un positionnement stable et vertical
- > Minimise le risque de contamination

Eppendorf DataPort




Avez-vous besoin d'une documentation détaillée pour les certifications de votre laboratoire ? Des informations essentielles sur vos récipients comme la **référence de lot**, la **référence de commande**, les **certificats**, etc. sont disponibles sur le site **Eppendorf DataPort**. Exportez manuellement vers des banques de données ou automatiquement vers eLabInventory or eLabJournal®.

[En savoir plus !](#)



eLabInventory



Numérisez votre stockage d'échantillons avec eLabInventory

- > Permet de stocker n'importe quel type d'échantillons, spécimens et matériaux pour une grande flexibilité
- > Interface utilisateur intuitive permettant une navigation visuelle à travers le stock pour une gestion facilitée
- > Étiquetage avec code-barres et scan pour un rendement élevé
- > Enregistrements de données entièrement personnalisables pour échantillons, emplacements de stockage et équipement
- > Importation/exportation vers d'autres formats pour la flexibilité des données
- > Conformité 21 CFR partie 11 pour la sécurité de la documentation

Bénéficiez de l'offre d'essai gratuit de l'eLabInventory pendant 30 jours !
Allez sur www.eLabNext.com/eppendorf

Références

Description	Réf.
Eppendorf Tubes® 5,0 mL, Sterile, 200 tubes	0030 113.500
Eppendorf Conical Tubes 15 mL, Sterile, 500 tubes	0030 113.489
Eppendorf Conical Tubes 50 mL, Sterile, 500 tubes	0030 113.497
Logiciel eLabInventory	Voir en ligne
Logiciel eLabJournal®	Voir en ligne



Découvrez toutes les facettes du système SafeCode : CryoStorage Vials, Eppendorf RackScan, tubes à code-barres SafeCode, eLabInventory, eLabJournal et bien plus encore !

www.eppendorf.com/SafeCode



Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hambourg · Allemagne
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com