



L'avantage de la polyvalence

Manque une seconde température pour votre Eppendorf ThermoMixer® ?

L'Eppendorf SmartExtender™ offre un outil d'incubation confortable qui peut facilement être utilisé en complément de vos SmartBlocks existants et de l'Eppendorf ThermoMixer C / Fx ainsi que du ThermoStat™ C.

- > Jusqu'à 12 tubes (1,5 mL) pour un débit plus élevé et une plus grande flexibilité
- > Fonction de chauffage indépendante pour la deuxième température
- > Utilisation parallèle de n'importe quel SmartBlock et SmartExtender



Avantages

- > Régulation de la température indépendante de Eppendorf SmartBlock (deuxième température) pour la deuxième application
- > SmartExtender peut chauffer activement de 3 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 110 °C pour couvrir toutes les applications courantes
- > Toutes les tailles de SmartBlock sont utilisables en parallèle avec le SmartExtender par leur fonctionnalité complète (chauffage, refroidissement, mélange) pour une grande flexibilité

Conditions d'utilisation

- > Convient aux Eppendorf ThermoMixer C, ThermoStat C et ThermoMixer Fx pour une utilisation flexible
- > Mise à jour du micrologiciel de l'instrument pour l'unité installée nécessaire, disponible sur www.eppendorf.com/thermomixer
- > Profitez des connecteurs d'alimentation Eppendorf ThermoTop® existants (SmartExtender ou ThermoTop)



Nomenclature de commande

Désignation	Code
Eppendorf ThermoMixer® C, appareil de base sans Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V	5382 000.015
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, avec Eppendorf SmartBlock™ pour 24 tubes de 1,5 mL, avec Transfer Rack, 220 V–240 V	5384 000.012
Eppendorf ThermoMixer® FP, avec Eppendorf SmartBlock™ pour microplaques et plaques Deepwell, avec couvercle, 220 V–240 V	5385 000.016
Eppendorf ThermoMixer® F0.5, avec Eppendorf SmartBlock™ pour 24 tubes de 0,5 mL, avec Transfer Rack, 220 V–240 V	5386 000.010
Eppendorf ThermoMixer® F2.0, avec Eppendorf SmartBlock™ pour 24 tubes de 2,0 mL, avec Transfer Rack, 220 V–240 V	5387 000.013
Eppendorf ThermoStat™ C, appareil de base sans Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V	5383 000.019
Eppendorf ThermoTop®, avec la technologie condens.protect®	5308 000.003
Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, thermoblock pour 24 tubes de 0,5 mL, avec Transfer Rack	5361 000.031
Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, thermoblock pour 24 tubes de 1,5 mL, avec Transfer Rack	5360 000.038
Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL, thermoblock pour 24 tubes de 2,0 mL, avec Transfer Rack	5362 000.035
Eppendorf SmartBlock™ 5,0 mL, thermoblock pour 8 Eppendorf Tubes® de 5,0mL	5309 000.007
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, thermoblock pour 8 tubes coniques de 15 mL	5366 000.021
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, thermoblock pour 4 tubes coniques de 50 mL	5365 000.028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, thermoblock pour 24 microtubes d'un diamètre allant jusqu'à 12 mm	5364 000.024
Eppendorf SmartBlock™ cryo, thermoblock pour 24 cryotubes, 1,5–2,0 mL, toutes formes de fond	5367 000.025
Eppendorf SmartBlock™ plaques, thermoblock pour microplaques et plaques Deepwell, avec couvercle	5363 000.039
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, thermoblock pour plaques PCR 96, avec couvercle	5306 000.006
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, thermoblock pour plaques PCR 384, avec couvercle	5307 000.000
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, avec couvercle	5316 000.004
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1.000, thermoblock pour Eppendorf Deepwell Plates 96/1 000 µL, avec couvercle	5310 000.002
Eppendorf SmartExtender™, pour 12 tubes de 1,5 mL	5322 000.008

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2–6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/thermomixer