

Rotors pour 5910 R/5920 R



Rotor FA-6x250

- > Rotor angulaire pour jusqu'à 6 flacons de 250 mL¹⁾
- > Idéal pour le pastillage de cellules de microorganismes et de mammifères.
- > 12 adaptateurs différents pour une vaste gamme d'applications supplémentaires
- > Vitesse max. de 15 054 x g (10 100 rpm)
- > Couvercle de rotor Eppendorf QuickLock pour un verrouillage rapide du couvercle
- > Anti-aérosols²⁾ pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux
- > Poids faible de seulement 5,3 kg pour un travail confortable
- > Aluminium anodisé pour une haute résistance aux produits chimiques
- > Le rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables afin de réduire le risque de contamination

¹⁾ Pour utiliser ce rotor, une mise à jour de logiciel est nécessaire sur les anciens modèles de centrifugeuse. Veuillez contacter votre représentant local Eppendorf pour plus d'informations. ²⁾ Étanchéité aux aérosols testée par Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni. 80 % max. du volume de remplissage max.

Nomenclature de commande

Désignation	Réf.
Rotor FA-6x250, pour 6 flacons de 250 mL	
Couvercle de rotor anti-aérosols Eppendorf QuickLock® incl.	5895 175.007



Adaptateurs pour Rotor FA-6x250						
Volume du tube	5 mL	2,6 – 8,0 mL	5,5 – 12,0 mL	9 mL	5 mL ²⁾ et 15 mL	50 mL
Diamètre max. de tube	12 mm	13 mm	16 mm	17,5 mm	17 mm	30 mm
Hauteur max. de la cuve pour utilisation avec couvercle¹⁾	114 mm	114 mm	115 mm	112 mm	122 mm	125 mm
Adaptateur						
Nombre de cuves par adaptateur/ rotor	9/54	8/48	7/42	7/42	4/24	1/6
Forme du fond	rond	rond	rond	rond	conique	conique
Rayon de centrifugation	126 mm	125 mm	125 mm	126 mm	120 mm	110 mm
RCF max.	14 370 x g	14 256 x g	14 256 x g	14 370 x g	13 686 x g	12 545 x g
Emballage	lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2
Réf.	5920 765.000	5920 763.008	5920 762.001	5920 764.004	5920 761.005	5920 760.009

50 mL	10 mL	16 mL	30 mL	50 mL	85 mL	175 mL ³⁾	250 mL ⁴⁾
30 mm	17 mm	18 mm	26 mm	29 mm	38 mm	62 mm	62 mm
125 mm	115 mm	115 mm	116 mm	125 mm	118 mm	118 mm	135 mm
1/6	7/42	7/42	3/18	1/6	1/6	1/6	1/6
conique, jupé	rond	rond	rond	rond	rond	conique	plat
108 mm	126 mm	126 mm	125 mm	111 mm	113 mm	132 mm	132 mm
12 317 x g	14 370 x g	14 370 x g	14 256 x g	12 659 x g	12 887 x g	15 054 x g	15 054 x g
lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2	lot de 2	–	–
5920 766.007	5920 769.006	5920 770.004	5920 767.003	5920 771.000	5920 768.000	Conical form insert required ³⁾	No adapter required ⁴⁾

¹⁾ Veuillez réaliser un test manuel pour déterminer la capacité de charge réelle.

²⁾ Pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL sont également nécessaires (réf. 5820 732.008).

³⁾ Flacons coniques de 175 mL de BD/Corning (352076). Veuillez noter que ces flacons coniques nécessitent l'utilisation d'un insert de forme conique fourni par le fabricant de flacon.

⁴⁾ Flacons à fond plat de 250 mL de Nalgene (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) et Corning (431841, 431842). Si utilisé avec flacon à fond plat de 250 mL à large couvercle de Nalgene (3140-0250), la capacité max. se limite à 4 flacons de 250 mL.